


3. Seleccione Permitir para acceder a la aplicación de Fitbit.


4. Después de conectarse con éxito, sus datos se sincronizarán con la aplicación de Fitbit. Podrá ver su progreso tanto en la aplicación como en línea.



## Solución de problemas

### La báscula no enciende.

. Si la báscula no enciende o la batería está baja, es necesario cambiar las baterías y asegurarse de que estén instaladas correctamente.



### Cuando me subo a la báscula, no responde.

. Es posible que tenga que reiniciar la báscula. Retire las pilas y vuelva a colocarlas para reiniciarla.

### La báscula no se conecta a la app de Vitafit.

- . Asegúrate de que el sistema operativo de tu teléfono sea iOS 9.0 o superior o Android 4.3 o superior.
- . Cierra y vuelve a abrir la app de Vitafit. Asegúrate de estar usando la última versión.
- . Asegúrate de que el Bluetooth de tu teléfono esté activado. Si usas Android, asegúrate de que la ubicación también esté activada.
- . Asegúrate de que la báscula no esté conectada a ningún otro teléfono ni app.
- . La báscula solo debe conectarse a tu teléfono a través de la app de Vitafit. No la conectes a la configuración de Bluetooth de tu teléfono.

### Las lecturas de la báscula parecen inestables o inexactas.

- . Asegúrese de que la báscula esté sobre una superficie dura y plana.
- . Asegúrese de que la báscula esté calibrada antes de usarla. Para calibrarla, siga estos pasos: 1: Súbase a la báscula con un pie para activarla y luego bájese. 2: La pantalla mostrará "CAL" y luego "0.0" o "0.00" para indicar que la calibración ha finalizado.

### Mi báscula solo mide mi peso, no otros datos biométricos.

- . Si lleva zapatos o calcetines, la báscula no mide datos biométricos como la grasa corporal. Súbase a la báscula descalzo.
- . Asegúrese de colocar los pies descalzos sobre las zonas conductoras de la báscula.
- . Según los datos biométricos que desee ver, asegúrese de que la báscula esté conectada a la app Vitafit.
- . Verifique en qué modo se encuentra. En el modo "Solo peso", la báscula solo mostrará el peso y el IMC.

## Contenu De L'emballage

| Número de serie | Proyecto                              | Nombre |
|-----------------|---------------------------------------|--------|
| 1               | Báscula inteligente de grasa corporal | 1      |
| 2               | Pila AAA de 1,5 V                     | 3      |
| 3               | Manual de usuario                     | 1      |

## Especificaciones

Capacidad de peso: Mínimo de 5kg/11lb/0:11lb  
Máximo 300kg/660lb/47st3lb  
Unidad de peso: kg/lb/st  
Graduación: 0.05kg/0.1lb/0.1lb  
Dimensiones: 305x305x25.7mm  
Pantalla: LCD  
Plataforma: Vidrio templado  
Baterías: 3xAAA

## Información sobre la garantía

Vitafit garantiza que todos los productos son de la más alta calidad en materiales y mano de obra, y proporciona todos los productos con 3 años de garantía a partir de la fecha de compra.

Para más información, visite [www.51vitafit.com](http://www.51vitafit.com), [www.vitafit.com](http://www.vitafit.com).  
Correo electrónico: [service@51vitafit.com](mailto:service@51vitafit.com)

## Misure di sicurezza


1. Questa bilancia non è destinata all'uso commerciale.
2. Questa bilancia non deve essere atta al diagnosticare o trattare alcuna condizione medica. Consultare il proprio medico di base prima di apportare modifiche dieta, piani di esercizio e attività fisiche.
3. **Se in gravidanza, se utilizzi un pacemaker o disponi di un altro dispositivo interno, non dovresti usare la funzione grasso corporeo di questa bilancia intelligente. Si prega di notare che tutti i dati devono rilevati da questa bilancia devono essere utilizzati come riferimento e non sostituiscono la consulenza medica di un operatore sanitario autorizzato.**
4. Controllare la bilancia prima dell'uso. Non utilizzare la bilancia se danneggiata.
5. La piattaforma di vetro è scivolosa quando bagnata. Assicurati che la piattaforma e i tuoi piedi siano asciutti prima di salire per la misurazione.

## Uso e cura

1. Per pesarsi in modo sicuro e preciso, tenere i piedi alla larghezza delle spalle mentre si è sulla bilancia.
2. NON colpire o far cadere la bilancia.
3. NON stare in piedi sul bordo della bilancia, non saltarci sopra.
4. NON sostare sulla piattaforma della bilancia per un periodo di tempo prolungato o quando il prodotto non è in funzione.
5. NON conservare o utilizzare la bilancia vicino a fonti di calore o in ambienti umidi.
6. Maneggiare la bilancia con cura, poiché è uno strumento di precisione.
7. Pulire la bilancia con un panno pulito e asciutto. Evitare di far entrare acqua o altri liquidi all'interno della bilancia.
8. NON utilizzare detergenti chimici o abrasivi per pulire la bilancia.
9. Conservare la bilancia in un ambiente fresco e asciutto.
10. Tenere sempre la bilancia in posizione orizzontale, non riporla mai in verticale.
11. Se la bilancia non si accende, controllare se le batterie sono state posizionate nel loro alloggiamento correttamente. Se necessario, sostituire le batterie.
12. Se viene visualizzato un errore sul display o se la bilancia non si spegne automaticamente, rimuovere le batterie per oltre 30 secondi, quindi reinstallarle.
13. NON sovraccaricare la bilancia (capacità di peso massima: 300 kg/660lb/47st3lb).
14. NON usare batterie nuove e usate contemporaneamente o batterie di marche diverse per alimentare la bilancia.

## Panoramica del prodotto

Grazie per aver scelto la bilancia intelligente VitaFit per il grasso corporeo. Questa bilancia è il tuo assistente personale per la salute. Utilizza la tecnologia di analisi dell'impedenza bioelettrica (BLA) per offrire 13 dati di composizione di cui hai bisogno per tenere traccia della tua salute personale: grasso corporeo, grasso corporeo senza, massa ossea, massa muscolare, proteine, acqua corporea, BMI e molto altro. Ci auguriamo sinceramente che ti piaccia usare la tua nuova bilancia VitaFit.



|           |                                        |                                                                                         |                    |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cal       | Calibrare                              | Calibrare la bilancia prima di ogni utilizzo                                            |                    |
| Err       | Sovraccarico                           | (Max.300kg/660lb/47st3lb)                                                               |                    |
| Lo        | Batteria scarica                       | sostituisci le batterie tempestivamente                                                 |                    |
| 00000     | Misurazione del grasso corporeo        |                                                                                         |                    |
| Bluetooth | Bluetooth                              | l'icona Bluetooth si illumina significa connesso                                        |                    |
| ST LB KG  | Unità                                  | cambia tramite l'app quando connesso;<br>cambia tramite la bilancia quando non connesso |                    |
| ▲ ● ▼     | ▲ Estremamente alto ● Standard ▼ Basso |                                                                                         |                    |
| BMI       | BMI                                    | Indice di massa corporea                                                                |                    |
| BW        | Acqua corporea(%)                      | BF                                                                                      | Grasso corporeo(%) |
| PR        | Proteine(%)                            | MM                                                                                      | Massa muscolare(%) |

## Pesare con l'ausilio dell'app Vitafit

La bilancia Bluetooth Vitafit può connettersi con il tuo telefono cellulare o Ipad tramite Bluetooth. I dati relativi al peso corporeo e al grasso corporeo verranno visualizzati nell'app denominata "Vitafit", da scaricare dall'App Store iOS o da Google Play.

## Scarica l'app e registra l'ID


Scansiona il codice QR per scaricarla, o scarica l'app "Vitafit" tramite App Store (iOS) o Google Play Store (Android)



Registra il tuo ID, aggiungi quindi i tuoi dati personali e conferma premendo OK.

## Imposta Modalità Utente Speciale

In queste modalità, adottiamo la tecnologia a corrente zero che misura solo peso e BMI.



1. Se sei incinta, hai un pacemaker o un altro dispositivo interno, scegli la modalità Solo peso per la misurazione della sicurezza.



2. Se l'utente ha meno di 2 anni, inserisci l'età e l'altezza del bambino, l'app Vitafit riconoscerà automaticamente e entrerà in modalità bambino che misura solo il peso.



3. Se l'utente ha un'età compresa tra 2 e 18 anni, inserisci l'età e l'altezza del bambino, l'app Vitafit riconoscerà automaticamente e entrerà in modalità bambino.

Nota: durante l'utilizzo della bilancia con l'app Vitafit, cambiando l'unità tramite l'app, la bilancia passerà alla stessa unità. Per questo motivo, il pulsante dell'unità sul retro della bilancia non sarà funzionante quando la bilancia è collegata all'app Vitafit.

## Associazione della bilancia Vitafit al tuo smartphone

Attiva il Bluetooth® sul tuo smartphone.

NOTA: per gli utenti Android, posizione e Bluetooth® devono essere attive su Android 6.0 e oltre.

**OPPURE L'APP NON OTTIENE RISULTATI SECONDO LE NORMATIVE ANDROID.**



1. Rimuovere la striscia isolante dal vano batteria.
2. Posizionare la bilancia su una superficie piana e dura.
3. Aprire l'app Vitafit e toccare "+" nell'angolo in alto a destra della pagina "Gestione dispositivi" per associare.
4. Salire sulla bilancia a piedi nudi per accenderla, quindi il nome del dispositivo apparirà sull'app.
5. Aggiungere il dispositivo denominato "Vital Body Fat" per la connessione. Una volta che l'associazione è riuscita, l'icona Bluetooth diventerà fissa sul display.

## MISURAZIONE





IMPORTANTE: se la bilancia non è connessa all'app Vitafit, visualizza solo il risultato del peso.

Per ottenere direttamente gli altri dati di BMI, grasso corporeo, acqua corporea, massa muscolare e proteine dal display della bilancia, è necessario connettere la bilancia all'app Vitafit e creare prima un account.



1. Posizionare la bilancia su una superficie piana e dura. Evitare qualsiasi tappeto.
2. Accendere la bilancia scendendo e spegnendo, attendendo che sullo schermo venga visualizzato "0.0".
3. Accendere l'app Vitafit. Salire sulla bilancia a piedi nudi e rimanere fermi finché sul display non compare "0000", a indicare che la bilancia sta rilevando il grasso corporeo. Una volta completato il rilevamento del grasso corporeo, è possibile visualizzare i dati di BMI, grasso corporeo, acqua corporea, massa muscolare e proteine sulla bilancia.

La bilancia visualizza prima BF, peso e BW, quindi MM, BMI e PR. Nel frattempo tutti i 13 dati di composizione verranno visualizzati anche sull'app.



## Connessione con altre app di fitness

### Google Fit


Passaggi di autorizzazione sull'app Vitafit

1. Nella pagina Il mio account, fai clic su "Health Connect".

2. Installa Health Connect se il sistema del dispositivo è inferiore ad Android 14, quindi avvia l'autorizzazione.

Se il sistema è Android 14 e versioni successive, salta il passaggio di installazione, fai semplicemente clic direttamente su "Autorizza immediatamente".

3. Fare clic sul pulsante Consenti tutti, quindi l'autorizzazione avrà esito positivo.




Collega i passaggi su Google Fit

1. Apri Google Fit e fai clic su "Inizia".

2. Fai clic su "Configura".




3. Fare clic su "Fine" per terminare la connessione.

4. Dopo aver effettuato la connessione con successo, i dati di misurazione si sincronizzeranno automaticamente con Google Fit.




## Samsung Health

1. Innanzitutto, esegui gli stessi passaggi di autorizzazione sull'app Vitafit indicati sopra per Google Fit.
2. Dopo che l'app Vitafit si è connessa a Health Connect, avviare Impostazioni su Samsung Health come segue.
  - 2.1. Apri Samsung Health, fai clic su "Impostazioni"
  - 2.2. Fare clic su "Connettività Salute"
  - 2.3. Fai clic su "Autorizzazioni app"






- 2.4. Fare clic su "Vitafit" per consentire l'accesso
- 2.5. Fare clic sul pulsante "Consenti tutti" per completare la connessione
- 2.6. Dopo aver effettuato correttamente la connessione, i dati di misurazione verranno sincronizzati automaticamente con Samsung Health





## Apple Health

1. Nella pagina account, seleziona Apple Health dal menu.
  2. Premi Autorizza e l'App verrà, appunto, autorizzata.
  3. Apri l'app Salute sul tuo iPhone, apri quindi le Sorgenti. Assicurati di attivare il Bluetooth®.
  4. Seleziona Vitafit dall'elenco.
  5. Attiva tutte le categorie per consentire il funzionamento ottimale dell'app Vitafit.
- Nota: nel sistema iOS, non è stato possibile eseguire la sincronizzazione con Google Fit.




## Fitbit

1. Nella pagina account, seleziona Fitbit dal menu.
2. Accendi Fitbit, quindi accedi al tuo account Fitbit.



3. Tocca Consenti per accedere all'app Fitbit.


4. Dopo aver effettuato correttamente la connessione, i dati verranno sincronizzati con l'app Fitbit, e sarai in grado di visualizzare i tuoi progressi sia sull'app che online.



## Risoluzione dei problemi

### La bilancia non si accende.

. Se la bilancia non si accende o la batteria è scarica, è necessario sostituire le batterie e assicurarsi che la batteria sia installata correttamente.



### Quando salgo sulla bilancia, non risponde.

. Potrebbe essere necessario riavviare la bilancia. Rimuovi le batterie e reinseriscile per riavviare la bilancia.

### La bilancia non si connette all'app VitaFit.

- . Assicurati che il sistema operativo del tuo telefono sia in esecuzione su iOS9.0+ o Android 4.3+.
- . Chiudi e riavvia l'app VitaFit. Assicurati di utilizzare la versione più recente.
- . Assicurati che il Bluetooth del tuo telefono sia attivato. Per gli utenti Android, assicurati che anche la tua posizione sia attivata.
- . Assicurati che la bilancia non sia attualmente connessa a nessun altro telefono o app.
- . La bilancia dovrebbe essere connessa al tuo telefono solo tramite l'app VitaFit. Non connettere la bilancia alle impostazioni Bluetooth del tuo telefono.

### Le letture della bilancia sembrano instabili o imprecise.

- . Assicurarsi che la bilancia sia su una superficie dura e piana.
- . Assicurarsi che la bilancia sia calibrata prima dell'uso, per calibrare la bilancia, 1: Salire sulla bilancia con un piede per attivarla e poi scendere; 2: Il display mostrerà "CAL" e poi "0.0" o "0.00" per indicare che la calibrazione è completa.

### La mia bilancia misurerà solo il mio peso, non altri dati biometrici.

- . Se indossi scarpe o calzini, la bilancia non può misurare dati biometrici come il grasso corporeo. Sali sulla bilancia a piedi nudi.
- . Assicurati di posizionare i piedi nudi sulle aree conduttive della bilancia.
- . A seconda dei dati biometrici che vuoi vedere, assicurati che la bilancia sia connessa all'app VitaFit.
- . Controlla se ti trovi in quale modalità. In modalità Solo peso, la bilancia fornirà solo il peso e l'IMC.

## Contenuto della confezione

| Numero di serie | Articolo                             | Quantità |
|-----------------|--------------------------------------|----------|
| 1               | Bilancia Impedenziometrica Bluetooth | 1        |
| 2               | Batteria AAA da 1,5 V                | 3        |
| 3               | Manuale dell'utente                  | 1        |

## Specifiche

Capacità di peso: Mínimo de 5kg/11lb/0:11lb  
max 300kg/660lb/47st3lb

Unità di peso: kg/lb/st

Graduazione: 0.05kg/0.1lb/0.1lb

Dimensioni: 305x305x25.7mm )

Display: LCD

Piattaforma: vetro temperato

Batterie: 3xAAA

## Informazioni di garanzia

VitaFit garantisce che tutti i prodotti siano della massima qualità nei materiali e nella produzione, fornendo a tutti i prodotti una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto.

Per maggiori informazioni per favore visita [www.51vitaFit.com](http://www.51vitaFit.com), [www.vitaFit.com](http://www.vitaFit.com).

Mail: [service@51vitaFit.com](mailto:service@51vitaFit.com)

EU Declaration of Conformity  
for  
RED Directive 2014/53/EU

We,  
**Shenzhen Shine Industrial Co., Ltd.**

hereby, declare that the essential requirements set out in the RED Directive 2014/53/EU  
have been fully fulfilled on our product with indication below:

Product Name: Smart Body Fat Scale

Brand Name: /

Model No.: VT715, VT7151, VT7152, VT7153, VT7155, VT7156, VT7158, VT7159, HB912, HB9121, HB9122,  
HB9123, HB9125, HB9126, HB9127, HB9128, HB9129

The following standards have been applied for the investigation of compliance:

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 50663:2017

EN 62479:2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+

A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023

EN 62233:2008

And apply notified body assessment:

Notified Body number 1177

Timco Engineering, Inc.

13146 NW 86th Drive Suite 400 Alachua, FL 32615,

America

|                     |    |
|---------------------|----|
| Software Version:   | V4 |
| Hardware Version:   | V3 |
| System Components   |    |
| Component 1         | /  |
| Optional Components |    |
| Optional 1          | /  |

Furthermore, the ISO requirement for the in-process quality control procedure as well as the manufacturing process has been reached. The technical document as well as the test reports will be kept for a period at least 10 years after the last product has been manufactured at the disposal of the relevant national authorities of any Member State for inspection.

Detail contact information for this declaration has been listed below as the window of any issues relevant for this declaration.

**Manufacturer Contact**

Company: Shenzhen Shine Industrial Co., Ltd.

Address: 2-3/F, Bldg 5, 1st Industrial Zone, Changzhen Community, Yutang town, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, China

Name &Title: Xinqiang Xu / General Manager

Tel No.: +86-755-2717-5093

Fax No.: +86-755-2717-5261

E-mail: ricky@iascent.com.cn

Date: 4/10/2025

**Caution:**

Use the Product in the environment with the temperature Between  $-10^{\circ}\text{C}$  and  $50^{\circ}\text{C}$ ; Otherwise, it may damage your product. Products can only be used below 2000m altitude

For the following equipment:

Product Name: Smart Body Fat Scale

Brand Name: /

Model No.: VT715, VT7151, VT7152, VT7153, VT7155, VT7156, VT7158, VT7159, HB912, HB9121, HB9122, HB9123, HB9125, HB9126, HB9127, HB9128, HB9129

Shenzhen Shine Industrial Co., Ltd.

E-mail: ricky@iascent.com.cn

hereby declares that this [Name: Bathroom Scale, Model: VT715, VT7151, VT7152, VT7153, VT7155, VT7156, VT7158, VT7159, HB912, HB9121, HB9122, HB9123, HB9125, HB9126, HB9127, HB9128, HB9129] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.



**CAUTION**  
**RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED**  
**BY AN INCORRECT TYPE.**  
**DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING**  
**TO THE INSTRUCTIONS**

This product is intended for sale and application in a business environment.

RED Article 10 2

- This product can be used across EU member states

RED Article 10 10

- The product is class 1 product, No restrictions

The RF distance between body and product is 5M

Bluetooth Version: Bluetooth V5.0 (BLE Mode)

Frequency Range: 2402MHz-2480MHz

Max. RF Output Power: 6.76dBm (EIRP)