

Fairywill

修改次数

V2

日期

2022/07/14

产品部门：个护事业部

产品对接人：李紫竹

产品名称：儿童电动牙刷

产品负责人：胡城城

释放文件

产品型号 K7S

尺寸 82X185mm

纸张 80g 双胶纸


印刷 单黑印刷

页数 28

T0供应商：

希望包装成品表面平整
边角棱锐、无裂纹、
无爆边、整体干净美观

Bitvae



Kiddo K7S

Sonic Electric Toothbrush
Instruction Manual

Thank you for choosing the K7S sonic toothbrush. Please read the instructions carefully before using the product, and keep the user manual in a safe place for future reference.

WARNING:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

1.Features:

- A Waterproof and non-slip design.
- Replaceable brush heads with unique crescent shape bristles design to help keep your teeth whiter and healthier.
- Audio indicator encourages kids to complete their brushing task every time.
- With the pressure indicator, users are able to know when the pressure is too hard to their teeth.
- Over-voltage protection, when the input voltage is over 6.1V, the toothbrush will be auto-off to protect itself and users.
- The Bluetooth technology is built into the toothbrush for application connection, users can learn more about their teeth and gum conditions through the toothbrush connecting to the application.
- The pushed-weekly and monthly generated brushing reports will help parents to learn their children's brushing situation.
- USB charging, travel friendly and compatible with global voltage.

Model: K7S

Children's Electric Toothbrush

Elektrische Zahnbürste für Kinder

Cepillo de dientes eléctrico para niños

Brosse à dents électrique pour enfants

Spazzolino da denti elettrico per bambini

子供の電動歯ブラシ

Instruction Manual (EN).....1

Bedienungsanleitung (DE).....6

Manual de Instrucciones (ES).....11

Mode d'emploi (FR).....16

Manuale d'istruzioni (IT).....21

取扱説明書 (JP).....27

Clevo Innovation INC
2060 N COLLINS BLVD STE 110 RICHARDSON TX 75080

✉ support@bitvae.com


☎ 972-679-9068

MADE IN CHINA

- A low-power reminding function, when the voltage of the battery is low on power, the charging indicator light will keep flashing quickly in red or the toothbrush is unable to turn on during the operating process, as a reminder to charge the toothbrush.
- A 2 minute smart timer with interval pausing, that gives a reminder to change the brushing location every 30 seconds.
- There are 3 modes: Mild, Soft and Gum settings built into the toothbrush. There is also a mode memory function built into the brush, that means when you turn on the toothbrush, the default starting mode stays the same as the mode that was set at the time the toothbrush was last shutoff.

2.Designs: (Ribbon for Girls, Mustache for Boys)

- ① Brush Head
- ② Pressure Indicator
- ③ Power/Mode Button
- ④ Mode Indicator (Mild, Soft, Gum)
- ⑤ Charging Indicator / Bluetooth Indicator
- ⑥ Type-C Charging Port



3.Operations:

☆ Using the toothbrush

- Slide the toothbrush head down to the handle and make sure it is locked in the correct position.
- This product can be used by connecting the application. Scan the QR code below to download and install the application. And add the devices to the phone according to the hints.



- Turn on the toothbrush by pressing the "Power" button.
- The Bluetooth indicator will light up in White if the device and toothbrush is in connection, please press the "Power" button for 3 seconds to connect to the application that download in phone.
- Shift between the 3 modes ("Mild, Soft and Gum") by continuously pressing the "Power" button.

- Wet the bristles and apply an appropriate amount of toothpaste onto the brush.
- Place the bristles with toothpaste against the teeth at a slight angle towards the gum line.
- Gently move the brush head across the teeth on the front, back, and all chewing surfaces. The brush should be allowed to glide across the teeth with minimal pressure. Do not apply too much pressure to the teeth/gums, or apply the bristles to one area of the mouth for an extended period of time.
- If the pressure is too hard against users' teeth, the pressure indicator light will turn on in Red to remind the users not to force the toothbrush against the teeth too hard. Otherwise, their teeth and gums will be hurt.
- The brush has a 2 minute smart timer as this is recommended by dentists as the optimal time for brushing the teeth and there is interval pausing after every 30 seconds as a reminder to move to another quadrant of the mouth.
- To avoid splashing toothpaste, only turn on the toothbrush after you have placed it against your teeth and only remove it from the mouth after it is turned off.
- The APP guides children to brush their teeth through the audio and real-time cartoon characters, to stimulate children's interest and awareness of brushing to protect gum health.

☆ Changing the toothbrush head

- Install: Align the bottom of the brush head with the driveshaft, push it in firmly until the handle is locked in the position.
- Detach: Firmly hold the handle then, pull the toothbrush head out away from the handle.

☆ Charging the toothbrush

- If the toothbrush is in low battery condition when turning it on for the first time, please ensure it is fully charged before usage.
- If the toothbrush is not in use for more than 3 months, please fully charge it according to the charging instructions before using it.
- If the charging indicator light flashes in red quickly during the operation process, it indicates the toothbrush is in a low battery condition, please charge the toothbrush as soon as possible.
- When you are going to charge your toothbrush, please insert the USB cable into the charging port in the bottom of the toothbrush and ensure the brush is connected to the electric power safely.
- The charging indicator stays on in red during the charging process. When the battery is fully charged, the charging indicator stays on in white for 2 minutes, after that, it will turn off automatically. After the toothbrush is fully charged, it is possible to use it in the "Mild" mode for two minutes per session, twice a day for 60 days.
- There is a waterproof function built into the toothbrush, so it can be used in the bathroom safely.

☆ Modes Introduction

• The first mode: Mild

In this mode, the white indicator light turns on in the "Mild" mode position, the brush swing is mild and the vibration intensity is the softest of the three modes, which is suitable for kids over 6 years old with sensitive teeth or use electric toothbrush for the first time.

• The second mode: Soft

In this mode, the white indicator light turns on in the "Soft" mode position, the swing of the brush is larger and the vibration intensity is the strongest. It is suitable for kids who are 9 to 12 years old and used to electric toothbrushes, to gain the strongest cleaning effect and maintain healthy oral hygiene.

• The third mode: Gum

In this mode, the white indicator light turns on in the "Gum" mode position, the bristle swing and the vibration intensity changes alternatively between the "Mild" and the "Soft" modes. This is for gentle stimulation, designed to improve blood circulation in gums and keep gums firm and healthy.

4.Specifications:

Working temperature: 0-50°C
Working voltage: DC3.7V
Bristles material: Nylon
Input voltage: DC5.0V
Rated power: 2W
Waterproof rating: IPX7
Type of Charging: Type-C Direct Current

5.Precautions:

- For the first usage, it is recommended to start the toothbrush at the "Mild" mode position. If users experience gum discomfort or gum bleeding for more than 2 weeks, stop using the product at once and consult your dentist for help.
- Do not put the toothbrush into a fire or charge it in a high-temperature place.
- Do not place the product in a humid environment or other liquids for a long time to avoid functional defects of the product.
- Do not disassemble, repair, or alter the product or apply other accessories or power supplies without authorization.
- Please avoid the product from falling or strong impacting.
- This product is only for oral cleaning, do not use it for other purposes.
- This product is only designed for personal oral care, not suitable for multi-users.
- Do not use this product while it is being charged for safety purposes.
- Please ensure the charging port or the power adapter are dry enough before charging the toothbrush or connecting it to the power supply.
- Check whether the power cord is damaged regularly. If the cord is damaged or the toothbrush is failed to operate, please stop using it.
- In case of battery leakage, please stop using the product immediately to avoid accidental contact with the skin.
- Do not place the product in the mouth or brush your teeth in a supine position. Otherwise, it may easily lead to accidental swallowing.
- This product should not be played with or disassembled by children.
- This product is not suitable for children under 3 years old. Children between 3 and 8 years old need parental or adult supervision and guidance when brushing their teeth.
- Kids who have severe periodontal disease or oral surgery should consult a doctor before use.
- Users who have problems with pacemakers or other implanted devices should consult a medical professional before using this product.

6.Environmental Protection:

There is a rechargeable lithium battery built in the product. When the toothbrush is being scrapped, please do not mix it with general household garbage. It should be sent to the battery recycling center for disposal in accordance with the local disposal management regulations.

7.After-sales service:

- A 1-year warranty starts on the day of purchase, please contact us if it is necessary.
- Within the warranty period, any defect arising from materials or a product malfunctioning, we will replace the parts or the whole product depending on the situation and its condition.
- When you apply for a warranty based repair, you must submit the toothbrush and proof of the date of purchase (purchasing invoice) to us.
- The following conditions are not included in the warranty:
 - Damages caused by improper use, for example, improper use of the power supply, plugged into improper socket, artificial damage, etc.
 - Ageing and wearing-out caused by normal use.
 - Damages due to product being used for other purposes, or use of components not supplied by us.


Vielen Dank, dass Sie sich für die Schallzahnbürste K7S entschieden haben. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

1.Eigenschaften:

- Wasserdichtes und rutschfestes Design.
- Austauschbare Bürste mit einzigartigen halbmondförmigen Borstendesign um deine Zähne gesund und weiß zu halten.
- Die Audioanzeige ermutigt die Kinder jedes Mal, ihre Bürstenaufgabe zu erledigen.
- Mit dem Druckindikator, werden Benutzer darauf hingewiesen, sollte der Druck auf ihren Zähnen zu groß sein.
- Überspannung Schutz, wenn die Spannung größer als 6.1 Volt ist, wird sich die Zahnbürste automatisch abstellen, um den Anwender zu schützen.
- Die Bluetooth Technologie in der Zahnbürste ist für Alp Verbindung, Nutzer können mehr über den Zustand ihrer Zähne und ihres Zahnfleisch lernen.
- Die wöchentlich und monatlich generierten Putzberichte, können Eltern dabei helfen, die Putzgewohnheiten ihrer Kinder nachzuvollziehen.
- USB-Aufladung, reisefreundlich und kompatibel mit globaler Spannung.
- Eine Erinnerungsfunktion mit niedrigem Stromverbrauch: Wenn die Batteriespannung niedrig ist, blinkt die Ladeanzeige weiterhin schnell rot oder die Zahnbürste kann während des Betriebsvorgangs nicht eingeschaltet werden, um daran zu erinnern, die Zahnbürste aufzuladen.
- Ein intelligenter 2-Minuten-Timer mit intervallartigen Unterbrechungen erinnert Sie daran, alle 30 Sekunden die Position der Bürste zu wechseln.
- Es gibt 3 Modi: Mild, Weich und Zahnfleisch Einstellungen sind in der Bürste integriert. Es gibt auch eine in die Bürste integrierte Modus Speicherfunktion, dh wenn Sie die Zahnbürste einschalten, bleibt der Standardstartmodus derselbe, der zum Zeitpunkt des letzten Ausschaltens der Zahnbürste eingestellt war.

2.Designs: (Schleife für Mädchen, Schnurrbart für Jungen)

- ① Bürstenkopf
- ② Druckanzeige
- ③ Power/Modus-Taste
- ④ Modusindikator (Mild, Weich, Zahnfleisch)
- ⑤ Ladeindikator / Bluetoothindikator
- ⑥ Typ-C Ladestation



3.Operationen:

☆ Mit der Zahnbürste

- Schieben Sie den Zahnbürstenkopf nach unten zum Griff und vergewissern Sie sich, dass er richtig eingerastet ist.
- Dieses Produkt kann mit einer App verbunden werden. Scannen sie den QR Code um die App zu installieren. Fügen sie Geräte nach den Anweisungen hinzu.



- Schalten Sie die Zahnbürste durch Drücken der Einschalttaste ein.
- Der Bluetoothindikator wird weiß aufleuchten, wenn das Gerät und die Bürste verbunden sind. Drücken sie den Power Knopf für 3 Sekunden um die Bürste mit der App zu verbinden.
- Wechseln Sie zwischen den 3 Modi ("Mild", "Weich" und "Zahnfleisch"), indem Sie die "Ein / Aus" -Taste gedrückt halten.
- Befeuchten Sie die Borsten und tragen Sie eine angemessene Menge Zahnpasta auf.
- Legen Sie die Borsten mit Zahnpasta in einem leichten Winkel zum Zahnfleischrand gegen die Zähne.
- Bewegen Sie den Bürstenkopf vorsichtig über die Zähne auf der Vorder- und Rückseite sowie über alle Kauflächen. Der Pinsel sollte mit minimalem Druck über die Zähne gleiten. Üben Sie nicht zu viel Druck auf die Zähne / das Zahnfleisch aus und drücken Sie die Borsten nicht über einen längeren Zeitraum auf einen Bereich des Mundes.
- Wenn der Druck auf den Zähnen des Benutzers zu hoch ist, wird das Druckindikator Licht aufleuchten um den Nutzer zu warnen, dass der Druck zu hoch ist. Anderenfalls können die Zähne und das Zahnfleisch verletzt werden.
- Die Bürste verfügt über einen 2-Minuten-Smart-Timer, da dies von Zahnärzten als optimaler Zeitpunkt für das Zähneputzen empfohlen wird. Alle 30 Sekunden wird eine Pause eingelegt, um daran zu erinnern, dass Sie zu einem anderen Quadranten des Mundes wechseln müssen.
- Um ein Verspritzen der Zahnpasta zu vermeiden, schalten Sie die Zahnbürste erst ein, nachdem Sie sie gegen Ihre Zähne gedrückt haben, und entfernen Sie sie erst nach dem Ausschalten aus dem Mund.
- Die APP führt Kinder durch die Audio- und Echtzeit-Zeichentrackfiguren zum Zähneputzen, um das Interesse und das Bewusstsein der Kinder für das Zähneputzen zum Schutz der Zahnfleischgesundheit zu wecken.

☆ Zahnbürstenkopf wechseln

- Installieren: Richten sie den Bürstenkopf am Motorschaft aus, und drücken sie kräftig, bis der Griff in Position ist.
- Auseinander Nehmen: Halten sie den Griff und ziehen sie den Bürstenkopf aus dem Griff.

☆ Laden der Zahnbürste

- Wenn die Batterie der Zahnbürste beim ersten Einschalten schwach ist, stellen Sie bitte sicher, dass sie vor dem Gebrauch vollständig aufgeladen ist.
- Wenn die Zahnbürste länger als 3 Monate nicht benutzt wird, laden Sie sie bitte vor dem Gebrauch gemäß den Ladeanweisungen vollständig auf.
- Wenn der Ladeindikator während des Betriebs rot blinkt, ist die Batterie der Bürste fast leer, laden sie die Bürste so schnell wie möglich.
- Wenn Sie Ihre Zahnbürste aufladen möchten, stecken Sie das USB-Kabel in den Ladeanschluss an der Unterseite der Zahnbürste und stellen Sie sicher, dass die Bürste sicher an die

Stromversorgung angeschlossen ist.

- Der Ladeindikator bleibt während des Ladens rot. Wenn die Batterie voll geladen ist, wird der Ladeindikator für 2 Minuten weiß leuchten und sich dann automatisch abschalten. Nachdem die Bürste voll geladen wurde, ist es möglich den Mild Modus für zwei Mal zwei Minuten pro Tag für 60 Tage zu nutzen.
- Die Zahnbürste verfügt über eine wasserdichte Funktion, sodass sie sicher im Badezimmer verwendet werden kann.

☆ Modi Einführung

• Der erste Modus: Mild

In diesem Modus, leuchtet das weiße Licht in der Mild Modusposition, die Bürste wird mild schwingen, und die Vibrationsintensität ist von allen Modi am geringsten. Das ist für Kinder über 6 Jahren geeignet, die anfällige Zähne haben oder zum ersten Mal eine elektrische Zahnbürste benutzen.

• Der zweite Modus: Weich

In diesem Modus, leuchtet das weiße Licht in der Weich Position, die Schwingungen und Vibrationen sind bei diesem Modus am stärksten. Dies ist geeignet für Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren, die elektrische Zahnbürsten gewöhnt sind, um den stärksten Reinigungseffekt zu erhalten.

• Der dritte Modus Zahnfleisch

In diesem Modus, leuchtet das weiße Licht in der Zahnfleisch Position. Die Schwingung und Vibrationen wechselt zwischen den beiden anderen Modi. Dies ist für eine sanfte Stimulation, um die Durchblutung im Zahnfleisch anzuregen.

4.Specifikationen:

Arbeitstemperatur: 0-50 °C
Betriebsspannung: DC3,7V
Material der Borsten: Nylon
Eingangsspannung: DC5,0V
Nennleistung: 2W
Wasserdichte Bewertung: IPX7
Ladearten: Direkte Typ.C Station

5.Vorsichtsmaßnahmen:

- Bei der ersten Nutzung, wird empfohlen die Bürste im Mild Modus zu verwenden. Wenn der Nutzer Schmerzen oder Blutungen des Zahnfleisches hat, die länger als 2 Wochen anhalten, sollte das Produkt nicht mehr verwendet werden und ein Zahnarzt konsultiert werden.
- Legen Sie die Zahnbürste nicht ins Feuer und laden Sie sie nicht an einem Ort mit hoher Temperatur auf.
- Platzieren sie das Gerät nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten um Defekte zu vermeiden.
- Nehmen sie das Produkt nicht auseinander, reparieren sie es nicht oder fügen sie Zubehör und Ladegeräte ohne Autorisierung hinzu.
- Bitte lassen sie das Produkt nicht fallen.
- Dieses Gerät ist nur für orale Reinigung, nutzen sie es nicht für andere Zwecke.
- Dieses Gerät ist nur für den persönlichen Gebrauch und nicht für mehrere Nutzer.
- Während es aus Sicherheitsgründen aufgeladen wird, verwenden Sie dieses Produkt nicht.
- Bitte gehen sie sicher, dass die Ladestation oder der Adapter trocken sind, bevor sie die Bürste laden.
- Kontrollieren sie das Kabel regelmäßig auf Schäden. Wenn das Kabel beschädigt ist, oder die Bürste nicht mehr funktioniert, hören sie mit der Benutzung auf.
- Sollte es zu einem Batterieleck kommen, hören sie sofort auf das Gerät zu verwenden und vermeiden sie Hautkontakt.
- Nutzen sie das Gerät nicht in Rückenlage. Anderenfalls besteht Verschluckungsgefahr.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
- Diese Produkt ist nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.

Kinder zwischen 3 und 8 Jahren sollten bei der Benutzung beobachtet werden.

- Kinder mit periodontalen Krankheiten oder Oraloperationen sollten vor der Nutzung eine Arzt konsultieren.
- Personen mit Herzschrittmachern oder anderen implantierten Geräten, sollten vor der Benutzung einen Arzt konsultieren.

6.Umweltschutz:

In diesem Produkt befindet sich eine aufladbare Lithiumbatterie. Wenn die Bürste entsorgt wird, schmeißen sie diese nicht in den Hausmüll. Sie sollte an einem Werstoffhof entsorgt werden.

7.Kundendienst:

- Auf das Gerät besteht eine einjährige Garantie ab dem Kaufdatum, bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an uns.
- Sollten innerhalb der Garantielaufzeit Schäden auftreten, denen das Material oder eine Fehlfunktion des Produkts zugrunde liegt, ersetzen wir je nach Situation und Zustand entweder die Teile oder das gesamte Produkt.
- Wenn Sie eine Reparatur im Rahmen der Garantie beantragen, müssen Sie die Zahnbürste sowie einen Nachweis über das Kaufdatum (Kaufbeleg) an uns senden.
- Die folgenden Bedingungen sind nicht in der Garantie enthalten:
 - Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden, z. B. falscher Gebrauch des Netzteils, Anschluss an eine unsachgemäße Steckdose, vom Menschen verursachter Schaden usw.
 - Alterung und Abnutzung durch normalen Gebrauch.
 - Schäden aufgrund der Verwendung des Produkts für andere Zwecke oder der Verwendung von Komponenten, die nicht von uns geliefert wurden.


Gracias por elegir el cepillo de dientes sónico K7S. Lea atentamente las instrucciones antes de usar el producto y guarde el manual del usuario en un lugar seguro para futuras consultas.

1.Características:

- El diseño impermeable y antideslizante.
- Cabezales de cepillo reemplazables con un diseño exclusivo de cerdas en forma de media luna para mantener sus dientes más blancos y saludables.
- El indicador con audio anima a los niños a completar su tarea de cepillado en cada vez.
- Con el indicador de presión, el usuario puede saber cuándo la presión es demasiado intensa para sus dientes.
- Protección contra sobretensión: cuando el voltaje de entrada es superior a 6.1V, el cepillo de dientes se apagará automáticamente para proteger al propio cepillo y al usuario.
- La tecnología Bluetooth está incorporada en el cepillo de dientes para la conexión de la aplicación con la que el usuario aprenderá más sobre sus dientes y encías mediante el cepillo de dientes conectado a la aplicación.
- Los informes de cepillado generados de forma semanal y mensual ayudarán a los padres a conocer las costumbres de cepillado de sus hijos.
- Carga de USB, viaje amigable y compatible con voltaje global.
- Con la función de recordatorio de baja batería, cuando el voltaje de la batería es bajo, la luz indicadora de carga permanecerá parpadeando rápidamente en rojo o el cepillo de dientes no se puede encender durante el proceso de funcionamiento, como el recordatorio para cargar el cepillo de dientes.
- Un temporizador inteligente 2 minutos, con pausas de intervalo, que le da un recordatorio para cambiar la posición de cepillado cada 30 segundos.
- Hay 3 modos integrados en el cepillo de dientes: Suave, Medio y Encías. También hay una función de memoria de modo construida en el cepillo, que significa que cuando se enciende el cepillo de dientes, el modo por defecto de partida sigue siendo el mismo que el modo que se estableció en el momento en el cepillo de dientes del último apagado.

2.Diseño:(Lazo para Niñas, Bigote para Niños)

- ① Cabezal de Cepillo
- ② Indicador de Presión
- ③ Botón de Encendido/Modo
- ④ Indicador de Modo (Suave, Medio y Encías)
- ⑤ Indicador de carga/Indicador de Bluetooth
- ⑥ Puerto de carga Tipo C



3. Operaciones:

☆ Uso del cepillo de dientes

- Deslice la cabeza del cepillo de dientes hacia abajo hasta el mango y asegúrese de que esté bloqueada en el lugar correcto.
- Este producto puede utilizarse conectando la aplicación. Escanee el código QR siguiente para descargar e instalar la aplicación. Y añada los dispositivos al teléfono siguiendo las sugerencias.



- Encienda el cepillo de dientes pulsando el botón "Encendido".
- El indicador de Bluetooth se encenderá en blanco si el dispositivo y el cepillo de dientes están conectados, pulse el botón "Encendido" 3 segundos para conectarse a la aplicación descargada en su teléfono.
- Conmute entre los 3 modos ("Suave, Medio y Encías") pulsando continuamente el botón "Encendido".
- Humedezca las cerdas y aplique una cantidad adecuada de pasta de dientes.
- Coloque las cerdas con pasta de dientes contra los dientes en un ligero ángulo hacia la línea de las encías.
- Suavemente mueva la cabeza del cepillo a través de los dientes en la parte frontal, parte posterior, y todas las superficies de masticación. Se debe permitir que el cepillo se deslice a través de los dientes con una presión mínima. No aplique demasiada presión sobre los dientes / encías, ni aplique las cerdas en un área de la boca durante un período prolongado de tiempo.
- Si la presión es demasiado fuerte contra los dientes, la luz indicadora de presión se ilumina en rojo para recordar al usuario que no deben presionar el cepillo de dientes contra los dientes con demasiada fuerza. De lo contrario, se lastimará los dientes y las encías.
- El cepillo tiene un temporizador inteligente 2 minutos ya que esto es recomendado por los dentistas como la duración óptima para el cepillado de los dientes y hay pausa de intervalo después de cada 30 segundos como un recordatorio para moverse a otro cuadrante de la boca.
- Para evitar salpicaduras de pasta de dientes, sólo encienda el cepillo de dientes después de haberlo colocado contra los dientes y sólo retírelo de la boca después de que se apague.
- La aplicación guía a los niños a cepillarse los dientes a través del audio y los personajes de dibujos animados en tiempo real, para estimular el interés y la conciencia de los niños sobre el cepillado para proteger la salud de las encías.

☆ Cambio de la cabeza del cepillo de dientes

- Instalar: Alinee la parte inferior del cabezal del cepillo con el eje de transmisión, empuje firmemente hasta que el mango quede fijado en la posición.
- Desmontar: sujete con firmeza el mango y después, extraiga el cabezal del cepillo del mango.

☆ Carga del cepillo de dientes

- Si el cepillo de dientes está en condición de energía baja de batería cuando lo enciende por primera vez, asegúrese de que esté completamente cargado antes de su uso.
- Si el cepillo de dientes no está en uso durante más de 3 meses, cargue completamente de acuerdo con las instrucciones de carga antes de usarlo.
- Si la luz indicadora de carga parpadea rápido en rojo durante el funcionamiento, indica que el cepillo de dientes tiene poca batería, cargue el cepillo lo antes posible.
- Cuando se va a cargar su cepillo de dientes, por favor, inserte el

cable USB en el puerto de carga en la parte inferior del cepillo de dientes y asegúrese de que el cepillo esté conectado a la red eléctrica de forma segura.

- El indicador de carga permanece encendido en rojo durante el proceso de carga. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador de carga permanece encendido en blanco durante 2 minutos, después se apagará automáticamente. Una vez que el cepillo de dientes está cargado por completo, podrá usarlo en el modo "Suave" durante dos minutos por sesión, dos veces al día durante 60 días.
- Hay una función resistente al agua incluida en el cepillo de dientes, por lo que puede ser utilizado con seguridad en el baño.

☆ Introducción de Modos

• El primero modo: Suave

En este modo, la luz indicadora blanca se enciende en la posición del modo "Suave", la oscilación del cepillo es suave y la intensidad de la vibración es la más suave de los tres modos, ideal para niños mayores de 6 años con dientes sensibles o que usan cepillo eléctrico por primera vez.

• El segundo modo: Medio

En este modo, la luz indicadora blanca se enciende en la posición del modo "Medio", el movimiento del cepillo es mayor y la intensidad de la vibración es más fuerte. Es ideal para niños de 9 a 12 años acostumbrados a cepillos de dientes eléctricos, para obtener un mejor efecto de limpieza y mantener una higiene bucal saludable.

• El tercer modo: Encías

En este modo, la luz indicadora blanca se enciende en la posición del modo "Encías", la oscilación de las cerdas y la intensidad de la vibración cambia alternativamente entre los modos "Suave" y "Medio". Es ideal para una estimulación suave, diseñada para mejorar la circulación sanguínea de las encías y mantenerlas firmes y saludables.

4. Especificaciones

Temperatura de funcionamiento: 0-50 °C
Voltaje de funcionamiento: DC3,7V
Material de cerdas: Nylon
Voltaje de entrada: 5,0VCC
Potencia nominal: 2W
Clasificación de resistencia al agua: IPX7
Tipo de carga: Corriente Continua Tipo C

5. Precauciones:

- Para el primer uso, se recomienda iniciar el cepillo de dientes en la posición del modo "Suave". Si el usuario experimenta molestias o sangrado en las encías durante más de 2 semanas, deje de usar el producto de inmediato y consulte a su dentista.
- No arroje el cepillo de dientes al fuego ni lo cargue en un lugar con altas temperaturas.
- No coloque el producto en un entorno húmedo u otros líquidos durante mucho tiempo para evitar defectos de funcionamiento del producto.
- No desmonte, repare ni altere el producto ni use otros accesorios o fuentes de alimentación sin autorización.
- Evite que el producto se caiga o golpee con fuerza.
- Este producto es exclusivo para la limpieza bucal, no lo use para otros fines.
- Este producto está diseñado en exclusiva para el cuidado bucal personal, no es apto para múltiples usuarios.
- Por su seguridad, no utilice el producto mientras se está cargando.
- Asegúrese de que el puerto de carga o el adaptador de corriente estén lo bastante secos antes de cargar el cepillo de dientes o conectarlo a la fuente de alimentación.
- Compruebe regularmente si el cable de alimentación está dañado. Si el cable está dañado o el cepillo de dientes no funciona, deje de usarlo.
- En caso de fuga de la batería, deje de usar el producto de

inmediato para evitar el contacto accidental con la piel.

- No coloque el producto en la boca ni se cepille los dientes tumbado boca arriba. De lo contrario, puede provocar una ingestión accidental.
- Los niños no deben jugar ni desmontar el producto.
- Este producto no es apto para menores de 3 años. Los niños de entre 3 y 8 años precisan la supervisión y orientación de sus padres o adultos para cepillarse los dientes.
- Los niños con alguna enfermedad periodontal grave o una cirugía oral deben consultar a un médico antes de usar el producto.
- Los usuarios con marcapasos u otros dispositivos implantados deben consultar a un profesional médico antes de usar este producto.

6. Protección Ambiental:

El producto contiene una batería de litio recargable incorporada. Cuando deseche el cepillo de dientes, no lo mezcle con la basura doméstica. Debe remitirlo al centro de reciclaje de baterías para su eliminación de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.

7. Servicio de postventa:

- Una garantía de 1 año contado a partir del día de la compra, por favor, póngase en contacto con nosotros cuando es necesario.
- Dentro del periodo de garantía, en caso de cualquier defecto derivado de material o mal funcionamiento del producto, sustituiremos las partes o la totalidad del producto dependiendo de la condición.
- Cuando solicita una reparación a base de garantía, debe presentar el cepillo de dientes y una prueba de la fecha de compra (factura de compra) a nosotros.
- Las siguientes condiciones no están incluidas en la garantía:
 - Daños causados por un uso inadecuado, por ejemplo, uso incorrecto de la fuente de alimentación, enchufado a un tomacorriente inadecuado, daños artificiales, etc.
 - Envejecimiento y desgaste causados por uso normal.
 - Daños debidos al producto utilizado para otros fines, o el uso de componentes no suministrados por nosotros.

Merci d'avoir choisi la brosse à dents sonore K7S. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le produit et conservez le manuel utilisateur dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables illimitées.

1. Caractéristiques :

- Conception étanche et antidérapante.
- Têtes de brosse remplaçables avec des poils uniques en forme de croissant pour vous aider à garder des dents plus blanches et plus saines.
- L'indicateur sonore encourage les enfants à terminer leur tâche de brossage à chaque fois.
- Grâce à l'indicateur de pression, les utilisateurs sont en mesure de savoir quand la pression est trop forte pour leurs dents.
- Protection contre la surtension, lorsque la tension d'entrée est supérieure à 6,1 V, la brosse à dents s'éteint automatiquement pour se protéger et protéger les utilisateurs.
- La technologie Bluetooth est intégrée à la brosse à dents pour la connexion à l'application, les utilisateurs peuvent en savoir plus sur l'état de leurs dents et de leurs gencives en connectant la brosse à dents à l'application.
- Les rapports de brossage hebdomadaires et mensuels aident les parents à connaître l'état de brossage de leurs enfants.
- Chargement USB, voyage facile et compatible avec la tension globale.
- Une fonction de rappel de charge faible, lorsque la tension de la batterie est faible, le voyant de charge continue de clignoter rapidement en rouge ou la brosse à dents ne peut pas s'allumer pendant le processus d'utilisation pour rappeler de charger la brosse à dents.
- Un minuteur intelligent de 2 minutes avec intervalle de pause, qui rappelle de changer l'emplacement du brossage toutes les 30 secondes.
- Il y a 3 modes : Léger, Doux et Gencives intégré dans la brosse à dents. Il existe également une fonction de mémoire de mode intégrée à la brosse, ce qui signifie que lorsque vous allumez la brosse à dents, le mode de démarrage par défaut reste le même que celui défini lors du dernier arrêt de la brosse à dents.

2.Présentation : (Ruban pour les filles, moustache pour les garçons)

- ① Tête de la brosse
- ② Indicateur de pression
- ③ Bouton Interrupteur/Mode
- ④ Indicateur de mode (Léger, Doux, Gencives)
- ⑤ Indicateur de charge / Indicateur Bluetooth
- ⑥ Port de charge de type C



3.Utilisation :

☆ Utilisation de la brosse à dents

- Faites glisser la tête de la brosse à dents sur la poignée et assurez-vous qu'elle est verrouillée au bon endroit.
- Ce produit peut être utilisé en connectant l'application. Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application. Et ajoutez les appareils au téléphone selon les conseils.



- Allumez la brosse à dents en appuyant sur le bouton « Power ».
- L'indicateur Bluetooth s'allume en blanc si l'appareil et la brosse à dents sont connectés, appuyez sur le bouton « Marche » pendant 3 secondes pour vous connecter à l'application téléchargée sur le téléphone.
- Basculez entre les 3 modes (« Léger, Doux, et Gencives ») en appuyant de façon continue sur le bouton « Power ».
- Mouillez les poils et appliquez une quantité appropriée de dentifrice.
- Placez les poils avec du dentifrice contre les dents en formant un léger angle avec la ligne des gencives.
- Déplacez doucement la tête de brosse sur les dents à l'avant, à l'arrière et sur toutes les surfaces à mâcher. La brosse doit pouvoir glisser sur les dents avec une pression minimale. Ne pas appliquer trop de pression sur les dents/gencives ou ni appliquer les poils sur une région de la bouche pendant une période prolongée.
- Si la pression est trop forte contre les dents de l'utilisateur, le témoin lumineux de pression s'allume en rouge pour rappeler aux utilisateurs de ne pas forcer la brosse à dents contre les dents trop fort. Sinon, leurs dents et leurs gencives seront blessées.

- La brosse est dotée d'un minuteur intelligent de 2 minutes, recommandé par les dentistes comme étant le meilleur moment pour se brosser les dents. Une pause est également indiquée toutes les 30 secondes pour rappeler de passer à un autre quadrant de la bouche.
- Pour éviter les éclaboussures de dentifrice, allumez la brosse à dents après l'avoir placée contre vos dents et retirez-la de la bouche après l'avoir éteinte.
- L'APP guide les enfants à se brosser les dents à travers les personnages de dessins animés audio et en temps réel, pour stimuler l'intérêt des enfants et la sensibilisation au brossage pour protéger la santé des gencives.

☆ Changement de tête de la brosse à dents

- Installez: Alignez le bas de la tête de brosse avec l'arbre d'entraînement, poussez-la fermement jusqu'à ce que la poignée soit verrouillée en position.
- Détachement: Tenez fermement la poignée puis, tirez la tête de brosse à dents pour l'éloigner de la poignée.

☆ Charge de la brosse à dents

- Si la brosse à dents est en état de batterie faible lors de la première utilisation, veuillez vous assurer qu'elle est complètement chargée avant utilisation.
- Si la brosse à dents n'est pas utilisée pendant plus de 3 mois, veuillez la charger complètement conformément aux instructions de charge avant de l'utiliser.
- Si le témoin lumineux de charge clignote rapidement en rouge pendant le processus de fonctionnement, cela indique que la brosse à dents est en état de batterie faible, veuillez charger la brosse à dents dès que possible.
- Lorsque vous allez charger votre brosse à dents, insérez le câble USB dans le port de charge situé au bas de la brosse à dents et assurez-vous que la brosse est connectée à l'alimentation électrique en toute sécurité.
- Le témoin de charge reste allumé en rouge pendant le processus de charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur de charge reste allumé en blanc pendant 2 minutes, après quoi il s'éteint automatiquement. Une fois la brosse à dents complètement chargée, il est possible de l'utiliser en mode "doux" pendant deux minutes par séance, deux fois par jour pendant 60 jours.
- La brosse à dents est dotée d'une fonction d'étanchéité qui permet de l'utiliser en toute sécurité dans la salle de bain.

☆ Introduction des Modes

• Le premier mode: Léger

Dans ce mode, le témoin lumineux blanc s'allume en position "Léger", le balancement de la brosse est doux et l'intensité des vibrations est la plus douce des trois modes, ce qui convient aux enfants de plus de 6 ans aux dents sensibles ou qui utilisent une brosse à dents électrique pour la première fois.

• Le deuxième mode: Doux

Dans ce mode, le témoin lumineux blanc s'allume en position "Doux", le balancement de la brosse est plus important et l'intensité de la vibration est la plus forte. Il convient aux enfants âgés de 9 à 12 ans et habitués aux brosses à dents électriques, afin d'obtenir l'effet de nettoyage le plus puissant et de maintenir une hygiène buccale saine.

• Le troisième mode: Gencives

Dans ce mode, le témoin lumineux blanc s'allume en position "Gencives", le balancement des poils et l'intensité des vibrations changent alternativement entre les modes "Moyen" et "Doux". Il s'agit d'une stimulation douce, destinée à améliorer la circulation sanguine dans les gencives et à maintenir des gencives fermes et saines.

4.Spécifications :

Température de fonctionnement : 0-50°C
Tension de fonctionnement : 3,7V CC
Matériau des poils : Nylon
Tension d'entrée : 5,0V CC

5. Précautions :

- Pour la première utilisation, il est recommandé de démarrer la brosse à dents sur la position du mode "Léger". Si les utilisateurs ressentent une gêne au niveau des gencives ou des saignements de gencives pendant plus de 2 semaines, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et consultez votre dentiste.
- Ne pas mettre la brosse à dents dans un feu ou la charger dans un endroit à haute température.
- Ne pas placer le produit dans un environnement humide ou dans d'autres liquides pendant une longue période afin d'éviter des défauts fonctionnels du produit.
- Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit ou appliquer d'autres accessoires ou alimentations sans autorisation.
- Veuillez éviter que le produit tombe ou subisse un choc violent.
- Ce produit est uniquement destiné au nettoyage buccal, ne l'utilisez pas à d'autres fins.
- Ce produit est uniquement conçu pour les soins bucco-dentaires personnels, il ne convient pas aux multi-utilisateurs.
- Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas ce produit lorsqu'il est en cours de chargement.
- Veuillez vous assurer que le port de charge ou l'adaptateur électrique sont suffisamment secs avant de charger la brosse à dents ou de la connecter à l'alimentation électrique.
- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si le cordon est endommagé ou si la brosse à dents ne fonctionne pas, cessez de l'utiliser.
- En cas de fuite de la batterie, veuillez cesser immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout contact accidentel avec la peau.
- Ne mettez pas le produit dans la bouche et ne vous brossez pas les dents en position couchée. Sinon, cela peut facilement entraîner une ingestion accidentelle.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit ni le démonter.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Les enfants âgés de 3 à 8 ans ont besoin de la surveillance et des conseils d'un parent ou d'un adulte lorsqu'ils se brossent les dents.
- Les enfants qui souffrent d'une maladie parodontale grave ou d'une chirurgie buccale doivent consulter un médecin avant de l'utiliser.
- Les utilisateurs qui ont des problèmes avec des stimulateurs cardiaques ou d'autres dispositifs implantés doivent consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit.

6. Protection de l'environnement:

Une batterie rechargeable au lithium est intégrée au produit. Lorsque la brosse à dents est mise au rebut, veuillez ne pas la mélanger aux ordures ménagères générales. Elle doit être envoyée au centre de recyclage des piles pour être éliminée conformément aux réglementations locales en matière d'élimination.

7. Service après-vente :

- Une garantie d'un an commence le jour de l'achat, veuillez contacter nous si nécessaire.
- Au cours de la période de garantie, en cas de défaut de matériel ou de dysfonctionnement du produit, nous remplacerons les pièces ou le produit entier en fonction de la situation et de son état.
- Lorsque vous demandez une réparation sous garantie, vous devez soumettre la brosse à dents et la preuve de la date d'achat (facture d'achat) à nous.
- Les conditions suivantes ne sont pas incluses dans la garantie :
 - Dommages causés par une utilisation inappropriée, par exemple, une mauvaise utilisation de l'alimentation, un branchement sur une prise inadéquate, des dommages artificiels, etc.
 - Vieillessement et usure dus à une utilisation normale.
 - Dommages dus à l'utilisation du produit à d'autres fins ou à l'utilisation de composants non fournis par nous.


Grazie per aver scelto lo spazzolino sonico K7S. Si prega di leggere con attenzione le istruzioni prima di usare il prodotto e di conservare il manuale utente in un posto sicuro per i futuri riferimenti.

1. Caratteristiche:

- Design impermeabile e antiscivolo.
- Testine intercambiabili con design unico delle setole, a forma di mezzaluna, per aiutare a mantenere i denti più bianchi e più sani.
- La funzione di suono di avviso musicale incoraggia i bambini a completare il compito di spazzolamento dei denti ogni volta.
- Grazie all'indicatore di pressione, gli utenti sono in grado di sapere quando la pressione esercitata sui denti è troppo elevata.
- Protezione da sovratensione, quando la tensione di ingresso supera i 6,1 V, lo spazzolino si spegne automaticamente, per proteggere il prodotto stesso e gli utenti.
- La tecnologia Bluetooth è integrata nello spazzolino da denti per la connessione dell'applicazione. Gli utenti possono avere una Maggiore conoscenza sulla salute dei propri denti e sulle condizioni delle gengive, attraverso l'uso dell'applicazione con lo spazzolino.
- I rapporti sullo spazzolamento generati settimanalmente e mensilmente aiuteranno i genitori a conoscere la situazione orale dei propri figli.
- Ricarica USB, compatibile con i viaggi e compatibile con la tensione globale.
- Funzione di avviso di batteria scarica. In caso di batteria scarica, la spia indicatrice di ricarica lampeggia rapidamente in rosso in continuazione o lo spazzolino da denti non si avvia, a ricordarsi di ricaricare lo spazzolino da denti.
- Timer intelligente di 2 minuti con pause, che ricorda di cambiare posizione ogni 30 secondi.
- Sono disponibili 3 modalità: le impostazioni Delicato, Morbido e Gengivale, integrate nello spazzolino. C'è anche una memoria in modalità integrata nello spazzolino, i che significa che quando si accende lo spazzolino da denti, la modalità di avvio predefinito rimane la stessa della modalità che era stata impostata al momento in cui lo spazzolino da denti era stato spento l'ultima volta.

2.Design: (fiocco per le femmine, baffi per i maschi)

- ① Testina dello Spazzolino
- ② Indicatore di Pressione
- ③ Pulsante di Accensione/Modalità
- ④ Indicatore di modalità (delicato, morbido, gengivale)
- ⑤ Indicatore di carica / Indicatore Bluetooth
- ⑥ Porta di ricarica di tipo C



3. Funzionamento:

☆ Utilizzo dello spazzolino da denti

- Far scorrere la testina dello spazzolino verso il basso sull'impugnatura e assicurarsi che sia bloccata nel posto giusto.
- Questo prodotto può essere utilizzato collegando l'applicazione. Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'applicazione. Aggiungi i dispositivi al telefono in base ai suggerimenti.



- Accendere lo spazzolino da denti premendo il pulsante "Accensione".
- L'indicatore Bluetooth si accenderà in bianco se il dispositivo e lo spazzolino sono collegati, tenere premuto il pulsante "Accensione" per 3 secondi per connettersi all'applicazione scaricata nel telefono.
- Spostarsi tra le 3 modalità ("delicato", morbido, gengivale") premendo continuamente il tasto "Accensione".
- Bagnare le setole e applicare una quantità adeguata di dentifricio.
- Posizionare le setole con il dentifricio contro i denti con una lieve angolazione verso la linea della gengiva.
- Spostare delicatamente la testa dello spazzolino sui denti sulla parte anteriore, posteriore e su tutte le superfici della masticazione. Allo spazzolino dovrebbe essere consentito lo scivolare attraverso i denti con una minima pressione. Non applicare troppa pressione a denti/gengive né applicare le setole ad un'area della bocca per un periodo di tempo prolungato.
- Se la pressione è troppo elevata sui denti la spia della pressione si accenderà in rosso per ricordare agli utenti di non forzare lo spazzolino contro i denti esageratamente. In caso contrario, i denti e le gengive potrebbero danneggiarsi.
- Lo spazzolino ha un timer intelligente di 2 minuti come raccomandato dai dentisti quale tempo ottimale per spazzolare i denti e vi è una pausa d'intervallo ogni 30 secondi quale promemoria per spostarsi in un altro quadrante orale.
- Per evitare di far schizzare il dentifricio, accendere lo spazzolino solo dopo averlo posizionato contro i denti e rimuoverlo dalla bocca solo dopo averlo spento.
- L'APP guida i bambini a lavarsi i denti attraverso l'audio e i personaggi dei cartoni animati in tempo reale, per stimolare l'interesse e la consapevolezza dei bambini allo spazzolamento per proteggere la salute delle gengive.

☆ Cambio della testina dello spazzolino da denti

- Installazione: Allineare la parte inferiore della testina con l'albero di trasmissione, spingere con decisione finché la maniglia non è bloccata in posizione.
- Staccare: tenere saldamente l'impugnatura, quindi estrarre la testina dello spazzolino dall'impugnatura.

☆ Ricaricare lo spazzolino da denti

- Se lo spazzolino da denti fosse in condizioni di batteria scarica quando si accende per la prima volta, accertarsi che sia completamente carico prima dell'uso.
- Se lo spazzolino da denti non fosse in uso per oltre 3 mesi, si prega di ricaricarlo completamente in base alle istruzioni di ricarica prima di usarlo.
- Se la spia dell'indicatore di carica lampeggia rapidamente in rosso durante il funzionamento, ciò sta a indicare che lo spazzolino da denti è in una condizione di batteria scarica, caricare lo spazzolino il prima possibile.
- Quando si sta per caricare lo spazzolino da denti, si prega di

inserire il cavo USB nella porta di ricarica nella parte inferiore dello spazzolino da denti e di accertarsi che lo spazzolino sia collegato alla corrente elettrica in modo sicuro.

- L'indicatore di carica rimane acceso in rosso durante il processo di carica. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore di carica rimane acceso in bianco per 2 minuti, dopodiché si spegne automaticamente. Dopo che lo spazzolino è completamente carico, è possibile utilizzarlo in modalità "Morbido" per due minuti a sessione, due volte al giorno per 60 giorni.
- C'è una funzione impermeabile nello spazzolino, pertanto può essere usato in bagno in modo sicuro.

☆ Presentazione delle Modalità

• La prima modalità: Delicato

In questa modalità, la spia bianca si accende nella posizione della modalità "Delicato", l'oscillazione della spazzola è lieve e l'intensità della vibrazione è la più morbida delle tre modalità disponibili, adatta a bambini di età superiore a 6 anni con denti sensibili, o all'uso dello spazzolino elettrico da denti per la prima volta.

• La seconda modalità: Morbido

In questa modalità, la spia bianca si accende nella posizione della modalità "Morbido", l'oscillazione della spazzola è maggiore e l'intensità della vibrazione è la più forte. È adatto a bambini di età compresa tra 9 e 12 anni e abituati a spazzolini elettrici, per ottenere il più forte effetto pulente e mantenere una sana igiene orale.

• La terza modalità: Gengivale

In questa modalità, la spia bianca si accende nella posizione della modalità "Gengivale", l'oscillazione delle setole e l'intensità della vibrazione cambiano alternativamente tra le modalità "Delicato" e "Morbido". Questa modalità è adatta a una stimolazione delicata, progettata per migliorare la circolazione sanguigna nelle gengive e mantenere le gengive forti e sane.

4. Specifiche:

Temperatura di funzionamento: 0-50 °C
Tensione di funzionamento: DC3,7V
Materiale setole: Nylon
Tensione di ingresso: DC5,0 V
Potenza nominale: 2W
Grado d'impermeabilità: IPX7
Tipo di ricarica: corrente continua di tipo C

5. Precauzioni:

- Per il primo utilizzo, si consiglia di avviare lo spazzolino in posizione di modalità "Delicato". Se gli utenti avvertono fastidio alle gengive o sanguinamento delle gengive per più di 2 settimane, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e consultare il dentista per assistenza.
- Non mettere lo spazzolino nel fuoco o caricarlo in un luogo ad alta temperatura.
- Non posizionare il prodotto in un ambiente umido o vicino ad altri liquidi per lungo tempo, per evitare malfunzionamenti del prodotto.
- Non smontare, riparare o alterare il prodotto né applicare altri accessori o alimentatori senza previa autorizzazione.
- Si prega di evitare che il prodotto cada o subisca urti violenti.
- Questo prodotto è destinato al solo utilizzo per la pulizia orale, non utilizzarlo per altri scopi.
- Questo prodotto è progettato esclusivamente per l'igiene orale personale, non adatto a utenti multipli.
- Non utilizzare questo prodotto durante la carica per motivi di sicurezza.
- Assicurarsi che la porta di ricarica o l'adattatore di alimentazione siano sufficientemente asciutti prima di caricare lo spazzolino o collegarlo all'alimentazione.
- Controllare regolarmente se il cavo di alimentazione è

danneggiato. Se il cavo è danneggiato o lo spazzolino non funziona, smetti di usarlo.

- N caso di perdite dalla batteria, interrompere immediatamente l'uso del prodotto per evitare il contatto accidentale con la pelle.
- Non mettere il prodotto in bocca né lavarsi i denti in posizione supina. In caso contrario, potrebbe facilmente portare alla deglutizione accidentale.
- Questo prodotto non deve usato come un gioco o smontato dai bambini.
- Questo prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. I bambini tra i 3 e gli 8 anni hanno bisogno della supervisione e della guida dei genitori o di un adulto quando si lavano i denti.
- I bambini con serie malattie parodontali o interventi di chirurgia orale devono consultare un medico prima dell'uso.
- Gli utenti che hanno problemi con pacemaker o altri dispositivi impiantati devono consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto.

6. Rispetto dell'ambiente:

Nel prodotto è inclusa una batteria al litio ricaricabile. Quando lo spazzolino viene smaltito, non mescolarlo con i rifiuti domestici generici. Dovrebbe essere inviato al centro di riciclaggio delle batterie per lo smaltimento in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.

7. Servizio post-vendita:

- È presente una garanzia di 1 anno a partire dal giorno dell'acquisto, contattare noi se necessario.
- Durante il periodo di garanzia, per ogni difetto relativo a materiali o malfunzionamento del prodotto, verranno sostituite le componenti o l'intero prodotto a seconda della situazione e della condizione.
- In caso di richiesta di riparazione sotto garanzia, è necessario spedire lo spazzolino e una prova della data di acquisto (ricevuta di acquisto) a noi.
- Le seguenti condizioni non sono incluse nella garanzia:
 - Danni causati da uso improprio, per esempio, uso errato dell'alimentazione, l'aver collegato ad presa impropria, danni artificiali, ecc.
 - Invecchiamento e usura causati dall'uso normale.
 - Danni dovuti al prodotto usato per altri scopi oppure l'uso di componenti non forniti da noi.


この度は、K7S 音波歯ブラシをご購入いただき誠にありがとうございました。製品を使用する前に取扱説明書をよく読み、今後のご参照の為に大切に保管してください。

1. 特徴:

- 防水および滑り止め設計。
- 歯をより白く健康に保つのに役立つ、ユニークな三日月形の剛毛タイプの交換可能なブラシヘッド。
- オーディオインジケータでお子さまがブラッシングタスクを完了するのを励まします。
- 圧力インジケータを使用し、ユーザーは歯への過剰な圧がかかっている事を知ることができます。
- 過電圧保護。入力電圧が 6.1V を超えると歯ブラシは自動的にオフになり、本製品とユーザーを保護します。
- Bluetooth テクノロジーは、アプリケーション接続用の歯ブラシに組み込まれています。ユーザーはアプリケーションに接続する歯ブラシを介して、自分の歯と歯茎の状態について詳しく知ることができます。
- 週および月の歯磨きレポートは、親が子供のブラッシング状況を知るのに役立ちます。
- USB 充電、旅行にやさしい、グローバル電圧に対応。
- 低電力リマインダー機能。バッテリーの残量が不足している場合は、充電インジケータライトが赤く点滅する、または歯ブラシが動作しなくなりますので、すぐに充電してください。
- 間歇停止付き 2 分タイマーは 30 秒ごとに磨く位置を換えるように促します。
- 3 つのモード: 本製品に組み込まれているマイルド、ソフト、歯茎モードの設定。ブラシに組み込まれたモード記憶機能もあります。つまり、歯ブラシを起動した後、直前に設定したモードに入ります。

2. 設計: (女の子はリボン、男の子は口ひげ)

- ① ブラシヘッド
- ② 圧力指示
- ③ 電源 / モードボタン
- ④ モードインジケータ (マイルド、ソフト、歯茎)
- ⑤ 充電インジケータ / Bluetooth インジケータ
- ⑥ Type-C 充電ポート



3. 操作：

☆歯ブラシの取り扱い

- 歯ブラシの頭をハンドルまで下にスライドさせ、正しい場所に固定されていることを確認します。
- 本製品はアプリケーションに接続することで使用できます。以下の QR コードをスキャンして、アプリケーションをダウンロードしてインストールします。そして指示に従って本製品をスマートフォンに追加します。



- 「電源」ボタンを押して歯ブラシの電源を入れます。
- デバイスと歯ブラシが接続されている場合 Bluetooth インジケータが白く点灯します。「電源」ボタンを 3 秒間押して、スマートフォンでダウンロードするアプリケーションに接続してください。
- 「電源」ボタンを押し続けることで、3 つのモード（「マイルド、ソフト、歯茎」）間で切り替えます。
- ブラシの毛を濡らし、適量の歯磨き粉を塗ります。
- 歯磨き粉を塗ったブラシの毛を歯茎に対してわずかな角度をなすように歯に当てます。
- 歯の前面、背面、およびすべての咀嚼面を渡すようにブラシヘッドをそと動かし、最小限の圧力で歯を磨きます。歯 / 歯茎に過度の圧力をかけたり、長時間にわたって口の一箇所にブラシをかけたらしめないでください。
- ユーザーの歯に圧力がかりすぎると、圧力インジケータライトが赤で点灯し、歯ブラシを歯に強く押し付けられないようユーザーに通知し、歯と歯茎を守ります。
- 歯を磨く最適な時間として歯科医の推奨に基づき、30 秒ごとにブラッシング位置を変更するように促す間隔的な発音機能付き 2 分スマートタイマーがブラシに搭載されます。
- 歯磨き粉の飛散を防ぐ為、歯ブラシを歯に当ててから電源を入れ、電源を切った後に口から取り外してください。
- APP は、子供たちが声とリアルタイムの漫画のキャラクターを通して歯を磨くように導き、歯を磨くことへの子供たちの興味と意識を刺激し、歯茎の健康を保護します。

☆歯ブラシヘッドの交換

- 取り付け：ブラシヘッドの下部をドライブシャフトに合わせ、ハンドルが所定の位置にロックされるまでしっかりと押し込みます。
- 取り外し：ハンドルをしっかりと持ち、歯ブラシのヘッドをハンドルから引き抜きます。

☆歯ブラシの充電

- 初めて電源を入れた時に歯ブラシの電池残量不足になった場合は、使用前にフル充電してください。
- 歯ブラシが 3 ヶ月以上使用されていない場合は、使用する前に充電説明に従ってフル充電してください。
- 操作中に充電インジケータライトが赤く点滅する場合は、歯ブラシの電池残量が少ないことを示しています。できるだけ早く歯ブラシを充電してください。
- 歯ブラシを充電する時に USB ケーブルを歯ブラシの下部にある充電ポートに差し込み、ブラシが安全に電源に接続されていることを確認してください。
- 充電中には充電インジケータは赤で点灯したままになります。バッテリーが完全に充電されると、充電インジケータは 2 分間白く点灯したままになり、その後自動的にオフになります。歯ブラシが完全に充電された後、「マイルド」モードでセッションごとに 2 分間、1 日 2 回 60 日間使用することができます。
- 防水機能付き歯ブラシですので、浴室でも安心してお使いいただけます。

☆モード紹介

・モード 1：マイルド

このモードでは、白いインジケータライトが「マイルド」モードの位置で点灯し、ブラシの

揺れが穏やかで、振動強度が 3 つのモードの中で最も柔らかく、敏感な歯を持つ 6 歳以上の子供や初めての電動歯ブラシを使用するのに適しています。

・モード 2：ソフト

このモードでは、「ソフト」モードの位置で白色のインジケータライトが点灯し、ブラシの揺れが大きくなり、振動強度が最も強くなります。電動歯ブラシに慣れている 9 ～ 12 歳の子供に最適で、最も強力な洗浄効果を得て、健康的な口腔衛生を維持します。

・モード 3：歯茎

このモードでは、白いインジケータライトが「歯茎」モードの位置で点灯し、剛毛の揺れと振動の強さが「マイルド」モードと「ソフト」モードの間で交互に変化します。これは穏やかな刺激のためであり、歯茎の血液循環を改善し、歯茎をしっかりと健康に保つ事が出来ます。

4. 技術諸元：

- 動作温度：0-50°C
- 動作電圧：DC3.7V
- ブラシの毛の材質：ナイロン
- 入力電圧：DC5.0V
- 定格電圧：2W
- 防水規格：IPX7
- 充電の種類：タイプ C 直流

5. ご注意事項：

- 最初の使用では、「マイルド」モードの位置で歯ブラシを始動することをお勧めします。ユーザーが 2 週間以上歯茎の不快感や歯茎の出血を経験した場合は、すぐに製品の使用を中止し、歯科医に相談してください。
- 歯ブラシを火の中に入れたり、高温の場所で充電したりしないでください。
- 製品の機能上の欠陥を避けるために、製品を湿気の多い環境やその他の液体に長時間置かないでください。
- 本製品を分解、修理、改造したり、他の付属品や電源装置を許可なく使用したりしないでください。
- 本製品の落下や強い衝撃を避けてください。
- 本製品は経口洗浄専用です。他の目的には使用しないでください。
- この製品は、パーソナルオーラルケア専用に設計されており、マルチユーザーには適していません。
- 安全のため、充電中は使用しないでください。
- 歯ブラシを充電したり、電源に接続したりする前に、充電ポートまたは電源アダプタが十分に乾いていることを確認してください。
- 定期的に電源コードが破損していないか確認してください。コードが破損または歯ブラシが動かない場合は、使用を中止してください。
- 電池が液漏れした場合は、誤って皮膚に触れないように、すぐに使用を中止してください。
- 製品を口の中に入れたり、仰向けで歯を磨いたりしないでください。誤って飲み込む可能性があります。
- 本製品をお子様と一緒に遊んだり、分解したりしないでください。
- この商品は 3 歳未満のお子様には適していません。3 ～ 8 歳の子供は、歯を磨くときに親または大人と一緒に行って下さい。
- 重度の歯周病や口腔外科手術を受けている子供は、使用前に医師に相談してください。
- ペースメーカーやその他の埋め込み型デバイスに問題があるユーザーは、この製品を使用する前に医療専門家に相談する必要があります。

6. 環境保護：製品には充電式リチウム電池が内蔵されています：

歯ブラシを廃棄するときは、一般家庭ごみと混ぜないでください。地域の廃棄物管理規則に従って廃棄するために、バッテリーリサイクルセンターに送付する必要があります。

7. アフターサービス：

- 1 年間保証は購入した日から計算されます。必要がありましたら我ら（フェアリーウィル）までご連絡ください。
- 保証期間内に、材料または製品の誤動作につながる欠陥があった場合、その状況状態に応じて部品もしくは製品を交換させていただきます。
- 保証を基準とする修理を御依頼される場合、歯ブラシ本体と購入日を証明する書類（購入請求書）を我らに提出していただく必要があります。
- 以下に掲げる場合は、保証対象外となりますのであらかじめご了承ください。
 - 電源の誤使用、不適切なコンセントへの差し込み、人為的な損傷などの不適切な使用による損傷。
 - 通常の使用による老化と消耗。
 - 他の目的で使用したり、我ら以外の部品を使用したりすることによる損傷。