

truMedic®

Smart Series

IS-4000 Foot Massager



User's Manual

English (P.1) / Français (P.27) Español (P.53)

Professional Massage

The truMedic® IS-4000 Foot Massager allows you to enjoy a professional foot massage where you want when you want it. The ergonomic and unique design perfectly complements your foot structure and provides a relaxing, enjoyable foot massage. In keeping with eastern massage principles, this unit has three intensity settings, ranging from mild to strong. Please be cautious in choosing the setting best suited to your tolerance for massage and start with the lower strength settings until accustomed to the sensation.



FCC Statement

CAUTION: Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

ISED Canada Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radiation Exposure: This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

RF Exposure Statement: To maintain compliance with IC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance of 5 mm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS HOUSEHOLD APPLIANCE

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS:

- An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like. Never operate on a soft surface such as a bed or couch where the air openings may be blocked.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
- Do not use massager in close proximity to loose clothing or jewelry.
- Keep long hair away from massager while in use.

NOTE 1: *The IS-4000 Foot Massager is not intended for use by individuals with certain medical conditions, including high blood pressure, diabetes, heart disease, cerebral arteriosclerosis, cerebral thrombosis, malignant tumors or osteoporosis. Please consult your medical professional if you have any of the above or similar conditions prior to using this device.*

NOTE 2: *This massager delivers a range of massage pressures from mild to very strong. Always begin using this massager on the low intensity setting in mode 1. If it begins to feel too intense, please immediately press the power button to release the pressure.*

NOTE 3: *This massager is not a medical device and is not intended to treat any specific illness or ailment. For proper medical care, contact your healthcare provider or a medical professional.*

PLEASE READ AND OBSERVE ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

- This massager should not be used by individuals with pacemakers or other implanted medical devices.
- Do not use the massager if you have been previously treated for an injury or sickness, currently receiving medical care or have joint dysfunction including rheumatism.
- Do not stand up in this massager.
- Do not operate this massager in wet environments, such as near swimming pools or in bathrooms. Do not allow the unit to become wet, and do not operate the unit with wet hands or feet.
- Do not operate this massager in dusty or dirty environments or outdoors.
- Keep this massager away from heat sources such as electric stoves, radiators, or space heaters.
- Do not place this massager in direct sunlight or store it in a hot environment.

- This massager has an automatic thermal protection feature. If the unit becomes overheated with use, it will shut off to prevent internal damage. Unplug the unit and wait for it to cool down before attempting to use.
- The heat function can cause the unit to become hot. Exercise caution when using the heat function, and allow the unit to completely cool between uses.
- This massager is intended for use for 20 minutes per session. Do not use this massager for more than 30 minutes consecutively.
- Do not use this massager while sleeping or under the influence of alcohol.
- Keep sharp objects away from this massager. If the cloth foot covers become damaged, stop using the unit and contact truMedic® for service.
- Do not attempt to repair this massager or use any spare parts that were not provided by truMedic®. If your unit is broken, contact truMedic® for service.
- Do not insert any foreign objects into this massager.
- Do not carry the unit by the power cord or foot inserts.
- Do not use this massager if the air openings are blocked. Keep the air openings free of lint, hair and other foreign objects.
- This massager has a circuit protection device to prevent overheating, as well as current-overload protection.

Included in Box*

- IS-4000 Foot Massager Unit
- A/C Adapter



*Photos and drawings are for illustrative purposes only.

Operation

- The IS-4000 Foot Massager has 5 buttons for use:



Power



Massage
Mode



Heat




Intensity



Timer

- Plug the unit into a wall outlet for power. The unit will be in "Ready Mode" and the power button LED will light up.



Power

Press the power button to start using the unit. The foot massager has an operating time of 20 minutes, and will automatically shut down after each session



Massage Mode

Use the Mode button to select a massage mode. The foot massager features three intelligent massage modes:



Steady blue LED

1. Press the Massage Mode button once to enter Mode 1, indicated with a blue light. Mode 1 is a rolling foot massage and mild air pressure.



Steady red LED

2. Press the Massage Mode button a second time to enter Mode 2, indicated with a red light. Mode 2 is a rolling foot massage with more frequent use of air pressure.



*Alternating
red & blue LEDs*

3. Press the Massage Mode button a third time to enter Mode 3, indicated with alternating red and blue lights. Mode 3 uses frequent air pressure and very little usage of the rolling massagers.



Heat

Press the heat button to turn the heat function on or off. The unit will automatically start the heating function when the Power button is pressed and is indicated by a blue light. Press the heat button to deactivate heating function.



ON



OFF



Intensity

Use the intensity button to adjust the intensity of the air compression function. When the foot massager is powered on, the air compression function will automatically default to low intensity, indicated with a blue light. Press the intensity button to enter medium intensity, indicated with a green light. Press the intensity button once more to enter high intensity, indicated with a red light.



Low Intensity



Medium Intensity



High Intensity



Timer

Use the timer button to set a massage limit of 10, 15 or 20 minutes. The unit will automatically shut off upon completion of the selected massage cycle.



10 Min



15 Min



20 Min

NOTE: The truMedic® IS-4000 Foot Massager has an operating time of 20 minutes, and will automatically shut down after each session.




Up to 20 Minute Sessions


Connecting to the truMedic® App

After downloading the truMedic® App complete the following steps to pair your device:


1 Create an account



2 Select "Remote Control"



3 Select "Connect a Device"




4 Power on your IS-4000 Foot Massager




Connecting to the truMedic® App

After downloading the truMedic® App complete the following steps to pair your device:

5 Choose the Device you want to pair




6 Control your new IS-4000 Foot Massager



Device Remote Control

Control your device in the truMedic® App with the following functions:



Caring for your truMedic® IS-4000 Foot Massager

- This device has an operating time of 20 minutes and will automatically shut down after each session. The time remaining in the massage is displayed on the LED screen for the entirety of each session.
- Ensure the device is powered off and unplugged from the power source before cleaning.
- Do not use corrosive or abrasive cleaners. Use a dry cloth to clean the surface of the device.
- Do not store this device in hot, damp, or humid environments. Keep your unit in the box when not in use, and store it in a cool, dry place.

Specifications

Product Name:	IS-4000 Foot Massager
Product Model:	ISS-4000i-GY
Rated Voltage:	12V
Rated Power:	36W
Rated Duration for Use:	20 minutes per session

Troubleshooting

Problem	Solution
The IS-4000 Foot Massager does not function.	• Ensure the unit is properly plugged into an appropriate outlet and turned on. If the unit lights up, but the massager does not function, contact truMedic® for service.
The IS-4000 Foot Massager suddenly powers off.	• Check to ensure the unit is plugged in and powered on. • Time limit has been reached. The unit will automatically power off after 20 minutes of use. • The unit has overheated and the temperature protection feature has shut off the unit. Wait until the unit has cooled completely before resuming use. • Too much force has been applied to the massaging parts inside the IS-4000 Foot Massager. Make sure to keep your feet relaxed when inserted into the device. Do not stand up while using the unit or cause undue force to be applied to the internal mechanisms of the unit.

Have Questions? Call our toll-free hotline at **(888) 264-1766** or visit **support.trumedic.com**

Warranty

truMedic® warrants this product against defects in materials and/or workmanship for a period of 6 Months from the date of purchase by the original purchaser. In the event of a valid claim within the Warranty Period, truMedic® will repair the defect or replace the unit at no charge, using new or refurbished replacement parts at its discretion. proof of purchase is required prior to receiving service under this warranty.

Warranty service is available by calling truMedic® service at 888-264-1766 or via email at service@truMedic.com. Repairs/replacements must be authorized by truMedic® before service will be provided. You are responsible for delivery and the cost of delivery of the product to and from a truMedic® service center for replacement or repair as, per our instructions.

This warranty does not cover damage caused by failure to follow instructions, or damage caused by accident, abuse, misuse, fire, floods, earthquake or other external causes or damage caused by unauthorized repairs.

TRUMEDIC® SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, TRUMEDIC® DISCLAIMS ANY AND ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. IF TRUMEDIC® CANNOT LAWFULLY DISCLAIM STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY.

Some states disallow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

Other truMedic® Products



MagicHands™

Neck & Back Massager



The truMedic® MagicHands™ truShiatsu™ Neck and Back Massager with Heat is our most advanced, high-performance massage unit yet. This massager is designed with a patent-pending mechanism that is made to recreate the touch of a professional masseuse. It delivers a powerful massage that is so lifelike, you will believe it is coming from a set of human hands!

Available Colors:




Dream Machine™

Pillow Massager



Massage yourself into a deep sleep with truMedic's new state-of-the-art Dream Machine™ truShiatsu™ Rechargeable Pillow Massager with Heat. No wires required! The rechargeable Dream Machine Pillow Massager makes an excellent addition to any couch, chair, or bed.



truRelief™ IMPACT Therapy™ Device



The truRelief™ IMPACT Therapy™ Device is specially designed to provide quick, high-performance Impact Therapy™ that leaves you feeling relaxed and rejuvenated. You can speed up your recovery process, improve your range of motion, and relieve stress with the power of its quiet, brushless motor.

Available Colors:   





TRUCORE DISTRIBUTORS, INC.

252 Indian Head Rd. Kings Park, NY 11754
(888) 264-1766 | service@truMedic.com | www.truMedic.com



@truMedicMassage

Model/Modèle/Modelo: ISS-4000i-GY

truMedic®

Série intelligente

Masseur de pieds IS-4000



Manuel d'utilisation

English (P.1) / Français (P.27) Español (P.53)

Massage Professionnel

Le masseur de pieds IS-4000 vous permet de profiter d'un massage shiatsu relaxant où vous voulez, quand vous voulez. Le design ergonomique et unique complète parfaitement la structure de votre pied et offre un massage relaxant et agréable des pieds. Conformément aux principes de massage oriental, cet appareil dispose de trois réglages d'intensité, allant de doux à fort. Soyez prudent dans le choix du réglage le mieux adapté à votre tolérance au massage et commencez par les réglages de force inférieurs jusqu'à ce que vous soyez habitué à la sensation.



Déclaration de la FCC

ATTENTION : Toute modification non approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

NOTE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration de l'ISED Canada

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence se conformer à l'innovation, la science et le développement économique Les RSS du Canada exemptes de licence. Leur fonctionnement suivant deux conditions: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris peut provoquer le fonctionnement indésirable de l'appareil.

Exposition aux rayonnements : Cet équipement est conforme aux radiations du Canada limites d'exposition pour un environnement incontrôlé.

Noncé d'exposition RF : Pour maintenir le respect des guides d'exposition RF d'IC, équipement doit être installé et actionné avec une distance minimale de 5 mm le radiateur de votre corps. Cet appareil et ses antennes ne doivent pas être co-localisé ou en opération en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL MÉNAGER.

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes :



POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTRO-CHOC :

- Toujours débrancher cet appareil de la prise électrique immédiatement après usage et avant de le nettoyer.
- Ne touchez pas un appareil électrique qui est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement
- Ne pas utiliser l'appareil électrique pendant le bain ou dans la douche.
- Ne placez pas l'appareil où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier ni dans l'eau ou d'autre liquide.

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES :

- Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez l'appareil
- Lorsqu'il est hors fonction et avant de retirer des pièces de l'appareil.
- Une surveillance attentive est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par des enfants, des personnes invalides ou des personnes handicapées.
- Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- Ne jamais utiliser cet appareil si le cordon ou la prise est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas
- Correctement ou si l'appareil a été endommagé ou est tombé dans l'eau. Retourner l'appareil à un centre de service pour examen et réparation.
- Ne transportez pas cet appareil par le cordon d'alimentation et n'utilisez pas le cordon comme une poignée.
- Gardez le cordon loin des surfaces chauffées.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil avec les ouvertures aériennes bloquées. Gardez les ouvertures aériennes libres sans charpie, cheveux ou autres. N'opérez jamais sur une surface molle comme un lit ou un canapé où les ouvertures aériennes peuvent être bloquées.
- Ne jamais laisser tomber ou insérer un objet dans une ouverture.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas utiliser où il y a des vaporisateurs aérosols qui sont utilisés ou de l'oxygène qui est administré.
- Pour débrancher, mettre toutes les commandes à la position d'arrêt, puis retirez de la prise.
- Ne pas utiliser l'appareil de massage prêt des bijoux ou des vêtements lâches.
- Tenez les cheveux longs à distance de l'appareil de massage pendant l'utilisation.

NOTA 1 : Le masseur de pieds IS-4000 n'est pas destiné à être utilisé par des personnes avec certaines conditions médicales, dont l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiaques, l'artériosclérose cérébrale, la thrombose cérébrale, les tumeurs malignes ou l'ostéoporose. Veuillez consulter votre professionnel de la santé si vous avez l'une des conditions ci-dessus ou une condition similaire avant d'utiliser cet appareil.

NOTA 2 : Cet appareil offre une gamme de pressions de massage allant de LÉGÈRE à TRÈS FORTE. Lorsque vous utilisez le masseur de pieds IS-4000 de truMedic®, commencez toujours avec le NIVEAU D'INTENSITÉ FAIBLE sur le MODE 1. Si la pression commence à vous sembler trop intense, veuillez appuyer immédiatement sur le bouton d'alimentation pour relâcher la pression.

NOTA 3 : Le masseur de pieds IS-4000 de truMedic® n'est pas un dispositif médical et n'est pas conçu pour traiter une maladie ou un malaise spécifique. Pour des soins médicaux appropriés, contactez votre fournisseur de soins de santé ou un professionnel de la santé

VEUILLEZ LIRE ET OBSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

- Le masseur de pieds ne doit pas être utilisé par des personnes portant un stimulateur cardiaque ou d'autres dispositifs médicaux implantés.
- N'utilisez pas le masseur de pieds si vous avez été préalablement traité pour une blessure ou une maladie, si vous recevez actuellement des soins médicaux ou si vous souffrez de dysfonction articulaire, y compris le rhumatisme.
- Ne vous mettez pas debout sur le masseur de pieds.
- Ne faites pas fonctionner votre masseur de pieds dans des endroits humides, par exemple près des piscines ou dans les salles de bains. Ne mouillez jamais l'appareil et ne l'utilisez pas si vos mains ou vos pieds sont mouillés.
- Ne faites pas fonctionner votre masseur de pieds IS-4000 de truMedic® dans des endroits poussiéreux ou sales. N'utilisez pas votre masseur de pieds IS-4000 de truMedic® à l'extérieur.
- Gardez le masseur de pieds loin des sources de chaleur, telles que les radiateurs, poêles électriques ou radiateurs électriques portatifs.

- Ne mettez pas le masseur de pieds dans la lumière directe du soleil et ne le rangez pas dans un endroit chaud.
- Votre masseur de pieds possède une fonction de protection thermique automatique. Si l'appareil commence à surchauffer lors de l'utilisation, il s'arrête aussitôt pour prévenir tout dommage interne.
- La fonction de chaleur peut rendre l'appareil chaud. Soyez prudent lorsque vous utilisez la fonction de chaleur et laissez l'appareil complètement refroidir avant de le réutiliser.
- Le masseur de pieds est conçu pour être utilisé par séance de 20 minutes. N'utilisez pas le masseur de pieds pendant plus de 30 minutes consécutives.
- N'utilisez pas le masseur de pieds lorsque vous dormez ou sous l'influence de l'alcool.
- Gardez tout objet pointu loin du masseur de pieds. Si les revêtements en tissu des pieds deviennent endommagés, cessez d'utiliser l'appareil et communiquez avec truMedic®.
- N'essayez pas de réparer votre masseur de pieds et n'utilisez aucune pièce de rechange qui n'a pas été fournie par truMedic®.
- N'insérez pas d'objet étranger dans le masseur de pieds.
- Ne tenez pas l'appareil par le câble d'alimentation ou les pieds.
- N'utilisez pas le masseur de pieds IS-4000 de truMedic® si les ouvertures d'air sont obstruées. Garder les ouvertures d'air exemptes de cheveux, de peluches et de tout autre corps étranger.
- Ce masseur dispose d'un dispositif de protection de circuit pour éviter la surchauffe, ainsi que d'une protection contre les surcharges de courant.

Inclus dans la boîte

- MassEUR de pieds IS-4000 de truMedic®
- Adaptateur c. a.



* Les photos et dessins sont à titre indicatif seulement.

Utilisation

- Le masseur de pieds IS-4000 de truMedic® a cinq boutons :



Alimentation



Mode de
Massage



Chaleur




Intensité



Minuteur

- Branchez l'appareil à une prise murale. L'appareil est prêt à être utilisé lorsque la lumière du bouton d'alimentation s'allume.



Arrêt

Marche

*Mode « Prêt » - appuyez
pour mettre en marche*



Alimentation

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre en marche l'appareil. Le masseur de pieds IS-4000 de truMedic® est conçu pour être utilisé par séance de 20 minutes. N'utilisez pas le masseur de pieds IS-4000 de truMedic® pendant plus de 30 minutes dans une seule séance.



Mode de massage

Utilisez le bouton « Mode » pour sélectionner un mode de massage. Le masseur de pieds IS-4000 de truMedic® offre trois modes de massage intelligent :



Lumière bleue fixe

1. Appuyez sur le bouton « Mode de massage » une fois pour entrer dans le mode 1, qui sera indiqué par une lumière bleue. Le mode 1 est un massage des pieds par roulements avec une douce pression d'air.



Lumière rouge fixe

2. Appuyez sur le bouton « Mode de massage » une deuxième fois pour entrer dans le mode 2, qui sera indiqué par une lumière rouge. Le mode 2 est un massage des pieds par roulements avec une pression d'air dont la fréquence est plus élevée.



Lumières rouge et bleu par alternance

3. Appuyez sur le bouton « Mode de massage » une troisième fois pour entrer dans le mode 3, qui sera indiqué par alternance par des lumières rouge et bleu. Le mode 3 utilise la pression d'air très fréquemment, mais utilise très peu les masseurs à roulement.



Chaleur

Appuyez sur le bouton « Chaleur » pour activer ou désactiver la fonction de chaleur. L'appareil démarre automatiquement la fonction de chaleur lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, qui est indiquée par une lumière bleue. Appuyez sur le bouton « Chaleur » pour désactiver la fonction de chaleur.



Marche



Arrêt



Intensité

Utilisez le bouton « Intensité » pour régler l'intensité de la fonction de compression d'air. Lorsque le masseur de pieds IS-4000 de truMedic® est mis en marche, la fonction de compression d'air commence automatiquement par défaut à faible intensité, indiquée par une lumière bleue. Appuyez sur le bouton « Intensité » pour sélectionner l'intensité moyenne, indiquée par une lumière verte. Appuyez sur le bouton « Intensité » une fois de plus pour sélectionner l'intensité élevée, indiquée par une lumière rouge.



Intensité faible



Intensité moyenne



Intensité élevée