




Eye Massager

ES-PCA002

User Manual



CONTENTS



01-11 English

12-22 Deutsch

34-44 Español

23-33 Français

45-55 Italiano



SAFETY INSTRUCTIONS

Unsuitable Crowd

- Those who are recovering from recent eye surgery.
- Those who are under treatment and have physical abnormalities.
- Those who have infectious diseases.
- Those who have ocular hypertension, hypertension, arteriosclerosis or cerebral thrombosis.
- Those who have a high fever, malignant tumor and osteoporosis.

Electricity Safety

- Cut off power before using or cleaning.
- If this instrument falls into water in the course of charging, cut off power and do not touch it directly.
- This instrument contains lithium battery. Do not dismantle, modify or throw it in the fire to avoid any hazard.


Related to Use

- Keep this instrument away from water, fire and corrosive environment.
- Do not use this instrument in humid, high temperature, or high electromagnetic environment.
- Do not use this instrument when you are sleeping.
- Do not keep using this instrument for a long period, or it may cause fatigue and discomfort to the massaged area.
- This instrument has constant temperature heating function. Continuous use of hot compress for an extended period may cause low-temperature burns to temperature-sensitive people.
- Those who wear contact lenses should remove the lenses before using.
- Do not allow children to use this instrument alone.
- Those who have no physical, sensory or mental capabilities or lack knowledge to use the instrument safely must be supervised by a responsible person when using.
- This instrument is a household electronic product rather than a medical device, thus, it is not suitable for diagnosis, treatment and other commercial purposes.

KNOWING YOUR EYE MASSAGER

SPECIFICATIONS


Mode	ES-PCA002
Input	5V-1A
Rated Power	4.5W
Built-in Battery Capacity	2500mAh




USING YOUR EYE MASSAGER

- Do not block the air inlet/outlet when the instrument is running.
- Charge the instrument immediately once a voice prompt “lower power” is emitted, or it will auto power off after five prompts.
- This instrument cannot work during charging.


- 1.** Connect the instrument to any USB charging port with the included cable. The indicator will change from red to blue once charging finishes.



- 2.** Long press the **I** button to power on. The instrument will enter the dynamic mode with soft air pressure by default.



- 3.** Adjust the elastic strap of this instrument and put it on.



Enable/Disable light music

Press the **I** button twice to enable/disable light music.

Mode Selection


Press the **I** button once each time, then warm/cooling/automatic mode will be selected.

Air Pressure Adjustment

Press the **M** button once each time, then strong/soft/no air pressure will be selected.

Notes: Air pressure cannot be disabled in the dynamic mode.

4. Long press the **I** button to power off. The built-in fan will keep running for around 1 minute to cool this instrument down.



1. Common Massage

Select the dynamic mode to knead the acupoints around the eyes and adjust the level of air pressure as per your reference.

2. Hot Compress

Select the warm mode to help blood circulation and muscle relaxation around the eyes (Temperature range: 101. °F - 106.7°F).

3. Cold Compress

Select the cooling mode to constrict the

blood vessels and relieve swelling around the eyes (Temperature range: 68.9°F - 74.3°F).

4. Alternating Hot and Cold Compress

Select the automatic mode to achieve alternating hot and cold compress to maximize eyestrain alleviation.

Note: Combine hot/cold compress with different levels of air pressure as per your reference.

Massage Tips

CLEANING AND STORAGE

Clean this instrument with a damp and soft cloth or tissue, and store it in a dry and shady place.

- Do not rinse the instrument under tap water.
- Do not clean with any chemical detergents.
- Do not disassemble the instrument by yourself.
- Recharge the instrument once every six months when not in use.

TROUBLE- SHOOTING

Q: This instrument does not turn on/ work.

A: Check if it is out of power or at low battery level, if yes, charge the instrument before using.

Q: Failed to charge this instrument.

A: Ensure two ends of the charging cable are well plugged. If it still doesn't work, change another USB cable of the same type and try again.

Q: Air pressure is not available.

A: Check if air pressure is disabled, if yes, enable the air pressure.

Q: This instrument cannot be cooled.

A: Select the cooling mode to enable cold compress, or turn off the instrument for half an hour to cool it down prior to next use.

Q: This instrument cannot be heated.

A: Select the warm mode to enable hot compress.

Q: This running instrument emits noise.

A: It is normal. This sound is emitted by the operating built-in fan.

WARRANTY AND SERVICES

Thanks for choosing Easay Eye Massager. This product is covered with Easay product and labor warranty for 12 months from the date of its original purchase.

The warranty will not apply in cases of :

- Misuse, dismantling, or repairs performed by unauthorized personnel.
- Any unit that has been tampered with or used for commercial purpose.
- Use of force, natural hazards, damage caused by external influences.
- Damage caused by non-observance of the User Manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the instructions.
- Partially or completely dismantled appliances.
- Defects caused by or resulting from damages from shipping or alteration to the product or any of its parts that have been performed by unauthorized personnel.

We can only provide after-sales service for products that are sold by Easay or Easay authorized retailers and distributors.

If you have purchased your unit from a different place, please contact your seller for return and warranty issues.

*** Please have your invoice and order ID ready before contacting Customer Support.**



DE

SICHERHEIT SHINWEISE

Ungeeignete Personengruppe

- Menschen, die sich von einer kürzlichen Augenoperation erholen.
- Menschen, die aktuell behandelt werden oder körperliche Anomalien aufweisen.
- Menschen mit Infektionskrankheiten.
- Menschen mit okulärer Hypertension, Hypertension, Arteriosklerose oder zerebraler Thrombose.
- Menschen mit hohem Fieber, einem bösartigen Tumor und Osteoporose.

Elektrische Sicherheit

- Trennen Sie vor Benutzung oder Reinigung die Stromversorgung.
- Falls dieses Gerät während des Aufladens ins Wasser fällt, unterbrechen Sie die Stromversorgung und berühren Sie das Gerät nicht direkt.
- Dieses Instrument enthält einen Lithium-Akku. Demontieren und modifizieren Sie es nicht, werfen Sie es nicht ins Feuer. Andernfalls drohen Gefahren.


Hinweise zur Verwendung

- Halten Sie dieses Instrument von Wasser, Feuer und Korrosion fern.
- Verwenden Sie dieses Instrument nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit, hoher Temperatur oder hoher elektromagnetischer Strahlung.
- Verwenden Sie dieses Instrument nicht, während Sie schlafen.
- Verwenden Sie dieses Instrument nicht längere Zeit. Stellen Sie die Benutzung ein, wenn Sie Ermüdung oder Unannehmlichkeiten am massierten Bereich feststellen.
- Dieses Instrument hat eine Heizfunktion, mit der eine konstante Temperatur gehalten wird. Längere kontinuierliche Verwendung der heißen Kompresse kann es bei temperaturempfindlichen Menschen zu einer Verbrennung bei niedriger Temperatur kommen.
- Kontaktlinsenträger sollten die Kontaktlinsen vor der Verwendung entfernen.
- Lassen Sie Kinder dieses Instrument nicht allein benutzen.
- Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen oder einem Mangel an Wissen im sicheren Umgang mit dem Instrument müssen bei der Verwendung von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt werden.
- Dieses Instrument ist eher ein elektronisches Haushaltsgerät als ein Medizingerät, es eignet sich nicht für Diagnose, Behandlung und andere kommerzielle Zwecke.

IHR AUGEN MASSAGEGERÄT KENNEN

TECHNISCHE DATEN


Modus	ES-PCA002
Eingang	5V-1A
Nennleistung	4.5 W
Kapazität des integrierten Akkus	2500mAh




IHR AUGENMAS SAGEGERÄT VERWENDEN

- Blockieren Sie Lufteinlass/-auslass nicht, wenn das Instrument in Betrieb ist.
- Laden Sie das Instrument sofort auf, sobald die Sprachansage "Akku schwach" ausgegeben wird. Andernfalls schaltet sich das Gerät nach fünf Ansagen automatisch aus.
- Dieses Instrument kann nicht während des Aufladens verwendet werden.


- 1.** Verbinden Sie das Instrument über das mitgelieferte Kabel mit einem USB-Ladeanschluss. Die Anzeige wechselt von Rot zu Blau, sobald das Aufladen abgeschlossen ist.



- 2.** Drücken Sie zum Einschalten lange die Taste **I**. Das Instrument ruft standardmäßig den dynamischen Modus mit sanftem Luftdruck auf.



- 3.** Stellen Sie des elastischen Riemen dieses Instruments ein und legen Sie das Instrument an.



Licht/Musik aktivieren/Deaktivieren

Drücken Sie die Taste **I** zweimal, um Licht/Musik zu de-/aktivieren.

Modusauswahl


Drücken Sie die Taste **I** jeweils einmal. Anschließend wird der Warm-/Kühl-/Automatikmodus ausgewählt.

Luftdruck einstellen

Drücken Sie die Taste **M** jeweils einmal. Anschließend starker/sanfter/kein Luftdruck ausgewählt.

Hinweise: Luftdruck kann im dynamischen Modus nicht deaktiviert werden.

- 4.** Drücken Sie zum Ausschalten lange die Taste **I**. Der integrierte Lüfter läuft zur Abkühlung dieses Instruments noch etwa 1 Minute weiter.



1. Allgemeine Massage

Wählen Sie den dynamischen Modus zum Kneten der Akupunkturpunkte rund um die Augen und passen Sie die Stufe des Luftdrucks nach Vorlieben an.

2. Heiße Komresse

Wählen Sie den Warmmodus zur Förderung der Blutzirkulation und Muskelentspannung rund um die Augen (Temperaturbereich: 38,5 bis 41,5 °C).

3. Kalte Komresse

Wählen Sie den Kühlmodus zum Verengen der Blutgefäße und zur Linderung von

Schwellungen rund um die Augen (Temperaturbereich: 20,5 bis 23,5 °C).

4. Abwechselnd heiße und kalte Komresse

Wählen Sie den Automatikmodus zur Realisierung abwechselnd heißer und kalter Komresse zur Maximierung der Linderung von Augenbeanspruchungen.

Hinweis: Kombinieren Sie heiße/kalte Komresse mit verschiedenen Luftdruckstufen entsprechend Ihren Vorlieben.

Massage-Tipps

REINIGUNG UND LAGERUNG

Reinigen Sie dieses Instrument mit einem feuchten, weichen Stoff- oder Papiertuch und bewahren Sie es an einem trockenen, kühlen Ort auf.

- Spülen Sie das Instrument nicht unter Leitungswasser ab.
- Reinigen Sie es nicht mit chemischen Reinigungsmitteln.
- Demontieren Sie das Instrument nicht eigenständig.
- Laden Sie das Instrument bei Nichtbenutzung einmal alle sechs Monate auf.

FEHLER- BEHEBUNG

F: Dieses Instrument schaltet sich nicht ein/funktioniert nicht.

A: Prüfen Sie, ob die Akkukapazität verbraucht oder gering ist.
Falls ja, laden Sie das Gerät vor der Benutzung auf.

F: Aufladung dieses Instruments fehlgeschlagen.

A: Achten Sie darauf, dass die beiden Enden des Ladekabels richtig angeschlossen sind. Falls es weiterhin nicht funktioniert, verwenden Sie ein anderes USB-Kabel desselben Typs und versuchen Sie es erneut.

F: Luftdruck ist nicht verfügbar.

A: Prüfen Sie, ob der Luftdruck deaktiviert ist. Falls ja, aktivieren Sie den Luftdruck.

F: Das Instrument kann nicht gekühlt werden.

A: Wählen Sie den Kühlmodus zur Aktivierung der kalten Komresse, oder lassen Sie das Gerät vor der nächsten Benutzung zum Abkühlen eine halbe Stunde ausgeschaltet.

F: Das Instrument kann nicht erhitzt werden.

A: Wählen Sie zum Aktivieren der heißen Komresse den Warmmodus.

F: Das Instrument macht im Betrieb Geräusche.

A: Dies ist normal. Das erzeugte Geräusch stammt vom integrierten Lüfter.

GARANTIE UND SERVICE

Vielen Dank für die Wahl des Easay-Augenmassagegerätes. Dieses Produkt ist für eine Dauer von 12 Monaten ab Erstkaufdatum durch eine Easay-Garantie auf Material- und Verarbeitungsschäden abgedeckt.

Die Garantie findet in folgenden Fällen keine Anwendung:

- Missbrauch, Demontage oder Reparaturarbeiten durch unautorisierte Personen.
- Jedes Gerät, das manipuliert oder für kommerzielle Zwecke genutzt wurde.
- Schäden durch höhere Gewalt, Naturkatastrophen oder andere externe Einflüsse.
- Schäden durch Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung, bspw. durch Anschließen an eine ungeeignete Netzversorgung oder Nichtbeachtung der Anweisungen.
- Teilweise oder vollständig demontierte Geräte.
- Transportschäden sowie Schäden, die durch oder im Rahmen von Änderungen am Produkt oder eines seiner Teile verursacht werden, die von nicht autorisierten Personen durchgeführt wurden.

Wir bieten Kundendienst nur für von Easay oder von Easay zertifizierten Einzelhändlern und Distributoren verkaufte Produkte. Falls Sie Ihr Gerät von einem anderen Händler bezogen haben, wenden Sie sich bei Rückgabe- und Garantiefragen bitte an Ihren Händler.

*** Bitte halten Sie vor Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst Ihre Rechnung und Bestellkennung bereit.**



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne pas utiliser

- Si vous venez de subir une intervention chirurgicale des yeux.
- Si vous suivez un traitement et présentez des malformations physiques.
- Si vous souffrez de maladies infectieuses.
- Si vous souffrez d'hypertension oculaire, d'hypertension, d'artériosclérose ou de thrombose cérébrale.
- Si vous avez une forte fièvre, une tumeur maligne ou de l'ostéoporose.

Sécurité électrique

- Mettez l'appareil hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas ou le nettoyez.
- Si cet instrument tombe dans l'eau pendant son chargement, coupez l'alimentation et ne le touchez pas directement.
- Ce produit contient une batterie au lithium. Pour éviter tout accident, ne pas le démonter, le modifier ou le jeter au feu.


Concernant l'utilisation

- Conservez l'appareil à l'abri de l'eau, du feu et des environnements corrosifs.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide, à température élevée ou à fort rayonnement électromagnétique.
- N'utilisez pas cet appareil lorsque vous dormez.
- N'utilisez pas cet instrument pendant une période prolongée, cela pourrait entraîner une fatigue et une sensation d'inconfort au niveau de la zone massée.
- Cet appareil est doté d'une fonction de chauffage à température constante. L'utilisation continue d'une compression chaude pendant une période prolongée peut provoquer des brûlures à basse température chez les personnes sensibles à la température.
- Les personnes qui portent des lentilles de contact doivent les retirer avant d'utiliser l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants utiliser cet instrument seuls.
- Les personnes qui n'ont pas les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou qui manquent de connaissances pour utiliser l'instrument en toute sécurité doivent être supervisées par une personne responsable lors de l'utilisation de l'appareil.
- Cet instrument est un produit électronique domestique et non un dispositif médical. Il ne convient donc pas au diagnostic, au traitement et à d'autres fins commerciales.

CONNAÎTRE SON MASSEUR OCULAIRE

SPÉCIFICATIONS


Mode	ES-PCA002
Entrée	5V-1A
Puissance nominale	4,5 W
Capacité de la batterie intégrée	2500mAh




UTILISATION DE VOTRE MASSEUR OCULAIRE

- Ne bloquez pas l'entrée/sortie d'air lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Rechargez l'appareil dès que le message « Batterie faible » retentit. Au bout de cinq messages, l'appareil s'éteint automatiquement.
- L'appareil ne peut pas fonctionner en cours de chargement.


1. Connectez l'appareil à n'importe quel port de charge USB à l'aide du câble fourni. Le voyant passera du rouge au bleu une fois la charge terminée.



2. Appuyez longuement sur le bouton **I** pour mettre l'appareil sous tension. L'appareil passera en mode dynamique avec une pression d'air douce par défaut.



3. Ajustez la sangle élastique de l'appareil et mettez-le en place.



**Activer/
désactiver la
musique douce**

Appuyez deux fois sur le bouton **I** pour activer/désactiver la musique douce.

**Sélection
du mode**


Appuyez sur le bouton **I** pour passer d'un mode à l'autre et choisir le mode chaud/-froid/automatique.

**Réglage de la
pression d'air**

Appuyez sur le bouton **M** pour passer d'une pression d'air à l'autre et choisir puisant/doux/aucune pression.

Remarques : La pression d'air ne peut pas être désactivée en mode dynamique.

- 4.** Appuyez longuement sur le bouton **I** pour mettre l'appareil hors tension. Le ventilateur intégré continuera à fonctionner pendant environ 1 minute pour refroidir l'appareil.



1. Massage classique

Sélectionnez le mode dynamique pour masser les points d'acupuncture autour des yeux et ajustez le niveau de pression d'air selon vos préférences.

2. Compression chaude

Sélectionnez le mode chaud pour favoriser la circulation sanguine et la relaxation musculaire autour des yeux (Plage de température : 38°C-41°C).

3. Compression froide

Sélectionnez le mode froid pour favoriser la constriction sanguine et soulager le

gonflement autour des yeux (Plage de température : 20°C-23°C).

4. Compression chaude et froide en alternance

Sélectionnez le mode automatique pour obtenir une alternance de compressions chaudes et froides afin de maximiser le soulagement de la fatigue oculaire.

Remarque: Combinez la compression chaude/froide avec différents niveaux de pression d'air selon vos préférences.

Conseils de massage

NETTOYAGE ET RANGEMENT



Nettoyez cet appareil à l'aide d'un chiffon ou d'un tissu doux et humide, puis rangez-le dans un endroit sec et à l'abri du soleil.

- Ne pas rincer l'instrument sous l'eau du robinet.
- Ne pas le nettoyer avec des détergents chimiques.
- Ne pas démonter l'appareil.
- Rechargez l'instrument une fois tous les six mois lorsqu'il n'est pas utilisé.

DÉPANNAGE

Q : L'appareil ne s'allume pas/ne fonctionne pas.

R : Vérifiez si sa batterie est encore chargée ou si son niveau est faible. Si c'est le cas, chargez l'appareil avant de l'utiliser.

Q : Impossible de charger l'appareil.

R : Assurez-vous que les deux extrémités du câble de chargement sont bien branchées. Si cela ne fonctionne toujours pas, remplacez le câble USB par un autre câble du même type et réessayez.

Q : La pression d'air est indisponible.

R : Vérifiez si la pression d'air est désactivée. Si c'est le cas, activez la pression d'air.

Q : L'appareil ne refroidit pas.

R : Choisissez le mode Froid pour activer la compression froide ou mettez l'appareil hors tension pendant une demi-heure pour le laisser refroidir avant la prochaine utilisation.

Q : L'appareil ne chauffe pas.

R : Choisissez le mode Chaud pour activer la compression chaude.

Q : L'appareil en fonctionnement émet du bruit.

R : C'est normal. Le bruit provient du ventilateur intégré en fonctionnement.

GARANTIE ET SERVICES

Merci d'avoir choisi le Masseur oculaire Easay. Ce produit est couvert par la garantie Easay sur les pièces et la main-d'œuvre pendant 12 mois à compter de la date d'achat initiale.

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Mauvaise utilisation, démontage ou réparations effectuées par du personnel non autorisé.
- Appareil ayant subi une modification ou utilisé à des fins commerciales.
- Usage de la force, risques naturels, dommages causés par des influences extérieures.
- Dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisation, par exemple le raccordement à un réseau électrique inadapté ou le non-respect des instructions.
- Appareil partiellement ou totalement démonté.
- Les défauts causés par ou résultant de dommages dus à l'expédition ou à la modification du produit ou de l'une de ses pièces réalisée par du personnel non autorisé.

Nous ne pouvons proposer un service après-vente que pour les produits vendus par Easay ou les détaillants et les distributeurs autorisés Easay.

Si vous avez acheté votre appareil dans un autre lieu, veuillez contacter votre revendeur pour les questions de retour et de garantie.

***Veuillez préparer votre facture et votre numéro de commande avant de contacter le service clientèle.**



EAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Personas inadecuadas para usar el producto

- Aquellas que se están recuperando de una cirugía ocular reciente.
- Aquellas que están en tratamiento y tienen anomalías físicas.
- Aquellas que sufren enfermedades infecciosas.
- Aquellas que sufren hipertensión ocular, hipertensión, arteriosclerosis o trombosis cerebral.
- Aquellos que tienen fiebre alta, tumor maligno y osteoporosis.

Electricidad y seguridad

- Corte la alimentación antes de usar o limpiar el producto.
- Si este instrumento cae al agua mientras se carga, corte la alimentación y no lo toque directamente.
- Este instrumento contiene una batería de litio. Para evitar cualquier peligro, no lo desmonte, modifique ni arroje al fuego.


Relacionado con el uso

- Mantenga este instrumento alejado del agua, el fuego y un entorno corrosivo.
- No utilice este instrumento en entornos húmedos, con temperatura elevada o con campos electromagnéticos intensos.
- No utilice este instrumento mientras duerme.
- No use este instrumento de manera continuada durante mucho tiempo, ya que puede causar fatiga e incomodidad en el área masajeada.
- Este instrumento tiene una función de calentamiento de temperatura constante. El uso continuo de compresiones calientes durante un período prolongado puede causar quemaduras por baja temperatura en personas sensibles a la temperatura.
- Las personas que usan lentes de contacto deben quitarse las lentes antes de usar el producto.
- No permita que los niños utilicen este instrumento sin vigilancia.
- Aquellas personas que tengan capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de conocimientos para utilizar el instrumento de forma segura, deben ser supervisados por una persona responsable durante su uso.
- Este instrumento es un producto electrónico doméstico y no un dispositivo médico, por lo que no es adecuado para diagnóstico, tratamiento y otros fines comerciales.

**CONOCIENDO
SU MASAJADOR
DE OJOS**

ESPECIFICACIONES


Modo	ES-PCA002
Entrada	5V-1A
Potencia nominal	4,5 W
Capacidad de la batería integrada	2500 mAh




USAR EL MASAJADOR DE OJOS

- No bloquee la entrada y salida de aire cuando el instrumento esté funcionando.
- Cargue el instrumento inmediatamente cuando se emita un mensaje de voz de “potencia baja”; de lo contrario, se apagará automáticamente después de cinco mensajes.
- Este instrumento no puede funcionar durante la carga.


- 1.** Conecte el instrumento a cualquier puerto de carga USB con el cable incluido. El indicador cambiará de rojo a azul una vez que finalice la carga.



- 2.** Mantenga presionado el botón **I** para encender el dispositivo. De forma predeterminada, el instrumento entrará en el modo dinámico con presión de aire suave.



- 3.** Ajuste la correa elástica de este instrumento y póngaselo.



Habilitar y deshabilitar la música ligera

Presione el botón **I** dos veces para habilitar o deshabilitar la música ligera.

Selección de modo


Presione el botón **I**. Cada vez que lo presione se seleccionará el modo de calentamiento, enfriamiento o automático.

Ajuste de la presión de aire

Presione el botón **M**. Cada vez que lo presione, se seleccionará el modo intenso, suave o sin presión de aire.

Notas: La presión de aire no se puede deshabilitar en el modo dinámico.

- 4.** Mantenga presionado el botón **I** para apagar el dispositivo. El ventilador incorporado seguirá funcionando durante aproximadamente 1 minuto para enfriar este instrumento.



1. Masaje común

Seleccione el modo dinámico para masajear los puntos de acupuntura alrededor de los ojos y ajuste el nivel de presión de aire según estime oportuno.

2. Compresión caliente

Seleccione el modo cálido para ayudar a la circulación sanguínea y a la relajación de los músculos alrededor de los ojos (intervalo de temperatura: 101,3 °F-106,7°F).

3. Compresión fría

Seleccione el modo de enfriamiento para contraer los vasos sanguíneos y aliviar la

hinchazón alrededor de los ojos (intervalo de temperatura: 68,9 °F-74,3 °F).

4. Compresión alterna caliente y fría

Seleccione el modo automático para lograr una compresión caliente y fría alterna para maximizar el alivio de la fatiga visual.

Nota: Combine compresiones calientes y frías con diferentes niveles de presión de aire según estime oportuno.

Consejos de masaje

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Limpie este instrumento con un paño o un paño húmedo y suave y guárdelo en un lugar seco y sombreado.

- No enjuague el instrumento con agua del grifo.
- No limpie el instrumento con detergentes químicos.
- No desmonte el instrumento usted mismo.
- Recargue el instrumento una vez cada seis meses cuando no esté en uso.

SOLUCIONAR PROBLEMAS

P: Este instrumento no se enciende o no funciona.

R: Compruebe si se ha agotado la carga de la batería o esta tiene poca carga; en caso afirmativo, cargue el instrumento antes de usarlo.

P: No se pudo cargar este instrumento.

R: Asegúrese de que los dos extremos del cable de carga estén bien conectados. Si sigue sin funcionar, cambie otro cable USB del mismo tipo y vuelva a intentarlo.

P: La presión de aire no está disponible.

R: Compruebe si la presión de aire está deshabilitada; en caso afirmativo, habilite la presión de aire.

P: Este instrumento no se puede enfriar.

R: Seleccione el modo de enfriamiento para habilitar la comprensión fría o apáguelo durante media hora para enfriarlo antes del próximo uso.

P: Este instrumento no se puede calentar.

R: Seleccione el modo cálido para habilitar la comprensión caliente.

P: Este instrumento en funcionamiento emite ruido.

R: Este comportamiento es normal. Este sonido lo emite el ventilador incorporado en funcionamiento.

GARANTÍA Y SERVICIOS

Gracias por elegir el Masajeador de ojos Easay. Este producto está protegido por una garantía de Easay que cubre el producto y la mano de obra durante 12 meses a partir de la fecha de su compra original.

La garantía no se aplicará en estos casos:

- Mal uso, desmantelamiento o reparaciones realizadas por personal no autorizado.
- Cualquier unidad que haya sido manipulada o utilizada con fines comerciales.
- Uso de fuerza, peligros naturales, daños causados por influencias externas.
- Daños causados por el incumplimiento del manual del usuario, por ejemplo, conexión a una red eléctrica inadecuada, o por el incumplimiento de las instrucciones.
- Aparatos parcial o totalmente desmontados.
- Defectos causados por daños o derivados de estos por envío o alteración del producto o cualquiera de sus partes que hayan sido realizados por personal no autorizado.

Solamente podemos proporcionar servicio posventa para productos vendidos por Easay o proveedores y distribuidores autorizados de Easay.

Si ha adquirido su unidad en un lugar diferente, póngase en contacto con su vendedor para obtener información sobre problemas relacionados con la devolución y garantía.

*** Tenga preparados la factura y el número de identificación del pedido antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.**





ISTRUZIONI DI SICUREZZA

PERSONE PER CUI NON È ADATTO

- Coloro che si stanno riprendendo da un recente intervento chirurgico agli occhi.
- Coloro che sono in trattamento e presentano anomalie fisiche.
- Coloro che hanno malattie infettive.
- Coloro che hanno ipertensione oculare, ipertensione, arteriosclerosi o trombosi cerebrale.
- Coloro che hanno febbre alta, tumore maligno e osteoporosi.

Sicurezza elettrica

- Interrompere l'alimentazione prima dell'uso o della pulizia.
- Se questo strumento cade in acqua durante la carica, interrompere l'alimentazione e non toccarlo direttamente.
- Questo strumento contiene una batteria al litio. Non smontarlo, modificarlo o gettarlo nel fuoco per evitare qualsiasi pericolo.


Utilizzo

- Tenere questo strumento lontano da acqua, fuoco e ambienti corrosivi.
- Non utilizzare questo strumento in ambienti umidi, ad alta temperatura o soggetto ad campo elettromagnetico elevato.
- Non usare questo strumento quando si dorme.
- Non continuare a utilizzare questo strumento per un lungo periodo, altrimenti potrebbe causare affaticamento e disagio all'area massaggiata.
- Questo strumento ha una funzione di riscaldamento a temperatura costante. L'uso continuo di impacchi caldi per un periodo prolungato potrebbe causare ustioni a bassa temperatura alle persone sensibili alla temperatura.
- Coloro che indossano lenti a contatto devono rimuovere le lenti prima dell'uso.
- Non consentire ai bambini di utilizzare questo strumento da soli.
- Coloro che non hanno capacità fisiche, sensoriali o mentali o non hanno la conoscenza per usare lo strumento in sicurezza devono essere supervisionati da una persona responsabile durante l'uso.
- Questo strumento è un prodotto elettronico domestico piuttosto che un dispositivo medico, quindi non è adatto per diagnosi, trattamento e altri scopi commerciali.

CONOSCI IL TUO MASSAGGIATORE GLI OCCHI

SPECIFICHE


Modalità	ES-PCA002
Ingresso	5V-1A
Potenza nominale	4.5W
Capacità batteria integrata	2500mAh




USO DEL MASS AGGIATORE PER GLI OCCHI

- Non ostruire l'ingresso/uscita dell'aria quando lo strumento è in funzione.
- Caricare immediatamente lo strumento non appena viene emesso un messaggio vocale "Riduzione potenza", oppure si spegnerà automaticamente dopo cinque messaggi.
- Questo strumento non può funzionare durante la carica.


- 1.** Collegare lo strumento a qualsiasi porta di carica USB con il cavo incluso. L'indicatore cambia da rosso a blu con il rosso lampeggiante.



- 2.** Premere a lungo il tasto **I** per accendere. Lo strumento entra in modalità dinamica con la pressione dell'aria morbida per impostazione predefinita.



- 3.** Regolare la fascia elastica di questo strumento e indossarlo.



**Abilitare/
disabilitare la
musica leggera**

Premere due volte il tasto **I** per abilitare/disabilitare la musica leggera.

**Selezione della
modalità**


Premere una volta il tasto **I**, quindi selezionare la modalità caldo/raffreddamento/automatico.

**Regolazione
della pressione
dell'aria**

Premere una volta il tasto **M**, quindi selezionare forte/morbido/nessuna pressione aria.

Note: Non è possibile disabilitare la pressione aria in modalità dinamica.

- 4.** Premere a lungo il tasto **I** per spegnere. La ventola integrata continua a funzionare per circa 1 minuto per raffreddare questo strumento.



1. Massaggio comune

Selezionare la modalità dinamica per massaggiare gli agopunti intorno agli occhi e regolare il livello di pressione dell'aria in base al riferimento.

2. Impacco caldo

Selezionare la modalità calda per favorire la circolazione sanguigna e il rilassamento muscolare intorno agli occhi (intervallo di temperatura: 101,3°F - 106,7°F).

3. Impacco freddo

Selezionare la modalità raffreddamento

per restringere i vasi sanguigni e alleviare il gonfiore intorno agli occhi (intervallo di temperatura: 68,9°F - 74,3°F).


4. Impacco alternato caldo e freddo

Selezionare la modalità automatica per ottenere impacchi caldi e freddi alternati per massimizzare l'alleviamento dell'affaticamento degli occhi.

Nota: Combinare impacco caldo/freddo con diversi livelli di pressione dell'aria in base al riferimento.

Consigli per il massaggio

PULIZIA E CONSERVAZIONE



Pulire questo strumento con un panno o un fazzoletto umido e morbido e conservarlo in un luogo asciutto e ombreggiato.

- Non sciacquare lo strumento sotto l'acqua del rubinetto.
- Non pulire con detergenti chimici.
- Non smontare lo strumento da soli.
- Caricare lo strumento una volta ogni sei mesi quando non è in uso.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

D: Questo strumento non si accende/non funziona.

R: Controllare se è scarico o se il livello della batteria è basso. In tal caso, caricare lo strumento prima dell'uso.

D: Impossibile caricare questo strumento.

R: Assicurarsi che le due estremità del cavo di carica siano ben collegate. Se ancora non funziona, cambiare con un altro cavo USB dello stesso tipo e riprovare.

D: Pressione aria non disponibile.

R: Verificare se la pressione dell'aria è disabilitata. In tal caso, abilitare la pressione dell'aria.

D: Impossibile raffreddare lo strumento.

R: Selezionare la modalità di raffreddamento per abilitare la compressione fredda o spegnere lo strumento per mezz'ora per raffreddarlo prima dell'uso successivo.

D: Impossibile riscaldare lo strumento.

R: Selezionare la modalità caldo per abilitare l'impacco caldo.

D: Questo strumento in funzione emette rumore.

R: Si tratta di una condizione normale. Questo suono viene emesso dalla ventola incorporata in funzione.

GARANZIA E ASSISTENZA

Grazie per aver scelto il massaggiatore per gli occhi Easay. Questo prodotto è coperto dalla garanzia sul prodotto e sulla manodopera Easay per 12 mesi dalla data di acquisto originale.


La garanzia non si applica in caso di:

- Uso improprio, smontaggio o riparazioni eseguite da personale non autorizzato.
- Qualsiasi unità manomessa o utilizzata per scopi commerciali.
- Uso della forza, eventi naturali, danni causati da influenze esterne.
- Danni causati dalla mancata osservanza del manuale uso, ad es. collegamento ad una rete di alimentazione non idonea o mancato rispetto delle istruzioni.
- Apparecchi parzialmente o completamente smontati.
- Difetti causati o risultanti da danni derivanti dalla spedizione o dall'alterazione del prodotto o di una sua parte eseguiti da personale non autorizzato.

Possiamo fornire assistenza post-vendita esclusivamente per i prodotti venduti da Easay o da rivenditori e distributori autorizzati Easay.

Se l'unità è stata acquistata da un altro punto vendita, rivolgersi al venditore per la restituzione e la garanzia.

*** Tenere a portata di mano la fattura e l'ID dell'ordine prima di contattare l'assistenza clienti.**



FCC statement

This instrument complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

15.21 Information to user.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- ncrease the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

- 1.This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
- 2.This equipment complies with RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 5mm between the radiator and your body.

Rev_1.0



Manufacturer: Shenzhen Danya Technology Co.,Ltd.

Address: Room 705, Building E, Galaxy World Phase II, Minle Community, MinZhi Street, Longhua District, Shenzhen, China

MADE IN CHINA



尺寸:145mm*72mm

装订成册

封面128g铜版纸,内页80g书纸