



You Brush.
We Care.
You Smile.


playbrush

Smart One
Smart OneX

Manual
Gebrauchsanweisung


INSTRUCTION FOR USE

Model number: A122

Manufacturer: Trisa AG

Distributor: Playbrush GmbH,
www.playbrush.com, support@playbrush.com

Electrical specifications:
see bottom of charging device



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should be followed at all times during

use, storage and disposal, including the following:

READ ALL THESE INSTRUCTIONS

DANGER – To reduce the risk of electrocution:

Children and people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge

must be supervised during use of the device or are warned prior to use and understand potential dangers. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children shall not play with the appliance. The product is not suitable for children less than 3 years old.

Check the power cord and charger regularly for cracks or other damage. Never touch the device with sharp or hot objects. Never unplug by pulling on the cable instead of the connector. The power cord cannot be replaced. If the power cable is damaged, dispose of the device. Do not continue to use a damaged charger or Playbrush.

Do not use charging base near water or outdoors. Never touch the plug with wet hands. Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately. Do not use while bathing. Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons.

Use this product only for its intended use as described in this manual (tooth brushing). For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply

unit 4680 or 4656 provided with this appliance.



Symbol detachable supply unit

Only use with original brush heads. If the brush head breaks off, after fall, impact or improper use, there is danger of suffocation. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or

individuals with certain disabilities. Never use while sleeping or drowsy. Do not use outdoors or where oxygen is being administered. Do not repair or change the product. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged,

or dropped into water. Return the product to a service center for examination and repair. Keep the cord away from heated surfaces. Batteries are non-replaceable.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNINGS

Use only at room temperature (0-40°C). This toothbrush is suitable for braces and dentures. Any person with a pacemaker or other electrical implant should consult a medical professional in advance.

HYGIENE

Replace brush heads every 3 months. Thoroughly rinse brush head under running water after each use.


BATTERY PACK

To extend the life of the battery, use the toothbrush at least every six months until fully discharged and fully charged again. The toothbrush should never be left uncharged and charged at least every 6 months. Place the toothbrush in the charger after each use to ensure optimal performance at all times. For the most energy-efficient use, it is recommended that the plug of the charger be removed from the socket after full charge.

REMOVING THE BATTERY CELL

Replacement of the battery is not possible. Only dispose of fully discharged batteries. Once opened the guarantee automatically expires.

1. At the end of the service life, open the cap with a coin.
2. Press the unit against a firm surface and push out the inner components.
3. Cut through connecting wires and remove battery. Do not short-circuit the positive and negative poles and mask off for protection. Take the battery to a designated collection point.



RECYCLING

Electrical appliances must not be disposed of with household waste. Use the return options in the designated sales or collection points. This toothbrush contains a lithium ion rechargeable battery. For environmental reasons, it must be removed at the end of its life and disposed of in an environmental manner.



GUARANTEE INFORMATION

For this service, the manufacturer will provide you with a two-year guarantee from the date of purchase (purchase receipt). The guarantee covers the repair or replacement of a device with material or manufacturing defects. To maintain the warranty, use only original Playbrush brushes. Wear and tear in the context of normal use are not covered by the guarantee. The guarantee expires in the case of third-party entries or changes to the original condition, as well as in commercial use. The guarantee service requires that the defective device is sent with the purchase receipt.

The manufacturer disclaims any liability for damage caused by non-observance of these operating instructions, by improper use and repairs or incorrect operation. We accept no liability for damage to the smartphone or tablet that has arisen in connection with the use of Playbrush. Subject to change!

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Playbrush GmbH declares that Playbrush complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2009/125/EC and 2011/65/EU. The compliance statement can be viewed at <https://www.playbrush.com/doc.pdf>.



FCC RULES

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. No changes shall be made to the equipment without the manufacturer's permission as this may void the user's authority to operate the equipment.

This device has been designed and complies with the safety requirements for portable RF exposure in accordance with FCC rule part At the end of the §2.1093 and KDB 447498 D01. FCC ID: 2AF47A122



Let's get you started...



1. Activate

The battery of your Smart One is pre-charged. To activate, place the brush on the supplied charging station, until a solid green light is shown.

Important: For maximum battery power, leave the brush on the charging station for the first 7 days. However, keep using the brush as usual.



2. Turn on Bluetooth

Turn on Bluetooth on your smartphone or tablet. Don't actively pair the Playbrush Smart One in the settings. This takes place in the app.



3. Download the Playbrush App

Download the Playbrush App from the Apple App Store or Google Play Store.

Android users: As Bluetooth falls under the location settings, please allow the app to access your location. Playbrush will not actually access your location.



A one-off registration is required when first launching the app. If you have purchased this product from the Playbrush website, please enter the email address you used for your order. Otherwise please use any email address.



4. Connect

Pick up your Playbrush and launch the app. If the Playbrush isn't showing a blinking blue light, press the start button. If your Playbrush shows a blinking blue light, it will automatically begin to connect within the app. Your Playbrush is successfully connected when it shows a solid blue light.



5. Explore & brush as you are

Cleaning performance & cleaning programs

Click here to change the cleaning program. Make sure that your brush is connected with the app.

Cleaning programs


You can easily adjust the intensity of the vibrations in the app.

Sensitive - for sensitive teeth & gums

Clean - for a particularly thorough deep cleaning

Massage - for gentle tooth polishing and massage of the gums

Ultra Sensitive - for Smart One X only



Indicator bristles

If the gray bristles have faded by half, it is time to change the brush head, at the latest after 8-12 weeks.


The app also reminds you to swap brushes.




Hydro-clean vibrations

The smart micro-vibrations of your toothbrush can easily reach the spaces between the teeth without having to exert pressure. So slide slowly over your teeth for the best cleaning results.


Coverage Monitor




Left side
completed



Right side
completed



Top teeth and
inner surfaces
completed



Lower teeth and
inner surfaces
completed

Coverage Monitor

If all 4 lights are shining,
then all quadrants in the
mouth have been sufficiently
cleaned.



There is a small gap of 1mm
between the brush and brush
head, which is necessary to
support the Hydro-Cleaning
vibrations.

Cleaning Tipp: Clean the
metal rod underneath and
other open areas regularly.

Battery

-  Red flashing = Battery is low
-  Red continuous = Battery is empty
-  Green flashing = Battery is charging
-  Green continuous = Battery fully charged

Top Tip: To boost your battery, for the first 7 days of use return the brush to the charging station after each brushing session.



Light feedback during your cleaning session

Blinking blue = Ready to connect to the app

Continuous blue = Connected to the app

Flashing orange = You are brushing too fast or too hard.

Flashing green/red = Your Playbrush needs a performance upgrade. Connect to the app.


Short vibration (1 impulse):

A quarter of your cleaning time has elapsed.

Long vibration (3 impulses):

The cleaning time has completely elapsed.

The Playbrush App



All App Features in Detail

Personal Space

Monitor your status-quo as well as brushing progress over time and get highly personalised tips!

Personal Recommendation



This is your home base!

You control the Playbrush App from here. Also find a quick overview and key brushing tips.

Detailed Statistics



Want to monitor your progress?

Keep your brushing time, regularity, coverage and pressure in check and observe your scores improving over time.

Cash-Back



Pick up rewards

Collect cash with every cleaning session and have it paid out to your account for your next dentist bill. Premium feature for subscription customers*.

*in Germany and Austria

Training Area

Choose from a wide variety of oral hygiene tools to optimize your routine!

Brushing Coach



Perfect brushing your teeth

Get real-time feedback on your performance as you clean your teeth perfectly and 100% interactively with the help of a 3D simulation.

Brushing Entertainment



Bored while brushing your teeth?

Navigate through game adventures with your own brushing movements.

Settings

Customise your brushing preferences by adjusting the settings as you please!

Brushing Preferences



Want to customise your experience?

Feel free to set preferred brushing modes (clean / sensitive / massage), timer (2-4 minutes) or screen mood (dark/light).

App Connection & Use

To connect your Smart One sonic toothbrush to the app, follow the Quick Start Guide on page 2. For connection problems, consult the FAQs on page 27.

You don't want to constantly use the app?

No problem! To keep track of your progress, offline brushing sessions, i.e. those done without the app, can be stored on the brush for up to 6 months and transferred when synced.



Syncing your brushing progress



For necessary performance updates, connect the brush to the app regularly, even if you are not using the app.



Replacement Heads & Other Services

Discover our replacement brush heads deliveries by post to your home, and many other subscription services at **Playbrush.com**. **30 Days Free Trial!**





playbrush 

Attention parents: Playbrush Smart One also connects to the Playbrush Kids app. So you can easily clean together as a family.

Top Tip: Use the same login credentials for both apps so your progress can be synchronised!

Playbrush for Kids

We believe that good dental habits are a family affair. That's why we've also developed Playbrush for kids, smart toothbrushes for kids connected to gaming apps that make brushing not only more enjoyable but also help kids to interactively improve their brushing skills.



12 Game Adventures
(incl. multiplayer)



Statistics



Brushing Coach



Refill Services

Find out more on **Playbrush.com** and save 25% with the Code **FAMILYONE** when purchasing a Playbrush Kids toothbrush or plan.

Playbrush Smart
Attachment
for manual
toothbrushes for
kids 3+



Playbrush Smart Sonic
Electric toothbrush
for kids 6+



FAQ - Troubleshooting

Toothbrush does not work:

- Your Playbrush may need to be charged. Place the toothbrush on charge overnight.
- Try to check the socket with another electrical appliance.

Brushing performance is low or insufficient:

- The toothbrush head may need to be cleaned or replaced.
- Your Playbrush may need to be charged.
- Change cleaning mode.

Toothbrush is turning off during brushing:

- Playbrush will automatically turn off when the battery level is low. Place the Playbrush on charge for at least 1 hour or overnight if possible.
- During brushing Playbrush also vibrates for every quarter of the brushing duration (changing sides).

Toothbrush vibrates in unusual motions during brushing:

- A short interruption can indicate the termination of the brushing session.

- The vibrations will also quickly pause to instruct you to change sides.

App connection does not work:

- Make sure your Playbrush Smart One is charged and flashing blue.
- Activate Bluetooth on your mobile phone/tablet and connect your Playbrush directly via the app - do not actively couple it with the end device!
- Make sure the location settings have been activated:
 - Settings > Privacy > Location Services> Playbrush App> Location Shared
 - Settings > Playbrush app > Bluetooth active + location enabled

Note: We are not actually accessing the location.

Didn't find what you were looking for?

You can find more FAQs on **Playbrush.com** under the navigation point "Support".

Still have questions?

Ask us anytime **support@playbrush.com**


Gebrauchsanweisung

Modellnummer: A122

Hersteller: Trisa AG

Vertriebshändler: Playbrush GmbH,
www.playbrush.com, support@playbrush.com

Elektrische Daten: siehe Boden Ladegerät



WICHTIGE SICHERHEITS- HINWEISE

Beim Gebrauch, heißt
bei der Verwendung,
Lagerung und Entsorgung

von elektrischen Geräten,
insbesondere bei Anwesenheit
von Kindern, sind spezielle
Sicherheitsvorkehrungen
jederzeit zu beachten.
Darunter folgende:

**Gesamte
Gebrauchsanweisung
beachten.**

**GEFAHR – Um das
Stromschlag-Risiko zu
minimieren.**

Dieses Gerät kann von
Kindern und von Personen
mit reduzierten physischen,
sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und/oder Wissen
benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt oder bezüglich

des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Für Kinder unter 3 Jahren ist das Gerät nicht geeignet. Netzkabel und Ladegerät

regelmäßig auf Risse und andere Beschädigungen überprüfen. Nie mit spitzen/ heißen Gegenständen berühren. Das Ladegerät nur am Stecker und nie am Kabel selbst aus der Steckdose ziehen. Das Netzkabel kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung des Netzkabels ist das Gerät zu entsorgen. Beschädigtes Ladegerät oder Handstück (Zahnbürste) nicht

weiter benutzen. Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser (Badewanne, Waschbecken etc.) oder im Freien benutzen. Netzstecker nie mit feuchten Händen anfassen. Nie nach einem ins Wasser gefallene Produkt greifen. Sofort ausstecken.

WARNUNG – Um das Verbrennungs-,

Stromschlag-, Brand- und Verletzungsrisiko zu minimieren.

Gerät ausschließlich zur Zahnreinigung verwenden. Um die Batterie zu laden ausschließlich mitgelieferte Ladegeräte 4680 oder 4656 verwenden.



Symbol Ladegerät

Brechen Aufsteckbürstenteile

durch einen Fall oder Schlag ab, besteht Erstickungsgefahr. Kinder oder Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten sind bei der Benutzung zu beaufsichtigen. Nie während des Schlafens oder in einem schläfrigen Zustand verwenden. Bei unsachgemäßer Reparatur oder Veränderungen am Gerät besteht Stromschlag-/ Verletzungs- und Brandgefahr.

Gebrauchsanweisung für eine spätere Verwendung aufbewahren.

WARNHINWEISE

Gerät nur bei Zimmertemperatur verwenden (0-40°C). Diese Zahnbürste ist auch für Zahnsparren- und Zahnersatzträger geeignet. Träger eines Herzschrittmachers oder eines anderen elektrischen Implantats haben vorab einen Arzt zu konsultieren.

HYGIENE

Aufsteckbürste spätestens alle 3 Monate ersetzen. Aufsteckbürste nach jedem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser spülen.

AKKU


Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, die Zahnbürste mindestens alle sechs Monate bis zur vollständigen Entladung verwenden und wieder vollständig laden. Die Zahnbürste ist nie ungeladen aufzubewahren und mindestens alle 6 Monate aufzuladen. Zahnbürste nach jedem Gebrauch auf das Ladegerät stellen, um jederzeit eine optimale Leistung gewährleisten zu können. Für eine möglichst energieeffiziente Nutzung wird empfohlen, den Stecker des Ladegeräts nach Vollladung aus der Steckdose zu entfernen.

AKKUZELLE ENTFERNEN

Austausch des Akkus nicht möglich. Zahnbürste vor dem Entsorgen vollständig entladen. Durch das Öffnen wird das Gerät zerstört und die Garantie erlischt.

1. Am Ende der Lebensdauer mit einer Münze öffnen.
2. Gerät gegen feste Unterlage drücken und innere Bauteile herausstossen.

3. Verbindungsdrähte durchtrennen und Akku entnehmen. Plus- und Minuspol nicht kurzschließen und zum Schutz abkleben. Akku in eine dafür vorgesehene Sammelstelle bringen.

**ENTSORGUNG**

Elektrogeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Benutze die Rückgabemöglichkeiten in den dafür vorgesehenen Verkaufs- oder Sammelstellen.

Die Zahnbürste enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Aus Umweltschutzgründen muss er am Ende der Lebensdauer entfernt und umweltgerecht entsorgt werden.

**GARANTIE-HINWEIS**

Für dieses Gerät leistet der Hersteller zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Kaufquittung). Die Garantieleistung besteht in der Reparatur oder im Ersatz eines Gerätes mit Material- oder Fabrikationsfehlern. Um die Garantie zu erhalten, sind ausschließlich Playbrush-Original-Aufsteckbürsten zu verwenden. Abnützungserscheinungen im Rahmen des normalen Gebrauchs unterliegen nicht der Garantie. Die Garantie erlischt bei Fremdeingriffen oder bei Änderungen des Originalzustandes sowie bei gewerblichem Gebrauch. Die Garantieleistung setzt voraus, dass das schadhafte Gerät mit der Kaufquittung eingesandt wird. Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Gebrauchsanweisung, durch nicht fachgerechte Reparaturen oder unsachgemäße Verwendung oder Bedienung entstehen, lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab. Für Schäden am Smartphone oder Tablet, die im Zusammenhang mit der Nutzung von Playbrush entstanden sind, wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten!

KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Hiermit erklärt die Playbrush GmbH, dass Playbrush mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Direktiven 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2009/125/EC und 2011/65/EU in Einklang steht. Die Übereinstimmungserklärung kann unter <https://www.playbrush.com/doc.pdf> eingesehen werden.



Los geht's...



1. Aufladen

Der Akku ist bereits vorgeladen. Zur Aktivierung Bürste kurz auf die Ladestation stellen.

Wichtig: Für maximale Akku-Power in den ersten 7 Tagen Bürste durchgängig auf der Ladestation lassen. Trotzdem wie gewohnt nutzen.



2. Bluetooth aktivieren

Aktiviere nun Bluetooth am Smartphone/ Tablet, aber kopple das Gerät nicht aktiv in den Einstellungen. Dies geschieht automatisch in der Playbrush App.



3. Playbrush App laden

Lade die Playbrush App im iOS App Store oder Android Play Store auf dein Smartphone oder Tablet.

Android: Da Bluetooth unter die Standort-Einstellungen fällt, bitten wir dich, der App Zugriff auf deinen Standort zu erlauben. Playbrush greift nicht tatsächlich auf deinen Standort zu.



Eine **einmalige Registrierung** ist erforderlich. Wenn du Playbrush im Playbrush Online Shop gekauft hast, gib bitte die Bestell-Email-Adresse ein. Ansonsten kannst du eine beliebige E-Mail-Adresse verwenden.



4. Verbinden

Nimm deine Playbrush von der Ladestation und starte die App. Wenn du kein blinkendes blaues Licht siehst, drücke den Start-Knopf auf der Bürste. Danach verbindet sich Playbrush automatisch mit der App. Playbrush ist erfolgreich verbunden, wenn das blaue Licht durchgehend leuchtet.



5. Erkunden und losputzen – ganz nach deinen Regeln

Reinigungsleistung & Putz-Programme

Klicke hier, um das Putzprogramm zu ändern. Achte darauf, dass deine Bürste mit der App verbunden ist.

Putz-Programme


Du kannst die Intensität der Schwingungen ganz leicht in der App anpassen.

Sensitiv - für empfindliches Zahnfleisch

Clean - für eine besonders gründliche Tiefenreinigung

Massage - für eine schonende Zahnpolitur und Massage des Zahnfleischs

Ultra Sensitive - nur für Smart One X



Indikator-Borsten

Verblässen die grauen Borsten bis zur Hälfte, ist es an der Zeit den Bürstenkopf zu wechseln, spätestens jedoch nach 8-12 Wochen.


Die App erinnert dich zusätzlich an den Bürstentausch.




Hydro-Clean-Vibrationen

Die smarten Mikro-Schwingungen deiner Zahnbürste gelangen - auch ohne Druck ausüben zu müssen - mühelos in die Zahnzwischenräume. Gleite daher langsam über deine Zähne für beste Reinigungsergebnisse.


Gründlichkeits-Monitor




Linke
Außenflächen
fertig geputzt



Rechte
Außenflächen
fertig geputzt



Obere Kau-
und Innenflächen
fertig geputzt



Untere Kau-
und Innenflächen
fertig geputzt

Gründlichkeits-Monitor

Leuchten alle 4 Lichter,
wurden alle Quadranten im
Mund ausreichend gründlich
geputzt.

Abstand

Um die Hydro-Clean-Schwingungen auszugleichen, ist ein Abstand (etwa 1mm) zwischen der Bürste und dem Bürstenkopf notwendig.

Pflege-Hinweis: Reinige den darunter liegenden Metallstab und andere Freiflächen regelmäßig.



Akku



Rot blinkend = Akkustand niedrig



Rot durchgehend = Akku ist leer



Grün blinkend = Akku wird geladen



Grün durchgehend = Akku geladen

Tipp: Um deinen Akku zu stärken, stelle in den ersten 7 Tagen die Bürste nach der Putzeinheit immer zurück auf die Ladestation.



Licht-Feedback während deiner Putzeinheit

Blau blinkend = Bereit sich mit der App zu verbinden

Blau durchgehend = Mit der App verbunden

Orange aufblinkend = Du putzt zu schnell oder zu fest.

Grün/Rot blinkend = Deine Playbrush benötigt ein Performance-Upgrade. Verbinde dich mit der App.

Kurze Vibration (1 Impuls):

Ein Viertel deiner Putzzeit ist verstrichen.

Lange Vibration (3 Impulse):

Die Putzzeit ist zur Gänze verstrichen.

Die Playbrush App

Putz-Programme & Timer

Smart One nicht verbunden

Smart One verbunden & Akkustand der Bürste

Übersicht & Nutzervergleich

Genauigkeit

Putzdauer

Regelmäßigkeit

Erweitertes Menü zu:

- 3D-Zahnputz-Coach
- Entertainment & Spiele
- Belohnungen

Einstellungen & Konto



Alle App Features im Überblick

Performance Check

Gewinne detaillierte Einblicke in deinen Putzfortschritt!

Profil & individuelle Tipps



Home

Der Home Screen ist der Ausgangspunkt zu allen Features der App. Hier erhältst du außerdem einen kurzen Überblick zu deiner Performance im Nutzervergleich.

Detaillierte Statistiken



Fortschritt immer im Blick

Analysiere dein Putzverhalten in Bezug auf Zeit, Dauer, Regelmäßigkeit, Gründlichkeit sowie Druck und entdecke dein individuelles Verbesserungspotenzial.

Cash-Back



Belohnungen abholen

Sammle mit jeder Putzeinheit bares Geld und lasse dir dieses für deine nächste Zahnarzt-Rechnung auf dein Konto auszahlen. Dies ist ein Premium-Feature für Abo-Kunden.

Trainingsbereich

Wähle aus den unterschiedlichsten Mundhygiene-Tools, um deine Routine zu optimieren!

Zahnputz-Coach



Zähneputzen perfektionieren

Hole dir Echtzeit-Feedback zu deiner Performance, während du mit Hilfe einer 3D-Gebiss-Simulation perfekt und zu 100% interaktiv Zahnfläche für Zahnfläche reinigst.

Entertainment



Langeweile überwinden

Begib dich auf spannende Spiele-Abenteuer und schaffe es in die Top 10 der Bestenliste. Du hast es in der Hand - deine Putzbewegungen steuern das Geschehen.

Einstellungen

Richte die Funktionen der App ganz nach deinen Präferenzen ein.

Zahnputz-Präferenzen



App gestalten

Du hast die Möglichkeit deinen Putzmodus (Clean / Sensitive / Massage), deine Putzzeit und den Bildschirm-Modus ganz an deine Bedürfnisse anzupassen.

App Verbindung & Nutzung

Um deine Smart One Schallzahnbürste mit der App zu verbinden, befolge den Quick-Start-Guide auf Seite 2. Bei Verbindungsproblemen konsultiere die FAQs auf Seite 12.

Du möchtest die App nur zeitweise nutzen?

Kein Problem! Um deinen Fortschritt nicht aus den Augen zu verlieren, können Offline-Putzeinheiten, also jene die ohne App erfolgen, auch bis zu 6 Monate im Nachhinein in die App übertragen werden.



Synchronisierung deines Putzfortschritts



Für notwendige Funktions-Updates, verbinde die Bürste regelmäßig mit der App, auch wenn du die App nicht zur Unterstützung deiner täglichen Routine verwendest.



Ersatzbürsten und weitere Services

Entdecke unsere automatischen Ersatzbürsten-Lieferungen per Post und viele weitere Abo-Services unter **Playbrush.com**. **30 Tage gratis testen!**





Eltern aufgepasst: Playbrush Smart One verbindet sich auch mit der Playbrush Kids App. So könnt ihr ganz einfach auch als Familie gemeinsam putzen.

Tipp: Verwende in beiden Apps den selben Login, damit die Fortschritte richtig synchronisiert werden!

Playbrush für Kinder

Wir glauben fest daran: Ein gesundes Lächeln ist Familiensache. Deshalb haben wir Playbrush Kids entwickelt. Smarte Zahnbürsten, die sich mit unseren Spiele-Apps verbinden, um Kinder spielerisch und ganz interaktiv beim Zähneputzen zu begleiten.



12+ Spiele inklusive Multiplayer



Audio-Feedback & Statistiken



Lustiger Zahnputz-Coach



Ersatzbürsten-Lieferungen

Erfahre mehr auf **Playbrush.com** und sichere deiner Familie 25% Rabatt auf eure Playbrush Kids Bestellung mit dem Code FAMILYONE.

Playbrush Smart
Aufsatz für manuelle Zahnbürsten für Kinder 3+

Playbrush Smart Sonic
Elektrische Zahnbürste für Kinder 6+



FAQ - Fehlerbehebung

Zahnbürste funktioniert nicht:

- Die Zahnbürste muss möglicherweise aufgeladen werden. Stelle die Zahnbürste für mindestens 12 Stunden auf das eingesteckte Ladegerät.
- Überprüfe mit einem anderen Elektrogerät, ob die Steckdose Strom führt.

Die Putzleistung ist gering oder ungenügend:

- Die Aufsteckbürste muss möglicherweise ausgewechselt werden.
- Die Zahnbürste muss möglicherweise aufgeladen werden.
- Wechsle in den Putzmodus "Clean" via der App.

Während des Putzens schaltet sich die Zahnbürste automatisch aus:

- Die Zahnbürste wird bei tiefem Ladestand automatisch ausgeschaltet. Stelle die Zahnbürste auf das Ladegerät und lade diese für mind. 12 Stunden auf (bis das grüne Licht leuchtet).

Während des Putzvorgangs unterbricht der Antrieb für einen ganz kurzen Moment:

- Eine längere Unterbrechung/Vibration signalisiert das Ende der Zahnreinigung.
- Playbrush vibriert bei jedem Viertel der Putzzeit, um auf das Wechseln der Zahnseiten hinzuweisen.

App-Verbindung funktioniert nicht:

- Stelle sicher, dass deine Playbrush Smart One geladen ist und blau blinkt.
- Aktiviere Bluetooth auf deinem Handy/Tablet und verbinde deine Playbrush direkt über die App - kopple es nicht aktiv in den Einstellungen deines Endgeräts!
- Versichere dich, dass die Standort-Einstellungen aktiviert wurden:
 - Einstellungen > Datenschutz > Ortungsdienste > Playbrush App > Standort freigegeben
 - Einstellungen > Playbrush App > Bluetooth aktiv + Standort freigegeben

Hinweis: Wir greifen nicht tatsächlich auf den Standort zu.

Nicht fündig geworden?

Weitere FAQs findest du auf **Playbrush.com** unter dem Navigationspunkt "Support".

Immer noch Fragen?

Wende dich jederzeit an **support@playbrush.com**



www.playbrush.com

Zufrieden?
Satisfied?



**Lass es auch deine Freunde wissen:
Facebook, Twitter und Instagram**

Let your friends know:
Facebook, Twitter and Instagram



**Teile deine Erfahrungen mit
einer Amazon-Bewertung.**

Share your experience
writing an Amazon review.

Unzufrieden?
Unsatisfied?



**Unser Support Team wird sicherlich
eine Lösung für dein Problem finden.**

Our support team will certainly
find a solution for you.



**Schreibe uns eine E-Mail:
support@playbrush.com**

Contact us:
support@playbrush.com