

Model: CM10B

MASSAGER GUN

User Manual

Arboleaf Corporation
5465 Legacy Drive, Suite 650 Plano, TX 75024 USA
www.arboleaf.com

EN	5
DE	15
IT	24
ES	33
FR	42

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions.
2. This device is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
3. Consult your physician before use if you experience any pain or have any following health conditions:
 - (1) You are pregnant or have diabetes, retinal problems, or neuropathy.
 - (2) You have internal medical devices in your body.
 - (3) You have other medical conditions or health concerns.
 - (4) You are injured, after surgery, or fracture. Or you are infants, or elderly people with poor physical fitness.
4. This device is charged by a 5V / 2A charger or some fast charging power adapter.
5. Fully charge the device before its first use. Do not turn on this device during charging.
6. Do not replace the attachment head while it is working.
7. Do not immerse this device in the water or other liquid.
8. Do not use this device to massage your head, chest, genital, or any area with wounds. Avoid massaging the surgical area during the healing process.
9. Do not attempt to repair the device yourself.

CAUTION

This device has a built-in rechargeable Li-ion battery.

1. Do not dispose of the device with other ordinary trash.
2. Properly handle it by following your local recycling guidelines.

SPECIFICATIONS

Model: CM10B

Dimensions: 3.74 x 1.89 x 5.63 inches (95 x 48 x 143 mm)

Net weight: 0.82 lb / 370 g / 13 oz

Speed settings: 5

Speed: 1500 - 3000 rpm

Auto-off: Every 15 mins

Power supply: Rechargeable Li-ion battery

Battery: 2000mAh*2

Charging time: about 120 min.

Working time: about 500 min.


Max. voltage: 8.4 V

Max. current: 7.2 A

Max. power: 60 W

Rated input: 5 V \Rightarrow 2 A


Working noise: < 45 dB



PRODUCT OVERVIEW

Device (Massager gun)

- ① Replaceable massage head
- ② Handle
- ③ Speed indicator
- ④ Battery indicator
- ⑤ Power on-off / Speed switch button
- ⑥ Charging port



Accessories

1. Attachment heads

- (1) Ball head
- (2) Fork head
- (3) Bullet head
- (4) Flat head
- (5) Air cushion head



2. Type-C charging cable



QUICK START GUIDE

1. Massage head installation

(1) Before installing the massage head, please turn off the machine first.

(2) Select an attachment head according to your needs:

Ball head: for large muscle groups, like back, leg

Fork head: for both sides of the spine and Achilles tendon

Bullet head: for point massages such as palms, feet, and soles

Flat head: for relaxing all body muscle parts

Air cushion head: for first users or sensitive muscles

(3) Insert the selected attachment head into the device.

Note: Never change an attachment head when the device is on.

2. Turn on / off the device

(1) Press and hold the Power on-off / Speed switch button

⑤ for 1.5 seconds, the speed indicator light will flash on and off in turn, and then one blue light is left to enter normal working mode, at this time you can open the App for Bluetooth settings and control. If you do not want to connect the App, you can directly adjust the speeds to use.

(2) Press and hold the on-off / Speed switch button ⑤ for 1.5 seconds to turn off the power and the device stops working.

3. Set your desired speed

(After the device is on, tap the on-off / Speed switch button ⑤, the speed will be shifted up and the speed indicator light will also change. Keep tapping the button until your

desired speed indicator light is on. The speed setting is done.

Note: The higher the speed, the higher the intensity of the massage. Below is the general guideline for your reference.

(1) Speed 1: One blue light on, suitable for muscle arousal.

(2) Speed 2: Two blue lights on, suitable for fascia relaxation.

(3) Speed 3: Three blue lights on, suitable for decomposing lactic acid.

(4) Speed 4: Four blue lights on, suitable for deep massage.

(5) Pressure-Adaptive Speed and Percussion: This innovative system utilizes pressure-responsive technology to automatically adjust speed and percussion based on sensed pressure. By incorporating pressure-sensing mechanisms, the system adapts to the user's input, providing an optimal experience with precise and tailored speed and percussion levels.

4. Charging instructions

(1) When the power is low, the power indicator flashes red.

(2) When charging, the power indicator is red and always on.

(3) When charging is completed, the power indicator will be green and always on.

5. Auto power off protection

(1) System protection (low voltage prompt): When the voltage is lower than 7.3V during normal operation, the red light flashes; when the voltage is lower than 7.0V, the

system automatically shut down.

(2) Blocking protection: when the blocking current reaches the protection value, the motor stops rotating; after entering the blocking state, short-press the function button to enter the next speed to work again.

(3) Maximum run-time protection: This device will auto-off every 15 mins. To re-start, press the Power on-off / Speed switch button for 1.5 seconds to turn on the massager.

6. "arboleaf" App Download and Use Instructions

a. To download the "arboleaf" App, Scan the QR code below or search "arboleaf" App in the App Store or Google Play

b. Create an arboleaf account. Sign up and complete your profile.

c. Turn on the Bluetooth of your phone



(a)



(b)




(c)

- d. Press and hold the Power on-off / Speed switch button ⑤ for 1,5 seconds to turn on the massager, and the green light comes on to enter the power-on state.
- e. Tap "My Device" and select "Add Device" in the App to connect the device.
- f. Follow the App instructions to complete adding the device.
- g. You can use the App to operate and control the device.




(d)



(e)



(f)



(g)

WARRANTY

Customer Service:

Arboleaf Corporation warrants this product purchased from an authorized seller to be free from defects in workmanship and materials, under normal use and conditions, for a period of one (1) year following the date of purchase. Proof of purchase is required.

This warranty does not cover failures due to misuse, abuse, accidental damage, or unauthorized repair. Charging cable is excluded from the warranty.

1-800-658-1148 (US)

support@arboleaf.com (US)

support.eu@arboleaf.com (EU)

www.arboleaf.com

Arboleaf Corporation

5465 Legacy Drive, Suite 650 Plano, TX 75024 USA



FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: 2ANDX-CM10B

IC Caution:

- English:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1.This device may not cause interference.
- 2.This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

- French:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1.L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2.L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction

WICHTIGE SCHUTZMASSNAHMEN

1. Lesen Sie bitte alle Anweisungen.
2. Dieses Gerät wird nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten verwendet.
3. Konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Anwendung, wenn Sie Schmerzen oder eine der folgenden gesundheitlichen Bedingungen haben:
 - (1) Sie sind schwanger oder leiden an Diabetes, Netzhautproblemen oder Neuropathie.
 - (2) Sie haben interne medizinische Geräte in Ihrem Körper.
 - (3) Sie haben einen anderen medizinischen Zustand oder gesundheitliche Probleme.
 - (4) Sie sind verletzt, nach der Operation, gebrochen. Oder Sie sind ein Baby oder ein alter Mann mit schlechter körperlicher Fitness.
4. Dieses Gerät wird mit einem 5V/2A Ladegerät oder einem Schnelllade-Netzteil aufgeladen.
5. Laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden. Schalten Sie dieses Gerät während des Ladevorgangs nicht ein.
6. Wechseln Sie nicht den Verbindungskopf während der Arbeit.
7. auchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
8. erwenden Sie dieses Gerät nicht, um Ihren Kopf, Brust, Genitalien oder andere Stellen mit Wunden zu massieren. Vermeiden Sie eine Massage des Operationsbereichs während der Heilung.
9. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

VORSICHT!

Das Gerät verfügt über eine eingebaute wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie.

1. Entsorgen Sie das Gerät nicht zusammen mit anderen normalen Müll.
2. Ordnungsgemäße Entsorgung gemäß den lokalen Recycling-Richtlinien.

SPEZIFIKATIONEN

Modello: CM10B

Abmessung: 95 x 48 x 143 mm

Produktgewicht: 370 g

Geschwindigkeitsstufen: 5

Drehzahl: 1500-3000 U/min

Automatische Abschaltung: 15 Minuten

Stromversorgung: Lithium-Ionen-Batterie

Ladezeit: ca. 120 Minuten

Batterie: 2000mAh*2

Arbeitszeit: ca. 500 Minuten


Maximale Spannung: 8,4 V

Maximum current: 7,2 A

Leistung max.: 60 W

Nenneingung: 5 V \equiv 2 A


Betriebslärm: < 45 dB



ÜBERSICHT DER PRODUKTE

Gerät (Massagegerät)

- ① Austauschbarer Massagekopf
- ② Griff
- ③ Geschwindigkeitsanzeige
- ④ Ladeanzeige
- ⑤ Netzschalter/Geschwindigkeitsänderungstaste
- ⑥ Ladeanschluss



Zubehör

1. Austauschbarer Massageköpfe

- (1) Kugelkopf
- (2) Gabelkopf
- (3) Konischer Kopf
- (4) Flacher Kopf
- (5) Luftkissenkopf



2. Type-C Ladekabel



SCHNELLSTARTANLEITUNG

1. Massagekopf Installation

(1) Bevor Sie den Massagekopf installieren, schalten Sie bitte das Gerät aus.

(2) Wählen Sie den Zubehör nach Bedarf.

a.Kugelkopf: Für große Muskelgruppen wie Rücken, Beine

b.Gabelkopf: Für beide Seiten der Wirbelsäule und Achillessehne

c.Konischer Kopf: Für Akupressurmassagen in Handflächen, Füßen, Fußsohlen usw.

d.Flacher Kopf: Entspannt die Muskeln des ganzen Körpers

e.Luftkissenkopf: Für den ersten Gebrauch oder für empfindliche Muskeln

(3) Stecken Sie den ausgewählten Anschlusskopf in das Gerät ein.

Hinweis: Wechseln Sie niemals den Anschlusskopf, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

2. Ein-/Ausschalten des Gerätes

(1) Halten Sie den Netzschalter 1,5 Sekunden gedrückt, die Geschwindigkeitsanzeige blinkt nacheinander und dann bleibt ein blaues Licht in den normalen Betriebsmodus, an dem die App für die Bluetooth-Einstellung und -Steuerung eingeschaltet werden kann. Wenn Sie die App nicht verbinden möchten, können Sie die Geschwindigkeit direkt anpassen, um sie zu verwenden.

(2) Halten Sie den Netzschalter 1,5 Sekunden gedrückt, schalten Sie die Stromversorgung aus und das Gerät hört auf zu arbeiten.

3. Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit ein

Nachdem das Gerät eingeschaltet ist, klicken Sie auf den Netzschalter. Die Geschwindigkeit wird nach oben verschoben und die Geschwindigkeitsanzeige wird ebenfalls geändert. Klicken Sie weiter auf die Schaltfläche, bis die gewünschte Geschwindigkeitsanzeige aufleuchtet. Geschwindigkeitseinstellung abgeschlossen.

Hinweis: Je höher die Geschwindigkeit, desto intensiver die Massage. Hier ist ein allgemeiner Leitfaden für Ihre Referenz.

(1) Stufen 1 (1500 U/min): Ein blaues Licht leuchtet und eignet sich für Muskelerweckung.

(2) Stufen 2 (2000 U/min): Zwei blaue Lichter leuchten auf und eignen sich für fasziale Entspannung.

(3) Stufen 3 (2500 U/min): Drei blaue Lichter leuchten und eignen sich für den Abbau von Milchsäure.

(4) Stufen 4 (3000 U/min): Vier blaue Lichter leuchten und eignen sich für Tiefenmassagen.

(5) Stufen 5 - Druckadaptive Geschwindigkeit (1500 - 3000 U/min): Dieses innovative System nutzt die Druckreaktionstechnologie, um Geschwindigkeit und Klopfen automatisch an den erfassten Druck anzupassen. Durch die Kombination von Drucksensormechanismen passt sich das System den Eingaben des Benutzers an und bietet die beste Erfahrung mit präziser und maßgeschneiderter Geschwindigkeit und Schlaghöhe.

4. Anleitung zum Laden

- (1) Wenn die Stromversorgung niedrig ist, blinkt die Ladeanzeige rot.
- (2) Beim Laden ist die Ladeanzeige rot und leuchtet immer.
- (3) Nachdem die Ladung abgeschlossen ist, wird die Ladeanzeige grün sein und immer leuchten.

5. Automatischer Stromausfallschutz

5. Automatischer Stromausfallschutz

- (1) Systemschutz (Niederspannungshinweis): Im normalen Betrieb blinkt das rote Licht, wenn die Spannung unter 7,3 V liegt; Das System schaltet sich automatisch ab, wenn die Spannung unter 7,0 V liegt.
- (2) Verriegelungsschutz: Wenn der Verriegelungsstrom den Schutzwert erreicht, stoppt der Motor die Drehung; Nachdem Sie in den blockierten Zustand eingetreten sind, drücken Sie kurz die Funktionstaste, um die nächste Geschwindigkeit zu erreichen und wieder zu arbeiten
- (3) Maximaler Laufzeitschutz: Das Gerät schaltet sich alle 15 Minuten automatisch aus. Um neu zu starten, drücken Sie die Taste Power Switch/Speed Switch 1,5 Sekunden und schalten Sie das Massagegerät ein.

6. Anleitung zum Herunterladen und der Anwendung "Arboleaf"

- Um die "arboleaf" App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code unten oder suchen Sie im App Store oder Google Play nach der "arboleaf" App.
- Erstellen Sie ein arboleaf-Konto. Registrieren Sie sich und füllen Sie Ihr Profil aus.
- Schalten Sie das Bluetooth Ihres Telefons ein.



(a)




(b)



(c)

- Halten Sie den Netzschalter 1,5 Sekunden gedrückt, schalten Sie das Massagegerät ein, das grüne Licht leuchtet und tritt in den Startzustand ein.
- Tippen Sie auf „Ausrüstung“ und wählen Sie in der App „Gerät hinzufügen“, um das Gerät anzuschließen.
- Befolgen Sie die Anweisungen der Anwendung, um das Gerät hinzuzufügen.

g. Sie können die App verwenden, um das Gerät zu bedienen und zu steuern.




(d)



(e)



(f)



(g)

GARANTIE

Kundendienst:

Arboleaf Corporation garantiert, dass dieses Produkt, das von einem autorisierten Verkäufer gekauft wurde, für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab Kaufdatum frei von Verarbeitungs- und Materialmängeln unter normalen Gebrauchsbedingungen ist. Ein Kaufnachweis ist erforderlich.

Ausgeschlossen von dieser Garantie sind Fehlfunktionen, die auf Missbrauch, Missbrauch, zufällige Beschädigung oder unbefugte Reparatur zurückzuführen sind. Das Ladekabel ist von der Garantie ausgeschlossen.

1-800-658-1148 (US)

support@arboleaf.com (US)

support.eu@arboleaf.com (EU)

www.arboleaf.com

Arboleaf Corporation

5465 Legacy Drive, Suite 650 Plano, TX 75024 USA



220-JP6509

CONSIDERAZIONI IMPORTANTI

1. Leggi tutte le istruzioni.
2. Questo dispositivo non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.
3. Chiedete al vostro medico prima dell'uso se provate dolore o avete una delle seguenti condizioni di salute:
 - (1) Sei incinta o soffri di diabete, problemi alla retina o neuropatia.
 - (2) Hai dispositivi medici interni nel tuo corpo.
 - (3) Hai altre condizioni mediche o problemi di salute.
 - (4) Sei ferito, dopo l'intervento chirurgico, frattura. Oppure siete neonati, o persone anziane con scarsa forma fisica.
4. Questo dispositivo viene caricato con un caricabatterie da 5V / 2A o alcuni adattatori di ricarica rapida.
5. Caricare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta. Non accendere la pistola per massaggio mentre è in carica!
6. Non sostituire la testa dell'attacco mentre è in funzione.
7. Non immergere questo dispositivo nell'acqua o in altri liquidi.

Non utilizzare questo dispositivo per massaggiare la testa, il petto, genitale o qualsiasi area con ferite. Evita di massaggiare il area chirurgica durante il processo di guarigione.
9. Non tentare di riparare il dispositivo da soli.

ATTENZIONE

Questo dispositivo ha una batteria al litio ricaricabile incorporata.

1. Non smaltire il dispositivo con altri rifiuti.
2. Trattarlo adeguatamente seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

SPECIFICHE

Modello: CM10B

Dimensioni: 3,74 x 1,89 x 5,63 inches (95 x 48 x 143 mm)

Peso netto: 0.82 lb / 370 g / 13 oz

Impostazioni di velocità: 5

Velocità: 1500 - 3000 rpm

Spegnimento automatico: ogni 15 minuti

Alimentazione: batteria agli ioni di litio ricaricabile

Batteria: 2000mAh*2

Tempo di ricarica della batteria: circa 120 minuti

Tempo di lavoro: circa 500 minuti


Tensione massima: 8,4 V

Corrente massima: 7.2 A

Potenza massima: 60 W

Ingresso nominale: 5 V \equiv 2 A


Rumorosità di lavoro: < 45 dB



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Dispositivo (massaggiatore)

- ① Testina di massaggio sostituibile
- ② Maniglia
- ③ Indicatore di velocità
- ④ Indicatore della batteria
- ⑤ Pulsante di accensione / pulsante di cambio velocità
- ⑥ Porta di ricarica



Accessori

1. Teste attaccate

- (1) Testa a sfera
- (2) Testa a forcella
- (3) Testa di proiettile
- (4) Testa piatta
- (5) Testa a cuscino d'aria



2. Cavo di ricarica di tipo-C



GUIDA RAPIDA

1. Installazione della testina di massaggio

(1) Prima di installare la testina di massaggio, spegnere l'apparecchio.

(2) Scegliere la testina in base alle proprie esigenze:

Testa a sfera: per grandi gruppi muscolari, come la schiena e le gambe.

Testa a forcella: per entrambi i lati della colonna vertebrale e il tendine d'Achille

Testa a proiettile: per massaggi puntiformi come palmi delle mani, piedi e piante dei piedi

Testa piatta: per rilassare tutte le parti muscolari del corpo

Testa a cuscino d'aria: per i primi utilizzatori o per i muscoli sensibili.

(3) Inserire la testina selezionata nel dispositivo.

Nota: non cambiare mai la testina quando il dispositivo è acceso.

2. Accendere / spegnere il dispositivo

(1) Tenere premuto il pulsante di accensione / pulsante di cambio velocità ⑤ per 1,5 secondi; la spia della velocità lampeggerà a turno, quindi rimarrà una luce blu per entrare nella modalità di funzionamento normale; a questo punto è possibile aprire l'App per le impostazioni e il controllo Bluetooth. Se non si desidera collegare l'App, è possibile regolare direttamente le velocità da utilizzare.

(2) Tenere premuto il pulsante di accensione / pulsante di cambio velocità ⑤ per 1,5 secondi per spegnere l'alimentazione e il dispositivo smette di funzionare.

3. Impostare la velocità desiderata

Dopo l'accensione del dispositivo, toccare il pulsante di accensione / pulsante di cambio velocità ⑤, la velocità verrà spostata verso l'alto e anche la spia della velocità cambierà. Continuare a toccare il pulsante finché la spia della velocità desiderata non si accende. L'impostazione della velocità è terminata.

Nota: maggiore è la velocità, maggiore è l'intensità del massaggio. Di seguito sono riportate le linee guida generali di riferimento.

(1) Velocità 1: una luce blu accesa, adatta all'eccitazione muscolare.

(2) Velocità 2: due luci blu accese, adatte al rilassamento fasciale.

(3) Velocità 3: tre luci blu accese, adatte alla decomposizione dell'acido lattico.

(4) Velocità 4: quattro luci blu accese, adatte al massaggio profondo.

(5) Velocità e percussione adatte alla pressione: Questo sistema innovativo utilizza una tecnologia che risponde alla pressione per regolare automaticamente la velocità e la percussione in base alla pressione rilevata. Incorporando meccanismi di rilevamento della pressione, il sistema si adatta agli input dell'utente, offrendo un'esperienza ottimale con livelli di velocità e percussione precisi e personalizzati.

4. Istruzioni per la ricarica

- (1) Quando l'alimentazione è bassa, l'indicatore di alimentazione lampeggia in rosso.
- (2) Durante la carica, l'indicatore di alimentazione è rosso e sempre acceso.
- (3) Quando la carica è completata, l'indicatore di alimentazione è verde e sempre acceso.

5. Protezione dallo spegnimento automatico

- (1) Protezione del sistema (richiesta di bassa tensione): Quando la tensione è inferiore a 7,3 V durante il normale funzionamento, la luce rossa lampeggia; quando la tensione è inferiore a 7,0 V, il sistema si spegne automaticamente.
- (2) Protezione di blocco: quando la corrente di blocco raggiunge il valore di protezione, il motore smette di ruotare; dopo essere entrato nello stato di blocco, premere brevemente il pulsante di funzione per accedere alla velocità successiva e lavorare di nuovo.
- (3) Protezione del tempo di funzionamento massimo: Il dispositivo si spegne automaticamente ogni 15 minuti. Per riavviarlo, premere il pulsante di accensione / pulsante di cambio velocità per 1,5 secondi per accendere il massaggiatore.

6. Istruzioni per il download e l'utilizzo dell'App "arboleaf"

- Per scaricare l'App "arboleaf", scansionare il codice QR qui sotto o cercare l'App "arboleaf" nell'App Store o in Google Play.
- Creare un account arboleaf. Registrarsi e completare il proprio profilo.
- Attivare il Bluetooth del telefono



(a)




(b)




(c)

- Tenere premuto il pulsante di accensione / pulsante di cambio velocità ⑤ per 1,5 secondi per accendere il massaggiatore e la luce verde si accende per entrare nello stato di accensione.
- Toccare "Il mio dispositivo" e selezionare "Aggiungi dispositivo" nell'app per collegare il dispositivo.
- Seguire le istruzioni dell'App per completare l'aggiunta del dispositivo.

g. È possibile utilizzare l'App per utilizzare e controllare il dispositivo.




(d)



(e)



(f)



(g)

GARANZIA

Servizio clienti:

Arbleaf Corporation garantisce che il prodotto acquistato da un venditore autorizzato è privo di difetti di fabbricazione e di materiali, in condizioni d'uso normali, per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto. È necessaria la prova d'acquisto.

La garanzia non copre i guasti dovuti a uso improprio, abuso, danni accidentali o riparazioni non autorizzate. Il cavo di ricarica è escluso dalla garanzia.

1-800-658-1148 (US)

support@arbleaf.com (US)

support.eu@arbleaf.com (EU)

www.arbleaf.com

Arbleaf Corporation

5465 Legacy Drive, Suite 650 Plano, TX 75024 USA



220-JP6509

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

1. Lea todas las instrucciones.
2. Este dispositivo no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
3. Consulte a su médico antes de usarlo si experimenta algún dolor o tiene alguna de las siguientes condiciones de salud:
 - (1) Está embarazada o padece diabetes, problemas de retina o neuropatía.
 - (2) Tiene dispositivos médicos internos en su cuerpo.
 - (3) Tiene otras afecciones médicas o problemas de salud.
 - (4) Usted está lesionado, después de la cirugía, o fractura. O eres bebé, o personas mayores con baja forma física.
4. Este dispositivo se carga con un cargador de 5V / 2A o algún adaptador de corriente de carga rápida.
5. Cargue completamente el dispositivo antes de usarlo por primera vez. No encienda este dispositivo durante la carga.
6. No sustituya el cabezal del accesorio mientras esté funcionando.
7. No sumerja este dispositivo en el agua u otro líquido.
8. No utilice este aparato para masajearse la cabeza, el pecho, los genitales o cualquier zona con heridas. Evite masajear la zona quirúrgica durante el proceso de cicatrización.
9. No intente reparar el aparato usted mismo.

PRECAUCIÓN

Este aparato lleva incorporada una batería recargable de iones de litio.

1. No deseche el dispositivo con otros residuos ordinarios.
2. Manipúlelo correctamente siguiendo las directrices locales de reciclaje.

ESPECIFICACIONES

Modelo: CM10B

Dimensiones: 3,74 x 1,89 x 5,63 inches (95 x 48 x 143 mm) 1

Peso neto: 0.82 lb / 370 g / 13 oz

Ajustes de velocidad: 5

Velocidad: 1500 - 3000 rpm

Apagado automático: Cada 15 minutos

Alimentación eléctrica: Batería recargable Li-ion

Batería: 2000mAh*2

Tiempo de carga: unos 120 min.

Tiempo de funcionamiento: unos 500 min.


Tensión máx.: 8.4 V

Corriente máx.: 7.2 A

Potencia máx.: 60 W

Entrada nominal: 5 V \equiv 2 A


Ruido de trabajo: < 45 dB



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dispositivo (masajeador)

- ① Cabezal de masaje sustituible
- ② Mango
- ③ Indicador de velocidad
- ④ Indicador de batería
- ⑤ Botón de encendido / Botón de cambio de velocidad
- ⑥ Puerto de carga



Accesorios

1. Cabezales de fijación

(1) Cabeza esférica

(2) Cabeza de horquilla

(3) Cabeza de bala

(4) Cabeza plana

(5) Cabeza de cojín de aire



2. Cable de carga tipo C



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1. Instalación del cabezal de masaje

(1) Antes de instalar el cabezal de masaje, apague la máquina.

(2) Seleccione un cabezal de acuerdo con sus necesidades:

Cabezal de bola: para grandes grupos musculares, como espalda, pierna

Cabezal de horquilla: para ambos lados de la columna vertebral y el tendón de Aquiles

Cabezal de bala: para masajes puntuales como palmas de las manos, pies y plantas de los pies

Cabezal plano: para relajar todas las partes musculares del cuerpo

Cabezal de colchón de aire: para primeros usuarios o músculos sensibles

(3) Inserte el cabezal seleccionado en el aparato.

Nota: No cambies nunca un cabezal cuando el aparato esté encendido.

2. Encender / apagar el dispositivo

(1) Mantenga pulsado el botón de encendido / botón de cambio de velocidad ⑤ durante 1,5 segundos, la luz indicadora de velocidad parpadeará encendiéndose y apagándose a su vez, y luego queda una luz azul para entrar en el modo de trabajo normal, en este momento puede abrir la App para la configuración y el control de Bluetooth. Si no desea conectar la App, puede ajustar directamente las velocidades a utilizar.

(2) Mantenga pulsado el botón de encendido / botón de cambio de velocidad ⑤ durante 1,5 segundos para apagar

la alimentación y el dispositivo deja de funcionar.

3. Ajuste la velocidad deseada

Una vez encendido el dispositivo, pulse el botón de encendido / botón de cambio de velocidad ⑤, la velocidad aumentará y la luz indicadora de velocidad también cambiará. Siga tocando el botón hasta que se encienda la luz indicadora de la velocidad deseada. El ajuste de velocidad está hecho.

Nota: Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será la intensidad del masaje. A continuación se muestra la pauta general para su referencia.

(1) Velocidad 1: Una luz azul encendida, adecuado para la excitación muscular.

(2) Velocidad 2: Dos luces azules encendidas, adecuado para la relajación fascial.

(3) Velocidad 3: Tres luces azules encendidas, adecuada para la descomposición del ácido láctico.

(4) Velocidad 4: Cuatro luces azules encendidas, adecuada para el masaje profundo.

(5) Velocidad adaptable a la presión y percusión: Este innovador sistema utiliza tecnología sensible a la presión para ajustar automáticamente la velocidad y la percusión en función de la presión detectada. Al incorporar mecanismos de detección de la presión, el sistema se adapta a la entrada del usuario, proporcionando una experiencia óptima con niveles de velocidad y percusión precisos y adaptados.

4. Instrucciones de carga

- (1) Cuando la carga está baja, el indicador de alimentación parpadea en rojo.
- (2) Cuando se está cargando, el indicador de alimentación es rojo y está siempre encendido.
- (3) Una vez finalizada la carga, el indicador de encendido se iluminará en verde.

5. Protección de apagado automático

- (1) Protección del sistema (aviso de baja tensión): Cuando la tensión es inferior a 7,3V durante el funcionamiento normal, la luz roja parpadea; cuando la tensión es inferior a 7,0V, el sistema se apaga automáticamente.
- (2) Protección de bloqueo: cuando la corriente de bloqueo alcanza el valor de protección, el motor deja de girar; después de entrar en el estado de bloqueo, pulse brevemente el botón de función para entrar en la siguiente velocidad y volver a funcionar.
- (3) Protección de tiempo máximo de funcionamiento: Este dispositivo se apagará automáticamente cada 15 minutos. Para volver a ponerlo en marcha, pulse el botón de encendido / botón de cambio de velocidad durante 1,5 segundos para encender el masajeador.

6. Instrucciones de descarga y uso de la aplicación "arboleaf"

- Para descargar la aplicación "arboleaf", escanee el código QR que aparece a continuación o busque la aplicación "arboleaf" en App Store o Google Play.
- Crea una cuenta arboleaf. Regístrate y completa tu perfil.
- Enciende el Bluetooth de tu teléfono.



(a)




(b)



(c)

- Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado/interruptor de velocidad ⑤ durante 1,5 segundos para encender el masajeador, y la luz verde se enciende para entrar en el estado de encendido.
- Toca "Mi dispositivo" y selecciona "Añadir dispositivo" en la App para conectar el dispositivo.
- Siga las instrucciones de la App para completar la adición del dispositivo.

g. Puedes utilizar la App para manejar y controlar el dispositivo.




(d)



(e)



(f)



(g)

GARANTÍA

Atención al cliente:

Arboleaf Corporation garantiza que este producto adquirido a un vendedor autorizado está libre de defectos de fabricación y materiales, en condiciones y uso normales, durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Se requiere el comprobante de compra.

Esta garantía no cubre fallos debidos a uso indebido, abuso, daños accidentales o reparaciones no autorizadas. El cable de carga queda excluido de la garantía.

1-800-658-1148 (US)

support@arboleaf.com (US)

support.eu@arboleaf.com (EU)

www.arboleaf.com

Arboleaf Corporation

5465 Legacy Drive, Suite 650 Plano, TX 75024 USA



220-JP6509

Garanties importantes

1. Veuillez lire toutes les instructions.
2. Cet équipement n'est pas utilisé pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir les maladies.
3. Si vous souffrez de douleurs ou si vous souffrez de l'un des problèmes de santé suivants, consultez votre médecin avant d'utiliser:
 - (1) est enceinte ou souffre de diabète, de problèmes rétinien ou de neuropathie.
 - (2) Vous avez un équipement médical interne dans votre corps.
 - (3) Autres maladies ou problèmes de santé.
 - (4) Vous avez été blessé et vous avez eu une fracture après l'opération. Ou vous êtes un bébé, ou un vieil homme en mauvaise forme physique.
4. Cette machine est chargée avec un chargeur 5V/2A ou une source de charge rapide.
5. Rechargez complètement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois. N'allumez pas cet appareil pendant la charge.
6. Ne pas remplacer la tête de raccordement en cours de fonctionnement.
7. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
8. Ne pas utiliser cet appareil pour masser la tête, la poitrine, les organes génitaux ou tout autre endroit où il y a une plaie. Évitez de masser la zone opératoire pendant le processus de guérison.
9. N'essayez pas de réparer l'équipement vous-même.

Attention!

L'appareil dispose d'une batterie lithium-ion rechargeable intégrée.

1. Ne jetez pas l'appareil avec d'autres ordures normales.
2. Éliminer correctement conformément à la politique locale de recyclage.

Spécifications

Modèle: CM10B

Dimensions: 95 x 48 x 143 mm

Poids du produit: 370 g

Classe de vitesse: 5

Vitesse de rotation: 1500-3000 rpm

Arrêt automatique: 15 minutes

Alimentation: batterie lithium-ion

Temps de chargement: environ. 120 minutes

Batterie: 2000 mAh*2

Heures de travail: environ. 500 minutes


Tension maximale: 8,4 V

Courant maximal: 7,2 A

Puissance maximale: 60 W

Capacité: 5 V=2 A



Bruit de fonctionnement: <45 dB



Aperçu du produit

Matériel (masseurs)

- ① Tête de massage remplaçable
- ② Poignée
- ③ Indicateur de vitesse
- ④ Indicateur de frais
- ⑤ Interrupteur d'alimentation/bouton de changement de vitesse
- ⑥ Port de charge



Accessori

1. Tête de massage remplaçable

(1) Joints à rotule



(1)

(2) Têtes de fourche



(2)

(3) Tête conique



(3)

(4) Tête plate



(4)

(5) Tête de coussin d'air



(5)

2. Câble de charge de type C



Guide de démarrage rapide

1. Installation de la tête de massage

- (1) Avant d'installer la tête de massage, éteignez l'appareil.
- (2) Choisissez les accessoires selon vos besoins.

Joint à rotule: pour les grands groupes musculaires tels que le dos et les jambes.

Tête fourchue: flanc de la colonne vertébrale et du.

Tête conique: utilisée pour le massage au point .
d'acupuncture sur la paume, les pieds, la plante des pieds, etc.

Tête plate: détend les muscles de tout le corps.

Tête de coussin d'air: première utilisation ou muscles sensibles.

- (3) Insérez la tête de borne sélectionnée dans l'appareil.

Remarque: Ne remplacez jamais la tête de connexion lorsque l'appareil est allumé.

2. Allumer/éteindre l'appareil

- (1) Maintenez l'interrupteur d'alimentation enfoncé pendant 1,5 seconde, l'indicateur de vitesse clignote à son tour, puis il y a une lumière bleue pour entrer dans le mode de fonctionnement normal, vous pouvez activer l'application pour le réglage et le contrôle Bluetooth. Si vous ne souhaitez pas vous connecter à l'application, vous pouvez ajuster directement la vitesse d'utilisation.

- (2) Maintenez l'interrupteur d'alimentation enfoncé pendant 1,5 seconde, coupez l'alimentation et l'appareil cesse de fonctionner.

3. Réglez la vitesse que vous voulez

Une fois l'appareil allumé, cliquez sur le bouton d'alimentation. Lorsque la vitesse augmente, l'affichage de la vitesse change également. Continuez à cliquer sur le bouton jusqu'à ce que l'indicateur de vitesse désiré s'allume. Réglage de la vitesse terminé.

Remarque: plus la vitesse est rapide, plus le massage est intense. Voici un guide général pour votre référence.

(1) Niveau 1 (1500rpm): bleu brillant, adapté au réveil musculaire.

(2) Niveau 2 (2000rpm): Deux lumières bleues allumées, adaptées à la relaxation du fascia.

(3) Classe 3 (2500rpm): Trois lumières bleues sont allumées, adaptées à la dégradation de l'acide lactique.

(4) Niveau 4 (3000rpm): Quatre lumières bleues sont allumées, adaptées aux massages profonds.

(5) Classe 5 – Vitesse adaptative à la pression (1500-3000rpm): Ce système innovant utilise la technologie de réponse à la pression pour ajuster automatiquement la vitesse et les percussions en fonction de la pression détectée. En combinant un mécanisme de capteur de pression, le système s'adapte aux entrées de l'utilisateur et offre une expérience optimale avec des vitesses et des hauteurs d'impact précises et personnalisées.

4. DIRECTIVES RELATIVES

- (1) Lorsque l'alimentation est insuffisante, l'indicateur de charge clignote en rouge.
- (2) Lors de la charge, l'indicateur de charge est rouge et toujours allumé.
- (3) Une fois la charge terminée, l'indicateur de charge est vert et toujours allumé.

5. Protection automatique contre les pannes de courant

- (1) Protection du système (signal de basse tension): en fonctionnement normal, le voyant rouge clignote lorsque la tension est inférieure à 7,3 V; Lorsque la tension est inférieure à 7,0 V, le système s'arrête automatiquement.
- (2) Protection de verrouillage: lorsque le courant de verrouillage atteint la valeur de protection, le moteur cesse de tourner; Après être entré dans l'état de blocage, appuyez brièvement sur la touche de fonction pour atteindre la vitesse suivante avant de travailler
- (3) Protection maximale pendant le fonctionnement: l'équipement s'éteint automatiquement toutes les 15 minutes. Pour redémarrer, appuyez sur la touche Alimentation/Vitesse pendant 1,5 seconde, puis mettez le masseur en marche.

6. Instructions pour le téléchargement et l'application "Arboleaf"

- Pour télécharger l'application « Arboleaf », scannez le code QR ci-dessous ou recherchez l'application « Arboleaf » dans l'App Store ou Google Play.
- Créer un compte Arboleaf. Inscrivez-vous et remplissez vos données personnelles.
- Activez le Bluetooth de votre téléphone



(a)




(b)



(c)

- Maintenez l'interrupteur d'alimentation enfoncé pendant 1,5 seconde pour allumer le masseur, le voyant vert s'allume et passe à l'état de démarrage.
- Appuyez sur « Appareils » et sélectionnez « Ajouter un appareil » dans l'application pour connecter l'appareil.
- Suivez les instructions de l'application pour ajouter l'appareil.

g. Vous pouvez utiliser l'application pour faire fonctionner et contrôler l'appareil.




(d)



(e)



(f)



(g)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

GARANTIE

Service à la clientèle :

Arboleaf Corporation garantit que ce produit acheté auprès d'un vendeur agréé est exempt de défauts de fabrication et de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation, pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Une preuve d'achat est requise.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances dues à une mauvaise utilisation, à un abus, à un dommage accidentel ou à une réparation non autorisée. Le câble de chargement est exclu de la garantie.

1-800-658-1148 (US)

support@arboleaf.com (US)

support.eu@arboleaf.com (EU)

www.arboleaf.com

Arboleaf Corporation

5465 Legacy Drive, Suite 650 Plano, TX 75024 USA



220-JP6509