


90*140mm 24P装订本 128G铜版纸 1C A/0



MW10D

Back Massager User Manual

Tips: This product has a rechargeable lithium battery.
Please fully charge it before first use.

EN	1
DE	10
JP	19

Safety Instructions

Please read this manual carefully before using the product and keep it properly stored.

To ensure the correct and safe use of the product and avoid personal injury or property damage, carefully read all instructions and warnings in this manual before use.

WARNING

- * This product is not suitable for individuals with insufficient physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge (including children), unless supervised or instructed by a guardian regarding the use of the product.
- * Supervise children to ensure they do not use the product as a toy.
- * This product has heated surfaces. Users insensitive to heat must exercise caution. During heat therapy, the surface temperature may exceed 43°C. Do not use in direct contact with skin to avoid low-temperature burns.
- * Prohibited in flammable or explosive environments such as gas stations, high-dust workshops, and gas stations.
- * Do not use while charging. Disconnect the charging cable after charging is complete.
- * This product contains lithium-ion batteries. Do not disassemble, modify, immerse in water, or throw into fire.
- * Do not puncture with sharp objects or subject to heavy impact.
- * Do not use with the following medical devices, as it may cause malfunction and endanger life:
 - Implantable medical electronic devices (e.g., cardiac pacemakers);
 - Life-sustaining medical electronic devices (e.g., artificial heart-lung machines);

Safety Instructions

- Medical electronic devices (e.g., electrocardiographs).

- * The following individuals are prohibited from using this product:

- Patients with malignant tumors;
- Patients prone to bleeding;
- Pregnant or postpartum women;
- Patients with acute purulent inflammation;
- Users of cardiac pacemakers;
- Patients with internal metal implants.

- * The following individuals should consult a doctor before use:

- Patients undergoing medical treatment who feel unwell;
- Patients with cardiac or neurological disorders;
- Individuals with a fever above 38°C;
- Patients with infectious diseases;
- Individuals with skin sensory disorders or abnormalities;
- Patients taking medication;
- Individuals with abnormal blood pressure;
- Individuals unable to express their will freely;
- Patients with severe peripheral circulatory disorders (e.g., due to diabetes) causing sensory impairments.

- * Discontinue use and consult a doctor if discomfort occurs during or after use.

- * Do not use near the heart or on areas with skin conditions.

- * Do not plug or unplug the charging cable with wet hands, as this may cause electric shock.

- * Recommended daily use: no more than 30 minutes. Avoid continuous use on the same area for over 30 minutes.

Safety Instructions

Note:

- * Before use, ensure there are no hard clothing components (e.g., zippers, buttons) on the massage area.
- * Mild redness on the skin after continuous use is normal if no other discomfort is present.
- * Store the product out of reach of children.
- * Before first use, place the product in a dry, ventilated area to dissipate odors.

Tip: Illustrations of the product, accessories, and user interface in this manual are schematic and for reference only. Due to product updates and upgrades, the actual product may differ slightly from the illustrations. Please refer to the physical product.

Product Introduction

Product Name: Back Massager

Model: MW10D

Dimensions: 324 x 322 x 132mm


Net Weight: Approximately 1.6 kg

Rated Input: 5V --- 2A

Battery Capacity: 2000mAh 7.4V

Charging Time: Approx. 3.5 hours

Product Description



Accessories List



Type-C Charging Cable



User Manual



Dustproof Cover

Massage Area



Shoulder &
Neck Massage



Lumbar
Massage



Leg Massage



Back Massage

Operating Instructions

- Power On/Off: Long press the power button for 2 seconds to turn the device on / off.
- Mode Selection: When the device is powered on, short press the power button to cycle through the 4 default modes: Relax, Rest, Awaken, and Custom Mode.
- Heat Therapy Adjustment: After powering on, short press the heat button to toggle the massage heads' heat settings: Low Heat / High Heat / Off.
- Massage Duration Adjustment: Connect the massager to the Arboleaf App to adjust the duration of each mode via the app.

Note:

- The default single-session duration for both device modes and App modes is 15 minutes. After 15 minutes of continuous use in a single mode, the device will automatically shut off. Switching modes during use will reset the timer. Custom Mode duration follows user settings (maximum 30 minutes).
- Default Startup Mode Setup: Connect the massager to the Arboleaf App to set the default startup mode via the App.
- Factory Reset: Perform a factory reset through the relevant page in the App after connecting the massager.

Indicator Light Status Description

Indicator Light	Indicator Light Status	Massager Status
Power Indicator	Solid white	Fully charged
	Breathing white	Charging
	Flashing red	Low battery
	Breathing red	Charging (low battery)
Bluetooth Indicator	Solid blue	Bluetooth connected
	Flashing blue	Bluetooth pairing
	Off	Bluetooth disconnected

Massage Mode Introduction

- ≈ Soothing Mode: Low-speed unidirectional massage to relieve tension and fatigue.
- ☾ Rest Mode: Medium-speed bidirectional massage (direction changes every 2 minutes) for fatigue recovery.
- ☀️ Awakening Mode: Dynamic speed/direction changes every 2 minutes with progressive stretching to energize body & mind.
- 🌀 Recovery Mode: High-speed bidirectional massage (every 2 minutes) + high-grade heat therapy to alleviate soreness.
- 🧘 Vitality Mode: Speed variation every 2 minutes (fixed direction) for sustained comfort.
- 🎵 Relax Mode: Low-speed bidirectional massage (every 2 minutes) for muscle relaxation.

Key Notes:

1. The device offers 4 preset modes: Soothing, Rest, Awakening, and Custom Mode (preloaded with Recovery Mode). The Arboleaf App provides 3 additional modes: Recovery, Vitality, and Relax.
2. Users may create 3 custom modes via the App. Connected devices can overwrite the default Custom Mode with Vitality, Relax, or user-defined configurations for offline use.

Troubleshooting

Troubleshooting Phenomenon	Possible Reason	Solution
Massager cannot turn on	Battery exhausted	Charge and use
	Charging	Unplug the charging cable and use
Massager suddenly stops	Battery exhausted/ low power	Charge and use
	Reaches preset time of mode	Restart and use
	Overload causing blockage and starting motor protection	Move the heavy object and restart and use
Weak massage intensity	Low battery	Charge and use
App cannot connect to the massager via Bluetooth	Massager not turned on	Press and hold the power button to turn on

Maintenance & Care

- Always disconnect the power supply before cleaning. Do not touch the plug with wet hands.
- Wipe the product with a dry cloth. Avoid water contact with the control panel.
- For surface cleaning, use a damp cloth. Do not rinse directly with water.
- Keep away from fire sources, grease, corrosive liquids, and harsh environments.
- Store in a dry, ventilated area away from direct sunlight, high temperatures, and humidity. Suitable for transport by car, train, ship, or airplane. Avoid compression, violent shocks, collisions, or drops during transit.
- If unused for extended periods, recharge before reactivation. Discontinue use and contact customer service if the product shows overheating, deformation, swelling, or battery leakage during storage.

Arboleaf App Download and Usage

Step One:

- Scan the QR code below with your smartphone for direct download;
- Search for Arboleaf in the Google Play Store or Apple App Store to download and install the Arboleaf App(here in after referred to as the App).



Step Two: Connect the Device and Use the App to Control the Device

1. Turn on Bluetooth on your phone.
2. Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the power, and the white light will turn on indicating the device is on.
3. Enter the "Arboleaf" App, select the waist massager, click to connect, and wait for the connection to succeed.
4. The function operation of the waist massager can be carried out on the App operation page.

Warranty

Your Arboleaf Back Massager is covered by a one-year-warranty from the date of purchase, safe guarding against defects. Proof of purchase is required.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to

the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or

modifications not expressly approved by the party

responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been

tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance

with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver

is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements.

The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie gut auf. Um eine korrekte und sichere Nutzung des Produkts sowie die Vermeidung von Personenschäden oder Sachschäden zu gewährleisten, lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen und Warnhinweise in dieser Anleitung aufmerksam durch.

WARNUNG

Dieses Produkt ist nicht für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis (einschließlich Kindern) geeignet, es sei denn, sie werden von einem Erziehungsberechtigten zur sicheren Nutzung des Produkts beaufsichtigt oder angeleitet.

Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie das Produkt nicht als Spielzeug verwenden.

Dieses Produkt hat erhitzte Oberflächen. Nutzer*innen mit verminderter Temperaturempfindlichkeit müssen vorsichtig sein. Während der Wärmetherapie kann die Oberflächentemperatur 43 °C übersteigen. Verwenden Sie es nicht im direkten Hautkontakt, um Verbrennungen durch niedrige Temperaturen zu vermeiden.

In brand- oder explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Tankstellen, staubintensive Werkstätten) verboten.

Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs. Trennen Sie das Ladekabel nach dem Aufladen.

Dieses Produkt enthält Lithium-Ionen-Batterien. Zerlegen, modifizieren, ins Wasser legen oder ins Feuer werfen Sie es nicht.

Durchbohren Sie es nicht mit scharfen Gegenständen oder setzen Sie es starken Stößen aus. Nutzen Sie es nicht in Verbindung mit folgenden Medizinprodukten, da dies zu Funktionsstörungen und Lebensgefahr führen kann:

– Implantierbare medizinische elektronische Geräte (z. B. Herzschrittmacher);

– Lebenserhaltende medizinische Geräte (z. B. Herz-Lungen-Maschinen);

– Medizinische elektronische Geräte (z. B. EKG-Geräte).

Folgende Personen dürfen das Produkt nicht verwenden:

– Patienten mit bösartigen Tumoren;

– Personen mit Blutungsneigung;

– Schwangere oder Wöchnerinnen;

– Patienten mit akuten eitrigen Entzündungen;

– Personen mit Herzschrittmacher;

– Personen mit metallischen Implantaten im Körper.

Folgende Personen sollten vor der Nutzung einen Arzt konsultieren:

– Patienten in medizinischer Behandlung mit Unwohlsein;

– Personen mit Herz- oder Nervenerkrankungen;

– Personen mit Fieber über 38 °C;

– Patienten mit Infektionskrankheiten;

– Personen mit Hautsinnsstörungen oder -anomalien;

– Personen unter Medikamenteneinfluss;

– Personen mit abnormalem Blutdruck;

– Personen, die ihren Willen nicht frei äußern können;

– Patienten mit schweren Durchblutungsstörungen (z. B. durch Diabetes).

Beenden Sie die Nutzung und konsultieren Sie einen Arzt, wenn während oder nach der Anwendung Beschwerden auftreten.

Verwenden Sie das Produkt nicht in Herznähe oder auf Hautpartien mit Verletzungen.

Berühren Sie das Ladekabel nicht mit nassen Händen, um Stromschläge zu vermeiden.

Empfohlene tägliche Nutzungsdauer: maximal 30 Minuten.

Vermeiden Sie eine längere Anwendung auf derselben Stelle.

Hinweise:

Stellen Sie vor der Nutzung sicher, dass sich keine harten Kleidungselemente (z. B. Reißverschlüsse, Knöpfe) im Massagebereich befinden.

Leichte Hautrötungen nach längerem Gebrauch sind normal, sofern keine weiteren Beschwerden auftreten.

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Vor der ersten Nutzung das Produkt an einem trockenen, belüfteten Ort lagern, um Gerüche abzubauen.

Tipp: Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in dieser Anleitung sind schematisch und dienen nur zur Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen kann das tatsächliche Produkt leicht abweichen. Bitte orientieren Sie sich am physischen Produkt.

Produktabmessungen

Produktname: Massagekissen

Modellbezeichnung: MW10D

Abmessungen: 324 × 322 × 132 mm


Nettogewicht: Ca. 1,6 kg

Nennspannung: 5V ---2A

Batteriekapazität: 2000 mAh 7.4V

Ladezeit: Ca. 3,5 Stunden

Produktübersicht



Zubehörliste



Type-C-Ladekabel



Bedienungsanleitung



Staubschutzabdeckung

Massagebereich



Schulter- &
Nackenmassage



Lenden-
massage



Bein-
massage



Rücken-
massage

Bedienungsanleitung

Ein-/Ausschalten: Langdruck (2 Sekunden) auf den Ein-/Ausschalter zur Aktivierung/Deaktivierung des Geräts.

Modusauswahl: Kurzdruck auf den Ein-/Ausschalter im Betriebsmodus durchläuft die 4 voreingestellten Modi: Entspannung, Ruhemodus, Aktivierungsmodus, Benutzerdefinierter Modus

Wärmetherapie-Einstellung: Kurzdruck auf die Heiztaste nach dem Einschalten wählt zwischen:

Niedrige Wärmestufe, Hohe Wärmestufe, Wärmefunktion deaktiviert

Massagedauer-Anpassung: Verbinden Sie das Gerät mit der Arboleaf-App, um die Dauer pro Modus (15–30 Minuten) individuell einzustellen.

Bedienhinweis:

Automatische Abschaltung:

Standardmäßige Einzelsitzungsdauer: 15 Minuten(geräte- und app-seitig).

Moduswechsel während der Nutzung setzt den Timer zurück.

Startmodus-Konfiguration: Voreingestellter Startmodus: Über die Arboleaf-App nach der Verbindung festlegbar.

Werkzustand wiederherstellen: Zurücksetzen der Werkseinstellungen: Über den entsprechenden Menüpunkt in der App nach Geräteverbindung.

Anzeigeleuchtet Status Beschreibung

Anzeigeleuchte	Anzeigeleuchtet Status	Massager Status
Stromanzeige	Dauerhaft weiß	Laden/Betrieb (voller Akku)
	Atmend weiß	Wird geladen
	Rot blinkend	Niedriger Akku
	Atmend rot	Laden (niedriger Akku)
Bluetooth-Anzeige	Dauerhaft blau	Bluetooth verbunden
	Blau blinkend	Bluetooth-Pairing
	Ausgeschaltet	Bluetooth getrennt

Einführung der Massage-Modi

- ≈ Beruhigungsmodus: Niedriggeschwindigkeits-Massage in eine Richtung zur Linderung von Verspannungen und Müdigkeit.
- ☾ Ruhemodus: Mittengeschwindigkeits-Massage in beide Richtungen (Richtungswechsel alle 2 Minuten) zur Erholung von Müdigkeit.
- ☼ Belebungsmodus: Dynamische Geschwindigkeits-/Richtungswechsel alle 2 Minuten mit progressiven Dehnungen zur Aktivierung von Körper und Geist.
- 🌀 Erholungsmodus: Hochgeschwindigkeits-Massage in beide Richtungen (alle 2 Minuten) + hochwertige Wärmetherapie zur Linderung von Schmerzen.
- 🌀 Vitalitätsmodus: Geschwindigkeitsvariation alle 2 Minuten (feste Richtung) für anhaltenden Komfort.
- 🎵 Entspannungsmodus: Niedriggeschwindigkeits-Massage in beide Richtungen (alle 2 Minuten) zur Muskelentspannung.

Wichtige Hinweise:

Das Gerät bietet 4 voreingestellte Modi: Beruhigungsmodus, Ruhemodus, Belebungsmodus und Benutzerdefinierter Modus (mit vorinstalliertem Erholungsmodus).

Die Arboleaf App bietet 3 zusätzliche Modi: Erholungsmodus, Vitalitätsmodus und Entspannungsmodus.

Benutzer können über die App 3 individuelle Modi erstellen. Verbundene Geräte können den standardmäßigen Benutzerdefinierten Modus mit Vitalitätsmodus, Entspannungsmodus oder benutzerdefinierten Einstellungen überschreiben, um sie offline zu nutzen.

Fehlerbehebung

Fehlerphänomen	Mögliche Ursache	Lösung
Massagegerät lässt sich nicht einschalten	Akku entladen	Laden und verwenden
	Gerät wird geladen	Ladekabel entfernen und Gerät verwenden
Massagegerät stoppt plötzlich	Akku entladen/ geringer Akkustand	Laden und verwenden
	Voreingestellte Moduszeit erreicht	Neustarten und weiterverwenden
	Überlastung führt zur Blockierung und löst Motorschutz aus	Schweres Objekt entfernen, neu starten und verwenden
Schwache Massageintensität	Niedriger Akkustand	Laden und verwenden
App kann Gerät nicht per Bluetooth verbinden	Gerät nicht eingeschaltet	Einschaltknopf lange drücken, um Gerät einzuschalten

Wartung & Pflege

Stromversorgung vor der Reinigung immer trennen. Stecker nicht mit nassen Händen berühren.

Produkt mit einem trockenen Tuch abwischen. Kontakt von Wasser mit dem Bedienfeld vermeiden.

Zur Oberflächenreinigung ein feuchtes Tuch verwenden. Nicht direkt mit Wasser abspülen.

Von Feuerquellen, Fett, ätzenden Flüssigkeiten und rauen Umgebungen fernhalten.

An einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern, fern von direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen und Feuchtigkeit. Für Transport per Auto, Zug, Schiff oder Flugzeug geeignet. Vermeiden Sie Druck, starke Erschütterungen, Stöße oder Stürze während des Transports.

Bei längerer Nichtnutzung vor erneuter Aktivierung aufladen. Bei Überhitzung, Verformung, Aufblähung oder Batterieaustritt während der Lagerung die Nutzung einstellen und den Kundendienst kontaktieren.

Arboleaf App Herunterladen und Nutzung

Schritt 1:

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code mit Ihrem Smartphone für den direkten Download.

Suchen Sie im Google Play Store oder Apple App Store nach Arboleaf, um die Arboleaf App (im Folgenden als App bezeichnet) herunterzuladen und zu installieren.



Schritt 2: Verbinden des Geräts und Nutzung der App zur Steuerung
Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.

Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Ein weißes Licht signalisiert den eingeschalteten Zustand.

Öffnen Sie die „Arboleaf“-App, wählen Sie den Massagekissen aus, klicken Sie auf „Verbinden“, und warten Sie auf die erfolgreiche Verbindung.

Steuern Sie die Funktionen des Massagekissens über die Bedienoberfläche der App.

Garantie

Ihr Arboleaf-Rückenmassagegerät ist ab dem Kaufdatum mit einer einjährigen Garantie gegen Herstellungsfehler abgedeckt. Ein Kaufnachweis ist erforderlich.

安全上のご注意

製品を使用する前にこの取扱説明書をよく読み、正しく保管してください。

本製品を正しく安全にお使いいただき、人身事故や物的損害を未然に防止するため、ご使用前に必ず本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

* 本製品は、保護者の監督または指示がない限り、身体的、感覚的、精神的に十分でない人、または経験や知識が不足している人（子供を含む）には適していません。

* 本製品は表面を温熱することがあります。熱に弱い方はご注意ください。温熱療法の間、機械表面は43℃を超えることがあります。ガソリンスタンド、粉塵の多い作業場、ガソリンスタンドなどの可燃性、爆発性の環境では使用しないでください。充電終了後は充電ケーブルを外してください。鋭いもので穴を開けたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

*以下の医療機器には使用しないでください：

植込み型医療用電子機器（例：心臓ペースメーカー）；

生命維持のための医療用電子機器（人工心肺装置など）；

*医療用電子機器（心電計など） *次の人は本製品の使用を禁止されています：

*悪性腫瘍のある患者；

*出血しやすい患者；

*妊娠中または産後の女性、

*急性化膿性炎症の患者；

心臓ペースメーカーの使用者

金属製のインプラントを使用している患者

安全上のご注意

* 下記の人には使用前に医師に相談してください：

機械使用中に、体調不良を感じる患者、心臓や神経に障害のある患者；

38℃以上の発熱がある人；

感染症のある患者；

皮膚の感覚障害や異常のある患者；

薬を服用している患者；

血圧に異常のある方；

自由に動けない方；

*使用中または使用後に不快感を感じた場合は使用を中止し、医師に相談するしてください。

*濡れた手で充電ケーブルを抜き差しすると感電する恐れがあります。

*1日の使用目安：30分範囲内。また同じ部位への30分以上の連続使用は避けてください。

注意事項：

*使用前に、マッサージ部位に硬い衣類の部品（例えば、ジッパー、ボタン）を置いていないことを確認してください。

*他の不快感が存在しない場合、連続使用後の皮膚に軽度の発赤は正常です。

*最初に使用する前に、乾燥した、換気されたareatoの消臭にプロダクトを置きなさい。

tip: マニュアルに記載されている製品、付属品、ユーザーインターフェースのイラストは、製品の更新やアップグレードにより、実際の製品がイラストと若干異なる場合があります。事前に仕様変更がある可能性があります。あらかじめご了承ください。

製品紹介

製品名:バックマッサージ器モデル

ル:MW10D


寸法:324 x322 x132mm

重量:約1.6kg

入力電源:5V --- 2A

バッテリー容量:2000mAh 7.4V

充電時間:約3.5時間



付属品について



Type-C充電ケーブル



取扱説明書



防塵カバー

マッサージ部位



肩と首マッサージ 腰マッサージ 太ももマッサージ 背中マッサージ

使い方について

*電源オン/オフ：電源ボタンを2秒間長押しして、本体をオン/オフにします。

*モードの切り替え：本体の電源がオンになっている場合は、電源ボタンを短く押すと、4つのデフォルトモード（リラックス、休憩、目覚め、カスタムモード）を循環します；

*ヒートセラピーの調節：電源を入れた後、ヒートボタンを短く押すと、マッサージヘッドのヒート設定を切り替えます；

*マッサージ時間の設定：本体のBluetoothボタンをオンにして、スマホ「arboleaf」アプリに接続するとアプリで各モードの持続時間を調節します。

Tip:

*使用中にモードを切り替えると、タイマーはリセットされます。カスタムモードの継続時間はユーザー設定にされます（最大30分）

*デフォルトの起動モード設定：マッサージ器をスマホ「arboleaf」アプリに接続するとデフォルトの起動モードを設定できます；

*工場出荷時リセット：マッサージ器をアプリと接続した後、アプリの設定から工場出荷時リセットを実行することができます。

ランプの状態説明

ボタンランプ	ランプ指示	意味
電源ランプ	白いランプ点灯	動作中、フル充電
	白いランプがゆっくり点滅	動作中、充電がたっぷり
	赤いランプ点滅	LOWバッテリー
	赤いランプがゆっくり点滅	充電中 (LOWバッテリー)
Bluetoothランプ	青いランプ点灯	Bluetooth接続完了
	青いランプがゆっくり点滅	Bluetooth接続中
	青いランプ消灯	Bluetooth接続しない

マッサージモードについて

癒しモード:強度を弱めて、気持ちいい程度の強さ、回転せずに低速でもんでくれます。

休憩モード:強度を高めて、2分間ごとに回転方法変更し、少し感じられる程度の強みで中速でもんでくれます。リラックスを感じます。

目覚めモード:2分間ごとに回転方向とスピードを変更し、気持ちよく目覚める程度の強さです。

回復モード:2分間ごとに回転スピードを変更し、温熱機能を組み合わせる少し痛い程度の強さです。高速でもんでくれます。

リフレッシュモード:2分間ごとに回転スピードを変更し、低速でもんでくれます。筋肉をリラックスします。

リラックスモード:2分間ごとに回転方向を変更し、低速でもんでくれます。筋肉をリラックスします。

※

1、本製品はプリセットモード「癒しモード、休憩モード、目覚めモード、カスタムモード」4つが搭載しています。カスタムモードにアプリ機能の「回復モード」が搭載しています。スマホアプリ「arboleaf」のBluetooth接続した後に、「回復モード、リフレッシュモード、リラックスモード」3つのモードを設定できます。

2、ユーザーは「arboleaf」Appを接続した後に、3つのカスタムモードを作成することができます。接続されたデバイスは、オフラインで使用する際に、デフォルトのカスタムモードを回復モード、リフレッシュモード、リラックスモードの設定で上書きすることができます。

故障の対策

不具合	故障発生の原因	対策
本体が電源オンにできない	バッテリー電源切れ	充電する
	バッテリー充電中	電源ケーブルを抜いてから、ご利用する
動きが急に止まった	電源落ち、ローバッテリー	充電する
	タイマー時間切れ	電源をあらためてオンにする
	荷物が邪魔になって動けなくなった	荷物を置く
マッサージ強度が急に落ちた	ローバッテリー	充電する
Bluetooth連携できない	本体が電源オンにしていない	電源をオンにする

メンテナンスとお手入れ

- お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。乾いた布で拭いてください。コントロールパネルに水がかからないようにしてください。
- 本体表面のクリーニングにするは、湿らせた布を使用してください。直接水で洗い流さないでください。
- 火気、油類、腐食性液体、過酷な環境から遠ざけてください。
- 直射日光、高温、多湿を避け、乾燥した風通しの良い場所に保管してください。車、電車、船、飛行機での輸送に適しています。輸送中の圧縮、激しい衝撃、衝突、落下は避けてください。保管中に過熱、変形、膨張、電池漏れが見られた場合は、使用を中止し、カスタマーサービスにご連絡ください。

Arboleafアプリのインストールと使い方について

ステップ1:

下記のQRコードをスマートフォンで読み取り、インストールしてください；

Google Play StoreまたはApple AppStoreでArboleafを検索し、Arboleafアプリ（以下アプリ）をダウンロード・インストールしてください。



ステップ2:アプリのデバイスを接続し、APPを使用してデバイスと連携します。

- 1、スマホのBluetoothをオンにします。
- 2、本体電源ボタンを2秒間押し続けると、電源がオンになり、白いライトが点灯し、デバイスがオンになっていることを示します。
- 3、Arboleaf アプリの登録情報を入力し、腰のマッサージャーを選択し、接続することにクリックし、接続完了するまで少々お待ちください。
- 4、バックマッサージャーの機能操作は、Appの操作ページでコントロールすることができます。

保証

Arboleafバックマッサージャーには購入日から1年間の保証が付いています、

Custom Service (US)

Arboleaf Corporation

5465 Legacy Drive, Suite 650 Plano, TX 75024, USA

1-800-658-1148

support@arboleaf.com

www.arboleaf.com

Custom Service(EU)

support.eu@arboleaf.com

カスタムサポートサービス (JP)

support.jp@arboleaf.com

03-5821-8583

株式会社Arboleaf

〒101-0032

東京都千代田区岩本町2-13-6 ミツボシ第3ビル505号

https://www.arboleaf.com/ja-jp



YouTube



E - CrossStu - GmbH

Mainzer Landstr. 69

60329 Frankfurt am Main

Mail: E-CrossStu@web.de



YH Consulting Limited

C/O YH Consulting Limited Office 147,

Centurion House London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

H2YHUK@gmail.com

VAT registration details

ARBOLEAF CORPORATION

HM REVENUE AND CUSTOMS

RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN, AB10 1ZP

GB450744596

Manufactured by Shenzhen Yolanda Technology Co., Ltd.

Address: Room 201, jinfulai building, No.49-1, Dabao Road,

Dalang Area, Xinan Street, Baoan, Shenzhen, China



MADE IN CHINA