


## Specification



**With App** - Push the button once before starting brushing, then it is connected to the App and starts to vibrate  
**Without App** - Push the button twice, then it starts to vibrate (Duration is 2 Mins, and it alerts every 30 Secs)

**앱 연동시** - 어플 구동 후, 양치 시작 전 제품의 버튼을 한번 누르면 자동으로 연동되고 전동이 시작됩니다.  
**앱 미연동시** - 버튼을 두 번 누르면 전동이 시작됩니다. (전동시간 2분, 30초마다 알람이(정징) 울립니다)


Product Name	BRUSH MONSTER Smart Toothbrush
Model	BMT100
Size	177x24x21mm
Net Weight	32g
Sonic Vibration	16,000 times/min
Power	AAA Dry battery x 1ea
Bluetooth	4.2 2.4 GHz
Material	ABS, PP, Silicone
Brush Material	DuPont Tynex® Nylon
Water Proof	IPX7
Using Age	Over 3years

제품명	브러쉬몬스터 스마트 칫솔
모델명	BMT100
사이즈	177x24x21mm
중량	32g(배터리제외)
음파진동수	16,000 회/분
전력	AAA 건전지 x1개
블루투스	4.2 2.4 GHz
재질	ABS, PP, Silicone
칫솔모 재질	DuPont Tynex® Nylon
방수 등급	IPX7
사용 연령	만 3세이상

## Getting started with product and App

### Step 1. Starting with the product

Insert the AAA battery in the body of Brush Monster.  
브러쉬 몬스터 칫솔에 AAA 배터리를 끼웁니다.



Please check **Replacing Battery**


### Step 2. Install the application

Search for 'Brush Monster' on the Google Play and App Store. It can be downloaded for free.  
앱스토어와 구글플레이에서 '브러쉬몬스터'를 검색하세요 무료로 다운로드할 수 있습니다.




### Step 3. Create account

Register with your E-mail and password. It is accessible anytime, anywhere, any device with the same account for checking the report of the brushing habit and the sticker that you children got.  
이메일 주소와 패스워드를 입력하여 회원가입을 해주세요. 언제, 어디서나 어떤 스마트폰에서도 동일한 계정으로 로그인하시면 양치 습관 보고서와 아이가 획득한 스티커를 기록하고 확인할 수 있습니다.




### Step 4. Connect to device

Turn on the Bluetooth and run the application and push the button on the body once. Then, it starts automatically.  
블루투스를 활성화해주세요 그리고 어플리케이션을 실행하고 칫솔의 버튼을 한번 누르면 자동으로 연결 됩니다.



### Step 5. Brushing teeth

When the product is connected to App, follow the brushing guide of the screen for 16 sections of teeth.  
Brushing motion sensor will guide children about direction and location. If the children brush in a correct process, they can achieve the Star effect. Please help them to follow the screen for brushing correctly.  
제품과 어플리케이션이 연결되면 구강내 16개의 양치 영역을 화면에 보이는 가이드에 맞춰 양치를 따라하세요. 양치동작센서로 아이들의 양치 방향과 위치를 직접 가이드 합니다. 정확한 위치와 방향으로 양치를 하면 별효과가 나옵니다. 화면의 가이드에 맞춰 양치 할 수 있도록 부모님께서 지도해주세요.



### Step 6. Check the Dental Report

If the whole process of brushing is over, verify the result of brushing through 'Dental Report' 전 과정이 마무리되면 양치습관보고서에서 어디를 잘 닦고 어디를 더 주의 기울여 닦아야하는지 확인할 수 있습니다.



### Step 7. Taking pictures and collecting stickers

Brush Monster's character sticker is provided once a day after finishing brushing. Children can get a pack once a week. \* Snap a picture of children with AR items by pushing the character of sticker pack.  
하루 한번 양치를 마무리하면 브러쉬몬스터 캐릭터스티커를 지급합니다. 매일 매일 양치를 하면 일주일에 한 팩씩 모을 수 있습니다. \* 스티커 팩의 캐릭터를 누르면 증강현실 아이템과 함께 아이들의 사진을 남길 수 있습니다.



### Step 8. Replacing brush head

For dental hygiene and effectiveness of brushing, replacing it monthly is encouraged.  
양치 효과나 위생을 생각하여 1달에 한 번 교체하는 것을 추천합니다.

**FCC Warning Statement**

FCC Part 15.19

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Part 15.21

Any changes or modifications (including the antennas) to this device that are not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment.