

Descarga la aplicación Joy ON **Kehel** (disponible gratis para iOS y Android) para acceder a todas las funciones de tu Kehel.

Características

- **Material:** silicona alimentaria
- **Color:** rosa
- **Medidas:** 2 esferas, 33 mm diámetro
- **Tiempo de carga:** 3-4 horas
- **Tiempo de uso:** 2-3 horas
- **Resistente al agua 100%**
- **1 pieza**
- **Contiene:** Kehel, cable USB, bolsita para guardarlo y manual de instrucciones.

Instrucciones




Download Joy ON **Kehel** APP (free for Android & iOS) to enjoy all the features of your Kehel.


Specifications

- **Material:** food grade silicone
- **Color:** pink
- **Size:** 2 spheres 33 mm / 1.3 in diameter
- **Charging time:** 3-4 hours
- **Working time:** 2-3 hours
- **100% waterproof**
- **1 piece**
- **Contains:** Kehel, USB cable, storage bag and user manual

Instructions




**1 Encendido/apagado:** para encender Kehel, presiona el botón de encendido/apagado durante 5 segundos hasta que vibre. Presiona el botón de encendido/apagado durante 5 segundos para apagarlo, Kehel solo puede apagarse si no está emparejado con tu dispositivo móvil. Si está emparejado, pulsa el icono Kehel en la esquina superior derecha de la pantalla de Ejercicios o Masaje de la App.



**2 Funcionamiento mediante la App:** con Kehel encendido, verifica que el indicador LED parpadea rápidamente y el Bluetooth de tu Smartphone o tablet está activado. Ve a la App y emparejalo pulsando el icono Kehel en la esquina superior derecha de la pantalla Ejercicios o Masaje. Una vez emparejado, el icono Kehel se vuelve rosa y muestra el nivel de batería restante de Kehel. Si tiene poca batería, cárgalo antes de continuar. Pulsa **“Introducción a Joy ON Kehel”** para empezar a conocer el funcionamiento de la App de Kehel.

**1 On/Off:** to switch on Kehel, press and hold the power button for 5 seconds until the device vibrates. Press and hold the power button for 5 seconds to switch off Kehel. Kehel can only be turn off if it is not paired to your mobile device. If it is paired, you will need to unpair it in the App by clicking the Kehel icon in the top right corner of the Exercises or Massage screens.



**2 Using Kehel with the App:** once you switch on your Kehel, verify the LED indicator light is blinking fast and that the Bluetooth in your Smartphone or tablet is activated. Open the App and pair Kehel by clicking the Kehel icon located in the top right corner of the Exercises or Massage screens. Once paired, the Kehel icon will turn pink, showing the remaining battery life of your Kehel. If Kehel's battery is running low, please charge it before continuing. Click on **“How to use Joy ON Kehel”** to start learning about how to use Kehel's App.

**3 Funcionamiento sin App o manual:** incluso si App, puedes usar tu Kehel para hacer ejercicio usando tus músculos pélvicos apretando las bolas. Cuánto más fuerte las aprietes, más vibración notarás. Con el dispositivo encendido, pulsa el botón de encendido para que vibre constantemente y puedas usarlo como huevo vibrador. Pulsa de nuevo el botón y volverá a modo vibración por presión. El modo manual solo funciona si Kehel no está emparejado con tu dispositivo móvil. Si está emparejado, necesitas desemparejarlo pulsando el icono Kehel en la esquina superior derecha de la pantalla de Ejercicios o Masaje de la App.

**4 Posición correcta de Kehel:** las bolas deben estar introducidas de tal modo que la distancia entre la parte inferior de la bola y el agujero de la vagina sea de unos 2 cm. La distancia exacta entre el orificio de la vagina y los músculos del suelo pélvico es diferente en cada mujer. Introduce las bolas igual que un tampón, con el botón de encendido hacia arriba. La parte alargada de Kehel es una antena. Debe apuntar a tu dispositivo móvil, no puedes taponarla ni sentarte sobre ella y debe mantenerse a una distancia máxima de 5m de tu dispositivo móvil para evitar problemas de desconexión.

**3 Non-App manual mode:** you can still use Kehel without connecting to the App by using your pelvic muscles to squeeze the device. The harder you squeeze, the stronger the vibration will feel. With Kehel switched on, short press the power button and Kehel can be used as vibrating egg. Short press again and it will go back to pressure vibration mode. Manual modes can only be used when Kehel is not paired to your phone. If it is paired, you will need to unpair it in the App by clicking the Kehel icon in the top right corner of the Exercises or Massage screens.

**4 Kehel position:** Kehel should be positioned inside your vagina, with at least 2cm/0.8in from the vaginal opening to the lower ball. Spheres should rest over your pelvic floor muscle, with the On / Off button facing upwards. The exact distance from the vaginal opening to the pelvic floor muscle differs from woman to woman, but Kehel should be positioned in a similar way as a tampon. Kehel's tail is an antenna and must be kept outside of the vagina. If you are using Kehel with the App, please note the antenna should be pointed up or towards your mobile phone. Do not cover the antenna or sit on it and keep your Smartphone within 5m/16ft range to avoid interrupting the connection.

**Carga de Kehel y nivel de carga de la batería**



1. Conecta el jack de carga al puerto de carga de Kehel y el extremo USB a un adaptador de corriente, ordenador o batería externa.
2. Durante la carga, el indicador LED estará encendido.
3. Si el LED se apaga justo después de conectarlo, desconecta el jack de carga del puerto de carga de Kehel y conéctalo de nuevo correctamente.
4. Se necesitan 3-4 horas para conseguir una carga completa. Cuando esté completamente cargado, el indicador LED se apagará.

Para comprobar el nivel de batería de tu Kehel, pulsa el icono Kehel en la esquina superior derecha de la pantalla Ejercicios o Masaje.




Charging Kehel and checking battery life



1. Plug the charging pin into Kehel's charging port and plug the USB end into a power adapter, computer or powerbank.
2. During charging, the LED indicator light will be on.
3. If LED indicator turns off immediately after starting the charge, please unplug it and insert it into Kehel again, making sure it is plugged in firmly.
4. It takes about 3-4 hours to fully charge. Once Kehel is fully charged, the LED indicator light will turn off.

To check the remaining battery life of Kehel, click on the Kehel icon in the top right corner of the Exercises or Massage screens. Once paired it will show the battery status.



Limpieza y mantenimiento

Una limpieza y mantenimiento correctos, permitirán que tu Kehel dure más tiempo.

**Lubricante:** utiliza solamente lubricantes solubles en agua.

Limpieza y desinfección:

- Limpia y desinfecta el dispositivo antes y después de cada uso.
- Utiliza un gel antibacteriano, un jabón neutro o un producto específico para este tipo de artículos.
- Puedes usar agua para lavar tu dispositivo asegurándote de que la temperatura no supera los 40°C.

**Almacenamiento:** mantener en un lugar fresco y ventilado que no esté en contacto directo de la luz solar. Mantener fuera del alcance de los niños.

Otras consideraciones a tener en cuenta

- Deja de utilizar Kehel y consulta a tu médico si tienes alguna molestia o alergia.
- No lo uses si tienes alguna inflamación ginecológica.
- Si estás embarazada, consulta a tu médico.

Cleaning and maintenance

Proper cleaning and maintenance will extend the life of your Kehel.

**Lubricant:** use water soluble lubricants only.

Cleaning and disinfection:

- Clean and disinfect Kehel before and after each use.
- Use an antibacterial, adult product or neutral soap to clean your Kehel.
- Water temperature for cleaning shouldn't be over 40°C / 104.0 °F.

**Storage:** keep your Kehel in a dry and well-ventilated place. Keep away from direct sunlight. Keep away from children.

Notice

- Stop using Kehel immediately and visit your doctor if you feel any discomfort or irritation.
- Do not use if you have a gynecological inflammation.
- If you are pregnant, check with your doctor first before using any kegel exercising device.

Información adicional y preguntas frecuentes

Para más información, revisa el apartado **Perfil > Ayuda de usuario** en la Aplicación, o visita nuestra página web [joyontoy.com](http://joyontoy.com)

Garantía y servicio postventa

Si tienes alguna duda o problema, ponte en contacto con nosotros en **postventa@joyon.es**  
Para más información sobre la garantía y servicio post-venta, visita nuestra página web [joyontoy.com](http://joyontoy.com)

Autorización y licencias

Para más información sobre licencias y autorizaciones, visita nuestra página web [joyontoy.com](http://joyontoy.com)

Additional info and troubleshooting

For additional information, check the extended user guide available inside the App in **Account > User help** or visit the website [joyontoy.com](http://joyontoy.com).


Warranty and after sales service

If you have any problem or question, please contact us directly at **support@joyontoy.com**.  
For more information on warranty and after-sales service, visit the website [joyontoy.com](http://joyontoy.com).

Authorizations and licenses

For more information on sales licenses and authorizations, visit the website [joyontoy.com](http://joyontoy.com).

USER MANUAL  
MANUAL DE USUARIO



KEHEL



JOYONTOYS.COM

Download Joy ON **Kehel** App  
Descarga Joy ON **Kehel** App



iOS  
[joyontoy.com/ioskehel](http://joyontoy.com/ioskehel)



Android  
[joyontoy.com/androidkehel](http://joyontoy.com/androidkehel)

JOYONTOYS.COM

JOY ON KEHEL FCC CERTIFICATION

FCC ID: 2AT5B – KEH-01

Certification markings can be found on Kehel's charging cable.

FCC Regulations

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.