




Intelligent Neck Massager

CONTENTS

English 01-14

Deutsch..... 15-29

Italiano 30-44


Français..... 45-59

Español 60-74


How to connect the Vihealth app



- 1 Scan the QR code or Search "ViHealth" in App Store and Google Play.



- 2 Long press the power on button of the massager for 2 seconds and release it after hearing the "beep" and Indicator light is blue and always on.




- 3 Open ViHealth App, it will search your device automatically. Choose and add your device to ViHealth.



- 4 Select the mode and function you need, adjust the intensity to start the massage.

Product diagram



❶ Electrode

❷ Charging interface

❸ Switch

❹ Heating button

❺ Mode button

❻ Intensity
increase button

❼ Intensity
decrease button

Operation method

1. Before use, first wet the skin of the cervical spine with a wet towel, and then put the product around the neck, make the electrode close to the skin of the cervical spine, adjust the position of the product, host and adjust the appropriate massage intensity and mode.then put the product around the neck, make the electrode close to the skin of the cervical spine, adjust the position of the product, host and adjust the appropriate massage intensity and mode.
2. Long press the host “” button for two seconds, turn on the host (with the buzzer “ beep ” sound and prompt light), enter the default mode with the default level (0). Long press host “”for two seconds when the machine is on, hear two"beep" sounds and turn off the products.
3. Mode selection (vitality mode、 beat mode、 dynamic mode、 relieve mode and auto mode.)“”on the remote control is the mode button. press the mode button to switch the mode.
There are five modes. After each press, it will send out “ beep ” sound and switch to higher mode. The five modes can be switched in cycle(Note: M1 mode, M2 mode, M3 mode M4 mode M5 mode). Each time a moda is switched, the intensity returns to the default o level.
4. Gear selection
 - 4.1 “” on the remote control is the intensity increase button.

After each press, it will send out “beep” sound and switch to higher mode. The intensity is divided into 15 levels (0, 1, 2...15). When the intensity is at level 15, When pressing “+”, it will send out two “beep” sound with same intensity at level 15.

- 4.2 “-” on the remote control is the intensity decrease button. After each press, it will send out “beep” sound and switch to lower mode. The intensity is divided into 15 levels (0, 1, 2 ... 15). When the intensity is at level 0, it will send out two “beep” sound with same intensity at level 15 after pressing “-”.

5. Heater selection

- 5.1 “” on the remote control is the heating button. Press the heating button and start host heating function with a “beep” sound. The two electrodes will be not at the temperature of 42°C.

- 5.2 “” on the remote control is to heating off button. Press the heating off button and stop the heating function with two “beep” sounds.

6. Timing function

- 6.1. The host is scheduled for 15 minutes. When the host is turned on, it will automatically shut down after 15 minutes.
- 6.2. When the host is turned on, the product will automatically shut down in 3 minutes when the products is not put on normally.

7. Low voltage alarm & charging function

- 7.1 Low voltage alarm: when the host is short of power (battery voltage is 3.5v), the blue light of the indicator flashes quickly(frequency: 3 times per second), you can insert one end of micro-usb cable into the host and the other end into the mobile phone Charger (output is 5V 1A/2A), green light breathing flash when charging, green light always on when full.
- 7.2 Battery model of remote control: CR2032. When replacing, please note that the battery positive pole is facing up.

Tips

- The product will be automatically turned off after 15 minutes of operation. It is recommended to use it for no more than 30 minutes per day.
- The product should be stored in a dry and ventilated plane after use.
- Do not place other weights on the product.
- Don't pull on the rubber plug at the USB charging port, as it may cause rupture and falling off.

Precautions

❗ Danger

- Please never use the product with the following medical electronic devices:
 1. Heart pacemakers and other implantable medical electronic devices;
 2. Artificial heart and lungs and other life-supporting medical electronic devices;
 3. Electrocardiographs and other medical electronic devices;
- * These medical electronic devices may cause malfunctions and can be life-threatening.

❗ Warning

- If the patient applies high-frequency surgical device and the product on the body at the same time, the electrode of the product may cause burns and damage to the product.
- If the product is used near (1M)a short-wave or microwave therapy device, the output of the product may be unstable.
- The electrode should prevent contact with wounds and scars during treatment.
- When you use the product, don't place the electrode near the chest heart, otherwise the risk of heart fibrillation will increase.
- The product is recommended for use by one user. When it's used by different users, clean the electrode on the product before using it.

- When you use the product, stick the electrode tightly and evenly to the skin.
- The electrode of this product has a heat-generating function. When the hot compress function is applied on the same part for a long time (more than 15 minutes), it may cause low temperature burns.
- If you feel unwell during or after use, stop using it and seek medical attention.
- In the following cases, consult your doctor before use, otherwise it may cause accidents or cause physical discomfort.
 1. Patients under medical treatment and feel discomfort.
 2. Patients with abnormal heart and brain nerves
 3. Patients whose body temperature exceeds 38 degrees (fever period).
 4. Patients with infectious diseases.
 5. Patients with skin perceptual disorders or skin abnormalities.
 6. Patients under medication.
 7. Patients with abnormal blood pressure.
 8. Patients who are not free to express their wishes.
 9. Patients with sensory impairment due to high peripheral circulatory disorders such as diabetes.
 10. Patients with skin allergies to stainless steel electrodes.
- Usage under the following conditions is prohibited:
 1. Malignant tumor patients
 2. Patients with bleeding tendency
 3. Pregnant women, lying-in women

4. Acute suppurative inflammation patients
 5. Heart pacemaker users
 6. Patients with metal implant
 7. Near the heart
- Don't apply it near the heart, above the neck, head, mouth, genitals, or skin disorders and don't treat the soles of the feet simultaneously. In addition, don't compress the internal organs when using. Otherwise, an accident or physical discomfort may occur.
 - Don't use with other medical devices or more than 2 products. Otherwise, nausea or physical discomfort may occur.
 - Don't use for purposes other than the ones described in the instruction manual. Otherwise, accident or malfunction may occur.
 - Don't use the electrode with a chipped or damaged surface. Otherwise, accidents or malfunctions may occur.
 - Don't disassemble, repair or modify this product without authorization. Otherwise, malfunction or electric shock may occur.

i Note

- If you feel unwell due to an abnormality in this product, stop using it immediately.
- If your body or skin feel strange, consult your doctor and follow the doctor's advice.
- If you want to move the pad or place it on another person

durine massage, be sure to turn off the power before moving it. Otherwise you may receive a strong electric shock.

- Don't treat while having electronic devices. Otherwise, the electronic device may malfunction(for example, the electronic watch disorder).
- If abnormal operation occurs, immediately switch off the power supply and remove it. Otherwise, high temperatures or short circuits may occur and lead to an accident. At the same time contact customer . service for after-sales advice.
- Don't plug or unplug the USB charging cable with wet hands. Doing so may result in electric shock or accident.
- Don't use it for children or people who have no expressiveness, otherwise it may cause an accident or cause discomfort.
- Don't use it in a ;oace with high humidity, such as a bathroom, or use it while bathing.Otherwise,you may receive a strong electric shock and damaged the product.
- Don't use it when you are sleeping. Otherwise, it may cause the main body to malfunction. In addition, the pad may move to other parts and cause discomfort.
- Don't use while driving a car, otherwise it may cause physical discomfort due to excessive stimulation, resulting in an accident.
- Don't stick the electrode to the affected area for a long time otherwise it may cause skin inflammation.
- When massaging, don't use the metal parts of belts, necklaces, etc to touch the electrode, otherwise you may receive a strong

electric shock.

- Don't apply the product on the same place for long time(more than 30 minutes), otherwise it may cause muscle fatigue at the massage site to cause physical discomfort.
- Please wear this product correctly and use it on the cervical spine. Wear it symmetrically. Otherwise, accidents or physical discomfort may occur.
- When unplugging the USB charging cable from the body do not pull on the cable, but rather, pull the cable plug and pull it out. otherwise, it may result in electric shock or damage to the product.
- The product electrode has a surface heating function for users who are not sensitive to heat or subject to heat allergies.
- Please consult a doctor before use.
- When the product is working for a long time, the surface will be hot, Which is normal.
- When the remote control battery is exhausted, replace it with a new battery of the same model as soon as possible. Battery model: CR2032
- When replacing the remote control battery, do not install the pole reversibly.
- After the remote control battery is exhausted dispose of it according to the relevant regulations in your place of residence

① Suggestion

- Please make sure that the host button is working properly.
- When you use it for the first time, or if the battery loses power after the product has been left idle for a long time, please perform the charging operation according to the instruction manual to ensure that it can work normally.
- When disposing of this product, please dispose of it in accordance with the relevant environmental protection regulations of the city, otherwise it may cause environmental pollution.
- It is recommended for people aged 16 and above.
- Don't use or store this product in the following locations:
 - Places exposed to direct sunlight
 - Places subject to high temperature and humidity
 - Places with water
 - Dusty places
 - Places near the fireworks
 - Places susceptible to vibration shocks
 - Strong electromagnetic places

(i) Routine maintenance

- When cleaning and maintaining this product, please turn off the host, use a wet paper towel to clean the electrode. When it is particularly dirty, use a little medical alcohol (alcohol concentration 75%) to wipe and disinfect.
- Please wipe with neutral detergent and soft cloth during daily maintenance, do not use corrosive detergent and don't place it into water for soaking or washing.
- During the cleaning process, water or other liquids should be prevented from entering the body to avoid short circuit and electric shock during use.

(i) Troubleshooting

- If you have problems using the product, please refer to the following tips and solutions.
- If the product is still in a fault condition or cannot be used, turn off the power.
- If the product is still in a fault condition or cannot be used, turn off the power.
- Users should not disassemble or repair the product by themselves. Dismantling or repairing by themselves will cause damage to the product and cause the invalidity of warranty. The company will not be responsible for any consequences caused thereby.

Problems	Possible cause/treatment
Failure to start	• The internal rechargeable battery is running low • The remote control battery is dead. • Please confirm whether the host product switch has been pressed.
Failure to charge or no charge light	Please check if the USB cable and host and phone power adapter are connected.
Normal display but no stimulation	• Does the pad contact the skin directly? Adjust the position so that it is close to the skin. • Is there hair or clothing, jewelry, etc. between the pads and the skin? Move away or remove items. • Is the intensity level at 0? Increase the massage intensity.
Tingling sensation	• Is the massager's electrode and neck skin closely contacted? adjust the position so that it's stick to the skin. • Is the massage time too long? It is recommended to massage for 15 minutes at a time, twice a day. • Is the massage intensity too high? Adjust to low level . • Is the skin allergic to the electrode? Those with severe allergies need to be desensitized first. • Is the climate cold and the skin dry? Use a wet towel to moisten the skin and use it.
Weak simulation	• Is the massager's electrode and neck skin closely contacted? adjust the position so that it's stick to the skin and adjust intensity. • Is the electrode dirty or oily? Clean the electrode surface. • Is the battery running low? Please charge if the battery is low. • Is massage intensity level too low? Increase massage intensity.


Product parameters

Weight	160g
Battery cell	Lithium cell
Battery capacity	900mAh
Charging voltage	DC 5V
Rated power	5W
Executive standard	IEC/EN60335-2-32
Manufacturer	Lepu Zhixin Medical Technology (TianJin) co., Ltd.


So verbinden Sie die Vihealth-App?




- 1 Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im App Store und bei Google Play nach „ViHealth“.



- 2 Drücken Sie die Einschalttaste des Massagegeräts 2 Sekunden lang und lassen Sie sie los, nachdem Sie den Piepton gehört haben und die Kontrollleuchte blau leuchtet und immer leuchtet.




- 3 Öffnen Sie die ViHealth App, um Ihr Gerät automatisch zu durchsuchen. Wählen Sie Ihr Gerät aus und fügen Sie es zu ViHealth hinzu.



- 4 Wählen Sie den gewünschten Modus und die gewünschte Funktion aus und stellen Sie die Intensität ein, um die Massage zu starten.

Produktdiagramm



1 Elektrode

2 Ladeschnittstelle

3 Schalten

4 Heiztaste

5 Mode-Taste

6 Schaltfläche zur
Erhöhung der Intensität

7 Taste zum Verringern
der Intensität

Betriebsmethode

1. Befeuchten Sie vor dem Gebrauch zuerst die Haut der Halswirbelsäule mit einem feuchten Handtuch und legen Sie das Produkt dann um den Hals. Stellen Sie die Elektrode nahe an die Haut der Halswirbelsäule, stellen Sie die Position des Produkts ein, hosten Sie und stellen Sie die Haut ein geeignete Masseintensität und -modus. Legen Sie das Produkt dann um den Hals, bringen Sie die Elektrode nahe an die Haut der Halswirbelsäule heran, stellen Sie die Position des Produkts ein, hosten Sie und stellen Sie die geeignete Massageintensität und den geeigneten Massagemodus ein.
2. Drücken Sie die Host-Taste "0" zwei Sekunden lang, schalten Sie den Host ein (mit dem Summer "Beep" und der Eingabeaufforderung) und wechseln Sie in den Standardmodus mit der Standardstufe (0). Lange Presse Host "0" für zwei Sekunden, wenn das Gerät eingeschaltet ist, zwei "Pieptöne" hören und die Produkte ausschalten.
3. Modusauswahl (Akupunkturmodus und Beat-Modus und Massagemodus) "M" Wenn die Fernbedienung die Modustaste ist, drücken Sie die Modustaste, um den Modus umzuschalten.

Es gibt drei Modi. Nach jedem Drücken wird ein Signalton ausgegeben und in den höheren Modus geschaltet. Die drei Modi können im Zyklus umgeschaltet werden (Hinweis: M1-Modus, M2-Modus, M3-Modus).

Jedes Mal, wenn ein Modus umgeschaltet wird, kehrt die Intensität zu zurück die Standardeinstellung o.
4. Zahnradauswahl
 - 4.1. "+" auf der Fernbedienung ist die Taste zur Intensitätserhöhung. Nach

- jedem Drücken wird ein Signalton ausgegeben und in den höheren Modus gewechselt. Die Intensität ist in 15 Stufen (0, 1, 2 ... 15) unterteilt. Wenn die Intensität auf Stufe 15 liegt, Wenn Sie "+" drücken. Bei Stufe 15 wird ein TwoMbeep "-Sound mit der gleichen Intensität gesendet.
- 4.2. "-" auf der Fernbedienung ist die Taste zum Verringern der Intensität. Nach jedem Drücken wird ein Piepton ausgegeben und in den unteren Modus geschaltet. Die Intensität ist in 15 Stufen (0,1,2 ... 15) unterteilt. Wenn sich die Intensität auf Stufe 0 befindet, werden nach Drücken von "-" zwei Pieptöne mit gleicher Intensität auf Stufe 15" ausgegeben.
5. Heater selection
- 5.1. "☀" on the remote control is the heating button. Press the heating button and start host heating function with a "beep" sound. The two electrode will be not at the temperature of 42°C.
- 5.2. "☷" on the remote control is to heating off button. Press the heating off button and stop the heating function with two "beep" sounds.
6. Timing function
- 6.1. The host is scheduled for 15minutes. When the host is turned on, it will automatically shut down after 15minutes.
- 6.2. When the host is turned on, the product will automatically shut down in 3minutes when the product is not put on normally.
7. Niederspannungsalarm & Ladefunktion
- 7.1. Niederspannungsalarm: Wenn der Host kurz vor der Stromversorgung steht (Batteriespannung beträgt 3,5 V), blinkt das blaue Licht der Anzeige schnell (Frequenz: 3 Mal pro Sekunde). Sie können ein Ende des Micro-USB-Kabels in den Host einführen und das andere Ende in

das Handy-Ladegerät (Ausgang ist 5V 1A / 2A), grünes Licht, das beim Laden blinkt, grünes Licht, das immer leuchtet, wenn es voll ist.

7.2. Batteriemodell der Fernbedienung: CR2032. Beachten Sie beim Austausch, dass der Pluspol der Batterie nach oben zeigt.

Tipps

- Das Produkt wird nach 15 Minuten automatisch ausgeschaltet Betrieb. Es wird empfohlen, es nicht länger als 30 Minuten pro Tag zu verwenden.
- Das Produkt sollte nach Gebrauch in einem trockenen und belüfteten Flugzeug gelagert werden.
- Setzen Sie keine anderen Gewichte auf das Produkt.
- Ziehen Sie nicht am Gummistopfen am USB-Ladeanschluss kann zum Bersten und Herunterfallen führen.

Vorsichtsmaßnahmen

i Gefahr

- Bitte verwenden Sie das Produkt niemals mit den folgenden medizinischen elektronischen Geräten:
 1. Herzschrittmacher und andere implantierbare medizinische elektronische Geräte;
 2. Künstliches Herz und Lunge sowie andere lebenserhaltende medizinische elektronische Geräte;
 3. Elektrokardiographen und andere medizinische elektronische Geräte;
- * Diese medizinischen elektronischen Geräte können Fehlfunktionen verursachen und lebensbedrohlich sein.

i Warnung

- Wenn der Patient gleichzeitig ein hochfrequentes chirurgisches Gerät und das Produkt auf den Körper auf trägt, kann die Elektrode des Produkts Verbrennungen und Schäden am Produkt verursachen.
- Wenn das Produkt in der Nähe von (1 M) einem Kurzwellen- oder Mikrowellentherapiegerät verwendet wird, kann die Ausgabe des Produkts instabil sein.
- Die Elektrode sollte den Kontakt mit Wunden und Narben während der Behandlung verhindern.
- Wenn Sie das Produkt verwenden, platzieren Sie die Elektrode nicht in der Nähe des Brustherzens, da sonst das Risiko von Herzflimmern zunimmt.
- Das Produkt wird zur Verwendung durch einen Benutzer empfohlen. Wenn es von verschiedenen Benutzern verwendet wird, reinigen Sie die Elektrode am Produkt, bevor Sie es verwenden.

- Wenn Sie das Produkt verwenden, kleben Sie die Elektrode fest und gleichmäßig auf die Haut.
- Die Elektrode dieses Produkts hat eine wärmeerzeugende Funktion. Wenn die Heißkompressionsfunktion für längere Zeit (mehr als 15 Minuten) auf dasselbe Teil angewendet wird, kann dies zu Verbrennungen bei niedrigen Temperaturen führen.

Wenn Sie sich während oder nach dem Gebrauch unwohl fühlen, beenden Sie die Verwendung und suchen Sie die medizinische Hilfe.

In den folgenden Fällen konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Anwendung. Andernfalls kann es zu Unfällen oder körperlichen Beschwerden kommen.

1. Patienten unter ärztlicher Behandlung und fühlen sich unwohl.
2. Patienten mit abnormalen Herz- und Gehirnnerven
3. Patienten mit einer Körpertemperatur von mehr als 38 Grad (Fieberperiode).
4. Patienten mit schweren Krankheiten.
5. Patienten mit Hautwahrnehmungsstörungen oder Hautanomalien.
6. Patienten unter mir.
7. Patienten mit abnormalem Blutdruck.
8. Patienten, die nicht frei sind, ihre Wünsche zu äußern.
9. Patienten mit sensorischer Beeinträchtigung aufgrund hoher peripherer Durchblutungsstörungen wie Diabetes.
10. Patienten mit Hautallergien gegen Edelstahlelektroden.

Die Verwendung unter folgenden Bedingungen ist verboten:

1. Maligne Tumorkranken
 2. Patienten mit Blutungsneigung
 3. Schwangere, liegende Frauen
 4. Akute suppurative Entzündungskranken
 5. Herzschrittmacher Benutzer
 6. Patienten mit Metallimplantat
 7. In der Nähe des Herzens
- Wenden Sie es nicht in der Nähe des Herzens, über Hals, Kopf, Mund, Genitalien oder Hauterkrankungen an und behandeln Sie die Fußsohlen nicht gleichzeitig. Drücken Sie außerdem die inneren Organe bei der Verwendung nicht zusammen. Andernfalls kann es zu einem Unfall oder zu körperlichen Beschwerden kommen.
 - Nicht mit anderen medizinischen Geräten oder mehr als 2 Produkten verwenden. Andernfalls können Übelkeit oder körperliche Beschwerden auftreten.
 - Nicht für andere als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke verwenden. Andernfalls kann es zu Unfällen oder Fehlfunktionen kommen.
 - Verwenden Sie die Elektrode nicht mit abgebrochener oder beschädigter Oberfläche. Andernfalls können Unfälle oder Fehlfunktionen auftreten.
 - Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder Stromschlägen kommen.

i Hinweis

- Wenn Sie sich aufgrund einer Anomalie in diesem Produkt unwohl fühlen, beenden Sie die Verwendung sofort.
- Wenn sich Ihr Körper oder Ihre Haut seltsam anfühlt, wenden Sie sich an Ihren Arzt und befolgen Sie die Anweisungen des Arztes.
- Wenn Sie das Pad während der Massage bewegen oder auf eine andere Person legen möchten, schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es bewegen.
- Andernfalls kann es zu einem starken Stromschlag kommen.
- Behandeln Sie nicht, während Sie elektronische Geräte haben. Andernfalls kann das elektronische Gerät eine Fehlfunktion aufweisen (z. B. die Störung der elektronischen Uhr).
- Wenn ein abnormaler Betrieb auftritt, schalten Sie die Stromversorgung sofort aus und entfernen Sie sie. Andernfalls können hohe Temperaturen oder Kurzschlüsse auftreten und zu einem Unfall führen. Gleichzeitig Kunden kontaktieren. Service für After-Sales-Beratung.
- Stecken Sie das USB-Ladekabel nicht mit nassen Händen ein oder aus. Dies kann zu einem Stromschlag oder einem Unfall führen.
- Verwenden Sie es nicht für Kinder oder Personen, die keine Ausdruckskraft haben. Andernfalls kann es zu Unfällen oder Beschwerden kommen. Verwenden Sie es nicht in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, z. B.
- in einem Badezimmer, oder verwenden Sie es während des Badens. Andernfalls kann es zu einem starken Stromschlag kommen und das Produkt beschädigen. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie schlafen. Andernfalls kann es zu

Fehlfunktionen des Hauptkörpers kommen. Darüber hinaus kann sich das Pad zu anderen Teilen bewegen und Unbehagen verursachen.

- Nicht während des Autofahrens verwenden, da dies sonst zu körperlichen Beschwerden aufgrund übermäßiger Stimulation führen und zu einem Unfall führen kann.
- Kleben Sie die Elektrode nicht lange an den betroffenen Bereich, da dies zu Hautentzündungen führen kann.
- Bei der Massage die Metallteile von Gürteln, Halsketten usw. nicht zum Berühren der Elektrode verwenden, da sonst ein starker elektrischer Schlag auftreten kann.
- Das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum (länger als 30 Minuten) an derselben Stelle auftragen, da es sonst zu Muskelermüdung an der Massagestelle kommen und körperliche Beschwerden verursachen kann.
- Bitte tragen Sie dieses Produkt richtig und verwenden Sie es auf der Halswirbelsäule. Tragen Sie es symmetrisch. Andernfalls können Unfälle oder körperliche Beschwerden auftreten.
- Wenn Sie das USB-Ladekabel vom Gehäuse abziehen, ziehen Sie nicht am Kabel, sondern am Kabelstecker und ziehen Sie es heraus. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder einer Beschädigung des Produkts kommen.
- Die Produktelektrode verfügt über eine Oberflächenheizfunktion für Benutzer, die nicht hitzeempfindlich sind oder Hitzeallergien ausgesetzt sind. Bitte konsultieren Sie vor Gebrauch einen Arzt.
- Wenn das Produkt längere Zeit arbeitet, ist die Oberfläche heiß, was normal ist.

- Wenn die Batterie der Fernbedienung leer ist, ersetzen Sie sie so bald wie möglich durch eine neue Batterie des gleichen Modells. Batteriemodell: CR2032
- Bauen Sie beim Ersetzen der Batterie der Fernbedienung die Stange nicht reversibel ein.
- Nachdem die Batterie der Fernbedienung erschöpft ist, entsorgen Sie sie gemäß den einschlägigen Vorschriften an Ihrem Wohnort.

i Vorschlag

- Bitte stellen Sie sicher, dass die Host-Schaltfläche ordnungsgemäß funktioniert.
- Wenn Sie es zum ersten Mal verwenden oder wenn der Akku nach längerem Leerlauf des Produkts den Strom verliert, führen Sie den Ladevorgang gemäß der Bedienungsanleitung durch, um sicherzustellen, dass er normal funktioniert.
- Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, entsorgen Sie es bitte gemäß den einschlägigen Umweltschutzbestimmungen der Stadt. Andernfalls kann es zu Umweltverschmutzung kommen.
- Es wird für Personen ab 16 Jahren empfohlen.
- Verwenden oder lagern Sie dieses Produkt nicht an folgenden Orten:
Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind
Orte, die hohen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind
Orte mit Wasser
Staubige Orte
Orte in der Nähe des Feuerwerks
Orte, die Vibrationsschocks ausgesetzt sind
Starke elektromagnetische Stellen

i Routinemäßige Wartung

- Wenn Sie dieses Produkt reinigen und warten, schalten Sie bitte den Host aus und reinigen Sie die Elektrode mit einem feuchten Papiertuch. Wenn sie
- paretisch verschmutzt ist, verwenden Sie zum Abwischen und Desinfizieren eine kleine Konzentration von medizinischem Alkoholalkohol (75%).
- Bitte während der täglichen Wartung mit einem neutralen Reinigungsmittel und einem weichen Tuch abwischen, kein ätzendes Reinigungsmittel
- verwenden und nicht platzieren
es in Wasser zum Einweichen oder Waschen.
- Während des Reinigungsprozesses sollte verhindert werden, dass Wasser
- oder andere Flüssigkeiten in den Körper gelangen, um Kurzschlüsse und
- Stromschläge während des Gebrauchs zu vermeiden.

i Fehlerbehebung

- Wenn Sie Probleme mit der Verwendung des Produkts haben, lesen Sie bitte die folgenden Tipps und Lösungen.
- Wenn sich das Produkt immer noch in einem Fehlerzustand befindet oder nicht verwendet werden kann, schalten Sie das Gerät aus.
- Wenn sich das Produkt immer noch in einem Fehlerzustand befindet oder nicht verwendet werden kann, schalten Sie das Gerät aus.
Benutzer sollten das Produkt nicht selbst zerlegen oder reparieren. Die Demontage oder Reparatur selbst führt zu Schäden am Produkt und zum Erlöschen der Garantie. Das Unternehmen haftet nicht für die dadurch verursachten Folgen.

Probleme	Mögliche Ursache / Behandlung
Fehler beim Starten	• Der interne Akku ist fast leer. • Der Akku der Fernbedienung ist leer. • Bitte bestätigen Sie, ob der Host-Produktschalter gedrückt wurde
Fehler beim Aufladen oder keine Ladeanzeige	• Bitte überprüfen Sie, ob das USB-Kabel sowie das Host- und Telefon-Netzteil angeschlossen sind.
Normale Anzeige, aber keine Stimulation	• Berührt das Pad direkt die Haut? Stellen Sie die Position so ein, dass sie nahe an der Haut liegt. • Befinden sich Haare oder Kleidung, Schmuck usw. zwischen den Polstern und der Haut? • Befinden sich Haare oder Kleidung, Schmuck usw. zwischen den Polstern und der Haut?
Kribbeln	• Ist die Elektrode und die Nackenhaut der Massage eng miteinander verbunden? Stellen Sie die Position so ein, dass sie an der Haut haftet. • Ist die Massagezeit zu lang? Es wird empfohlen, zweimal täglich jeweils 15 Minuten lang zu massieren. • Ist die Massageintensität zu hoch? Auf niedrigen Pegel einstellen. • Ist die Haut allergisch gegen die Elektrode? Menschen mit schweren Allergien müssen zuerst desensibilisiert werden. • Ist das Klima kalt und die Haut trocken? Verwenden Sie ein feuchtes Handtuch, um die Haut zu befeuchten und zu verwenden.
Schwache Simulation	• Ist die Elektrode und die Halshaut des Massagegeräts eng miteinander verbunden? Passen Sie die Position so an, dass sie an der Haut haftet, und passen Sie die Intensität an. • Ist die Elektrode verschmutzt oder ölig? Reinigen Sie die Elektrodenoberfläche. • Ist der Akku fast leer? Bitte aufladen, wenn der Akku schwach ist. • Ist die Massageintensität zu niedrig? Erhöhen Sie die Massageintensität.


Produktparameter

Gewicht	160g
Batterie	Lithiumzelle
Batteriekapazität	900mAh
Ladespannung	DC 5V
Nennleistung	5W
Executive Standard	IEC/EN60335-2-32
Hersteller	Lepu Zhixin Medizintechnik (TianJin) co., Ltd.


Come collegare l'app Vihealth?




- 1 Eseguire la scansione del codice QR o cercare "ViHealth" in App Store e Google Play.



- 2 Premere a lungo il pulsante di accensione del massaggiatore per 2 secondi e rilasciarlo dopo aver sentito il "bip" e l'indicatore luminoso è blu e sempre acceso.




- 3 Apri l'app ViHealth, cercherà automaticamente il tuo dispositivo. Scegli e aggiungi il tuo dispositivo a ViHealth.



- 4 Selezionare la modalità e la funzione necessarie, regolare l'intensità per avviare il massaggio.

Schema del prodotto



1 Elettrodo

4 Pulsante di
riscaldamento

7 Pulsante di diminuzione
dell'intensità

2 Interfaccia di ricarica

5 Pulsante modalità

3 Cambia

6 Pulsante di aumento dell'intensità

Metodo di funzionamento

1. Prima dell'uso, bagnare prima la pelle del rachide cervicale con un asciugamano bagnato, quindi mettere il prodotto intorno al collo, avvicinare l'elettrodo alla pelle del rachide cervicale, regolare la posizione del prodotto, ospitare e regolare il intensità e modalità di massaggio appropriate, quindi posizionare il prodotto intorno al collo, avvicinare l'elettrodo alla pelle del rachide cervicale, regolare la posizione del prodotto, ospitare e regolare l'intensità e la modalità di massaggio appropriate.
2. Premere a lungo il pulsante host "0" per due secondi, accendere l'host (con il suono "beep" del cicalino e la spia luminosa), accedere alla modalità predefinita con il livello predefinito (0). Premere a lungo host "0" per due secondi quando la macchina è accesa, sentire due segnali acustici e spegnere i prodotti.
3. Selezione modalità (modalità agopuntura e modalità battito e modalità massaggio) "M" Mon il telecomando è il pulsante modalità, premere il pulsante modalità per cambiare modalità.
Ci sono tre modalità. Dopo ogni pressione, emetterà un segnale acustico e passerà alla modalità superiore. Le tre modalità possono essere cambiate in ciclo (Nota: modalità M1, modalità M2, modalità M3). Ogni volta che si cambia una moda, l'intensità ritorna a il livello predefinito o.
Selezione
4. Gear Selezione
 - 4.1. "+" sul telecomando è il pulsante di aumento dell'intensità.

Dopo ogni pressione, emetterà un segnale acustico "e passerà alla modalità più alta. L'intensità è divisa in 15 livelli (0, 1, 2 ... 15). Quando l'intensità è al livello 15, Quando si preme "+" , invierà un suono da due Mbeep con la stessa intensità al livello 15.

4.2. "-" sul telecomando è il pulsante di diminuzione dell'intensità. Dopo ogni pressione, emetterà un segnale acustico e passerà alla modalità inferiore. L'intensità è divisa in 15 livelli (0,1,2 ... 15). Quando l'intensità è a livello 0, emetterà due "beep Msound con la stessa intensità a livello 15 dopo aver premuto "-" .

5. Selezione del riscaldatore

5.1. "☰" sul telecomando è il pulsante di riscaldamento. Premere il pulsante di riscaldamento e avviare la funzione di riscaldamento dell'host con un "bip". I due elettrodi non saranno alla temperatura di 42 ° C.

5.2. "☷" sul telecomando indica il pulsante di spegnimento del riscaldamento. Premere il pulsante di spegnimento del riscaldamento e interrompere la funzione di riscaldamento con due segnali acustici.

6. Timing Funzione

6.1. L'host è programmato per 15 minuti. Quando l'host è acceso, si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti.

6.2. Quando l'host è acceso, il prodotto si spegnerà automaticamente in 3 minuti quando i prodotti non vengono indossati normalmente.

7. Allarme di bassa tensione e funzione di ricarica

7.1. Allarme di bassa tensione: quando l'host è a corto di energia (la tensione della batteria è 3,5 v), la luce blu dell'indicatore lampeggia rapidamente (frequenza: 3 volte al secondo), è possibile inserire

un'estremità del cavo micro-usb nell'host e l'altra estremità nel caricatore del telefono cellulare (l'uscita è 5V 1A / 2A), la luce verde lampeggia durante la ricarica, la luce verde è sempre accesa quando è piena.

7.2. Modello di batteria del telecomando: CR2032. Durante la sostituzione, notare che il polo positivo della batteria è rivolto verso l'alto.

Suggerimenti

- Il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti di operazione. Si consiglia di utilizzarlo per non più di 30 minuti al giorno.
- Il prodotto deve essere conservato in un piano asciutto e ventilato dopo l'uso.
- Non collocare altri pesi sul prodotto.
- Non tirare il tappo di gomma sulla porta di ricarica USB, poiché può causare la rottura e la caduta.

Precauzioni

ⓘ Pericolo

- Non utilizzare mai il prodotto con i seguenti dispositivi medici elettronici:
 1. pacemaker cardiaci e altri dispositivi medici elettronici impiantabili;
 2. Cuore e polmoni artificiali e altri dispositivi medici elettronici di supporto vitale;
 3. Elettrocardiografi e altri dispositivi medici elettronici;
- * Questi dispositivi medici elettronici possono causare malfunzionamenti e possono essere pericolosi per la vita.

ⓘ Attenzione

- Se il paziente applica contemporaneamente un dispositivo chirurgico ad alta frequenza e il prodotto sul corpo, l'elettrodo del prodotto può causare ustioni e danni al prodotto.
- Se il prodotto viene utilizzato vicino (1 M) a un dispositivo per terapia a onde corte o a microonde, l'uscita del prodotto potrebbe essere instabile.
- L'elettrodo dovrebbe impedire il contatto con ferite e cicatrici durante il trattamento.
- Quando si utilizza il prodotto, non posizionare l'elettrodo vicino al cuore del torace, altrimenti il rischio di fibrillazione cardiaca aumenterà.

- Il prodotto è consigliato per l'uso da parte di un utente. Quando viene utilizzato da utenti diversi, pulire l'elettrodo sul prodotto prima di utilizzarlo.
- Quando si utilizza il prodotto, attaccare l'elettrodo saldamente e in modo uniforme alla pelle.
- L'elettrodo di questo prodotto ha una funzione di generazione di calore. Quando la funzione di compressione a caldo viene applicata sulla stessa parte per un lungo periodo (più di 15 minuti), può causare ustioni a bassa temperatura.
- In caso di malessere durante o dopo l'uso, smettere di usarlo e consultare un medico.
- Nei seguenti casi, consultare il proprio medico prima dell'uso ^ altrimenti potrebbe causare incidenti o causare disagio fisico.
 1. Pazienti sottoposti a cure mediche e si sentono a disagio.
 2. Pazienti con cuore anormale e nervi cerebrali
 3. Pazienti la cui temperatura corporea supera i 38 gradi (periodo febbrile).
 4. Pazienti con malattie intestinali.
 5. Pazienti con disturbi della percezione cutanea o anomalie della pelle.
 6. Pazienti sottoposti a medicazione.
 7. Pazienti con pressione sanguigna anormale.
 8. Pazienti che non sono liberi di esprimere i propri desideri.
 9. Pazienti con disturbi sensoriali dovuti a disturbi circolatori periferici elevati come il diabete.
 10. Pazienti con allergie cutanee agli elettrodi in acciaio inossidabile.
- L'utilizzo alle seguenti condizioni è vietato:
 1. Pazienti con tumore maligno

2. Pazienti con tendenza al sanguinamento
 3. Donne incinte, donne che giacciono dentro
 4. Pazienti con infiammazione suppurativa acuta
 5. Utenti di pacemaker cardiaci
 6. Pazienti con impianto metallico
 7. Vicino al cuore
- Non applicarlo vicino al cuore, sopra il collo, testa, bocca, genitali o disturbi della pelle e non trattare le piante dei piedi contemporaneamente. Inoltre, non comprimere gli organi interni durante l'uso. In caso contrario, potrebbe verificarsi un incidente o un malessere fisico.
 - Non utilizzare con altri dispositivi medici o più di 2 prodotti. In caso contrario, potrebbero verificarsi nausea o disagio fisico.
 - Non utilizzare per scopi diversi da quelli descritti nel manuale di istruzioni. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti o malfunzionamenti.
 - Non utilizzare l'elettrodo con una superficie scheggiata o danneggiata. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti o malfunzionamenti.
 - Non smontare, riparare o modificare questo prodotto senza autorizzazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti o scosse elettriche.

Nota

- In caso di malessere a causa di un'anomalia in questo prodotto, interrompere immediatamente l'utilizzo.
- Se il tuo corpo o la tua pelle sono strani, consulta il tuo medico e segui i consigli del medico.

- Se si desidera spostare il pad o posizionarlo su un'altra persona durante il massaggio, assicurarsi di spegnere l'alimentazione prima di spostarlo.
- Altrimenti potresti ricevere una forte scossa elettrica.
- Non trattare con dispositivi elettronici. In caso contrario, il dispositivo elettronico potrebbe non funzionare correttamente (ad esempio, il disturbo dell'orologio elettronico).
- In caso di funzionamento anomalo, spegnere immediatamente l'alimentazione e rimuoverla. In caso contrario, potrebbero verificarsi temperature elevate o cortocircuiti e provocare un incidente. Allo stesso tempo contatta il cliente. servizio di consulenza post vendita.
- Non collegare o scollegare il cavo di ricarica USB con le mani bagnate. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incidenti.
- Non usarlo per bambini o persone che non hanno espressività, altrimenti potrebbe causare incidenti o causare disagio.
- Non usarlo in un ambiente con alta umidità, come un bagno, o usarlo durante il bagno, altrimenti potresti ricevere una forte scossa elettrica e danneggiare il prodotto.
- Non usarlo quando dormi. In caso contrario, il corpo principale potrebbe non funzionare correttamente. Inoltre, il tampone potrebbe spostarsi in altre parti e causare disagio.
- Non utilizzare durante la guida di un'auto, altrimenti potrebbe causare disagio fisico a causa di una stimolazione eccessiva, provocando un incidente.
- Non attaccare a lungo l'elettrodo sulla zona interessata altrimenti potrebbe causare infiammazioni della pelle.

- Durante il massaggio, non utilizzare le parti metalliche di cinture, collane, ecc. Per toccare l'elettrodo, altrimenti potresti ricevere una forte scossa elettrica.
- Non applicare il prodotto nello stesso punto per lungo tempo (più di 30 minuti), altrimenti potrebbe causare affaticamento muscolare nel sito del massaggio e causare disagio fisico.
- Si prega di indossare correttamente questo prodotto e di usarlo sulla colonna cervicale. Indossalo simmetricamente. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti o disagio fisico.
- Quando si scollega il cavo di ricarica USB dal corpo non tirare il cavo, ma piuttosto tirare la spina del cavo ed estrarla. in caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o danni al prodotto.
- L'elettrodo del prodotto ha una funzione di riscaldamento della superficie per gli utenti che non sono sensibili al calore o soggetti ad allergie da calore. Si prega di consultare un medico prima dell'uso.
- Quando il prodotto funziona a lungo, la superficie sarà calda, il che è normale.
- Quando la batteria del telecomando è scarica, sostituirla con una nuova batteria dello stesso modello il prima possibile. Modello batteria: CR2032
- Quando si sostituisce la batteria del telecomando, non installare l'asta in modo reversibile.
- Dopo che la batteria del telecomando è esaurita, smaltirla secondo le normative pertinenti del luogo di residenza

Suggerimento

- Assicurati che il pulsante host funzioni correttamente.
- Quando lo si utilizza per la prima volta o se la batteria perde potenza dopo che il prodotto è rimasto inattivo per un lungo periodo, eseguire l'operazione di ricarica secondo il manuale di istruzioni per assicurarsi che possa funzionare normalmente.
- Quando si smaltisce questo prodotto, smaltirlo in conformità con le normative di protezione ambientale pertinenti della città, altrimenti potrebbe causare inquinamento ambientale.
È consigliato a persone di età pari o superiore a 16 anni.
- Non utilizzare o conservare questo prodotto nei seguenti luoghi:
 - Luoghi esposti alla luce solare diretta
 - Luoghi soggetti ad alta temperatura e umidità
 - Luoghi con l'acqua
 - Luoghi polverosi
 - Luoghi vicino ai fuochi d'artificio
 - Luoghi suscettibili agli shock da vibrazione
 - Luoghi elettromagnetici forti

i Manutenzione ordinaria

- Quando si pulisce e si effettua la manutenzione di questo prodotto, spegnere l'host, utilizzare un tovagliolo di carta bagnato per pulire l'elettrodo. Quando è parzialmente sporco, utilizzare una piccola concentrazione di alcol medico al 75% per pulire e disinfettare.
- Si prega di pulire con un panno morbido e datergent neutro durante la manutenzione quotidiana, non utilizzare detergenti corrosivi e non posizionare in acqua per ammollo o lavaggio.
- Durante il processo di pulizia, evitare che l'acqua o altri liquidi entrino nel corpo per evitare cortocircuiti e scosse elettriche durante l'uso.

i Risoluzione dei problemi

- In caso di problemi nell'utilizzo del prodotto, fare riferimento ai seguenti suggerimenti e soluzioni.
- Se il prodotto è ancora in una condizione di guasto o non può essere utilizzato, spegnerlo.
- Se il prodotto è ancora in una condizione di guasto o non può essere utilizzato, spegnerlo.
- Gli utenti non devono smontare o riparare il prodotto da soli. Lo smontaggio o la riparazione da soli provocherà danni al prodotto e invaliderà la garanzia. L'azienda non sarà responsabile per eventuali conseguenze da ciò causate.

I problemi	Possibile causa / trattamento
Mancato avvio	• La batteria ricaricabile interna si sta scaricando • La batteria del telecomando è scarica. • Confermare se è stato premuto l'interruttore del prodotto host.
Mancata carica o nessuna spia di carica	• Verificare se il cavo USB e l'host e l'adattatore di alimentazione del telefono sono collegati.
Visualizzazione normale ma nessuna stimolazione	• Il tampone entra in contatto diretto con la pelle? Regola la posizione in modo che sia vicino alla pelle. • Ci sono capelli o vestiti, gioielli, ecc. Tra gli assorbenti e la pelle? Allontanati o rimuovi elementi. • Il livello di intensità è a 0? Aumenta l'intensità del massaggio.
Sensazione di formicolio	• L'elettrodo del massaggio e la pelle del collo sono a stretto contatto? regolare la posizione in modo che aderisca alla pelle. • Il tempo del massaggio è troppo lungo? Si consiglia di massaggiare per 15 minuti alla volta, due volte al giorno. • L'intensità del massaggio è troppo alta? Regola a un livello basso. • La pelle è allergica all'elettrodo? Quelli con gravi allergie devono essere prima desensibilizzati. • Il clima è freddo e la pelle secca? Usa un asciugamano bagnato per inumidire la pelle e usalo.
Debole simulazione	• L'elettrodo del massaggiatore e la pelle del collo sono a stretto contatto? regolare la posizione in modo che aderisca alla pelle e regolare l'intensità. • L'elettrodo è sporco o oleoso? Pulire la superficie dell'elettrodo. • La batteria si sta scaricando? Si prega di caricare se la batteria è scarica. • Il livello di intensità del massaggio è troppo basso? Aumenta l'intensità del massaggio.


Parametri del prodotto

Peso	160g
Cella della batteria	Cella al litio
Capacità della batteria	900mAh
Tensione di carica	DC 5V
Potenza nominale	5W
Standard esecutivo	IEC/EN60335-2-32
Produttore	Lepu Zhixin Medical Technology (TianJin) co., Ltd.


Comment connecter l'application Vihealth?




- 1 Scannez le code QR ou recherchez «ViHealth» dans l'App Store et Google Play.



- 2 Appuyez longuement sur le bouton de mise sous tension du masseur pendant 2 secondes et relâchez-le après avoir entendu le «bip» et le voyant lumineux est bleu et toujours allumé.




- 3 Ouvrez l'application ViHealth, elle recherchera automatiquement votre appareil. Choisissez et ajoutez votre appareil à ViHealth.



- 4 Sélectionnez le mode et la fonction dont vous avez besoin, ajustez l'intensité pour démarrer le massage.

Diagramme de produit



① électrode

② interface de
chargement

③ interrupteur

④ bouton de chauffage
riscaldamento

⑤ Bouton de mode

⑥ bouton d'augmentation de l'intensité

⑦ bouton de diminution
de l'intensité

Méthode d'opération

1. Avant utilisation, mouillez d'abord la peau de la colonne cervicale avec une serviette humide, puis placez le produit autour du cou, rapprochez l'électrode de la peau de la colonne cervicale, ajustez la position du produit, hôte et ajustez le intensité et mode de massage appropriés, puis placez le produit autour du cou, rapprochez l'électrode de la peau de la colonne cervicale, ajustez la position du produit, hébergez et ajustez l'intensité et le mode de massage appropriés.
2. Appuyez longuement sur le bouton "0" de l'hôte pendant deux secondes, allumez l'hôte (avec le son du "bip" du buzzer et la lumière d'invite), entrez dans le mode par défaut avec le niveau par défaut (0). Appuyez longuement sur l'hôte "0" pendant deux secondes lorsque la machine est allumée, entendez deux «bip» et éteignez les produits.
3. Sélection du mode (mode d'acupuncture et mode de battement et mode de massage)"M" Mon la télécommande est le bouton de mode, appuyez sur le bouton de mode pour changer de mode.

Il existe trois modes. Après chaque pression, il émettra un bip et passera en mode supérieur. Les trois modes peuvent être commutés en cycle (Remarque: mode M1, mode M2, mode M3). Chaque fois qu'un moda est commuté, l'intensité revient à le niveau 0 par défaut.
4. sélection de vitesse
 - 4.1. "+" sur la télécommande est le bouton d'augmentation de l'intensité.

Après chaque pression, il émettra un bip sonore "et passera en mode plus élevé. L'intensité est divisée en 15 niveaux (0, 1, 2 ... 15). Lorsque

l'intensité est au niveau 15, en appuyant sur "+" , il enverra un son de deux Mbips avec la même intensité au niveau 15.

4.2. "-" sur la télécommande est le bouton de diminution de l'intensité.

Après chaque pression, il enverra un "bip" et passera en mode inférieur. L'intensité est divisée en 15 niveaux (0,1,2 ... 15) .Lorsque l'intensity est au niveau 0, il enverra deux "bip" Msound avec la même intensité au niveau 15 après avoir appuyé sur "-" .

5. sélection de chauffage

5.1. "☀" sur la télécommande est le bouton de chauffage. Appuyez sur le bouton de chauffage et démarrez la fonction de chauffage de l'hôte avec un "bip". Les deux électrodes ne seront pas à la température de 42 ° C.

5.2. "☀" sur la télécommande correspond au bouton d'arrêt du chauffage. Appuyez sur le bouton d'arrêt du chauffage et arrêtez la fonction de chauffage avec deux «bip».

6. Timing Fonction

6.1. L'hôte est programmé pour 15 minutes. Lorsque l'hôte est allumé, il s'éteindra automatiquement après 15 minutes.

6.2. Lorsque l'hôte est allumé, le produit s'éteint automatiquement dans 3 minutes lorsque les produits ne sont pas mis en marche normalement.

7. alarme de basse tension et fonction de charge

7.1. Alarme de basse tension: lorsque l'hôte est à court d'énergie (la tension de la batterie est de 3,5 v), le voyant bleu de l'indicateur clignote rapidement (fréquence: 3 fois par seconde),vous pouvez insérer une

extrémité du câble micro-usb dans l'hôte et l'autre extrémité dans le chargeur de téléphone portable (la sortie est 5V 1A / 2A), la lumière verte clignote lors du chargement, la lumière verte toujours allumée lorsqu'elle est pleine.

7.2. Modèle de batterie de la télécommande: CR2032. Lors du remplacement, veuillez noter que le pôle positif de la batterie est orienté vers le haut.

Conseils

- Le produit s'éteindra automatiquement après 15 minutes de opération. Il est recommandé de ne pas l'utiliser plus de 30 minutes par jour.
- Le produit doit être stocké dans un plan sec et ventilé après utilisation.
- Ne placez pas d'autres poids sur le produit.
- Ne tirez pas sur la fiche en caoutchouc du port de chargement USB, car elle peut provoquer une rupture et une chute.

Précautions

Danger

- Veuillez ne jamais utiliser le produit avec les appareils électroniques médicaux suivants:
 1. stimulateurs cardiaques et autres dispositifs électroniques médicaux implantables;
 2. cœur et poumons artificiels et autres dispositifs électroniques médicaux de survie;
 3. électrocardiographes et autres appareils électroniques médicaux;
- * Ces appareils électroniques médicaux peuvent provoquer des dysfonctionnements et mettre la vie en danger.

Avertissement

- Si le patient applique un dispositif chirurgical haute fréquence et le produit sur le corps en même temps, l'électrode du produit peut provoquer des brûlures et endommager le produit.
- Si le produit est utilisé à proximité (1 M) d'un appareil de thérapie à ondes courtes ou à micro-ondes, la sortie du produit peut être instable.
- L'électrode doit éviter tout contact avec les plaies et les cicatrices pendant le traitement.
- Lorsque vous utilisez le produit, ne placez pas l'électrode près du cœur du thorax, sinon le risque de fibrillation cardiaque augmentera.
- Le produit est recommandé pour une utilisation par un seul utilisateur. Lorsqu'il est utilisé par différents utilisateurs, nettoyez l'électrode du produit avant de l'utiliser.

- Lorsque vous utilisez le produit, collez l'électrode fermement et uniformément sur la peau.
- L'électrode de ce produit a une fonction de génération de chaleur. Lorsque la fonction de compression à chaud est appliquée sur la même pièce pendant une longue période (plus de 15 minutes), cela peut provoquer des brûlures à basse température.
- Si vous ne vous sentez pas bien pendant ou après l'utilisation, arrêtez de l'utiliser et consultez un médecin.
- Dans les cas suivants, consultez votre médecin avant utilisation, sinon cela peut provoquer des accidents ou une gêne physique.
 1. Pazienti sottoposti a cure mediche e si sentono a disagio.
 2. Pazienti con cuore anormale e nervi cerebrali
 3. Pazienti la cui temperatura corporea supera i 38 gradi (periodo febbrile).
 4. Pazienti con malattie intestinali.
 5. Pazienti con disturbi della percezione cutanea o anomalie della pelle.
 6. Pazienti sottoposti a me dizione.
 7. Pazienti con pressione sanguigna anormale.
 8. Pazienti che non sono liberi di esprimere i propri desideri.
 9. Pazienti con disturbi sensoriali dovuti a disturbi circolatori periferici elevati come il diabete.
 10. Pazienti con allergie cutanee agli elettrodi in acciaio inossidabile.

L'utilisation dans les conditions suivantes est interdite:

1. patients atteints de tumeurs malignes
2. Patients à tendance hémorragique
3. Femmes enceintes, femmes couchées

4. patients atteints d'inflammation suppurée aiguë
 5. utilisateurs de stimulateurs cardiaques
 6. Patients avec implant métallique
 7. près du cœur
- Ne pas l'appliquer près du cœur, au-dessus du cou, de la tête, de la bouche, des organes génitaux ou des troubles cutanés et ne pas traiter la plante des pieds simultanément. De plus, ne pas comprimer les organes internes lors de l'utilisation. Sinon, un accident ou une gêne physique peut survenir.
 - Ne pas utiliser avec d'autres appareils médicaux ou plus de 2 produits. Sinon, des nausées ou une gêne physique peuvent survenir.
 - Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles décrites dans le manuel d'instructions. Sinon, un accident ou un dysfonctionnement peut survenir.
 - N'utilisez pas l'électrode avec une surface ébréchée ou endommagée. Sinon, des accidents ou des dysfonctionnements peuvent survenir.
 - Ne démontez pas, ne réparez pas ou ne modifiez pas ce produit sans autorisation.

Remarque

- Si vous ne vous sentez pas bien en raison d'une anomalie de ce produit, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
- Si votre corps ou votre peau vous semble étrange, consultez votre médecin et suivez ses conseils.

- Si vous souhaitez déplacer le coussin ou le placer sur une autre personne pendant le massage, assurez-vous de couper l'alimentation avant de le déplacer.
- Sinon, vous risquez de recevoir un choc électrique violent.
- Ne traitez pas avec des appareils électroniques. Sinon, l'appareil électronique pourrait mal fonctionner (par exemple, le trouble de la montre électronique).
- En cas de fonctionnement anormal, coupez immédiatement l'alimentation électrique et retirez-la. Sinon, des températures élevées ou des courts-circuits peuvent survenir et entraîner un accident. Dans le même temps, contactez le client. service de conseil après-vente.
- Ne branchez pas et ne débranchez pas le câble de chargement USB avec les mains mouillées. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un accident.
- Ne l'utilisez pas pour des enfants ou des personnes qui n'ont pas d'expressivité, sinon cela pourrait provoquer un accident ou une gêne.
- Ne l'utilisez pas dans un endroit très humide, comme une salle de bain, et ne l'utilisez pas pendant le bain, sinon vous pourriez recevoir un choc électrique violent et endommager le produit.
- Ne l'utilisez pas lorsque vous dormez. Sinon, cela peut entraîner un dysfonctionnement du corps principal. De plus, le coussin peut se déplacer vers d'autres parties et provoquer une gêne.
- Ne l'utilisez pas en conduisant une voiture, sinon cela pourrait causer une gêne physique due à une stimulation excessive, entraînant un accident.

- Ne collez pas l'électrode sur la zone touchée pendant une longue période, sinon cela pourrait provoquer une inflammation de la peau.
- Lors du massage, n'utilisez pas les parties métalliques des ceintures, des colliers, etc. pour toucher l'électrode, sinon vous pourriez recevoir un choc électrique violent.
- N'appliquez pas le produit au même endroit pendant une longue période (plus de 30 minutes), sinon cela pourrait provoquer une fatigue musculaire au niveau du site de massage et provoquer une gêne physique.
- Veuillez porter ce produit correctement et l'utiliser sur la colonne cervicale. Portez-le symétriquement. Sinon, des accidents ou une gêne physique peuvent survenir.
- Lorsque vous débranchez le câble de chargement USB du corps, ne tirez pas sur le câble, mais tirez plutôt sur la fiche du câble et retirez-la. dans le cas contraire, cela pourrait entraîner un choc électrique ou endommager le produit.
- L'électrode produit a une fonction de chauffage de surface pour les utilisateurs qui ne sont pas sensibles à la chaleur ou sujets à des allergies à la chaleur. Veuillez consulter un médecin avant utilisation.
- Lorsque le produit fonctionne pendant une longue période, la surface sera chaude, ce qui est normal.
- Lorsque la pile de la télécommande est épuisée, remplacez-la par une pile neuve du même modèle dès que possible. Modèle de batterie: CR2032

- Lors du remplacement de la pile de la télécommande, n'installez pas le poteau de manière réversible.
- Une fois la pile de la télécommande épuisée, jetez-la conformément aux réglementations en vigueur dans votre lieu de résidence.

Suggestion

- Veuillez vous assurer que le bouton hôte fonctionne correctement.
- Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, ou si la batterie perd de l'énergie après que le produit est resté inactif pendant une longue période, veuillez effectuer l'opération de charge conformément au manuel d'instructions pour vous assurer qu'il peut fonctionner normalement.
- Lors de la mise au rebut de ce produit, veuillez vous en débarrasser conformément aux réglementations de protection de l'environnement en vigueur dans la ville, sinon cela pourrait entraîner une pollution de l'environnement.
- Il est recommandé aux personnes âgées de 16 ans et plus.
- N'utilisez pas et ne stockez pas ce produit dans les endroits suivants:
 Endroits exposés à la lumière directe du soleil
 Endroits soumis à des températures et à une humidité élevées
 Lieux avec de l'eau
 Endroits poussiéreux
 Lieux près des feux d'artifice
 Endroits sensibles aux chocs de vibration
 Lieux électromagnétiques puissants

i Maintenance de routine

- Lors du nettoyage et de la maintenance de ce produit, veuillez éteindre l'hôte, utiliser une serviette en papier humide pour nettoyer l'électrode. Lorsqu'elle est particulièrement sale, utilisez une petite concentration d'alcool médical à 75% pour essuyer et désinfecter.
- Veuillez essuyer avec un détergent neutre et un chiffon doux pendant l'entretien quotidien, ne pas utiliser de détergent corrosif et ne pas placer dans l'eau pour tremper ou laver.
- Pendant le processus de nettoyage, l'eau ou d'autres liquides doivent être empêchés de pénétrer dans le corps pour éviter les courts-circuits et les chocs électriques pendant l'utilisation.

i Dépannage

- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, veuillez consulter les conseils et solutions suivants.
- Si le produit est toujours en panne ou ne peut pas être utilisé, mettez-le hors tension.
- Si le produit est toujours en panne ou ne peut pas être utilisé, mettez-le hors tension.
- Les utilisateurs ne doivent pas démonter ou réparer le produit eux-mêmes. Le démontage ou la réparation par eux-mêmes causera des dommages au produit et entraînera la nullité de la garantie. La société ne sera pas responsable des conséquences qui en découlent.

Problèmes	Cause possible / traitement
Défaut de démarrer	• La batterie rechargeable interne est faible - • La batterie de la télécommande est épuisée. • Veuillez confirmer si le commutateur du produit hôte a été enfoncé.
Échec de charge ou aucun voyant de charge	• Veuillez vérifier si le câble USB, l'hôte et l'adaptateur d'alimentation du téléphone sont connectés.
Affichage normal mais pas de stimulation	• Le tampon entre-t-il directement en contact avec la peau? Ajustez la position pour qu'elle soit proche de la peau. • Y a-t-il des cheveux ou des vêtements, des bijoux, etc. entre les coussinets et la peau? Éloignez-vous ou supprimez des éléments. • Le niveau d'intensité est-il à 0? Augmentez l'intensité du massage.
Sensation de picotement	• L'électrode du massage et la peau du cou sont-elles étroitement en contact? ajustez la position pour qu'elle colle à la peau. • Le temps de massage est-il trop long? Il est recommandé de masser pendant 15 minutes à la fois, deux fois par jour. • L'intensité du massage est-elle trop élevée? Ajustez au niveau bas. • La peau est-elle allergique à l'électrode? Les personnes souffrant d'allergies sévères doivent d'abord être désensibilisées. • Le climat est-il froid et la peau sèche? Utilisez une serviette humide pour humidifier la peau et utilisez-la
Simulation faible	• L'électrode du masseur et la peau du cou sont-elles étroitement en contact? ajustez la position pour qu'elle colle à la peau et ajustez l'intensité. • L'électrode est-elle sale ou huileuse? Nettoyez la surface de l'électrode. • La batterie est-elle faible? Veuillez charger si la batterie est faible. • Le niveau d'intensité du massage est-il trop bas? Augmentez l'intensité du massage.


Paramètres du produit

Lester	160g
Cellule de batterie	Cellule au lithium
Capacité de la batterie	900mAh
Tension de charge	DC 5V
Puissance nominale	5W
Norme exécutive	IEC/EN60335-2-32
Fabricant	Lepu Zhixin Medical Technology (TianJin) co., Ltd


Cómo conectar la aplicación Vihealth?




- 1 Escanee el código QR o busque "ViHealth" en App Store y Google Play.



- 2 Mantenga presionado el botón de encendido del masajeador durante 2 segundos y suéltelo después de escuchar el "bip" y la luz indicadora es azul y siempre está encendida.




- 3 Abra la aplicación ViHealth, buscará su dispositivo automáticamente. Elija y agregue su dispositivo a ViHealth.



- 4 Seleccione el modo y la función que necesita, ajuste la intensidad para iniciar el masaje.

Diagrama de producto



1 Electrodo

4 Botón de calefacción

7 Botón de disminución
de intensidad

2 Interfaz de carga

5 Botón de modo

3 Cambiar

6 Botón de aumento de intensidad

Método de operación

1. Antes de usarlo, primero moje la piel de la columna cervical con una toalla húmeda y luego coloque el producto alrededor del cuello, acerque el electrodo a la piel de la columna cervical, ajuste la posición del producto, aloje y ajuste el intensidad y modo de masaje apropiados. A continuación, coloque el producto alrededor del cuello, acerque el electrodo a la piel de la columna cervical, ajuste la posición del producto, aloje y ajuste la intensidad y el modo de masaje adecuados.
2. Mantenga presionado el botón "0" del host durante dos segundos, encienda el host (con el sonido del "bip" del zumbador y la luz indicadora), ingrese al modo predeterminado con el nivel predeterminado (0). Mantenga pulsado el host "0" durante dos segundos cuando la máquina esté encendida, escuche dos "pitidos" y apague los productos.
3. Selección de modo (modo de acupuntura y modo de latido y modo de masaje) "M" Mon, el control remoto es el botón de modo, presione el botón de modo para cambiar el modo.

Hay tres modos. Después de cada pulsación, emitirá un pitido "y cambiará al modo superior. Los tres modos se pueden cambiar en ciclo (Nota: modo M1, modo M2, modo M3). Cada vez que se cambia una moda, la intensidad vuelve a el nivel o predeterminado.
4. Selección de engranajes

4.1. "+" en el control remoto es el botón de aumento de intensidad.

Después de cada pulsación, emitirá un pitido "y cambiará al modo más alto. La intensidad se divide en 15 niveles (0, 1, 2 ... 15). Cuando la intensidad está en el nivel 15, cuando se pulsa "+", enviará un sonido de twoMbeep "con la misma intensidad en el nivel 15.

4.2. "-" en el control remoto es el botón de disminución de intensidad.

Después de cada presión, enviará un "bip" y cambiará al modo más bajo. La intensidad se divide en 15 niveles (0,1,2 ... 15). Cuando la inteligencia está en el nivel 0, enviará dos "bip M sound con la misma intensidad en el nivel 15 después de presionar"-.

5. Selección de calentador

5.1. "☰" en el control remoto es el botón de calentamiento. Presione el botón de calentamiento e inicie la función de calentamiento del host con un sonido de "bip". Los dos electrodos no estarán a la temperatura de 42 ° C.

5.2. "☷" en el control remoto es el botón de apagado de calefacción.

Presione el botón de apagado de calefacción y detenga la función de calefacción con dos sonidos de "bip".

6. Función de temporización

6.1. El host está programado para 15 minutos. Cuando el host está encendido, se apagará automáticamente después de 15 minutos.

6.2. Cuando el host está encendido, el producto se apagará automáticamente en 3 minutos cuando los productos no se coloquen normalmente.

7. Función de carga y alarma de bajo voltaje

7.1. Alarma de bajo voltaje: cuando el host tiene poca energía (el voltaje de la batería es de 3.5v), la luz azul del indicador parpadea rápidamente (frecuencia: 3 veces por segundo), puede insertar un extremo del cable micro-usb en el host y el otro extremo en el cargador del teléfono móvil (la salida es de 5 V 1 A / 2 A), la luz verde parpadea durante la carga, la luz verde siempre está encendida cuando está llena.

7.2. Modelo de batería del mando a distancia: CR2032. Al reemplazar, tenga en cuenta que el polo positivo de la batería está hacia arriba.

Consejos

- El producto se apagará automáticamente después de 15 minutos de operación. Se recomienda usarlo durante no más de 30 minutos por día.
- El producto debe almacenarse en un plano seco y ventilado después de su uso.
- No coloque otros pesos sobre el producto.
- No tire del tapón de goma del puerto de carga USB, ya que puede provocar roturas y caídas.

Precauciones

ⓘ Peligro

- No utilice nunca el producto con los siguientes dispositivos electrónicos médicos:
 1. Marcapasos cardíacos y otros dispositivos electrónicos médicos implantables;
 2. Corazón y pulmones artificiales y otros dispositivos electrónicos médicos de soporte vital;
 3. Electrocardiógrafos y otros dispositivos médicos electrónicos;
- * Estos dispositivos médicos electrónicos pueden causar fallas y pueden poner en peligro la vida.

ⓘ Advertencia

- Si el paciente aplica el dispositivo quirúrgico de alta frecuencia y el producto en el cuerpo al mismo tiempo, el electrodo del producto puede causar quemaduras y daños al producto.
- Si el producto se usa cerca (1 M) de un dispositivo de terapia de microondas o de onda corta, la salida del producto puede ser inestable.
- El electrodo debe evitar el contacto con heridas y cicatrices durante el tratamiento. • Cuando use el producto, no coloque el electrodo cerca del corazón del pecho, de lo contrario aumentará el riesgo de fibrilación cardíaca. • El producto está recomendado para su uso por un usuario. Cuando lo utilicen diferentes usuarios, limpie el electrodo del producto antes de usarlo. • Cuando use el producto, pegue el electrodo de manera firme y uniforme sobre la piel.

- El electrodo de este producto tiene una función generadora de calor. Cuando la función de compresa caliente se aplica en la misma parte durante mucho tiempo (más de 15 minutos), puede causar quemaduras por baja temperatura.
- Si se siente mal durante o después de su uso, deje de usarlo y busque atención médica.
- En los siguientes casos, consulte a su médico antes de su uso, de lo contrario, puede provocar accidentes o molestias físicas.

1. Pacientes en tratamiento médico y que se sientan incómodos.
2. Pacientes con nervios cardíacos y cerebrales anormales
3. Pacientes cuya temperatura corporal supere los 38 grados (período de fiebre).
4. Pacientes con enfermedades intelectuales.
5. Pacientes con alteraciones de la percepción cutánea o anomalías cutáneas.
6. Pacientes bajo medicación.
7. Pacientes con presión arterial anormal.
8. Pacientes que no son libres de expresar sus deseos.
9. Pacientes con deterioro sensorial debido a trastornos circulatorios periféricos elevados como la diabetes.
10. Pacientes con alergia cutánea a los electrodos de acero inoxidable.

Está prohibido el uso en las siguientes condiciones:

1. pacientes con tumores malignos
2. Pacientes con tendencia hemorrágica
- 3 mujeres embarazadas, mujeres acostadas
4. pacientes con inflamación supurativa aguda
5. Usuarios de marcapasos cardíaco

6. Pacientes con implante de metal

7. Cerca del corazón

- No lo aplique cerca del corazón, por encima del cuello, cabeza, boca, genitales o trastornos de la piel y no trate las plantas de los pies simultáneamente. Además, no comprima los órganos internos cuando lo use. De lo contrario, puede producirse un accidente o molestias físicas.
- No lo utilice con otros dispositivos médicos o con más de 2 productos. De lo contrario, pueden producirse náuseas o malestar físico.
- No lo utilice para fines distintos a los descritos en el manual de instrucciones. De lo contrario, podría producirse un accidente o un mal funcionamiento. No utilice el electrodo con una superficie astillada o dañada. De lo contrario, pueden producirse accidentes o averías.
- No desmonte, repare ni modifique este producto sin autorización. De lo contrario, podría producirse un mal funcionamiento o una descarga eléctrica.

Nota

- Si no se siente bien debido a una anomalía en este producto, deje de usarlo inmediatamente.
- Si su cuerpo o piel se sienten extraños, consulte a su médico y siga sus consejos.
- Si desea mover la almohadilla o colocarla sobre otra persona durante el masaje, asegúrese de apagar la alimentación antes de moverla.
- De lo contrario, puede recibir una fuerte descarga eléctrica.consejos.

- De lo contrario, puede recibir una fuerte descarga eléctrica.
- No trate mientras tenga dispositivos electrónicos. De lo contrario, el dispositivo electrónico podría funcionar mal (por ejemplo, el desorden del reloj electrónico).
- Si ocurre un funcionamiento anormal, apague inmediatamente la fuente de alimentación y retírela. De lo contrario, pueden producirse altas temperaturas o cortocircuitos y provocar un accidente. Al mismo tiempo, póngase en contacto con el cliente. servicio de asesoramiento posventa. No enchufe ni desenchufe el cable de carga USB con las manos mojadas. Si
- lo hace, puede provocar una descarga eléctrica o un accidente. No lo use para niños o personas que no tengan expresividad, de lo contrario puede causar un accidente o causar molestias.
- No lo use en lugares con mucha humedad, como un baño, ni lo use mientras se baña, de lo contrario, podría recibir una descarga eléctrica
- fuerte y dañar el producto. No lo use cuando esté durmiendo. De lo contrario, podría provocar un mal
- funcionamiento del cuerpo principal. Además, la almohadilla puede
- moverse a otras partes y causar molestias. No lo use mientras conduce un automóvil, de lo contrario, puede causar molestias físicas debido a una estimulación excesiva, lo que puede
- provocar un accidente. •No pegue el electrodo en el área afectada durante mucho tiempo, de lo contrario puede causar inflamación de la piel.

- Al masajear, no use las partes metálicas de cinturones, collares, etc. para tocar el electrodo, de lo contrario puede recibir una fuerte descarga eléctrica.
- No aplique el producto en el mismo lugar durante mucho tiempo (más de 30 minutos), de lo contrario puede causar fatiga muscular en el lugar del masaje y causar malestar físico.
- Use este producto correctamente y utilícelo en la columna cervical. Úselo simétricamente. De lo contrario, pueden producirse accidentes o molestias físicas.
- Al desenchufar el cable de carga USB del cuerpo, no tire del cable, sino que tire del enchufe del cable y sáquelo. de lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica o dañar el producto.
- El electrodo del producto tiene una función de calentamiento de superficie para usuarios que no son sensibles al calor o están sujetos a alergias al calor. Consulte a un médico antes de usar.
- Cuando el producto está funcionando durante mucho tiempo, la superficie estará caliente, lo cual es normal.
- Cuando la batería del control remoto se agote, reemplácela con una batería nueva del mismo modelo lo antes posible. Modelo de batería: CR2032
- Cuando reemplace la batería del control remoto, no instale el poste de manera reversible. Después de que se agote la batería del control remoto, deséchelo de acuerdo con las regulaciones pertinentes en su lugar de residencia.

- Después de que se agote la batería del control remoto, deséchelo de acuerdo con las regulaciones pertinentes en su lugar de residencia.

i Sugerencia

- Asegúrese de que el botón de host esté funcionando correctamente.
- Cuando lo use por primera vez, o si la batería pierde energía después de que el producto ha estado inactivo durante mucho tiempo, realice la operación de carga de acuerdo con el manual de instrucciones para asegurarse de que puede funcionar normalmente.
- Al desechar este producto, deséchelo de acuerdo con las regulaciones de protección ambiental pertinentes de la ciudad; de lo contrario, puede causar contaminación ambiental.
- Se recomienda para personas mayores de 16 años.
- No utilice ni almacene este producto en los siguientes lugares:

Lugares expuestos a la luz solar directa

Lugares sujetos a altas temperaturas y humedad.

Lugares con agua

Lugares polvorientos

Lugares cercanos a los fuegos artificiales

Lugares susceptibles a golpes de vibración

Lugares electromagnéticos fuertes

i Mantenimiento de rutina

- Cuando limpie y dé mantenimiento a este producto, apague el host, use una toalla de papel húmeda para limpiar el electrodo. Cuando esté sucio particularmente, use un poco de alcohol médico (concentración 75%) para limpiar y desinfectar.
- Limpie con un detergente neutro y un paño suave durante el mantenimiento diario, no utilice detergente corrosivo y no coloque en agua para remojar o lavar.
- Durante el proceso de limpieza, se debe evitar que el agua u otros líquidos entren en el cuerpo para evitar cortocircuitos y descargas eléctricas durante el uso.

i Solución de problemas

- Si tiene problemas al utilizar el producto, consulte los siguientes consejos y soluciones.
- Si el producto aún se encuentra en una condición de falla o no se puede utilizar, apague la alimentación.
- Si el producto aún se encuentra en una condición de falla o no se puede utilizar, apague la alimentación.

Los usuarios no deben desmontar ni reparar el producto por sí mismos. El desmontaje o reparación por sí mismos provocará daños en el producto y provocará la invalidez de la garantía. La empresa no se hará responsable de las consecuencias que ello ocasione.

Problemas	Posible causa / tratamiento
No empezar	• La batería interna recargable se está agotando. • La batería del control remoto está agotada. • Confirme si se ha pulsado el interruptor del producto host.
No se carga o no hay luz de carga	• Compruebe si el cable USB y el adaptador de alimentación del teléfono y el host están conectados.
Visualización normal pero sin estimulación	• ¿La almohadilla entra en contacto directo con la piel? Ajuste la posición para que esté cerca de la piel. • ¿Hay pelo o ropa, joyas, etc. entre las almohadillas y la piel? Aléjese o elimine artículos. • ¿Está el nivel de intensidad en 0? Incrementa la intensidad del masaje.
Sensación de hormigueo	• ¿El electrodo del masaje y la piel del cuello están en estrecho contacto? ajuste la posición para que se adhiera a la piel. • ¿El tiempo de masaje es demasiado largo? Se recomienda masajear durante 15 minutos a la vez, dos veces al día. • ¿La intensidad del masaje es demasiado alta? Ajústelo a un nivel bajo. • ¿La piel es alérgica al electrodo? Las personas con alergias graves deben ser desensibilizadas primero. • ¿El clima es frío y la piel seca? Use una toalla mojada para humedecer la piel y úsela.
Simulación débil	• ¿El electrodo del masajeador y la piel del cuello están en estrecho contacto? ajuste la posición para que se adhiera a la piel y ajuste la intensidad. • ¿El electrodo está sucio o aceitoso? Limpiar la superficie del electrodo. • ¿Se está agotando la batería? Cargue si la batería está baja. • ¿El nivel de intensidad del masaje es demasiado bajo? Incrementa la intensidad del masaje.

Parametros del producto

Peso	160g
Celda de batería	Celda de litio
Capacidad de la batería	900mAh
Voltaje de carga	DC 5V
Potencia nominal	5W
Estándar ejecutivo	IEC/EN60335-2-32
Fabricante	Tecnología médica de Lepu Zhixin (TianJin) co., Ltd

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two

conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.