




---

SC-500



**User Manual**

**EN**

**Digital Body Weight Scale**

**1- 4**

**Manuel de l'Utilisateur**

**FR**

**Balance Intelligente Pour La  
Graisse Corporelle**

**5- 8**

**Manual de usuario**

**ES**

**Báscula Inteligente De  
Grasa Corporal**

**9- 12**

Precautions


Read carefully before use:

- ⚠ Do not use the scale on a wet surface. This could lead to slipping.
- ⚠ Dispose of the scale properly following your local regulations.
- ⚠ Do not jump on the scale. This scale has a weight limit of 500lbs.

Scale Overview


GE SC-500 Digital Body Weight Scale measures weight and BMI. This digital scale is intended for home use only.

BMI (Body mass index) is a person's weight in kilograms divided by the square of height in meters. This indicator will be calculated and shown in Fit Profile App.



Scale Layout

- ① LED Display
- ② Tempered Glass Surface
- ③ Scale Feet
- ④ Battery Box/Compartment



LED Display

- ⑤ Bluetooth Connection
- ⑥ Unit
- ⑦ Weight Measurement

Scale Overview

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Model:          | SC-500                                      |
| Dimensions:     | 11.81" × 11.81" × 1.06" / 300 × 300 × 27 mm |
| Weight:         | 3.7lb/1.68kg                                |
| Weighing Range: | 0.4 - 500 lb/0.2 - 226.8kg (±0.2kg)         |
| Power:          | 3*AAA battery                               |

## Get Started

### 1. Download the app and create an account

- (1) Download the app. Go to the App Store for iOS or Google Play Store for Android, and search for "Fit Profile", or scan the QR code below.
- (2) Sign up and complete your profile.



Scan QR code to download the app



Sign up

### 2. Setup your scale

- (1) Before putting your digital scale into operation, please open the battery compartment on the underside of the device and insert the three 1.5 V batteries (type AAA) included.
- (2) Place the scale on a hard flat floor surface.
- (3) Open the "Fit Profile" app and turn on the Bluetooth.
- (4) Turn on the scale by briefly stepping on and off it.



Your scale will be paired with your smartphone automatically within seconds. If not,

- (1) Tap "+ Pair the Device".
- (2) Turn on the scale by briefly stepping on and off it. On the app, tap the digital scale icon, then select "SC-500" and click "Connect."

*Your scale has now been successfully paired with your smartphone and is ready to start taking your measurements.*

### 3. Take measurements

- (1) Open the "Fit Profile" app, and then keep the app open on the "Home" screen.
- (2) Place the scale on a hard flat floor surface, do not place it on carpet or any other soft surfaces.



- (3) Turn on the scale by briefly stepping on and off it. Then, wait for the scale to set to 0.
- (4) Step on the scale while barefoot till the numbers display on the scale. Your measurement results will also display on the app.



## Recommendations

**To have accurate, consistent, and comparable measurement results, please follow the recommendations below.**


#### 1. DO's

- Ensure the personal information in your profile is correct.
- Place the scale on a hard flat floor surface when you weigh.
- Make sure the scale displays a 0 before stepping on to measure. While barefoot, stand still on the scale until the measurement is completed.
- Weigh yourself under similar conditions and around the same time every day.
- Empty your bladder before weighing.

## 2. DON' Ts

- Do not place the scale on a carpet or a soft surface when you weigh.
- Do not measure with socks or shoes on.
- Do not measure when your body is wet. For example, immediately after a shower, bath, sauna, or strenuous exercise.
- Do not measure after drinking a lot of water or alcohol.
- Do not measure if you have a cold or fever.

## Scale Display



### Measurements

|                |                       |                        |                                  |
|----------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|
|                | No display            |                        |                                  |
| Normal working | Auto-off, or no power | No wireless connection | Low power                        |
|                |                       |                        |                                  |
| Overload       | Weight is not stable. | Unable to calibrate    | The scale needs to be calibrated |

### Messages Displayed

## Troubleshooting

| Symptom    | Cause                 | Solution                                                                                                               |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Low power             | Replace new batteries.                                                                                                 |
|            | Overload              | Use the scale within its limits                                                                                        |
|            | Weight is not stable. | Please step off and measure again.                                                                                     |
|            | Unable to calibrate   | Place the scale on a flat hard floor surface gently and then turn it on. Let the scale calibrate.                      |
| No display | Auto-off, or no power | Auto-off: Normal condition. Turn on the scale (briefly step on then off)<br>No power: change and use the new batteries |

| Symptom | Cause                            | Solution                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1360 lb | No wireless connection           | Reconnect the scale. On the app tap the device icon located in the top-right-hand corner, and then tap "+Add device". Next, turn on the scale then tap the smart scale icon on the app screen. Then, select "SC-500" and tap "Connect." |
| CAL     | The scale needs to be calibrated | Step on the scale with one foot to turn it on, and step on it again after it shows "0.00"                                                                                                                                               |

## Warranty

This product is warranted by the manufacturer against defects in materials and workmanship for one (1) year from the original date of purchase. Proof of purchase is required.

This warranty does not cover accidental damage, mistreatment, or unauthorized repair. Detailed warranty policy: [www.fit-profile.com/warranty](http://www.fit-profile.com/warranty)

If you have any issues or questions, please contact Global eFit Inc.

**Contact:** Global eFit Inc.

[cs@fit-profile.com](mailto:cs@fit-profile.com)

(866) 786-5988 (Mon – Fri. 9:00 am – 5:00 pm, US Central Time)

## FCC Compliance Statements

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, under Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

## ISED Compliance Statements

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science, and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Global eFit Inc.  
17304 Preston Road, Suite 800, Dallas, TX 75252, USA  
[www.fit-profile.com](http://www.fit-profile.com)  
[cs@fit-profile.com](mailto:cs@fit-profile.com)  
1-866-786-5988  
(toll-free US & Canada; M-F 9:00am - 5:00pm Central Time)

FCC ID: 2BAI6-SC500  
IC: 30163-SC500

GE is a registered trademark of General Electric Company.  
Manufactured under trademark license.



**Made in China**

## Précautions


A lire attentivement avant utilisation :

- ⚠ N'utilisez pas la balance sur une surface humide. Cela pourrait entraîner des glissades.
- ⚠ Jetez la balance correctement conformément à vos réglementations locales.
- ⚠ Ne sautez pas sur la balance. Cette balance a une limite de poids de 500lb.

## Aperçu de l'échelle


La balance de graisse corporelle intelligente GE SC-500 mesure le poids, l'IMC, Cette balance intelligente est destinée à un usage domestique uniquement.

L'IMC (indice de masse corporelle) est le poids d'une personne en kilogrammes divisé par le carré de la taille en mètres. Cet indicateur sera calculé dans l'application Fit Profile.



### Disposition de l'échelle

- ① Écran ACL
- ② Surface en verre trempé
- ③ Pieds d'échelle
- ④ Boîte/compartiment de batterie



### Affichage LED

- ⑤ Connexion Bluetooth
- ⑥ Unité
- ⑦ Mesure du poids

## Aperçu de l'échelle

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Modèle:          | SC-500                                      |
| Dimensions:      | 11.81" × 11.81" × 1.06" / 300 × 300 × 27 mm |
| Lester:          | 3.7lb/1.68kg                                |
| Plage de pesée : | 0.4 - 500 lb/0.2 - 226.8kg (±0.2kg)         |
| Du pouvoir:      | 3*AAA batterie                              |

## Commencer

### 1. Téléchargez l'application et créez un compte

- (1) Téléchargez l'application. Accédez à l'App Store pour iOS ou au Google Play Store pour Android et recherchez "Fit Profile" ou scannez le code QR ci-dessous.
- (2) Inscrivez-vous et complétez votre profil.



Scannez le code QR pour  
télécharger l'application



S'inscrire

### 2. Configurez votre balance

- (1) Avant de mettre la balance numérique en service, ouvrez le compartiment de la batterie situé au bas de l'appareil et insérez les trois piles de 1,5 V (type AAA) incluses.
- (2) Placez la balance sur une surface plane et dure.
- (3) Ouvrez l'application "Fit Profile" et activez le Bluetooth.
- (4) Allumez la balance en la mettant brièvement en marche et en la retirant.



Votre balance sera couplée automatiquement avec votre smartphone en quelques secondes. Sinon,

- (1) Appuyez sur "+ Associer l'appareil".
- (2) Allumez la balance en la mettant brièvement en marche et en la retirant. Sur l'application, appuyez sur l'icône de la balance intelligente, puis sélectionnez "SC-500" et cliquez sur "Connecter".

*Votre balance a maintenant été appairée avec succès avec votre smartphone et est prête à commencer à prendre vos mesures.*

### 3. Prendre des mesures

- (1) Ouvrez l'application "Fit Profile", puis laissez l'application ouverte sur l'écran "Accueil".
- (2) Placez la balance sur une surface plane et dure, ne la placez pas sur un tapis ou toute autre surface molle.



- (3) Allumez la balance en montant et en descendant brièvement. Ensuite, attendez que l'échelle se mette à 0.
- (4) Montez sur la balance pieds nus jusqu'à ce que les chiffres s'affichent sur la balance. Vos résultats de mesure s'afficheront également sur l'application.



## Recommandations

**Pour obtenir des résultats de mesure précis, cohérents et comparables, veuillez suivre les recommandations ci-dessous.**

### 1. À FAIRE

- Assurez-vous que les informations personnelles de votre profil sont correctes.
- Placez la balance sur une surface plane et dure lorsque vous pesez.



- Assurez-vous que la balance affiche un 0 avant de monter pour mesurer. Pieds nus, restez immobile sur la balance jusqu'à ce que la mesure soit terminée.
- Pesez-vous dans des conditions similaires et à peu près à la même heure chaque jour.
- Videz votre vessie avant de vous peser.

## 2. À NE PAS FAIRE

- Ne placez pas la balance sur un tapis ou une surface molle lorsque vous vous pesez.
- Ne pas mesurer avec des chaussettes ou des chaussures.
- Ne mesurez pas lorsque votre corps est mouillé. Par exemple, immédiatement après une douche, un bain, un sauna ou un exercice intense.
- Ne pas mesurer après avoir bu beaucoup d'eau ou d'alcool.
- Ne pas mesurer si vous avez un rhume ou de la fièvre.

## Affichage de l'échelle



### Des mesures

|                       |                                        |                           |                               |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 136.0 lb<br>*         | No display                             | 136.0 lb                  | Lo                            |
| Fonctionnement normal | Arrêt automatique ou sans alimentation | Pas de connexion sans fil | Batterie faible               |
| Err                   | Err1                                   | FAIL                      | CAL                           |
| Surcharge             | Le poids n'est pas stable.             | Impossible de calibrer    | La balance doit être calibrée |

### Messages affichés

## Dépannage

| Symptôme | Cause                      | La solution                                            |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Lo       | Batterie faible            | Remplacez les piles neuves.                            |
| Err      | Surcharge                  | Utilisez l'échelle dans ses limites.                   |
| Err1     | Le poids n'est pas stable. | Veuillez descendre de la balance et mesurer à nouveau. |

| Symptôme   | Cause                                  | La solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAIL       | Impossible de calibrer                 | Placez délicatement la balance sur un sol plat et dur, puis allumez-la. Laissez la balance se calibrer.                                                                                                                                                                                                                       |
| No display | Arrêt automatique ou sans alimentation | Arrêt automatique: état normal. Ouvrez la balance (brièvement ouverte puis fermée)<br>Sans électricité: remplacez et utilisez une nouvelle batterie                                                                                                                                                                           |
| 1360 lb    | Pas de connexion sans fil              | Reconnectez la balance. Sur l'application, appuyez sur l'icône de l'appareil dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur "+ ajouter un appareil". Ensuite, ouvrez la balance, puis appuyez sur l'icône de la balance intelligente sur l'écran de l'application. Ensuite, sélectionnez " SC-500 " et appuyez sur "Connect". |
| CAL        | La balance doit être calibrée          | Posez un pied sur la balance pour la mettre en marche, et posez un autre pied sur la balance après qu'elle ait affiché «0,00» .                                                                                                                                                                                               |

## Garantie

Ce produit est garanti par le fabricant contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Une preuve d'achat est requise.

Cette garantie ne couvre pas les dommages accidentels, les mauvais traitements ou les réparations non autorisées. Politique de garantie détaillée :

[www.fit-profile.com/warranty](http://www.fit-profile.com/warranty)

Si vous avez des problèmes ou des questions, veuillez contacter Global eFit Inc.

**Contact:** Global eFit Inc.

[cs@fit-profile.com](mailto:cs@fit-profile.com)

(866) 786-5988 (Mon – Fri. 9:00 am – 5:00 pm, US Central Time)

## Déclarations de conformité ISDE

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

GlobaleFit Inc.  
17304 Preston Road, Suite 800, Dallas, TX 75252, États-Unis  
[www.fit-profile.com](http://www.fit-profile.com)  
[cs@fit-profile.com](mailto:cs@fit-profile.com)  
1-866-786-5988  
(sans frais aux États-Unis et au Canada ;  
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00, heure centrale)

ID FCC : 2BAI6-SC500  
IC : 30163-SC500

GE est une marque déposée de General Electric Company.  
Fabriqué sous licence de marque.



**Made in China**

## Precauciones


Lea atentamente antes de usar:

- ⚠ No utilice la báscula sobre una superficie mojada. Esto podría provocar resbalones.
- ⚠ Deseche la báscula correctamente siguiendo las normas locales.
- ⚠ No te subas a la báscula. Esta báscula tiene un límite de peso de 500 libras.

## Descripción general de la escala


La báscula inteligente de grasa corporal GE SC-500 mide el peso, el IMC, Esta báscula inteligente está diseñada solo para uso doméstico.

El IMC (índice de masa corporal) es el peso de una persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la altura en metros. Este indicador se calculará en la aplicación Fit Profile.



### Diseño de escala

- ① Pantalla LED de alta definición
- ② Superficie de vidrio templado
- ③ Pies de escala
- ④ Compartimento/caja de batería



### Pantalla LED

- ⑤ Conexión Bluetooth
- ⑥ Unidad
- ⑦ Medición de peso

## Descripción general de la escala

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Modelo:          | SC-500                                      |
| Dimensiones:     | 11.81" × 11.81" × 1.06" / 300 × 300 × 27 mm |
| Peso:            | 3.7lb/1.68kg                                |
| Rango de pesaje: | 0.4 - 500 lb/0.2 - 226.8kg (±0.2kg)         |
| Energía:         | 3*AAA batería                               |

## Empezar

### 1. Descarga la aplicación y crea una cuenta

- (1) Descarga la aplicación. Vaya a App Store para iOS o Google Play Store para Android y busque "Fit Profile" o escanee el código QR a continuación.
- (2) Regístrate y completa tu perfil.



Escanea el código QR para  
descargar la aplicación



Inscribirse

### 2. Configura tu báscula

- (1) Antes de poner en funcionamiento la báscula digital, abra la Caja de baterías en la parte inferior del dispositivo e inserte las tres baterías de 1,5 V contenidas (tipo aaa).
- (2) Coloque la báscula sobre una superficie plana y dura.
- (3) Abra la aplicación "Fit Profile" y encienda el Bluetooth.
- (4) Encienda la báscula pisándola y apagándola brevemente.



Su báscula se emparejará con su teléfono inteligente automáticamente en segundos. Que no,

- (1) Toque "+ Emparejar el dispositivo".
- (2) Encienda la báscula pisándola y apagándola brevemente. En la aplicación, toca el icono de la báscula inteligente, luego selecciona "SC-500" y haz clic en "Conectar".

*Su báscula ahora se ha emparejado con éxito con su teléfono inteligente y está lista para comenzar a tomar sus medidas.*

### 3. Tomar medidas

- (1) Abra la aplicación "Fit Profile" y luego manténgala abierta en la pantalla "Inicio".
- (2) Coloque la báscula sobre una superficie plana y dura, no la coloque sobre una alfombra o cualquier otra superficie blanda.



- (3) Encienda la báscula subiendo y bajando brevemente de ella. Luego, espere a que la escala se establezca en 0.
- (4) Súbase a la báscula descalzo hasta que se muestren los números en la báscula. Los resultados de su medición también se mostrarán en la aplicación.



## Recomendaciones

**Para obtener resultados de medición precisos, consistentes y comparables, siga las recomendaciones a continuación.**

### 1. Hacer

- Asegúrese de que la información personal en su perfil sea correcta.
- Coloque la báscula sobre una superficie plana y dura cuando pese.

- Asegúrese de que la báscula muestre un 0 antes de subirse a medir. Mientras esté descalzo, quédese quieto en la báscula hasta que se complete la medición.
- Pésele en condiciones similares y aproximadamente a la misma hora todos los días.
- Vacíe su vejiga antes de pesar.

## 2. NO HACER

- No coloque la báscula sobre una alfombra o una superficie blanda cuando pese.
- No mida con calcetines o zapatos puestos.
- No mida cuando su cuerpo está mojado. Por ejemplo, inmediatamente después de una ducha, baño, sauna o ejercicio extenuante.
- No mida después de beber mucha agua o alcohol.
- No mida si tiene un resfriado o fiebre.

## Pantalla de escala



### Mediciones

|                       |                                                                |                                 |                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| <p>Trabajo normal</p> | <p>No display</p> <p>Apagado automático o sin alimentación</p> | <p>Sin conexión inalámbrica</p> | <p>Batería baja</p>                      |
| <p>Sobrecarga</p>     | <p>El peso no es estable</p>                                   | <p>No se puede calibrar</p>     | <p>La balanza necesita ser calibrada</p> |

### Mensajes mostrados

## Solución de problemas

| Síntoma | Causa                 | Solución                               |
|---------|-----------------------|----------------------------------------|
| Lo      | Batería baja          | Coloque nuevas pilas.                  |
| Err     | Sobrecarga            | Use la balanza dentro de sus límites.  |
| Err1    | El peso no es estable | Bájese de la báscula y vuelva a medir. |

| Síntoma            | Causa                                 | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAIL               | No se puede calibrar                  | Coloque la báscula sobre una superficie plana y dura con cuidado y luego enciéndala. Deje que la báscula se calibre.                                                                                                                                                                                                                        |
| No display         | Apagado automático o sin alimentación | Apagado automático: Estado normal. Abra la báscula (abra brevemente y cierra) Sin batería: reemplazar y usar baterías nuevas                                                                                                                                                                                                                |
| 1360 <sup>lb</sup> | Sin conexión inalámbrica              | Reconecta la báscula. En la aplicación, haga clic en el icono del dispositivo en la esquina superior derecha y luego haga clic en "+ agregar dispositivo". a continuación, abra la báscula y luego haga clic en el icono de la báscula inteligente en la pantalla de la Aplicación. a continuación, elija "SC-500" y haga clic en "connect" |
| CAL                | La balanza necesita ser calibrada     | Súbase a la balanza con un solo pie para encenderla, y vuelva a subirse luego de que muestre "0.00"                                                                                                                                                                                                                                         |

## Garantía

Este producto está garantizado por el fabricante contra defectos de materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha original de compra. Se requiere comprobante de compra.

Esta garantía no cubre daños accidentales, maltrato o reparación no autorizada. Política de garantía detallada: [www.fit-profile.com/warranty](http://www.fit-profile.com/warranty)

Si tiene algún problema o pregunta, comuníquese con Global eFit Inc.

**Contact:** Global eFit Inc.

[cs@fit-profile.com](mailto:cs@fit-profile.com)

(866) 786-5988 (Mon – Fri, 9:00 am – 5:00 pm, US Central Time)

Global eFit Inc.  
17304 Preston Road, Suite 800, Dallas, TX 75252, EE. UU.  
[www.fit-profile.com](http://www.fit-profile.com)  
[cs@fit-profile.com](mailto:cs@fit-profile.com)  
1-866-786-5988  
(llamada gratuita en EE. UU. y Canadá;  
de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hora central)

ID de la FCC: 2BAI6-SC500  
IC: 30163-SC500

GE es una marca registrada de General Electric Company.  
Fabricado bajo licencia de marca registrada.



**Made in China**