

GRAVITY

Eye Massager


Masseur oculaire

Masajeador de ojos

Soothe facial tension instantly with the Gravity Eye Massager.

Apaisez instantanément la tension faciale avec le masseur oculaire Gravity.

Alivie la tensión facial al instante con el masajeador de ojos Gravity.



Getting Started

Pour commencer

Primeros pasos

Operating Instruction

1. Long press the key for 3 seconds to start the Multi-Function mode (pressure + vibration + hot compress)
2. Press the key again to start Relax mode (air pressure + heat compress)
3. Continue to press the key to start Rest mode (air pressure)
4. Continue to press the key to start Revive mode (pressure + vibration)
5. Continue to press the key and start to Heat Mode (hot compress)
6. Press the button for 3 seconds to turn off the machine function
7. Bluetooth will automatically turn on when the device starts
Device ID: YBY

Mode d'emploi

1. Appuyez longuement sur la touche pendant 3 secondes pour démarrer le mode complet (pression + vibration + compresse chaude)
2. Appuyez de nouveau sur la touche pour démarrer le mode transparent (pression d'air + compression chaude)
3. Continuez à appuyer sur la touche pour démarrer le mode veille (pression d'air)
4. Continuez à appuyer sur la touche pour démarrer le mode vitalité (pression + vibration)
5. Continuez à appuyer la touche pour démarrer le mode étirement (compression chaude)
6. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour éteindre la machine
7. Bluetooth s'allume automatiquement au démarrage de l'appareil
ID de l'appareil : YBY

Instrucciones de operación

1. Mantenga presionada la tecla durante 3 segundos para iniciar el modo completo (presión + vibración + compresión caliente)
2. Presione la tecla de nuevo para iniciar el modo de borrado (presión atmosférica + compresión térmica)
3. Siga presionando la tecla para iniciar el modo de suspensión (presión atmosférica)
4. Siga presionando la tecla para iniciar el modo de vitalidad (presión + vibración)
5. Siga abriendo la llave y empiece a estirar (compresión caliente)
6. Presione el botón durante 3 segundos para desactivar la función de la máquina
7. Bluetooth se encenderá automáticamente cuando el dispositivo se inicie
Identificación del dispositivo: YBY

Features

Caractéristiques

Características

Bluetooth compatible

Compatible Bluetooth

Compatible con Bluetooth

Portable and wireless

Portable et sans fil

Portátil e inalámbrico

Type-c charging mode; button operation

Mode de charge de type C; fonctionnement par bouton

Modo de carga tipo C; funcionamiento con botón

Remote heating micro computer chip control technology

Technologie de contrôle du chauffage à distance par puce micro-informatique

Tecnología de control de chip de microcomputadora de calentamiento remoto

5 massage modes

5 modes de massage

5 modos de masaje

15 minutes automatic timing

15 minutes de minutage automatique

15 minutos de temporización automática

Air bag massage (massage the muscles around the eye area by proper matching between air filling and air releasing)

Massage par sac d'air (massage des muscles autour du contour des yeux grâce à une bonne adéquation entre le remplissage et le relâchement de l'air)

Masaje con bolsa de aire (masajee los músculos alrededor de la zona de los ojos combinando adecuadamente el llenado de aire con la liberación de aire)

High-frequency vibration massage

Massage par vibration à haute fréquence

Masaje con vibración de alta frecuencia

Soft Breathable PU interior

Intérieur en PU doux et respirant

Interior de poliuretano suave y transpirable

Adjust elastic headband

Bandeau élastique ajustable

Ajuste la banda elástica para la cabeza

Specifications

Caractéristiques

Especificaciones

Temperature
about 42°C

Product Size
240mm x 85mm

N.W.
0.35Kg

Rated voltage
3.7V

Power
4.5W

Input
DC 5V

5V2A adapter with international plugs

Battery Capacity
1200mAh

Battery Life
1 hour

Modes
Multi-Function Mode
Relax Mode
Rest Mode
Revive Mode
Heat Mode

Température environ
environ 42 °C

Taille du produit
240mm x 85mm

P.N.
0,35 kg

Tension nominale
3,7 V

Puissance
4,5 W

Entrée
CC 5 V

Adaptateur -5V2A avec fiches internationales

Capacité de la batterie de
1 200 mA h

Autonomie de la batterie
1 heure

Modes
Mode multifonction Mode
décontracté
Mode repos
Mode revitalisation
Mode chaleur

Temperatura alrededor de
alrededor de 42°C

Tamaño del producto
240mm x 85mm

Peso neto
0,35Kg

Voltaje nominal
3,7V

Potencia
4,5W

Entrada
DC 5V

Adaptador de -5V2A con enchufes internacionales

Capacidad de la batería
1200mAh

Duración de la batería
1 hora

Modos
Modo multifunción
Modo de relajación
Modo de reposo
Modo de recuperación
Modo de calor

Troubleshooting

Dépannage

Resolución de problemas

Unable to boot

1. If the battery power is too low, charge immediately
2. Connect the charger, charge, and allow the host to automatically remove the protection (charge for 5 seconds)
3. The battery is not charged and the charger is damaged
4. The pressure intensity is too weak

Impossible de démarrer

1. Si la batterie est trop faible, chargez-la immédiatement
2. Branchez le chargeur, chargez et laissez le système hôte retirer automatiquement la protection (chargez pendant 5 secondes)
3. La batterie n'est pas chargée et le chargeur est endommagé
4. L'intensité de la pression est trop faible

No puede encenderse

1. Si la carga de la batería es demasiado baja, cárguela inmediatamente
2. Conecte el cargador, cárguelo y permita que el host retire automáticamente la protección (cárguelo durante 5 segundos)
3. La batería no está cargada y el cargador está dañado
4. La intensidad de la presión es demasiado débil

Warning and Safety Information

Avertissement et Consignes de Sécurité

Advertencia e Información de Seguridad

Remove contacts before use

If there is any dirt or foreign matter in the mask, wipe it away with a wet cloth before using.

Do not use while charging

Do not use during outdoor walking or driving

Do not use in hot or humid places

Do not use if you have been diagnosed with glaucoma, cataract, retinal detachment or any major eye-related disease

For patients with deep stroke, hypertension and hypotension, please consult a medical professional before using

Check the massage area frequently

If you feel any discomfort during use, cease use immediately

Avoid liquids around device

Retirer les lentilles de contact avant utilisation

S'il y a de la saleté ou des corps étrangers dans le masque, essuyez-le avec un chiffon humide avant de l'utiliser.

Ne pas utiliser pendant la charge

Ne pas utiliser pendant la marche ou la conduite à l'extérieur

Ne pas utiliser dans des endroits chauds ou humides

Ne pas utiliser si vous avez reçu un diagnostic de glaucome, de cataracte, de décollement de la rétine ou de toute maladie oculaire majeure

Pour les patients souffrant d'accident vasculaire cérébral profond, d'hypertension et d'hypotension, veuillez consulter un professionnel de la santé avant de l'utiliser

Vérifier fréquemment la zone de massage

Retire los contactos antes del uso

Si hay suciedad o materia extraña en la mascarilla, límpiela con un paño húmedo antes de utilizarla.

No lo utilice durante la carga

No lo utilice al caminar o conducir al aire libre

No lo utilice en lugares calientes o húmedos

No lo utilice si le han diagnosticado glaucoma, cataratas, desprendimiento de retina o cualquier enfermedad importante relacionada con los ojos

Para pacientes con apoplejía, hipertensión e hipotensión, consulte a un profesional médico antes de utilizarlo

Compruebe el área de masaje con frecuencia

Si siente alguna molestia durante el uso, deje de usarlo inmediatamente. Evite los líquidos alrede-

Warning and Safety Information

Avertissement et Consignes de Sécurité

Advertencia e Información de Seguridad

This product should not be used by children or incapacitated persons without adult supervision

Use this product only according to instructions

THIS PRODUCT DOES NOT CONSTITUTE MEDICAL TREATMENT AND IS NOT A SUBSTITUTE FOR A MEDICAL EXAMINATION OR DIAGNOSIS. IF YOU ARE DEALING WITH A SERIOUS HEALTH CONDITION CHECK WITH YOUR HEALTH CARE PROVIDER BEFORE USING.

Si vous ressentez un malaise pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation

Éviter les liquides autour de l'appareil

Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes handicapées sans la supervision d'un adulte

Utiliser ce produit uniquement conformément aux instructions

CE PRODUIT NE CONSTITUE PAS UN TRAITEMENT MÉDICAL ET NE REMPLACE PAS UN EXAMEN MÉDICAL OU UN DIAGNOSTIC. SI VOUS SOUFFREZ D'UN PROBLÈME DE SANTÉ GRAVE, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT DE L'UTILISER.

dor del dispositivo

Este producto no debe ser utilizado por niños o personas incapacitadas sin la supervisión de un adulto

Utilice este producto solo de acuerdo con las instrucciones

ESTE PRODUCTO NO CONSTITUYE UN TRATAMIENTO MÉDICO Y NO SUSTITUYE UN EXAMEN O DIAGNÓSTICO MÉDICO. SI ESTÁ LIDIANDO CON UNA AFECCIÓN MÉDICA GRAVE, CONSULTE A SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA ANTES DE USARLO.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance

with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Warning

Avertissement CI

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference

2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage

2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le dispositif a été évalué à répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.

About Gravity

À propos de Gravity

Acerca de Gravity



At Gravity, we believe in wellbeing for everyone. We meet you where you are on your wellness journey, and help you optimize your life with the latest in wellness innovation. Build your toolkit of Gravity essentials, and get ready to meet your best self.

Welcome to Wellness

Chez Gravity, nous croyons au bien-être de tous. Nous vous rencontrons là où vous en êtes dans votre parcours de bien-être et nous vous aidons à optimiser votre vie avec les dernières innovations en matière de bien-être. Créez votre trousse d'outils d'essentiels Gravity et préparez-vous à vous rencontrer à votre meilleur.

Bienvenue au bien-être

En Gravity, creemos en el bienestar de todos. Nos encontramos con usted dondequiera que esté en su recorrido hacia el bienestar y le ayudamos a optimizar su vida con lo último de la innovación en bienestar. Cree su kit de herramientas de artículos esenciales Gravity y prepárese para conocer su mejor versión de sí mismo.

Bienvenido al bienestar

GRAVITY