


说明书尺寸:60x60mm

60mm

60mm

Smart Ring USER MANUAL




Directory


English	1~7
German	8~13
French	14~19
Italian	20~25
Spanish	26~31
Japanese	32~37

-1-

Component Description




Packing List



-2-

Power On


Connect the charging cable to power on the smart ring



-3-

Connection APP

1.Search and download SmartHealth APP or scan the QR code on the right to select the appropriate APP version to download.
2.Open the app and follow the instructions to match the ring.




-4-

Lighting status

The red light flashes when charging and turns off when fully charged

The green light flashes during the heart rate test and the red light flashes during the blood oxygen test




-5-

Wearing style

Wear the ring on your own suitable finger, choose a comfortable size and wear it on the index finger, middle finger, and ring finger to better monitor the data

Wear the sensor on the inside of your finger
Heart rate and blood oxygen measurements are more accurate



*Note:
The measurement results of this product are for reference only and are not used for any medical purposes. Please follow the guidance of your doctor and do not use the measurement results for self-diagnosis and treatment.

-6-

Note

Before using and operating the device, please read and follow the following precautions to ensure optimal device performance and avoid dangerous or illegal situations.
In daily use, please choose a suitable size for your fingers, avoiding wear it too tightly, keep the dry contact area of the ring, and wipe it in time when it comes into water. If have symptoms such as redness and swelling appeared in the contact area, please stop using immediately and consult the doctor.


Warning!

Please keep the charging cable and device in a dry environment when charging. Do not touch the charging cable with wet hands and avoid it being immersed in liquids such as water.
Do not disassemble or modify the battery, insert foreign objects, or immerse it in water or other liquids to avoid causing battery leakage, overheating, fire, or explosion.
Do not drop, squeeze, or puncture the battery. Avoid the battery causing the big external pressure, which can cause internal short circuits and overheating issues.




-7-

Komponentenbeschreibung




Packliste



-8-

Einschalten


Schließen Sie das Ladekabel an, um den Smart Ring einzuschalten



-9-

Verbindung zur APP

1. Suchen und laden Sie die SmartHealth-APP Herunter oder scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um die entsprechende APP-Version herunterzuladen.
2. Öffnen Sie die App und befolgen Sie die Anweisungen, um den Ring zu verbinden.




-10-

Status der Beleuchtung

Das rote Licht blinkt beim Laden und erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist.

Das grüne Licht blinkt während des Herzfrequenztests und das rote Licht blinkt während des Blutsauerstofftests.



-11-

Tragestil

Tragen Sie den Ring an Ihrem eigenen passenden Finger, wählen Sie eine bequeme Größe und tragen Sie ihn am Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger, um die Daten besser zu überwachen.

Tragen Sie den Sensor auf der Innenseite Ihres Fingers.
Die Herzfrequenz- und Blutsauerstoffmessungen sind genauer.



*Hinweis:
Die Messergebnisse dieses Produkts dienen nur als Referenz und werden nicht für medizinische Zwecke verwendet. Bitte folgen Sie der Anleitung Ihres Arztes und verwenden Sie die Messergebnisse nicht zur Selbstdiagnose und Behandlung.


-12-

Hinweis

Bevor Sie das Gerät verwenden und bedienen, lesen Sie bitte und befolgen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um eine optimale Geräteleistung sicherzustellen und gefährliche oder rechtswidrige Situationen zu vermeiden.
Im täglichen Gebrauch wählen Sie bitte eine geeignete Größe für Ihre Finger, vermeiden Sie es, sie zu eng anzulegen, halten Sie den trockenen Kontaktbereich des Rings und wischen Sie ihn bei Kontakt mit Wasser rechtzeitig ab. Wenn Symptome wie Rötung und Schwellung im Kontaktbereich auftreten, hören Sie bitte sofort auf, es zu verwenden, und konsultieren Sie den Arzt.

Warnung!

Bitte halten Sie das Ladekabel und das Gerät beim Laden in einer trockenen Umgebung. Berühren Sie das Ladekabel nicht mit nassen Händen und vermeiden Sie, dass es in Flüssigkeiten wie Wasser eingetaucht wird.
Bitte zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht, stecken Sie keine Fremdkörper ein oder tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um ein Auslaufen, Überhitzen, Feuer oder eine Explosion zu vermeiden.
Lassen Sie den Akku nicht fallen, quetschen Sie ihn nicht zusammen oder durchstoßen Sie ihn nicht. Vermeiden Sie, dass der Akku einem großen äußeren Druck ausgesetzt wird, der interne Kurzschlüsse und Überhitzungsprobleme verursachen kann.



-13-

英

德

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement

The device has been evaluatec to meel general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.