












说明书尺寸:60x60mm 骑马钉





60mm	60mm	
	Smart Ring USER MANUAL 	Directory English1~7 German8~13 French14~19 Italian20~25 Spanish26~31 Japanese32~37 中文38~43 -1-

Component Description  Transparent Resin Charging port ECG electrode contact Oxygen/Heart Rate Sensor Packing List  Smart Ring  Charging cable  User manual -7-	Power On Connect the charging cable to power on the smart ring  Connection APP 1.Search and download Smarthealth APP, or scan the QR code on the right to select the appropriate APP version to download. 2.Open the app and follow the instructions to match the ring.  -8-	Lighting status The green light flashes when charging and turns off when fully charged The green light flashes during the heart rate test and the red light flashes during the blood oxygen test  Charging  Charged Over  Heart rate test  Blood oxygen Test -9-	ECG test ECG test can be carried out according to the operation mode below. It is recommended to wear the comfortable size on the index finger, middle finger and ring finger to better monitor the data  -10-	Wearing style Wear the ring on your own suitable finger, choose a comfortable size and wear it on the index finger, middle finger, and ring finger to better monitor the data  Wear the sensor on the inside of your finger Heart rate and blood oxygen measurements are more accurate  Oxygen/Heart Rate Sensor *Note: The measurement results of this product are for reference only and are not used for any medical purposes. Please follow the guidance of your doctor and do not use the measurement results for self-diagnosis and treatment. -11-	Note In daily use, please choose a size that fits your finger and avoid wearing too tight, keep the contact area of the finger ring dry, and wipe it in time when water enters. Wipe it off when water enters the ring. If symptoms such as redness and swelling occur at the contact area, stop using it immediately and consult a doctor. Secure Please keep the charging cable and the device in a dry environment when charging, do not use wet hands to touch the charging cable, please avoid the charging cable being immersed in liquids such as water. Do not touch the charging cable with wet hands, and avoid immersing the charging cable in water or other liquids. Do not disassemble or modify the battery, insert foreign objects, or immerse it in water or other liquids, as this may cause battery leakage, overheating, fire or explosion. Leakage, overheating, fire or explosion. Do not drop, crush or puncture the battery. Avoid subjecting the battery to large external pressures that may cause internal short-circuiting and overheating of the battery.  -12-
---	--	--	---	--	--


英

Komponentenbeschreibung  Transparentes Harz Ladeanschluss EKG electrode contact Sauerstoff-/ Herzfrequenzsensor Packliste  Smart Ring  Ladekabel  Benutzerhandbuch -8-	Einschalten Schließen Sie das Ladekabel an, um den Smart Ring einzuschalten  Verbindung zur APP 1. Suchen und laden Sie die SmartHealth-APP Herunter oder scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um die entsprechende APP-Version herunterzuladen. 2. Öffnen Sie die App und befolgen Sie die Anweisungen, um den Ring zu verbinden.  -9-	Status der Beleuchtung Das grüne Licht blinkt während des Ladevorgangs und das Licht geht aus, wenn es vollständig aufgeladen ist Das grüne Licht blinkt während der Herzfrequenztests und das rote Licht blinkt während der Blutsauerstoffprüfung  Aufladung  Voll aufgeladen  Herzfrequenztest  Blutsauerstofftest -10-	EKG-Test Der ECG-Test kann entsprechend dem unten stehenden Betriebsmodus durchgeführt werden. Es wird empfohlen, die bequeme Größe am Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger zu tragen, um die Daten besser zu überwachen  -11-	Tragestil Tragen Sie den Ring an Ihrem eigenen passenden Finger, wählen Sie eine bequeme Größe und tragen Sie ihn am Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger, um die Daten besser zu überwachen.  Tragen Sie den Sensor auf der Innenseite Ihres Fingers Die Herzfrequenz- und Blutsauerstoffmessungen sind genauer.  Sauerstoff-/Herzfrequenzsensor *Hinweis: Die Messergebnisse dieses Produkts dienen nur als Referenz und werden nicht für medizinische Zwecke verwendet. Bitte folgen Sie der Anleitung Ihres Arztes und verwenden Sie die Messergebnisse nicht zur Selbstdiagnose und -behandlung. -12-	Hinweis Bitte wählen Sie im täglichen Gebrauch eine Größe, die zu Ihrem Finger passt und vermeiden Sie, zu eng zu tragen, halten Sie den Kontaktbereich des Fingerrings trocken und wischen Sie ihn rechtzeitig ab, wenn Wasser eintritt. Wischen Sie es ab, wenn Wasser in den Ring gelangt, wenn Symptome wie Rötung und Schwellung an der Kontaktstelle auftreten, beenden Sie die Anwendung sofort und konsultieren Sie einen Arzt. Sicherheit Bitte halten Sie das Ladekabel und das Gerät beim Laden in einer trockenen Umgebung, verwenden Sie keine nassen Hände, um das Ladekabel zu berühren, vermeiden Sie bitte, dass das Ladekabel in Flüssigkeiten wie Wasser getaucht wird. Berühren Sie das Ladekabel nicht mit nassen Händen und tauchen Sie das Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Zerlegen oder modifizieren Sie die Batterie nicht, stecken Sie keine Fremdkörper ein oder tauchen Sie sie in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da dies zu Batterieleckagen, Überhitzung, Feuer oder Explosion führen kann. Leckage, Überhitzung, Brand oder Explosion. Lassen Sie die Batterie nicht fallen, zerquetschen oder durchstoßen, vermeiden Sie, die Batterie großen äußeren Drücken auszusetzen, die interne Kurzschlüsse und Überhitzung der Batterie verursachen können.  -13-
--	--	---	--	---	--






德

Description des composants  Résine transparente Port de chargement Contact electrode cardiaque Capteur d'oxygène / fréquence cardiaque Liste d'emballage  Smart Ring  Câble de chargement  Manuel de l'utilisateur -14-	Mise sous tension Connectez le câble de chargement pour allumer la bague intelligente  Connexion APP 1. Recherchez et téléchargez l'application SmartHealth, ou scannez le code QR sur la droite pour sélectionner la version appropriée de l'application à télécharger. 2. Ouvrez l'application et suivez les instructions pour associer la bague.  -15-	Statut lumineux Le voyant vert clignote lorsqu'il est chargé, la lumière s'éteint lorsqu'il est complètement chargé Le voyant vert clignote lors d'un test de fréquence cardiaque, le voyant rouge clignote lors d'un test d'oxygène sanguin  En charge  Entièrement chargé  Test de fréquence cardiaque  Test d'oxygène sanguin -16-	Test électrocardiographique Le test d'ECG peut être effectué selon le mode de fonctionnement suivant. Des tailles confortables sont recommandées pour l'index, le majeur et l'annulaire afin de mieux surveiller les données  -17-	Style de port Portez la bague sur votre doigt approprié, choisissez une taille confortable et portez-la à l'index, au majeur et à l'annulaire pour mieux surveiller les données  Portez le capteur à l'intérieur de votre doigt Les mesures de fréquence cardiaque et d'oxygène dans le sang sont plus précises  Capteur d'oxygène / fréquence cardiaque *Remarque : Les résultats de mesure de ce produit sont uniquement à titre indicatif et ne sont pas utilisés à des fins médicales. Veuillez suivre les conseils de votre médecin et utiliser uniquement les résultats de mesure pour l'auto-diagnostic et le traitement. -18-	Remarque Pour une utilisation quotidienne, choisissez une taille adaptée à vos doigts, évitez de porter trop serré, gardez les zones de contact de la bague sèches et essuyez-les à temps lorsque vous entrez dans l'eau. Lorsque l'eau pénètre dans la bague, essuyez-la. Si des symptômes tels que des rougeurs et des gonflements apparaissent sur le site de contact. Si des symptômes tels que rougeur et gonflement apparaissent sur le site de contact, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin. Sécurité Si vous devez mettre le câble de charge et l'appareil dans un environnement sec lors de la charge, ne touchez pas le câble de charge avec les mains humides, et vous devez éviter d'immerger le câble de charge dans des liquides tels que l'eau. Ne touchez pas le câble de charge avec les mains mouillées et évitez de l'immerger dans l'eau ou d'autres liquides. Ne démontez pas ou ne modifiez pas la batterie, n'insérez pas de corps étranger ou ne l'immergez pas dans l'eau ou d'autres liquides, car cela pourrait provoquer une fuite, une surchauffe, un incendie ou une explosion de la batterie. Fuite, surchauffe, incendie ou explosion. Ne laissez pas tomber, écraser ou piquer la batterie. Évitez de soumettre la batterie à des pressions externes plus importantes, ce qui pourrait entraîner un court-circuit et une surchauffe à l'intérieur de la batterie.  -19-
---	---	---	---	--	--




法

Descrizione dei componenti  Risina trasparente Porta di ricarica Contatti elettrodi ECG Sensore di ossigeno / frequenza cardiaca Elenco dei componenti  Smart Ring  Cavo di ricarica  Manuale dell'utente -20-	Accensione Collegate il cavo di ricarica per accendere l'anello intelligente  Connessione APP 1. Cerca e scarica l'APP SmartHealth, o scannerizza il codice QR sulla destra per selezionare la versione dell'APP appropriata da scaricare. 2. Apri l'app e segui le istruzioni per abbinare l'anello.  -21-	Stato dell'illuminazione La luce verde lampeggia durante la ricarica e la luce si spegne quando è completamente carica La luce verde lampeggia durante il test della frequenza cardiaca e la luce rossa lampeggia durante il test dell'ossigeno nel sangue  Ricarica  Completamente carica  Test della frequenza cardiaca  Esame dell'ossigeno nel sangue -22-	Prova ECG La prova ECG può essere effettuata secondo la modalità operativa sottostante. Si consiglia di indossare la dimensione confortevole sull'indice, sul medio e sull'anulare per monitorare meglio i dati  -23-	Stile di indossamento Indossa l'anello sul dito adatto a te, scegli una taglia comoda e indossalo sull'indice, medio e anulare per monitorare meglio i dati  Indossa il sensore all'interno del dito Le misurazioni della frequenza cardiaca e dell'ossigeno nel sangue sono più accurate  Sensore di ossigeno / frequenza cardiaca *Nota: I risultati delle misurazioni di questo prodotto sono solo a scopo di riferimento e non vengono utilizzati per alcuna finalità medica. Si prega di seguire le indicazioni del medico e di non utilizzare i risultati delle misurazioni per l'autodiagnosi e il trattamento. -24-	Nota Nell'uso quotidiano, si prega di scegliere una taglia che si adatti al dito ed evitare di indossare troppo stretto, mantenere l'area di contatto dell'anello del dito asciutta e pulita in tempo quando entra l'acqua. Pulire quando l'acqua entra nel ring. Se si verificano sintomi come arrossamento e gonfiore nella zona di contatto. Se si verificano sintomi come arrossamento e gonfiore nella zona di contatto, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico. Sicurezza Si prega di tenere il cavo di ricarica e il dispositivo in un ambiente asciutto durante la ricarica, non utilizzare le mani bagnate per toccare il cavo di ricarica, si prega di evitare che il cavo di ricarica sia immerso in liquidi come acqua. Non toccare il cavo di ricarica con le mani bagnate ed evitare di immergere il cavo di ricarica in acqua o altri liquidi. Non smontare o modificare la batteria, inserire oggetti estranei o immergerla in acqua o altri liquidi, poiché ciò può causare perdite della batteria, surriscaldamento, incendio o esplosione. Fuoco, surriscaldamento, incendio o esplosione. Non cadere, schiacciare o perforare la batteria. Evitare di sottoporre la batteria a forti pressioni esterne che possono causare cortocircuito interno e surriscaldamento della batteria.  -25-
--	---	--	--	--	--





意

Descripción de los componentes  Résina transparente Puerto de carga Contacto de electrodos ECG Sensor de oxígeno/frecuencia cardíaca Lista de embalaje  Smart Ring  Cable de carga  Manual del usuario -26-	Encendido Conecte el cable de carga para encender el anillo inteligente  Conexión de la APP 1. Busque y descargue la aplicación SmartHealth, o escanee el código QR a la derecha para seleccionar la versión de la APP adecuada para descargar. 2. Abra la aplicación y siga las instrucciones para emparejar el anillo.  -27-	Estado de iluminación Las Luces verdes parpadean al cargar y las luces se apagan al cargar La luz verde parpadea durante la prueba de frecuencia cardiaca y la luz roja parpadea durante la prueba de oxígeno en sangre.  En carga  Lleno de electricidad  Prueba de frecuencia cardiaca  Prueba de oxígeno en sangre -28-	Prueba de electrocardiograma Las pruebas de electrocardiograma se pueden realizar de acuerdo con los siguientes modos de operación. Se recomienda usar medidas cómodas en el dedo índice, el dedo medio y el dedo anular para monitorear mejor los datos.  -29-	Estilo de uso Use el anillo en su dedo adecuado, elija un tamaño cómodo y úselo en el dedo índice, medio y anular para monitorear mejor los datos  Use el sensor en el lado interior de su dedo Las mediciones de frecuencia cardíaca y oxígeno en la sangre son más precisas  Sensor de oxígeno/frecuencia cardíaca *Nota: Los resultados de medición de este producto son solo de referencia y no se utilizan para ningún propósito médico. Siga las instrucciones de su médico y no utilice los resultados de medición para el autodiagnóstico y el tratamiento. -30-	Nota En el uso diario, elija el tamaño adecuado para los dedos, evite usarlo demasiado apretado, mantenga la parte de contacto del anillo seca y limpia a tiempo al entrar en el agua. Limpie el agua cuando entre en el anillo, si presenta síntomas como enrojecimiento e hinchazón en el lugar de contacto. Si se presentan síntomas como enrojecimiento e hinchazón en el lugar de contacto, deje de usarlo de inmediato y consulte a su médico. Seguro Al cargar, coloque el cable de carga y el equipo en un ambiente seco, no toque el cable de carga con las manos mojadas, evite sumergir el cable de carga en líquidos como el agua. No toque el cable de carga con las manos mojadas y evite sumergirlo en agua u otros líquidos. No retire ni modifique la batería, inserte cuerpos extraños o sumerja en agua u otros líquidos, ya que esto puede causar fugas, sobrecalentamiento, incendios o explosiones en la batería. Fugas, sobrecalentamiento, incendio o explosiones. No deje que la batería caiga, triture o pinche. Evite someter la batería a una mayor presión externa que pueda causar cortocircuitos y sobrecalentamiento en el interior de la batería.  -31-
---	--	--	--	---	---

西

部品の説明  透明樹脂 充電ポート 心電電極触点 酸素/心拍センサー 梱包リスト  Smart Ring  充電ケーブル  ユーザーマニュアル -32-	電源を入れる スマートリングの電源を入れるために充電ケーブルを接続します  接続アプリ 1. 'SmartHealth'アプリを検索してダウンロードするか、右側のQRコードをスキャンして適切なアプリバージョンをダウンロードします。 2.アプリを開き、指示に従ってリングとペアリングします。  -33-	点灯状態 充電中は青信号が点滅し、満充電時はライトがオフ 心拍数テストでは青信号が点滅し、酸素テストでは赤信号が点滅する  充電中  フル充電  心拍数テスト  血酸素テスト -34-	心電図テスト 心電図試験は、以下の動作モードに従って行うことができます。データをよりよく監視するために、人差し指、中指、薬指の快適なサイズを装着することを勧めます  -35-	装着スタイル リングを適切なサイズに装着し、快適なサイズを選択して、インデックス、中指、薬指に装着してデータをよりよく監視します センサーを指の内側に装着します心拍数と血酸素濃度の測定がより正確になります  酸素/心拍センサー *注意: 本製品の測定結果は参考値であり、医療目的では使用できません。医師の指示に従い、自己診断や治療に測定結果を使用しないでください。 -36-	注意 日常的使用の中で、指に合うサイズを選んで、きつ過ぎないようにし、指の接触面を清潔に保ち、水に入る時にタイラーに注意してください。 水が指輪に入ったら拭き取ります。接触部にあまみが出たら、接触部にあまみなどの症状が出た場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。 セキュリティ 充電の際は充電ケーブルや機器を乾燥した環境に置き、濡れた手で充電ケーブルに触れないようにしてください。充電ケーブルを水などの液体に浸さないでください。 濡れた手で充電ケーブルに触れないでください。充電ケーブルを水や他の液体に浸さないでください。 電池を取り外したり改造したり、異物を挿入したり、水や他の液体に浸したりしないでください。電池の漏れ、過熱、火災、爆発の原因になる可能性があります。 漏れ、過熱、火災、爆発。 電池を落としたり、押しつぶしたり、変形したりしないでください。バッテリー内部の短絡や過熱を引き起こす可能性があります。あまみや外圧にバッテリーを耐えることを避けてください。  -37-
--	--	--	--	---	---

日

组件说明  透明树脂内托 磁吸充电口 心电电极触点 血氧/心率传感器 包装清单  智能戒指  磁吸充电线  使用说明书 -38-	开机 充电线连接至戒指灯光闪烁即为开机  连接APP 1.搜索下载Smarthealth APP, 或扫描右方二维码选择合适的APP版本下载 2.打开软件并根据提示配对戒指  -39-	灯光状态 充电时绿灯闪烁, 充满电时灯光关闭 心率测试时绿灯闪烁, 血氧测试时红灯闪烁  充电中  充满电  心率测试  血氧测试 -40-	心电图测试 根据下方操作方式即可进行心电图测试, 选择舒适尺寸建议佩戴在食指、中指、无名指上, 能够更好的监测数据  -41-	佩戴方式 将戒指佩戴在自己适宜的手指上, 选择舒适尺寸 建议佩戴在食指、中指、无名指上, 能够更好的监测数据 请将传感器佩戴在手指内侧, 心率、血氧测量结果更准确  公转、由重性造成 *注意事项: 本产品的测量结果仅供参考, 不作为任何医疗用途及依据 请遵医嘱从医生指导, 切不可以此测量结果自我诊断及治疗。 -42-	注意事项 在使用和操作设备之前, 请阅读并遵守下面的注意事项, 以确保设备性能最佳, 并避免出现危险或非法情况。 日常使用中请选择适合自己手指的尺寸, 避免佩戴过紧, 请保持戒指接触部位的干燥, 遇水后请及时擦干。如接触部位出现红肿等症时, 请立即停止使用, 并咨询医生。 安全 充电时请保持充电线和设备处在干燥的环境中, 请勿使用湿手触摸充电线, 请避免充电线接触水等液体浸入。 请勿拆解或改装电池。插入异物, 或浸入水或其他液体中, 以免引起电池漏液、过热、起火或爆炸。 请勿跌落、挤压或穿刺电池。避免让电池遭受外部的压力, 从而可能导致电池内部短路和过热。  -43-
--	--	--	--	--	---

中

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement

The device has been evaluatec to meel general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.