



LUC-801
Manual de uso
使用手冊
User Manual
使用說明書


FCC ID:2BLLV-LUC-801

LUZCELL TECHNOLOGY LIMITED

Auriculares inalámbricos de conducción ósea

LUC-801 Manual de uso del usuario

1. Introducción a funciones / botones



2. Accesorios

Nombre	Cantidad
Auriculares	1 Conjunto
Cable de datos USB	1 Pieza
Tapones para los oídos silenciosos	1 Par
Banda de ajuste elástico	1 Pieza
Manual	1 Pieza

3. Método de carga

Conecte los auriculares a un puerto USB estándar o a un cargador de pared con el cable de datos USB que ofrecemos.

El tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas.

El LED es rojo al cargar.

El LED se vuelve azul después de estar completamente cargado.

Precauciones:

Cargue los auriculares completamente antes de usarlos por primera vez.

No use auriculares al cargar.

Para mantener una larga vida útil de la batería, se recomienda cargar al menos una vez al mes.

• 4. Conexión Bluetooth

- Si se conecta accidentalmente un dispositivo inesperado, presione y mantenga pulsada la tecla multifuncional durante 3 segundos hasta que el led parpadee azul y rojo. Los auriculares cambiarán al modo de emparejamiento manual.
- Active la función bluetooth en un teléfono inteligente u otro dispositivo, busque el dispositivo bluetooth y seleccione "LUC-801" en la lista de dispositivos buscados.
- Los auriculares conectarán automáticamente el dispositivo conectado por última vez en unos 10 segundos.
- Después de un emparejamiento exitoso, el led parpadea en Azul.

• Nota:

- Si el dispositivo conectado está fuera de alcance (33 pies / 10 metros), la conexión se desconectará. En 10 minutos, los auriculares se reconectarán automáticamente si el dispositivo conectado previamente está dentro del rango. Si la conexión se pierde durante más de 10 minutos, presione el botón multifuncional para volver a conectarse.

- Si el dispositivo conectado está apagado, los auriculares se desconectarán. Para volver a conectarse, encienda el dispositivo y presione cualquier botón en los auriculares.

5. Introducción del indicador LED

Color	Estado
Rojo (Flash)	Baja batería
Rojo (Sólido)	En carga
Azul(Sólido)	Se completa la carga
Rojo y azul (Flash)	En emparejamiento
Azul (Flash rápido / 2 segundos a la vez)	Se desconecta la conexión entre los auriculares y el dispositivo. El dispositivo está apagado o fuera de alcance (33 pies / 10 metros).
Azul (Flash rápido / 5 segundos a la vez)	Conectado.Se puede llamar o reproducir audio.

6. Cómo usar


Coloque la correa del cuello detrás del cuello, ajuste el vibrador frente a la oreja y coloque en el contorno de la oreja.

7. Cómo usar la banda de ajuste elástica


Esta banda se utiliza para ajustar cuando la elasticidad de los auriculares no es suficiente.




① Envuelva en la parte metálica del cuerpo principal.



② Pase la parte semiesférica de la punta a través del agujero y fije



③ Haga lo mismo en el otro lado.



8. Especificaciones

Tiempo de reproducción	Unas 12 horas
Tiempo de carga	Unas 3 horas
Tiempo de espera	Más de 1000 horas
Versión Bluetooth	Versión V4.0
Rango de frecuencia	100 Hertz - 18khz
Distancia de radio	10 metros (o 33 pies)
Especificaciones / protocolos Bluetooth	A2dp, avrcp, hsp, hfp
Tipo de auriculares	Auriculares Bluetooth de conducción ósea
Nivel de impermeabilización	Nivel de protección ip55
Tamaño	13 * 6 cm (después del plegado)
Peso	45g

9. Operaciones básicas

Operación	Control de auriculares	Sonido
Conteste la llamada	Presione la tecla multifuncional.	Zumbido
Termine la llamada	Presione la tecla multifuncional.	Zumbido
Rechace la llamada	Presione la tecla multifuncional durante 1 - 2 segundos.	Zumbido
Vuelva a llamar	Doble clic en la tecla multifuncional.	Zumbido
Control de volumen	Presione el botón de volumen "+" / "-".	
Reproducir / suspender música en el teléfono	Presione el botón multifuncional.	
Anterior / siguiente	Presione el botón de volumen "+" / "-" durante 2 segundos.	Zumbido
Encendido	Presione la tecla multifuncional durante 3 segundos.	Zumbido
Apagado	Presione la tecla multifuncional durante 5 segundos.	Zumbido
Bluetooth desconectado		Zumbido

Operación	Control de auriculares	Sonido
Bluetooth conectado		Zumbido
Baja batería		Zumbido

10. Almacenamiento y mantenimiento

Coloque los auriculares en un lugar fresco y seco para evitar la luz solar directa. La temperatura de almacenamiento es de 0 - 45°C (32 - 113°F). Si se utiliza en ambientes fríos / calurosos / húmedos, se puede acortar la vida útil de la batería.

Al no usarlo durante mucho tiempo, asegúrese de cargarlo antes de usarlo.

No coloque los auriculares en lugares extremadamente calientes o fríos.

No cargue los auriculares en ambiente húmedo.

Limpie los auriculares con un paño seco y suave.

11. Resolución de problemas

Avería	Posibles causas	Soluciones
No se puede encender	Baja batería	Carga
No se puede conectar automáticamente	En modo de espera	Doble clic en la tecla multifuncional
No se puede conectar a Bluetooth	No en emparejamiento	Presione la tecla multifuncional durante 3 segundos.
La conversación no te puede escuchar por teléfono	El micrófono no está activado	Presione el botón multifuncional para llamar

12. Garantía limitada de calidad

Todos los productos gozan de una garantía limitada de un año. Los productos con defectos de fabricación se pueden reemplazar de forma gratuita dentro de un año a partir de la fecha de compra. Si ha pasado un año desde la fecha de compra, se cobrará por reparar o reemplazar las piezas.

13. Consejos importantes

Los daños o averías causados por cualquiera de las siguientes causas no están cubiertos por una garantía de calidad limitada:

Uso indebido o negligente;

No se usa según las instrucciones

Violación de la guía de almacenamiento y transporte

Reparaciones o modificaciones fuera del centro de servicios autorizado

Desmontar equipos

14. Advertencias

- No desmonte, impacte, presurice y permanezca en fuego.
- No use si hay protuberancias graves.
- No coloque en ambientes de alta temperatura.




Colector de sonido dedicado

LUC-08 Manual de uso del usuario

1. Descripción del producto

- Este producto consta de auriculares inalámbricos guiados por hueso y receptor LUC-08.
- Este producto le puede ayudar a escuchar el sonido a través del emparejamiento bluetooth.
- La LUC-08 puede conectarse a dispositivos que no admiten conexiones bluetooth con un cable AV, como televisores, computadoras y reproductores de DVD.
- Al transmitir el sonido de LUC-08 a los auriculares de conducción ósea y solo recoger el sonido al usuario, el usuario puede escuchar el sonido sin molestar a los demás.
- Los auriculares están disponibles como auriculares inalámbricos independientes y se pueden conectar a teléfonos inteligentes u otros dispositivos a través de Bluetooth (para ver las instrucciones de uso de auriculares)

2. Descripción de accesorios



- ① Micrófono de receptor
 - ② Control deslizante de volumen
 - ③ Interruptor de alimentación
 - ④ Puerto de carga
 - ⑤ Indicador LED
 - ⑥ Clave de emparejamiento
 - ⑦ Enchufe de audio
- ④ Introduzca el cable de datos USB Type-C que lo acompaña aquí para cargar.
- ⑦ Conecte la línea AV adjunta a este puerto y el otro extremo a la televisión, radio, teléfono móvil, etc., para escuchar el sonido.

3. Accesorios

Lista	Cantidad
Receptor	1
Línea de carga	1
Línea AV de 3,5 mm	1
Manual	1

4. Carga de batería

- Recomendamos cargar los auriculares y el receptor de conducción ósea LUC-08 antes de usar por primera vez.
- La batería tarda aproximadamente 3 horas en estar completamente cargada.
- Recomendamos cargar incluso si no se usa. Incluso si no se usa durante mucho tiempo, recomendamos cargar una vez al mes.
- Para evitar que el producto consuma electricidad durante mucho tiempo, apague inmediatamente después de usarlo.

5. Emparejamiento Bluetooth

- (Los dos auriculares de conducción ósea se pueden conectar simultáneamente a LUC-08)
- Primero abra LUC-08.
- Encienda el interruptor de alimentación y presione el botón de emparejamiento en LUC-08 para entrar en el estado de emparejamiento.
- Abra los auriculares de conducción ósea que desea emparejar.
- En estado apagado, presione el botón multifuncional durante 3 segundos para abrir los auriculares de conducción ósea.
- Cuando enciende los auriculares de conducción ósea, la Luz LED en los auriculares parpadea rápidamente de rojo y azul y busca automáticamente LUC-08.

- Los auriculares LUC-08 y osteoconductores se conectarán automáticamente después de unos 10 segundos.
- Si la conexión es exitosa, la luz LED en LUC-08 permanecerá encendida en azul, la luz roja parpadeará lentamente y la luz azul en los auriculares de conducción ósea parpadeará lentamente.
- Si se quiere conectar el segundo auricular de conducción ósea, encienda el auricular y presionar el botón de emparejamiento de LUC-08 al mismo tiempo, el auricular y la led en LUC-08 parpadearán para entrar en el estado de emparejamiento.
- El segundo auricular de conducción ósea se conecta al dispositivo LUC-08 en unos 12 segundos.
- Después de conectar la LUC-08 y los dos auriculares de conducción ósea, basta con encender cada dispositivo para que la LUC-08 y los auriculares de conducción ósea se conecten automáticamente.

Nota: Los auriculares de conducción ósea y la LUC-08 en el conjunto se han emparejado antes de la entrega del producto. El emparejamiento se completa automáticamente cuando el cliente solo necesita abrir el producto. Si la conexión falla durante el uso, siga los pasos anteriores para reconfigurar.

6. Método de uso



7. Conectar LUC-08 a otros dispositivos

- Puede conectarse a su teléfono móvil, tableta, radio, etc., utilizando el cable AV de 3,5 mm que viene con él. Puede escuchar y ver el programa directamente.
- Al conectarse a un televisor u otro dispositivo utilizando un cable AV, puede verlo sin molestar a las personas a su alrededor.

Nota: Tenga en cuenta que si hay una pared entre la LUC-08 y los auriculares de conducción ósea, el sonido puede interrumpirse.

8. Introducción del indicador LED

Auriculares

Color LED	Estado del indicador	Descripción del estado
Rojo	Flash rápido	Baja batería
Rojo	Sólido	En carga
Azul	Sólido	Se completa la carga
Azul	Flash rápido	En emparejamiento
Azul	Flash cada 5 segundos	La conexión de emparejamiento es exitosa; No conectado, En espera
Azul y rojo	Encendido 1 segundo	Apagado

Receptor

Color LED	Estado	Descripción del Estado
Rojo	Sólido	En carga
Azul	Flash lento	Esperando reconexión automática
Azul	Sólido	Estado de conexión
Azul	Flash rápido	En emparejamiento

9. Instrucciones de operación

Auriculares

Función	Operación
Encendido (manual)	Presione la tecla multifuncional durante 3 segundos.
Apagado (manual)	Presione la tecla multifuncional durante 5 segundos.

Apagado (automático)	Espera más de 10 minutos sin conexión o con baja batería.
Reconexión automática	La conexión automática se ha emparejado con el dispositivo dentro de los 10 segundos después del encendido.
Emparejamiento	Después del encendido dentro de los 10 segundos, entra automáticamente en el estado de emparejamiento. Reconexión automática dentro de los 10 minutos después de la desconexión.
Reconexión (automática)	Reconexión automática dentro de los 10 minutos después de la desconexión.
Reconexión (manual)	Si más de 10 minutos después de desconectarse, los auriculares se apagarán automáticamente y tendrá que volver a encenderlos.
Ajuste de volumen	Ajuste el volumen con los botones "-" y "+".

Receptor

Función	Operación
Encendido	Encendido o entrada en el estado de reconexión automática
Apagado	Apagado
Clave de emparejamiento	Inicie el emparejamiento de una vez
Ajuste de volumen	Ajuste el volumen usando el control deslizante de volumen. El volumen se puede ajustar por separado para izquierda y derecha.

10. Parámetros estándar

Nombre del parámetro	Auriculares	Receptor
Tiempo de uso	Unas 12 horas	Unas 12 horas
Tiempo de carga	Unas 3 horas	Unas 3 horas
Tiempo de espera	Unas 1.000 horas	Unas 1.000 horas
Versión Bluetooth	4	4
Rango de frecuencia	100hz-18khz	100hz - 18khz
Distancia Bluetooth	10 metros	10 metros
Micrófono	- 58 decibelios	- 54 decibelios

11. Preguntas frecuentes

Problemas	Causas posibles	Soluciones
No se puede encender	Falta de batería	Cargue por favor.
No se puede emparejar	Es posible que sus auriculares o LUC-08 se conecten a otros dispositivos Bluetooth.	Desconecte el dispositivo conectado y luego vuelva a emparejarlo.
Conexión inestable	La distancia es demasiado larga o hay obstáculos entre ellos.	Elimine obstáculos e intente conexiones de corta distancia

12. Almacenamiento y mantenimiento

- Por favor, coloque los beneficios de la buena ventilación.
- No use durante tormentas eléctricas fuertes.
- Si no se usa durante mucho tiempo, cargue antes de usarlo.
- Limpie con un paño limpio y no con agua.

13. Garantía de calidad

- La garantía es de un año a partir de la fecha de compra.
- Los daños causados por factores humanos o fuerza mayor no están cubiertos por la garantía.
- No desmonte ni modifique el producto sin permiso. Si el producto es desmontado o modificado, la garantía de calidad caducará.
- Si tiene algún problema con su producto, póngase en contacto con su minorista local de inmediato.

14. Aviso

- No desmonte, impacte, presurice, ponga en fuego medio, por favor.
- No use si hay protuberancias graves.
- No use en ambientes de alta temperatura.

Condiciones de garantía

1. Este producto está garantizado por un año a partir de la fecha de compra.
2. El alcance de garantía incluye los defectos de producción, pero no incluye el uso indebido, la pérdida o el robo.
3. Durante el período de garantía, ofrecemos servicios de reparación o reemplazo, pero no incluyen flete ni servicio in situ.
4. Si excede un año a partir de la fecha de compra, el producto con defectos de producción puede ser reparado pero cobrado por las piezas o reemplazado si necesario.
5. La garantía esencial no incluye lo siguiente:
 - No se usa según las instrucciones
 - Uso indebido o operación negligente
 - Violación de la guía de almacenamiento y transporte
 - No se puede proporcionar un certificado de compra válido o una garantía válida.
 - Reparaciones, desmontamientos o modificaciones realizadas por cualquier persona fuera del centro de servicio autorizado

Formulario de garantía de calidad

Formulario de información del usuario

Modelo del producto:

Fecha de compra:

Nombre del usuario:


Teléfono:

Email:

無線骨傳導耳機

LUC-801 用戶使用手冊

1. 功能/按鈕介紹



2. 配件

名稱	數量
耳機	1套
USB數據線	1條
靜音耳塞	1對
鬆緊調整帶	1條
使用手冊	1份

3. 充電方法

- 使用隨附的USB充電線連接到耳機上的MicroUSB端口，連接到標準USB連接埠或充電器。
- 充電時間約3個小時。
- 充電時LED為紅色。
- 充滿電後LED變藍色。

注意事項：

- 請在第一次使用前將耳機充滿電。
- 請勿在充電時使用耳機。
- 為保持較長的電池壽命，建議充電至少一個月一次。

4. 藍牙連接

如不小心連上非預期設備，請按住多功能鍵3秒，直到LED閃爍藍色和紅色。耳機將切換到手動配對模式。

在智能手機或其他設備上啟用藍牙功能，搜索藍牙設備，在搜索到的設備列表中選擇“LUC-801”。

耳機會在約10秒內自動連接上次連接的設備。

配對成功後，LED閃爍藍色。

備注：

如果連接的設備超出範圍（33英尺/10米），連接將斷開。在10分鐘內，如果之前連接的設備在範圍內，耳機將自動重新連接。如果連接丟失超過10分鐘，請按多功能鍵重新連接。

如果所連設備關機，耳機將斷開連接。若要重新連接，請打開設備並按耳機上的任意按鈕。

5. LED指示燈介紹

顏色	狀態
紅色 (閃爍)	電量低
紅色 (常亮)	充電中
藍色 (常亮)	充電完成
紅色和藍色 (閃爍)	藍牙配對中
藍色 (快速閃爍/2秒一次)	耳機和設備之間的連接斷開。 設備關機或超出範圍 (33 英尺 /10 米)。
藍色 (快速閃爍/5秒一次)	已連接。可打電話或播放音頻。

6. 佩戴方式


將頸帶放在脖子後麵，將振子貼合耳朵前方，掛到耳朵輪廓上即可。

7. 鬆緊調整帶使用方法


這條帶是用來調整耳機鬆緊度不夠的時候的。




①將其纏繞在主體的
金屬部分上



②將尖端的半球形部分
穿過孔並固定



③在另一側做同樣的



8. 規格

播放時間	約 12 小時
充電時間	約 3 小時
待機時間	超過 1000 小時
藍牙版本	V4.0 版本
頻率範圍	100 赫茲 -18KHz
無線電距離	10 米 (或 33 英尺)
藍牙規格/協議	A2DP、AVRCP、HSP、HFP
耳機類型	骨傳導藍牙耳機
防水等級	IP55 防護等級
尺寸	13*6cm (折疊後)
重量	45g

9. 基本操作

操作	耳機操作描述	按鍵聲
接聽電話	按多功能鍵。	蜂鳴聲
結束通話	按多功能鍵。	蜂鳴聲
拒接來電	長按多功能鍵1-2秒。	蜂鳴聲
重撥	雙擊多功能鍵。	蜂鳴聲
音量控製	按音量鍵“+”/“-”。	蜂鳴聲
手機上播放/暫停音樂	按多功能鍵一下。	蜂鳴聲
上一個/下一個	長按音量鍵“+”/“-”2秒。	蜂鳴聲
開機	長按多功能鍵3秒。	蜂鳴聲
關機	長按多功能鍵5秒。	蜂鳴聲
藍牙斷開		蜂鳴聲
藍牙連接		
電量低		

10. 存放和保養

將耳機置於陰涼乾燥處，避免陽光直射。儲存溫度為0–45°C（32–113°F）。如果在寒冷/炎熱/潮濕的環境中使用，可能會縮短電池壽命。

長時間不使用時，請務必在使用前充電。

請勿將耳機放在極熱或極冷的地方。

請勿在潮濕環境中為耳機充電。

用柔軟的幹布清潔耳機。

11. 故障排除

故障	可能原因	解決建議
無法開機	電池電量低	充電
無法自動連接	處於待機模式	雙擊多功能鍵
無法連接藍牙	未處於配對模式	長按多功能鍵3秒
電話時對話聽不到你的聲音	麥克風未啟用	按多功能鍵打電話

12. 有限質保

所有產品均享有1年有限質保。有製造缺陷的產品可以在購買之日起一年內免費更換。如果自購買之日起已過一年，則將收取維修或更換零件的費用。

12. 重要提示

由以下任一原因造成的損壞或故障不在有限質保範圍內：

- 誤用或過失使用；
- 未按說明書使用
- 偏離儲存和運輸指南
- 在授權服務中心之外進行維修或改裝
- 設備拆過

14. 警告

- 請不要拆卸，撞擊，加壓，扔進火中等。
- 若有嚴重鼓包，請不要使用。
- 請不要置於高溫環境。




專用拾音器

LUC-08 用戶使用手冊

1. 產品描述

- 本產品由無線骨導耳機和拾音器LUC-08組成。
- 本產品可幫助您通過藍牙配對聆聽聲音。
- LUC-08可以使用AV電纜連接到不支持藍牙連接的設備，例如電視、計算機和DVD播放器。
- 通過將聲音從LUC-08傳輸到骨傳導耳機並僅拾音給用戶，用戶可以在不打擾他人的情況下聆聽聲音。
- 耳機可作為獨立的無線耳機使用，可通過藍牙連接到智能手機或其他設備（關於如何使用，請參閱耳機使用說明書）。

2. 配件說明



- ① 拾音麥克風 ② 音量滑块
③ 電源開關 ④ 充電口
⑤ LED指示燈 ⑥ 配對鍵
⑦ 音頻插孔

- ④ 將隨附充電線的USB Type-C端子插入此處充電。
- ⑦ 將隨附的AV線插入此端口，另一端插入電視、收音機、手機等，聆聽聲音。

3. 配件

列表	數量
拾音器/發射器	1
充電線	1
3.5mm AV線	1
使用手冊	1

4. 電池充電

- 我們建議在首次使用耳機和骨傳導拾音器LUC-08前為其充電。
- 電池充滿電大約需要3小時。
- 我們建議即使在不使用時也為其充電。即使您長時間不使用它，我們也建議每月充電一次。
- 為避免產品長時間耗電，請在使用後立即關機。

•5. 藍牙配對

- （兩個骨傳導耳機可以同時連接到LUC-08。）
- 首先打開LUC-08。
- 打開電源開關，按一下LUC-08上的配對鍵進入配對狀態。
- 打開您要配對的骨傳導耳機。
- 關機狀態下，長按多功能鍵3秒，開啟骨傳導耳機。
- 當您打開骨傳導耳機時，耳機上的LED指示燈會快速閃爍紅藍並自動搜索LUC-08。
- LUC-08和骨傳導耳機將在大約10秒後自動連接。
- 如果連接成功，LUC-08上的LED將保持藍色常亮，紅燈會慢閃，骨傳導耳機上的藍燈會慢閃。
- 如果要連接第二個骨傳導耳機，打開耳機並同時按下LUC-08配對

- 鍵，耳機和LUC-08上的LED會閃爍進入配對狀態。
- 第二個骨傳導耳機在大約12秒內連接到T10設備。
- 連接LUC-08和兩個骨傳導耳機後，隻需打開每個設備，LUC-08和骨傳導耳機就會自動連接。

注意：套裝中的LUC-08和骨傳導耳機在產品發貨前已完成配對。客戶隻需打開產品時，就會自動完成配對。如果在使用過程中連接失敗，請按照上述步驟重新配置。

6. 佩戴方法



7. LUC-08與其他設備連接

- 您可以使用隨附的3.5毫米AV電纜將其連接到您的手機、平板電腦、收音機等。您可以直接收聽音頻和觀看節目。
- 通過使用AV電纜連接到電視或其他設備，您可以在不打擾周圍人的情況下觀看。
- 注意事項：請知悉，如果LUC-08和骨傳導耳機之間有一堵牆，聲音可能會被打斷。

8. LED指示燈介紹

耳機

LED顏色	狀態	狀態說明
紅	快速閃爍	電池電量低
紅	常亮	充電中
藍	常亮	充電完成
藍	快速閃爍	配對進行中
藍	每5秒閃爍一次	配對連接成功；未連接，等待中
藍紅	亮1秒鍾	關機

拾音器

LED顏色	狀態	狀態說明
紅	常亮	充電中
藍	緩慢閃爍	等待自動重新連接
藍	常亮	連接狀態
藍	快速閃爍	配對正在進行中

9. 操作說明

耳機

功能	操作
開機(手動)	長按多功能鍵3秒鐘
關機(手動)	長按多功能鍵5秒鐘
關機(自動)	等待超過10分鐘未連接或電池電量低時
自動重連	開機後10秒內自動連接已配對過設備
配對	開機10秒後自動進入配對狀態。 斷開連接後10分鐘內自動重新連接。
重新連接(自動)	斷開連接後10分鐘內自動重新連接
重新連接(手動)	如果斷開連接後超過10分鐘，耳機將自動關機， 您需要重新打開它們。
音量調節	使用“-”和“+”按鈕調節音量

拾音器

功能	操作
開機	開機或進入自動重連狀態
關機	關機
配對鍵	按一次開始配對
音量調節	使用音量滑桿進行調整。左右音量可分別調整。

10. 標準參數

參數名稱	耳機	拾音器
使用時間	約12小時	約12小時
充電時間	約3小時	約3小時
待機時間	約1000小時	約1000小時
藍牙版本	4	4
頻率範圍	100Hz-18KHz	100Hz-18KHz
藍牙距離	10米	10米
麥克風	-58分貝	-54分貝

11. 常見問題

問題	可能原因	解決方法
無法開機	電池電量不足	請充電
無法配對	您的耳機或LUC-08可能已連接到其他藍牙設備。	斷開已連接設備，然後重新配對。
連接不穩定	距離太遠或它們之間有障礙物。	清除障礙物並嘗試短距離連接

12. 存放和保養

- 請置於通風良好處。
- 請勿在強雷雨天氣時使用。
- 如果長時間不使用，請在使用前充電。
- 請用幹淨的布清潔，請勿用水清洗。

13. 質保

- 保修期為自購買之日起一年。
- 人為因素或不可抗力造成的損壞不在保修範圍內。
- 未經許可，請勿拆卸或改裝產品。如果產品被拆卸或改裝，質保將失效。
- 如果您的產品遇到任何問題，請立即聯係您當地的零售商。

14. 警告

- 請不要拆卸、撞擊、加壓、扔進火中等。
- 若有嚴重鼓包，請勿使用。
- 請不要在高溫環境中使用。

保修條件

1. 產品自購買之日起保修一年。
2. 保修範圍包括生產缺陷，但不包括誤用、丟失或盜竊。
3. 在保修期內，我們提供維修或更換服務，但不包括運費和現場服務費。
4. 如果自購買之日起超過一年，有生產缺陷的產品可維修但收取零件費用，或在必要時更換。
5. 本質保不包括以下內容：
 - 未按說明書使用
 - 誤用或疏忽操作
 - 違反儲存和運輸指南
 - 無法提供有效的購買證明或有效的保修單。
 - 由授權服務中心以外的任何人進行的維修、拆卸或改動

質保單

用戶信息表

產品型號：

購買日期：

用戶名：


電話：

郵箱：

Wireless Bone Conduction Headphone

LUC-801 User Manual

1. Components



2. Accessories

Item	Quantity
Headphones	1 Set
Micro-USB Cable	1 Piece
Earplugs For Silence	1 Pair
Tightening Adjustment Band	1 Piece
User Manual	1 Piece

3. Charging Instruction

Connect your headphones to a standard USB port or wall charger via the USB cable we provided.

The standard charging time is 3 hours.

The LED is red while charging.

The LED turns blue when fully charged.

Reference:

It is highly recommended to fully charge the headphones before first use.

Do not use the headphones while charging.

To maintain long battery life, we recommend charging at least once a month.

4. Bluetooth Pairing

If you accidentally pair with an unintended device, press and hold the multi-function button for 3 seconds until the LED flashes blue and red. The headphones will switch to manual pairing mode.

Enable the Bluetooth function on your smartphone or other Bluetooth device and search for the device from the settings. After searching, select "LUC-801" in the device list.

The headphones will be automatically connected to the last connected device in about 10 seconds.

When successfully paired, the LED will flash blue.

Notice:

If the connected device exceeds the range (33 ft/10 meters), the connection will be disconnected. Within 10 minutes, the headphones will automatically reconnect if the previously connected device is within range. If the connection is lost for more than 10 minutes, please press the multi-function button to reconnect.

If the power of the connected device is turned off, it disconnects with the headphones. To reconnect, turn on your device and press any button on your headphones.

5. Status LED

Color	Situation
Red (flash)	Low power
Red (solid)	Charging
Blue (solid)	Charging completed
Blue and red (flash)	Pairing
Blue (Fast flash once every 2 seconds)	The connection between the headphones and the device has been lost. Device is powered off or out of range (33 feet/10 meters).
Blue (Fast flash once every 5 seconds)	Connected. Make a call or play audio.

6. How to wear


Place the neckband on the back of your neck, place the transducer in front of your ear, and place it over your cheekbone.

7. How to use the tightening adjustment band


This band is used to adjust the tightness of the headphones when they are not tight enough.




- ① Wrap it around the metal part of the headphone



- ② Pass the hemispherical part through the ring part and secure it.



- ③ Do the same on the other side



8. Specification

Play Time	About 12 hours
Charging Time	About 3 hours
Standby Time	Over 1000 hours
Bluetooth Version	V4.0
Frequency Range	100Hz-18KHz
Radio Range	10 meters (or 33 feet)
Bluetooth Connection	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Type Of Speaker	Bone conduction Bluetooth headphones
Waterproof	IP55
Size	13*6cm (folded)
Weight	45g

9. Basic Operation

Operation	Headphone control	Sound
Answering A Call	Click the multi-function button.	Buzz
End A Call	Click the multi-function button.	Buzz
Reject A Call	Press the multi-function button for 1-2 seconds.	Buzz
Redial	Double-click the multifunction button.	Buzz
Volume Control	Click the volume button “+”/“-”.	
Play/Pause Music on Smartphone	Press the multi-function button once.	
Previous/Next Song	Press the volume button “+”/“-” for 2 seconds.	Buzz
Power On	Press the multi-function button for 3 seconds.	Buzz
Power Off	Press the multi-function button for 5 seconds.	Buzz
Bluetooth Disconnected		Buzz
Bluetooth Connected		Buzz
Low Power		Buzz

10. Storage and Maintenance

Store your headphones in a cool, dry place away from direct sunlight. Storage temperatures are 0-45°C (32-113°F). Battery life may be shortened if used in cold/hot/humid environments.

When unused for a long period of time, make sure to charge before use.

Do not leave the headphones in extremely hot or cold places.

Do not charge the headphones in humid environments.

Clean the headphones with a soft, dry cloth.

11. Troubleshooting

Problem	Possible problems	Solution
Can not turn on	Battery is low	Please charge the battery
Can't connect automatically	Is in standby mode	Double-click the multifunction button
Can't pair	Not in pairing mode	Press the multi-function button for 3 seconds
The person on the other end of the phone can't hear you	Microphone not enabled	Press the multifunction button to call

12. Limited Warranty

All products are covered by a 1 year limited warranty. Products with manufacturing defects may be replaced free of charge within one year from the date of purchase. If one year has passed since the date of purchase, there will be a charge for repair or replacement of parts.

13. Important Matters

Damage or failure caused by any of the following is not covered by the limited warranty:

- Misuse or negligent use;
- Use contrary to instructions
- Deviations from storage and transportation guidelines
- Repair or modification outside of an authorized service center
- Disassembly of the device

14. Warning

- Please refrain from disassembling, hitting, pressurizing, throwing into fire, etc.
- Do not use if severe bulges appear.
- Do not place in high temperature.




Dedicated Sound Collector

LUC-08 User Manual

1. Product Description

- This product is a set of wireless bone conduction headphones and sound collector LUC-08.
- This product assists you in hearing through Bluetooth pairing.
- The LUC-08 can be connected using an AV Cable to devices that do not support Bluetooth connectivity, such as TVs, computers, and DVD players.
- By transmitting sound from LUC-08 to bone conduction headphones and collecting the sound only to the user, you can enjoy the sound without disturbing others.
- The headphones can be used as standalone wireless headphones and can be connected to a smartphone or other device via Bluetooth (please refer to the headphone instruction manual for instructions on how to use them).

2. Parts Description



- ① Sound Collection Microphone
- ② Volume slider ③ Power Switch
- ④ Charging Port ⑤ LED Indicator
- ⑥ Pairing Button ⑦ Audio Jack

- ④ Insert the USB Type-C terminal of the charging cable here to charge.
- ⑦ Insert the included AV Cable into this socket and plug the other end into your TV, radio, mobile phone, etc. to enjoy the sound.

3. Accessories

List	Quantity
Sound Collection/transmitter	1
Charging Cable	1
3.5mm AV Cable	1
User Manual	1

4. Battery Charging

- We recommend charging the headphones and bone conduction sound collector LUC-08 before using them for the first time.
- It takes About 3 hours to fully charge the battery.
- We recommend charging it even when not in use. Even if you do not use it for a long time, we recommend charging it once a month.
- To avoid the product from consuming power for a long time, please turn it off immediately after use.

• 5. Bluetooth Pairing

- (Two bone conduction headphones can be connected to LUC-08 at the same time.)
- First turn on the LUC-08.
- Turn on the power switch and press the pairing button on LUC-08 once to enter the pairing state.
- Turn on the bone conduction headphones you want to pair.
- With the power off, press and hold the multi-function button for 3 seconds to power on the bone conduction headphones.
- When you turn on the bone conduction headphones, the LED indicator on the headphones will quickly flash red and blue and automatically search for LUC-08.
- LUC-08 and bone conduction headphones will automatically connect in about 10 seconds.

- If the connection is successful, the LED on the LUC-08 will remain solid blue, the red light will flash slowly and the blue light on the bone conduction headphones will flash slowly.
- If you want to connect a second pair of bone conduction headphones, turn on the headphone and press the LUC-08 pairing button at the same time, the LEDs on the headphone and LUC-08 will flash to enter the pairing state.
- A second pair of bone conduction headphones connect to the LUC-08 device in about 10 seconds.
- Once the LUC-08 and two pairs of bone conduction headphones are connected, simply turn on each device and the LUC-08 and bone conduction headphones will be connected automatically.

Notice: Pairing of the LUC-08 and bone conduction headphones included in the set is completed before the product is shipped. Pairing is enabled automatically when the customer simply turns on the product. If the connection fails during use, please follow the steps above to configure again.

6. How to wear



7. Connecting LUC-08 with other Devices

- You can connect it to your cell phone, tablet, radio, etc. using the included 3.5mm AV Cable. You can listen to the audio and watch the program directly.
- By connecting to a TV or other device using an AV Cable, you can watch without disturbing the people around you.

Notice: Please note that if there is a wall between the LUC-08 and bone conduction headphones, the sound may be interrupted.

8. Description of LED Indicator

Headphone

LED Color	Situation	Explanation
Red	Flash Fast	Battery Level Low
Red	Always On	Charging
Blue	Always On	Charging Completed
Blue	Flash Fast	Pairing In Progress
Blue	Flash Once Every 5 Seconds	Pairing Connection Successful; Not Connected, Waiting
Blue-red	Shine For 1 Second	Off

Sound Collector

LED Color	Situation	Explanation
Red	Always on	Charging
Blue	Flash slowly	Waiting for automatic reconnection
Blue	Always on	Connection status
Blue	Flash fast	Pairing in progress

9. Operation Instructions

Headphone

Function	Operation
On (manual)	Press and hold the multi-function button for 3 seconds
Off (manual)	Press and hold the multi-function button for 5 seconds

Off (auto)	When waiting for more than 10 minutes without connection or when the battery level is low
Automatic reconnection	Automatically connects to paired equipment within 10 seconds after turning on the power
Pairing	Automatically enters pairing state 10 seconds after turning on the power. Automatically reconnect within 10 minutes after disconnecting.
Reconnect (auto)	Automatically reconnect within 10 minutes after disconnecting
Reconnect (manual)	If the connection is lost for more than 10 minutes, the headphones will automatically turn off and you will need to turn them on again.
Volume adjustment	Adjust the volume using the “-” and “+” buttons

Sound Collector

Function	Operation
On	Power on or enter auto-reconnect state
Off	Power off
Pairing button	Press once to enter pairing
Volume slider	Adjust the volume using the volume slider. Volume can be adjusted separately for left and right.

10. Standard Specs

Item	Headphone	Sound Collector
Usage Time	About 12 Hours	About 12 Hours
Charging Time	About 3 Hours	About 3 Hours
Standby Time	About 1000 Hours	About 1000 Hours
Bluetooth Version	4	4
Frequency Range	100hz-18khz	100hz-18khz
Effective Range	10 Meters	10 Meters
Microphone	-58db	-54db

11. FAQ

Problem	Possible cause	Solution
Can't turn on	Insufficient battery power	Please charge
Can't pair	Your headphones or LUC-08 may be connected to other Bluetooth devices.	Disconnect communication with the connected device and pair again.
Connection is unstable	The distance is too far or there is an obstacle between them.	Move obstacles and try short distances

12. Storage and Maintenance

- Please store in a well-ventilated place.
- Do not use during severe thunderstorms.
- When unused for a long period of time, please charge it before use.
- Please clean with a clean cloth and do not wash with water.

13. Quality Assurance

- The warranty period is one year from the date of purchase.
- Damages caused by human factors or force majeure are not covered by the warranty.
- Do not disassemble or modify the product without permission. The warranty will be invalidated if the product is disassembled or modified.
- If you experience any problems with your product, please contact your local retailer immediately.

14. Warning

- Please refrain from disassembling, hitting, pressurizing, throwing into fire, etc.
- Do not use if severe bulges appear.
- Please refrain from using it in high temperature environments.

Warranty Conditions

The product comes with a one year warranty from the date of purchase.

Warranty coverage includes manufacturing defects, but excludes misuse, loss, or theft.

During the warranty period, we provide repair or replacement services, but shipping and on-site service fees are not included.

If more than one year has passed since the date of purchase, products with manufacturing defects will be repaired and charged for parts cost or replaced if necessary.

This warranty does not include the following:

Use contrary to instructions

Misuse or careless operation

Violation of storage and transport instructions

If you are unable to provide a valid proof of purchase or valid warranty.

Repairs, dismantling, or alterations made by anyone other than an authorized service center

WARRANTY

User Data Entry Form

Product model:

Purchase date:

User name:


Telephone:

E-mail:

ワイヤレス骨伝導ヘッドフォン

LUC-801 使用説明書

1. 部品の説明



2. 付属品

品名	個数
ヘッドフォン	1個
マイクロUSBケーブル	1本
ミュート用の耳栓	1組
締め付け調整バンド	1本
使用説明書	1冊

3. 充電方法

ヘッドフォンを付属のUSB充電ケーブルを使って標準的なUSBポートまたは充電器に接続してください。

ヘッドフォンは、約3時間で完全に充電されます。

充電中はLEDが赤く点灯します。

充電が完了するとLEDが青色に変わります。

注意:

初めてのご使用前に完全に充電することをおすすめします。

充電中はヘッドフォンを使用できません。

バッテリーの寿命を長く保つために、最低でも月に一度の充電をおすすめします。

4. Bluetoothペアリング

- ・意図しないデバイスとペアリングした場合は、LEDが青と赤に点滅するまで多機能ボタンを3秒間押し続けてください。ヘッドフォンが手動ペアリングモードに切り替わります。
- ・スマートフォンやその他のBluetoothデバイスのBluetooth機能を有効にし、設定からデバイスを検索してください。検索後、デバイスの一覧で「LUC-801」を選択してください。
- ・最後に接続されたデバイスに約10秒で自動接続されます。
- ・正常にペアリングされると、LEDが青色に点滅します。

注意:

- ・接続中のデバイスが範囲(33フィート/10メートル)を超えた場合、接続が切断されます。10分以内に、以前に接続されたデバイスが範囲内であれば、ヘッドフォンが自動的に再接続されます。10分以上経って再接続が切断されると、多機能ボタンを押して、再接続してください。
- ・接続されているデバイスの電源が切れた場合、ヘッドフォンとの接続は切断されます。再接続するには、デバイスの電源を入れてヘッドフォンの任意のボタンを押してください。

5. LEDインジケータ

色	状態
赤(点滅)	バッテリー残量低下
赤(点灯)	充電中
青(点灯)	充電完了
青と赤(点滅)	ペアリング
青(2秒ごとに点滅)	ヘッドホンとデバイスの接続が切断されました。 デバイスの電源が切れているか範囲外です(10m)。
青(5秒ごとに点滅)	接続されました。 電話をかけるか、音声を再生します。

6. 着用方法


ネックバンドを首の後ろに置き、振動部を耳の前で頬骨の上に置きます。

7. 締め付け調整バンドの使い方


このバンドは、ヘッドホンの締め付けが不十分な場合に、締め付けを調整するために使用します。




① ヘッドホンの
金属部分に
巻き付けます。



② 半球部分をリング部分に
通して固定します。



③ 反対側も
同様にします。



8. 仕様

連続再生	約12時間
充電時間	約3時間
待機時間	1000時間以上
Bluetoothのバージョン	V4.0
周波数範囲	100Hz～18KHz
無線範囲	10 メートル (または 33 フィート)
Bluetooth接続	A2DP、AVRCP、HSP、HFP
スピーカーの種類	骨伝導Bluetoothヘッドフォン
防水	IP55
サイズ	13*6cm (折りたたみ時)
重さ	45g

9. 基本操作

機能	ヘッドフォンの操作	音
電話に出る	多機能ボタンをクリックします。	ブザー音
通話を終了する	多機能ボタンをクリックします。	ブザー音
通話を拒否する	多機能ボタンを1～2秒押します。	ブザー音
リダイヤル	多機能ボタンをダブルクリックします。	ブザー音
音量調節	音量ボタン「+」/「-」をクリックします。	
スマートフォンの音楽の再生/一時停止	多機能ボタンを1回押します。	
前/次の曲	音量ボタン「+」/「-」を2秒間押します。	ブザー音
電源オン	多機能ボタンを3秒間押します。	ブザー音
電源オフ	多機能ボタンを5秒間押します。	ブザー音
Bluetoothが切断されました		ブザー音
Bluetooth接続完了		ブザー音
低電力		ブザー音

9. 保管およびメンテナンス

ヘッドフォンは直射日光の当たらない、涼しく乾燥した場所に保管してください。使用可能な温度は、0～45°C (32～113°F)です。冷／温／湿環境で使用すると、バッテリーの寿命が短くなる可能性があります。

長時間使用していないヘッドフォンは使用前に充電する必要があります。

ヘッドフォンを極端に高温または低温の場所に放置しないでください。

湿度の高い環境ではヘッドフォンを充電しないでください。

柔らかい乾いた布でヘッドフォンを掃除してください。

11. トラブルシューティング

問題	考えられる原因	対処法
電源が入らない	バッテリー残量が少ない	充電してください
自動接続できない	待機モードになっている	多機能ボタンをダブルクリックしてください
ペアリングできない	ペアリングモードになっていない	多機能ボタンを3秒間押してください
電話の相手に声が聞こえていない	マイクが有効になっていない	呼び出しのために多機能ボタンを押してください

12. 限定保証

すべての製品には1年間の限定保証が付いています。

製造上の欠陥がある製品は、購入日から1年以内に無料で交換できます。

ご購入後1年を経過した場合は有償にて修理・部品交換をさせていただきます。

13. 重要事項

以下のいずれかによって引き起こされた損傷または故障は、限定保証の対象となりません。

誤用または過失による使用。

指示に反する使用

保管および輸送のガイドラインからの逸脱

認定サービスセンター以外での修理または改造

装置の分解

14. 警告

- ・分解したり、叩いたり、加圧したり、火の中に投入したりしないでください。
- ・重度の膨らみが現れた場合は使用しないでください。
- ・高温の場所に置かないでください。




集音器

LUC-08 使用説明書

1. 製品概要

- ・この製品は、ワイヤレス骨伝導ヘッドフォンと集音器LUC-08のセットです。
- ・この製品はBluetoothペアリングによって、音を聴く補助をします。
- ・LUC-08は、テレビやパソコン、DVDプレーヤーなどのBluetooth接続に対応していない機器ともAVケーブルを使っての有線接続が可能です。
- ・LUC-08から骨伝導ヘッドフォンに音を送信し、使用者のみが音を受信することで、他人の邪魔をせずに音を楽しむことができます。
- ・ヘッドフォンは単独のワイヤレスヘッドフォンとして、スマートホンなどとBluetooth接続することが出来ます(使用方法はヘッドフォンの取扱説明書を参照して下さい)。

2. 部品説明



- ① 集音マイク
- ② 音量スライダー
- ③ 電源スイッチ
- ④ 充電ポート
- ⑤ LEDインジケター
- ⑥ ペアリングボタン
- ⑦ オーディオジャック

- ④ 付属の充電ケーブルのUSB Type-C端子をここに差し込んで充電します。
- ⑦ 付属のAVケーブルをこのソケットに差し込み、もう一方の端をテレビ、ラジオ、携帯電話などに接続して音声をお楽しみください。

3. 付属品

品名	個数
集音器	1個
充電ケーブル	1本
3.5mmAVケーブル	1本
ユーザーマニュアル	1冊

4. 充電

- ・はじめてのご使用前にヘッドフォンと骨伝導集音器LUC-08の充電を推奨します。
- ・バッテリーをフル充電するには約3時間かかります。
- ・使わない時でも充電する事を推奨します。長期間使わない場合も、一ヶ月に一回の充電を推奨します。
- ・製品が長時間電力消費状態になる事を避けるため、使用後は直ちにスイッチをお切りください。

・5. Bluetoothペアリング

- ・(LUC-08には骨伝導ヘッドフォンを2台同時に接続可能です。)
- ・最初にLUC-08の電源をオンにします。
- ・電源スイッチをオンにし、LUC-08のペアリングボタンを1回押して、ペアリング状態に入ります。
- ・ペアリングする骨伝導ヘッドフォンの電源をオンにします。
- ・電源を切った状態で、多機能キーを3秒間押し続けて骨伝導ヘッドフォンの電源をオンにします。
- ・骨伝導ヘッドフォンの電源をオンにすると、ヘッドフォンのLEDインジケーターが赤と青で素早く点滅し、自動的にLUC-08を検索します。
- ・LUC-08と骨伝導ヘッドフォンは約10秒で自動的に接続します。
- ・接続が成功すると、LUC-08のLEDが青色で点灯したままになり、赤色のライトがゆっくり点滅して骨伝導ヘッドフォンの青色のライトがゆっくり点滅します。

- ・2台目の骨伝導ヘッドフォンを接続する場合は、ヘッドフォンの電源を入れ、LUC-08ペアリングボタンを同時に押すと、ヘッドフォンとLUC-08のLEDが点滅してペアリング状態になります。
- ・2台目の骨伝導ヘッドフォンは、約10秒でLUC-08デバイスに接続されます。
- ・LUC-08と2つの骨伝導ヘッドフォンの接続が完了したら、以後は各デバイスの電源を入れるだけで、LUC-08と骨伝導ヘッドフォンが自動的に接続されます。

注意事項：セットに含まれるLUC-08と骨伝導ヘッドフォンは出荷前にペアリングが完了しています。お客様が製品の電源を入れるだけで、自動的にペアリングが有効になります。使用中に接続に失敗した場合は、上記の手順に従って再度設定してください。

6. 着用方法



7. LUC-08と他の機器の接続

- ・付属の3.5mmAVケーブルを使用して、携帯電話、タブレット、ラジオなどに接続できます。音声を聞いたり、番組を直接視聴したりできます。AVケーブルでテレビなどに接続すれば、周りの人に迷惑をかけることなく視聴できます。
- ・注意：LUC-08と骨伝導ヘッドフォンの間に壁がある場合、音が途切れる場合がありますのでご注意ください。

8. LEDインジケータの説明

ヘッドホン

LEDの色	LEDの状態	説明
赤	高速フラッシュ	バッテリー残量低下
赤	常にオン	充電
青	常にオン	充電完了
青	高速フラッシュ	ペアリング中です
青	5秒間隔で点滅	ペアリング成功もしくは待機中
青・赤	1秒間隔で点滅	オフ

集音器

LEDの色	LEDの状態	説明
赤	常にオン	充電
青	ゆっくり点滅	自動再接続を待っています
青	常にオン	接続状態
青	速く点滅する	ペアリング中です

9. 操作説明

ヘッドホン

機能	操作
オン(手動)	多機能ボタンを3秒間押し続けます
オフ(手動)	多機能ボタンを5秒間長押しします

オフ(自動)	10分以上接続しない場合や電池残量が少ない場合
自動再接続	電源を入れてから10秒以内にペアリング済みの機器に自動接続します。
ペアリング	電源を入れてから10秒後に自動的にペアリング状態になります。切断後10分以内に自動的に再接続します。
再接続(自動)	切断後10分以内に自動的に再接続します
再接続(手動)	接続が10分以上失われると、ヘッドフォンは自動的にオフになり、再度オンにする必要があります。
音量調整	「-」「+」ボタンを使用して音量を調整します

集音器

機能	操作
オン	電源をオンにするか、自動再接続状態に入ります
オフ	電源を切る
ペアリングボタン	1回押すとペアリングに入ります
音量調整	音量スライダーで調整します。 左右別々に音量調節可能です。

10. 仕様

項目	ヘッドフォン	集音器
利用時間	約12時間	約12時間
充電時間	約3時間	約3時間
待機時間	約1000時間	約1000時間
Bluetoothのバージョン	4	4
周波数範囲	100hz-18khz	100hz-18khz
有効範囲	10メートル	10メートル
マイクロフォン	-58db	-54db

11. FAQ

問題	考えられる原因	解決
電源が入らない	バッテリー残量不足	充電してください
ペアリングできない	ヘッドフォンまたは集音器が他のBluetoothデバイスに接続されている可能性があります。	接続機器との通信を切断し、再度ペアリングしてください。
接続が不安定	距離が遠すぎるか、間に障害物があります。	障害物を避けて短距離で試してみる

12. 保管とメンテナンス

- ・通気性の良い場所に保管してください。
- ・激しい雷雨の時には使用しないでください。
- ・長期間ご使用にならない場合は、充電してからご使用ください。
- ・清潔な布で拭いてください。水洗いはしないでください。

13. 品質保証

- ・保証期間はご購入日から1年間です。
- ・人的要因または不可抗力によって生じた損傷は保証の対象となりません。
- ・許可なく製品を分解・改造しないでください。製品を分解・改造した場合は保証の対象外となります。
- ・製品に問題が発生した場合は、直ちに最寄りの販売店にご連絡ください。

14. 警告

- ・分解したり、叩いたり、加圧したり、火の中に投入したりしないでください。
- ・重度の膨らみが現れた場合は使用しないでください。
- ・高温環境でのご使用はお控えください。

保証条件

1. 製品にはご購入日から1年間の保証が付いております。
2. 保証範囲には製造上の欠陥が含まれますが、誤用、紛失、盗難は除外されます。
3. 保証期間中は修理または交換サービスを提供しますが、送料およびオンサイトサービス料金は含まれません。
4. ご購入日から1年を超えた場合、製造上の欠陥がある商品については、必要に応じて部品代を有償で修理、または交換させていただきます。
5. この保証には以下は含まれません。
 - ・指示に反する使用
 - ・誤用または不注意な操作
 - ・保管および輸送に関する指示の違反
 - ・有効な購入証明または有効な保証を提供できない場合。
 - ・認定サービスセンター以外による修理、分解、改造

保証書

——— お客様情報記入欄 ———

製品モデル：

購入日：

氏名：

電話番号：

メールアドレス：

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

The devices has been evaluated to meet general RF exposure requirement, the device can be used in portable exposure condition without restriction

LUZCELL®