

图纸编号:HC_E20H说明书-01

尺寸:115*80mm


材质:128g双铜 骑马钉

HubiCare

Premium Double Cushion Eye Massager

HEM-7

USER MANUAL



HubiCare



Scan the QR code

Languages

English	1 - 10p
Deutsch	11- 20p
Français	21 - 30p
Español	31 - 40p
Italiano	41 - 50p

Please read before first use

This manual provides detailed instructions on the proper usage and care for **HubiCare** Premium Double Cushion Eye Massager (HEM-7)

Contents

- 1. Product introduction

- 2. Package Contents and Parts Description

- 3. How to use

- 4. Maintenance and Storage

- 5. Safety Precautions

- 6. Troubleshooting

- 7. Technical Specifications

1. Product Introduction

Thank you for purchasing the HubiCare Premium Double Cushion Eye Massager. This device is designed to provide 15 minutes of soothing eye relaxation and fatigue relief through five core functions : Gentle vibration, Air pressure massage, Heat compression, Soothing music, A removable COOL GEL PAD for refreshing cooling therapy. The Double Layer Eye Cushion ensures a comfortable and secure fit, while the ultra-low noise design allows for a quiet and peaceful experience.

Recommended for

- People who use computers for extended periods.
- Frequent smartphone users.
- Night-time drivers.
- Avid readers.
- Children attending remote classes via computers or laptops.
- Anyone seeking relaxation after a long day.
- Those who want to fall asleep comfortably.


Product Features

- Double Layer Eye Cushion
- Low noise (average $\leq 45\text{dB}$)
- 5 functional modes
- Optimized heat temperature
- High-capacity rechargeable battery
- Air pressure massage
- Cooling massage with removable gel pad

2. Package Contents and Parts Description

- **Package Contents** | Eye Massager, Storage Pouch, USB Type-C Charging Cable, User Manual, Removable COOL GEL PAD

- **Parts Description**



- 01 Power / Mode Switch Button
- 02 Air Pressure A Indicator
(Smart Mode)
- 03 Music Indicator
- 04 Air Pressure B Indicator
(Dynamic Mode)
- 05 Heat Indicator
- 06 USB Type-C Charging Port
- 07 Charging Indicator
- 08 Double Layer Eye Cushion

3. How to Use

■ Charging the Device

- 01 Connect the USB Type-C charging cable to the charging port located at the bottom of the eye massager.
- 02 The charging indicator will turn red during charging.
- 03 When fully charged, the indicator will turn blue.
- 04 Disconnect the charging cable after charging is complete. (A full charge takes approximately 2–3 hours, depending on the voltage.)
- 05 The device cannot be used while charging.

- Charging Indicator LED Colors: Charging – Red, Fully Charged – Blue
- Note: Fully charge the eye massager before first use.

■ Using the Eye Massager

- 01 Wear the eye massager properly over your eyes.
- 02 Turn on the device by pressing and holding the power button for more than 2 seconds.
A voice prompt will play, and the device will power on in the default Air Pressure + Heat mode.
- 03 To switch modes, press the power button briefly once.
- 04 The device will automatically power off after 15 minutes.
- 05 To turn off the device manually or restart it, press and hold the power button for 2 seconds.

3. How to Use

■ Massage Modes

Soothing mode : Air Pressure A + Heat compress + Music 1 ∞_A + 🌡 + 🎵

Cold compress mode: Air Pressure B + Music 2 (COOL GEL PAD usable) ∞_B + 🎵

Hot compress mode : Heat compress + Music 3 🌡 + 🎵

Sleep mode: Heat compress + Music 4 🌡 + 🎵

Vitality mode: Air Pressure B + Heat compress + Music 5 ∞_B + 🌡 + 🎵

■ Music Control

- Toggle music on/off by pressing the power button twice quickly during use.

■ Session Duration

- Each session lasts 15 minutes.
- To continue, press and hold the power button for 2 seconds to restart the device.
- When the battery is low, a voice prompt will notify you. Please recharge the device for continued use.

■ Bluetooth Function

- The Bluetooth name of this product is "HEM-7"
- Pair it with your device during the first use.
- Once paired, the eye massager will automatically reconnect when Bluetooth is enabled on your device.

Voice Prompts Include:

- "Bluetooth is connected"
- "Bluetooth is disconnected"

3. How to Use

■ Voice Prompts

-Welcome	-Bluetooth connected	-Soothing mode	-Sleep mode
-Music on	-Bluetooth disconnected	-Cold compress mode	-Vitality mode
-Music off	-Massage finished	-Hot compress mode	

■ How to Use the COOL GEL PAD

Refrigerate the COOL GEL PAD for 30 minutes.

Then, hook the straps onto both sides of the eye massager and wear it over your eyes.

After use, remove the gel pad and store it at room temperature.

Cautions for COOL GEL PAD

- Do not puncture or ingest the COOL GEL PAD
- Keep out of reach of children
- Store in a cool, dry place
- Do not microwave or wash with water
- Do not freeze
- Clean with a damp cloth

4. Maintenance and Storage

■ Storage

- 01 Store the eye massager in a well-ventilated area
- 02 Avoid direct sunlight, high humidity, or extreme temperatures.

■ Maintenance

- 01 Turn off the massager and disconnect the charging cable before cleaning.
- 02 Use a dry, soft cloth to gently wipe the surface.
- 03 Do not use any cleaning agents or harsh chemicals.
- 04 For stains, use a slightly damp tissue to gently clean the area.
- 05 After cleaning, make sure the device is completely dry before storing or using it again.
- 06 For the COOL GEL PAD, clean it gently with a damp cloth.

5. Safety Precautions

- 01 This product is intended for personal use only and is not designed to replace or serve as a medical device for treatment purposes.
- 02 Remove all contact lenses and accessories before use.
- 03 Close your eyes during usage. A slight blur may occur shortly after use. Open your eyes slowly after usage.
- 04 Do not use the device while walking or driving.
- 05 This product includes a heat function. The temperature is close to body temperature (99°F) and is not intended for therapeutic heat purposes.
- 06 Do not use it on infants or children.
- 07 Do not use it after consuming alcohol or while sleeping.
- 08 Do not use if you have a scar near the eyes, have had eye surgery, or suffer from any eye conditions such as glaucoma, cataracts, or retinal detachment. Consult with your doctor before use.
- 09 This product is equipped with a timer and will automatically turn off after each session. Continuous usage of the product may strain your eyes.
- 10 Stop immediately if you experience any pain or discomfort during use.
- 11 Do not use this product in a high-temperature or high-humidity environment.
- 12 This is not a medical device but a personal health care product and should not be used for treatment purposes.

5. Safety Precautions

■ COOL GEL PAD Precautions

- 01 Do not puncture or ingest the COOL GEL PAD.
- 02 Keep out of reach of children.
- 03 Store in a cool, dry place.
- 04 Do not microwave the COOL GEL PAD, nor wash it with water.
- 05 Do not freeze the COOL GEL PAD.
- 06 Clean the COOL GEL PAD with a damp cloth.

6. Troubleshooting

Issue	Possible cause	Solution
Power does not turn on	No battery	Charge the massager
	Power button was not pressed long enough	Press the power button for at least 3 seconds
Air pressure is weak	Low battery	Charge the massager
Loud noise during usage	Issue with the motor	If the noise increases, please contact the seller
Will not charge	Charging cable is not properly connected	Properly connect the cable
	Charging cable may be damaged	Replace with a new charging cable

7. Technical Specifications

Product	Premium Double Cushion Eye Massager	Size	L230xW105xH92 (mm)
Model	IFAN-E20H /HEM-7	Weight	278g
USB	Micro USB C-type	Battery	3.7V, 1500mAH
Voltage	DC5V/1A	Operating time	15 minutes
Charging time	about 2~3 hours	Power Consumption	5W
Product	COOL GEL PAD HEM-GEL	Size	L300×W100×8 (mm)
Material	TPU laminate Ice Silk Lycra	Weight	100g

Bitte vor der ersten Verwendung lesen

Dieses Handbuch enthält detaillierte Anweisungen zur richtigen Nutzung und Pflege des **HubiCare** Premium Double Cushion Eye Massager (HEM-7)

Inhalt

- 1. Produktvorstellung
- 2. Lieferumfang und Teilebeschreibung
- 3. Anwendung
- 4. Wartung und Lagerung
- 5. Sicherheitshinweise
- 6. Fehlerbehebung
- 7. Technische Spezifikationen

1. Produkteinführung

Vielen Dank für den Kauf des HubiCare Premium Double Cushion Eye Massagers. Dieses Gerät wurde entwickelt, um 15 Minuten lang wohltuende Augenentspannung und Linderung von Müdigkeit zu bieten – dank fünf zentraler Funktionen: sanfte Vibration, Luftdruckmassage, Wärmekompression, beruhigende Musik und ein abnehmbares COOL GEL PAD für eine erfrischende Kältetherapie. Das doppelagige Augenpolster sorgt für einen bequemen und sicheren Sitz, während das ultraleise Design eine ruhige und entspannende Nutzung ermöglicht.

Empfohlen für:

- Menschen, die lange Zeit am Computer arbeiten.
- Häufige Smartphone-Nutzer.
- Nachtfahrer.
- Vielleser.
- Kinder, die über Computer oder Laptops am Fernunterricht teilnehmen.
- Alle, die nach einem langen Tag Entspannung suchen.
- Menschen, die Hilfe beim Einschlafen benötigen.


Produktmerkmale:

- Doppellagiges Augenpolster
- Geräuscharmer Betrieb (durchschnittlich ≤ 45 dB)
- 5 funktionale Modi
- Optimierte Wärme-Temperatur
- Hochkapazität wiederaufladbarer Akku
- Luftdruckmassage
- Kühlmassage mit abnehmbarem Gelpad

2. Lieferumfang und Teilebeschreibung

- **Lieferumfang** | Augenmassagegerät, Aufbewahrungstasche, USB Typ-C Ladekabel
Benutzerhandbuch, Abnehmbares COOL GEL PAD

- **Teilebeschreibung**



- 01 Ein-/Aus- / Modus-Schalter
- 02 Luftdruck A-Anzeige
(Smart-Modus)
- 03 Musikanzeige
- 04 Luftdruck B-Anzeige
(Dynamischer Modus)
- 05 Wärmeanzeige
- 06 USB Typ-C Ladeanschluss
- 07 Ladeanzeige
- 08 Doppellagiges Augenpolster

3. Anwendung

■ Laden des Geräts

- 01 Schließen Sie das USB Typ-C Ladekabel an den Ladeanschluss an der Unterseite des Augenmassagegeräts an.
- 02 Die Ladeanzeige leuchtet rot während des Ladevorgangs.
- 03 Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, wird die Anzeige blau.
- 04 Trennen Sie das Ladekabel nach Abschluss des Ladevorgangs.
(Eine vollständige Aufladung dauert je nach Spannung etwa 2–3 Stunden.)
- 05 Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

- Ladeanzeige LED-Farben : Laden – Rot / Vollständig aufgeladen – Blau
- Hinweis: Laden Sie das Augenmassagegerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.

■ Verwendung des Augenmassagegeräts

- 01 Tragen Sie das Augenmassagegerät richtig auf den Augen.
- 02 Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Einschaltknopf mehr als 2 Sekunden lang drücken.
Ein Sprachhinweis ertönt, und das Gerät wird im Standardmodus „Luftdruck + Wärme“ eingeschaltet.
- 03 Um die Modi zu wechseln, drücken Sie den Einschaltknopf kurz einmal.
- 04 Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten automatisch aus.
- 05 Um das Gerät manuell auszuschalten oder neu zu starten, halten Sie den Einschaltknopf 2 Sekunden lang gedrückt.

3. Anwendung

■ Massage-Modi

Soothing Mode: Luftdruck A + Wärmepackung + Musik 1 ∞_A + 🌡 + 🎵

Cold Compress Mode: Luftdruck B + Musik 2 (Kühlgel-Pad verwendbar) ∞_B + 🎵

Hot Compress Mode: Wärmepackung + Musik 3 🌡 + 🎵

Sleep Mode: Wärmepackung + Musik 4 🌡 + 🎵

Vitality Mode: Luftdruck B + Wärmepackung + Musik 5 ∞_B + 🌡 + 🎵

■ Musiksteuerung

- Schalten Sie die Musik ein/aus, indem Sie während der Nutzung den Einschaltknopf zweimal schnell drücken.

■ Dauer der Sitzung

- Jede Sitzung dauert 15 Minuten.

- Um fortzufahren, halten Sie den Einschaltknopf 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

- Wenn der Akku schwach ist, wird dies durch einen Sprachhinweis mitgeteilt. Bitte laden Sie das Gerät auf, um die Nutzung fortzusetzen.

■ Bluetooth-Funktion

- Der Bluetooth-Name dieses Produkts lautet "HEM-7"

- Koppeln Sie es beim ersten Gebrauch mit Ihrem Gerät.

- Nach dem Koppeln wird das Augenmassagegerät automatisch wieder verbunden, wenn Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist.

Sprachansagen beinhalten

- "Bluetooth is connected"
- "Bluetooth is disconnected"

3. Anwendung

■ Sprachansagen

-Welcome	-Bluetooth connected	-Soothing mode	-Sleep mode
-Music on	-Bluetooth disconnected	-Cold compress mode	-Vitality mode
-Music off	-Massage finished	-Hot compress mode	

■ Verwendung des COOL GEL PAD

Kühlen Sie das COOL GEL PAD für 30 Minuten.

Haken Sie dann die Riemen an beiden Seiten des Augenmassagegeräts ein und tragen Sie es über den Augen.
Nach der Verwendung entfernen Sie das Gelpad und lagern es bei Raumtemperatur.

Vorsichtsmaßnahmen für das COOL GEL PAD

- Punctieren oder verschlucken Sie das COOL GEL PAD nicht.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- An einem kühlen, trockenen Ort lagern.
- Nicht in der Mikrowelle erhitzen oder mit Wasser waschen.
- Nicht einfrieren.
- Mit einem feuchten Tuch reinigen.

4. Wartung und Lagerung

■ Lagerung

- 01 Bewahren Sie das Augenmassagegerät an einem gut belüfteten Ort auf.
- 02 Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, hohe Luftfeuchtigkeit oder extreme Temperaturen.

■ Wartung

- 01 Schalten Sie das Massagegerät aus und trennen Sie das Ladegerät, bevor Sie es reinigen.
- 02 Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch, um die Oberfläche vorsichtig abzuwischen.
- 03 Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder scharfe Chemikalien.
- 04 Bei Flecken verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch, um den Bereich sanft zu reinigen.
- 05 Stellen Sie sicher, dass das Gerät nach der Reinigung vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder aufbewahren oder verwenden.
- 06 Reinigen Sie das COOL GEL PAD vorsichtig mit einem feuchten Tuch.

5. Sicherheitshinweise

- 01 Dieses Produkt ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und ist nicht dafür ausgelegt, ein medizinisches Gerät zu ersetzen oder zur Behandlung verwendet zu werden.
- 02 Entfernen Sie alle Kontaktlinsen und Accessoires vor der Verwendung.
- 03 Schließen Sie während der Anwendung die Augen. Es kann zu einer leichten Unschärfe kurz nach der Anwendung kommen. Öffnen Sie die Augen langsam nach der Anwendung.
- 04 Verwenden Sie das Gerät nicht während des Gehens oder Laufens.
- 05 Dieses Produkt verfügt über eine Heizfunktion. Die Temperatur liegt nahe der Körpertemperatur (99°F) und ist nicht für therapeutische Zwecke gedacht.
- 06 Verwenden Sie das Gerät nicht bei Säuglingen oder Kindern.
- 07 Verwenden Sie das Gerät nicht nach Alkoholkonsum oder während des Schlafens.
- 08 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine Narbe in der Nähe der Augen haben, eine Augenoperation hinter sich haben oder an Augenkrankheiten wie Glaukom, Katarakt oder Netzhautablösung leiden. Konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Arzt.
- 09 Dieses Produkt ist mit einem Timer ausgestattet und schaltet sich nach jeder Sitzung automatisch aus. Eine kontinuierliche Nutzung des Produkts kann Ihre Augen belasten.
- 10 Stoppen Sie die Anwendung sofort, wenn Sie während der Benutzung Schmerzen oder Unannehmlichkeiten verspüren.
- 11 Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- 12 Dies ist kein medizinisches Gerät, sondern ein Produkt für die persönliche Gesundheitsfürsorge und sollte nicht für Behandlungszwecke verwendet werden.

5. Sicherheitshinweise

■ Vorsichtsmaßnahmen für das COOL GEL PAD

- 01 Punctieren oder verschlucken Sie das COOL GEL PAD nicht.
- 02 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- 03 An einem kühlen, trockenen Ort lagern.
- 04 Das COOL GEL PAD nicht in der Mikrowelle erhitzen oder mit Wasser waschen.
- 05 Das COOL GEL PAD nicht einfrieren.
- 06 Das COOL GEL PAD mit einem feuchten Tuch reinigen.

6. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten	Keine Batterie	Laden Sie den Massager
	Der Einschaltknopf wurde nicht lange genug gedrückt	Drücken Sie den Einschaltknopf mindestens 3 Sekunden
Luftdruck ist schwach	Niedriger Akkustand	Laden Sie den Massager
Laute Geräusche während der Nutzung	Problem mit dem Motor	Wenn das Geräusch lauter wird, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer
Gerät lädt nicht	Ladekabel ist nicht richtig verbunden	Schließen Sie das Kabel ordnungsgemäß an
	Ladekabel könnte beschädigt sein	Ersetzen Sie es durch ein neues Ladekabel

7. Technische Spezifikationen

Produkt	Premium Double Cushion Eye Massager	Größe	L230xW105xH92 (mm)
Modell	IFAN-E20H /HEM-7	Gewicht	278g
USB	Micro USB C-type	Batterie	3.7V, 1500mAH
Spannung	DC5V/1A	Betriebszeit	15 minutes
Ladezeit	about 2~3 hours	Leistungsaufnahme	5W
Produkt	COOL GEL PAD HEM-GEL	Größe	L300 × W100 × 8 (mm)
Material	TPU laminate Ice Silk Lycra	Gewicht	100g

Veillez lire avant la première utilisation

Ce manuel fournit des instructions détaillées sur l'utilisation et l'entretien appropriés du **HubiCare** Premium Double Cushion Eye Massager (HEM-7)

Contenu

1. Introduction du produit
2. Contenu de l'emballage et description des pièces
3. Mode d'emploi
4. Entretien et stockage
5. Précautions de sécurité
6. Dépannage
7. Spécifications techniques

1. Introduction du produit

Merci d'avoir acheté le HubiCare Premium Double Cushion Eye Massager. Cet appareil est conçu pour offrir 15 minutes de relaxation oculaire apaisante et de soulagement de la fatigue grâce à cinq fonctions principales : vibration douce, massage par pression d'air, compression chauffante, musique relaxante et un coussin COOL GEL PAD amovible pour une thérapie rafraîchissante. Le coussin oculaire à double couche assure un ajustement confortable et sécurisé, tandis que le design ultra-silencieux permet une utilisation paisible et reposante.

Recommandé pour

- Les personnes qui utilisent des ordinateurs pendant de longues périodes.
- Les utilisateurs fréquents de smartphones.
- Les conducteurs nocturnes.
- Les lecteurs passionnés.
- Les enfants suivent des cours à distance via des ordinateurs ou des ordinateurs portables.
- Ceux qui recherchent une détente après une longue journée.
- Ceux qui souhaitent s'endormir confortablement.


Caractéristiques du produit

- Coussin oculaire à double couche
- Fonctionnement silencieux (niveau moyen ≤ 45 dB)
- 5 modes fonctionnels
- Température de chaleur optimisée
- Batterie rechargeable à grande capacité
- Massage par pression d'air
- Massage rafraîchissant avec gel pad amovible

2. Contenu de l'emballage et description des pièces

- **Contenu de l'emballage** | Massager pour les yeux, Poche de rangement, Câble de chargement USB Type-C, Manuel d'utilisation, COOL GEL PAD amovible

- **Description des pièces**



- 01 Bouton Marche / Mode
- 02 Indicateur de Pression d'Air A (Mode Intelligent)
- 03 Indicateur de musique
- 04 Indicateur de Pression d'Air B (Mode Dynamique)
- 05 Indicateur de chaleur
- 06 Port de chargement USB Type-C
- 07 Indicateur de charge
- 08 Coussin oculaire à double couche

3. Comment utiliser

■ Chargement de l'appareil

- 01 Branchez le câble de chargement USB Type-C sur le port de chargement situé au bas du massEUR pour les yeux.
- 02 L'indicateur de charge sera rouge pendant la charge.
- 03 Lorsque la charge est complète, l'indicateur deviendra bleu.
- 04 Déconnectez le câble de chargement une fois la charge terminée. (Un chargement complet prend environ 2 à 3 heures, selon la tension.)
- 05 L'appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge.

- Couleurs des voyants LED de charge : En charge – Rouge / Chargé – Bleu
- Remarque : Chargez complètement le massEUR pour les yeux avant la première utilisation.

■ Utilisation du massEUR pour les yeux

- 01 Portez correctement le massEUR pour les yeux sur vos yeux.
- 02 Allumez l'appareil en appuyant et maintenant le bouton d'alimentation pendant plus de 2 secondes.
Un message vocal sera émis et l'appareil s'allumera en mode par défaut Air Pressure + Heat.
- 03 Pour changer de mode, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation une fois.
- 04 L'appareil s'éteindra automatiquement après 15 minutes.
- 05 Pour éteindre l'appareil manuellement ou le redémarrer, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.

3. Comment utiliser

■ Modes de massage

Soothing Mode: Pression d'air A + Compresse chaude + Musique 1 ∞_A + 🌡 + 🎵

Cold Compress Mode: Pression d'air B + Musique 2 (Compresse gelée utilisable) ∞_B + 🎵

Hot Compress Mode: Compresse chaude + Musique 3 🌡 + 🎵

Sleep Mode: Compresse chaude + Musique 4 🌡 + 🎵

Vitality Mode: Pression d'air B + Compresse chaude + Musique 5 ∞_B + 🌡 + 🎵

■ Contrôle de la musique

- Activez/désactivez la musique en appuyant rapidement deux fois sur le bouton d'alimentation pendant l'utilisation.

■ Durée de la session

- Chaque session dure 15 minutes.

- Pour continuer, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour redémarrer l'appareil.

- Lorsque la batterie est faible, un message vocal vous en informera. Rechargez l'appareil pour continuer à l'utiliser.

■ Fonction Bluetooth

- Le nom Bluetooth de ce produit est "HEM-7"

- Associez-le à votre appareil lors de la première utilisation.

- Une fois apparié, le masseur pour les yeux se reconnectera automatiquement lorsque Bluetooth sera activé sur votre appareil.

Les messages vocaux incluent

- "Bluetooth is connected"
- "Bluetooth is disconnected"

3. Comment utiliser

■ Messages vocaux

-Welcome	-Bluetooth connected	-Soothing mode	-Sleep mode
-Music on	-Bluetooth disconnected	-Cold compress mode	-Vitality mode
-Music off	-Massage finished	-Hot compress mode	

■ Comment utiliser le COOL GEL PAD

Réfrigérez le COOL GEL PAD pendant 30 minutes.

Ensuite, accrochez les sangles des deux côtés du masseur pour les yeux et portez-le sur vos yeux.

Après utilisation, retirez le gel pad et conservez-le à température ambiante.

Précautions pour le COOL GEL PAD

- Ne pas percer ou ingérer le COOL GEL PAD.
- Garder hors de portée des enfants.
- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Ne pas mettre au micro-ondes ni laver avec de l'eau.
- Ne pas congeler.
- Nettoyer avec un chiffon humide.

4. Entretien et Stockage

■ Stockage

- 01 Rangez le massEUR pour les yeux dans un endroit bien ventilé.
- 02 Évitez la lumière directe du soleil, une humidité élevée ou des températures extrêmes.

■ Entretien

- 01 Éteignez le massEUR et déconnectez le câble de chargement avant de le nettoyer.
- 02 Utilisez un chiffon sec et doux pour essuyer délicatement la surface.
- 03 Ne pas utiliser de produits de nettoyage ou de produits chimiques agressifs.
- 04 Pour les taches, utilisez un tissu légèrement humide pour nettoyer délicatement la zone.
- 05 Après le nettoyage, assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le ranger ou de l'utiliser à nouveau.
- 06 Pour le COOL GEL PAD, nettoyez-le doucement avec un chiffon humide.

5. Précautions de sécurité

- 01 Ce produit est destiné à un usage personnel uniquement et n'est pas conçu pour remplacer un appareil médical à des fins de traitement.
- 02 Retirez toutes les lentilles de contact et accessoires avant utilisation.
- 03 Fermez les yeux pendant l'utilisation. Un léger flou peut apparaître juste après l'utilisation. Ouvrez les yeux lentement après l'utilisation.
- 04 Ne pas utiliser l'appareil en marchant ou en conduisant.
- 05 Ce produit comprend une fonction de chaleur. La température est proche de la température corporelle (99°F) et ne doit pas être utilisée à des fins de chaleur thérapeutique.
- 06 Ne pas utiliser sur les nourrissons ou les enfants.
- 07 Ne pas utiliser après avoir consommé de l'alcool ou pendant le sommeil.
- 08 Ne pas utiliser si vous avez une cicatrice près des yeux, avez subi une opération des yeux, ou souffrez de maladies oculaires telles que le glaucome, la cataracte ou le décollement de la rétine. Consultez votre médecin avant utilisation.
- 09 Ce produit est équipé d'un minuteur et s'éteindra automatiquement après chaque session. Une utilisation continue de l'appareil peut fatiguer vos yeux.
- 10 Arrêtez immédiatement si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort pendant l'utilisation.
- 11 Ne pas utiliser ce produit dans un environnement à haute température ou à forte humidité.
- 12 Ce n'est pas un appareil médical, mais un produit de santé personnel et ne doit pas être utilisé à des fins de traitement.

5. Précautions de sécurité

■ Précautions pour le COOL GEL PAD

- 01 Ne pas percer ou ingérer le COOL GEL PAD.
- 02 Garder hors de portée des enfants.
- 03 Conserver dans un endroit frais et sec.
- 04 Ne pas mettre le COOL GEL PAD au micro-ondes ni le laver avec de l'eau.
- 05 Ne pas congeler le COOL GEL PAD.
- 06 Nettoyez le COOL GEL PAD avec un chiffon humide.

6. Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne s'allume pas	Pas de batterie	Chargez le masseur
	Le bouton d'alimentation n'a pas été pressé assez longtemps	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant au moins 3 secondes
La pression d'air est faible	Batterie faible	Chargez le masseur
Bruit fort pendant l'utilisation	Problème avec le moteur	Si le bruit augmente, veuillez contacter le vendeur
Ne charge pas	Câble de chargement mal connecté	Connectez correctement le câble
	Le câble de chargement peut être endommagé	Remplacez-le par un nouveau câble de chargement

7. Spécifications techniques

Produit	Premium Double Cushion Eye Massager	Taille	L230xW105xH92 (mm)
Modèle	IFAN-E20H /HEM-7	Poids	278g
USB	Micro USB C-type	Batterie	3.7V, 1500mAH
Tension	DC5V/1A	Temps de fonctionnement	15 minutes
Temps de charge	environ 2-3 heures	Consommation d'énergie	5W
Produit	COOL GEL PAD HEM-GEL	Taille	L300 × W100 × 8 (mm)
Matériau	TPU laminé Ice Silk Lycra	Poids	100g

Lea antes de la primera utilización

Este manual proporciona instrucciones detalladas sobre el uso y cuidado adecuado del **HubiCare** Premium Double Cushion Eye Massager (HEM-7)

Contenido

1. Introducción del producto
2. Contenido del paquete y descripción de las piezas
3. Cómo usar
4. Mantenimiento y almacenamiento
5. Precauciones de seguridad
6. Solución de problemas
7. Especificaciones técnicas

1. Introducción al producto

Gracias por adquirir el HubiCare Premium Double Cushion Eye Massager. Este dispositivo está diseñado para brindar 15 minutos de relajación ocular y alivio del cansancio visual mediante cinco funciones clave: vibración suave, masaje con presión de aire, compresión térmica, música relajante y una almohadilla COOL GEL PAD extraíble para una terapia refrescante. El cojín ocular de doble capa garantiza un ajuste cómodo y seguro, mientras que el diseño de ruido ultrabajo permite una experiencia tranquila y relajante.

Recomendado para

- Personas que usan computadoras durante períodos prolongados.
- Usuarios frecuentes de teléfonos inteligentes.
- Conductores nocturnos.
- Lectores ávidos.
- Niños que asisten a clases remotas a través de computadoras o laptops.
- Cualquier persona que busque relajación después de un largo día.
- Aquellos que necesitan ayuda para quedarse dormidos cómodamente.


Características del producto

- Cojín ocular de doble capa
- Funcionamiento silencioso (promedio ≤ 45 dB)
- 5 modos funcionales
- Temperatura de calor optimizada
- Batería recargable de alta capacidad
- Masaje por presión de aire
- Masaje refrescante con gel pad extraíble

2. Contenido del paquete y descripción de las piezas

- **Contenido del paquete** | Masajeador para los ojos, Bolsa de almacenamiento, Cable de carga USB Tipo-C, Manual del usuario, COOL GEL PAD extraíble

- **Descripción de las piezas**



- 01 Botón de encendido / cambio de modo
- 02 Indicador de Presión de Aire A (Modo Inteligente)
- 03 Indicador de música
- 04 Indicador de Presión de Aire B (Modo Dinámico)
- 05 Indicador de calor
- 06 Puerto de carga USB Tipo-C
- 07 Indicador de carga
- 08 Cojín ocular de doble capa

3. Cómo usar

■ Cargar el dispositivo

- 01 Conecte el cable de carga USB Tipo-C al puerto de carga ubicado en la parte inferior del masajeador para ojos.
- 02 El indicador de carga se iluminará en rojo durante la carga.
- 03 Cuando esté completamente cargado, el indicador se iluminará en azul.
- 04 Desconecte el cable de carga una vez que se haya completado la carga.
(Una carga completa tarda aproximadamente 2-3 horas, según el voltaje.)
- 05 El dispositivo no se puede usar mientras está cargando.

- Colores del indicador LED de carga : Cargando – Rojo / Cargado – Azul
- Nota: Cargue completamente el masajeador para ojos antes de su primer uso.

■ Usar el masajeador para ojos

- 01 Colóquese correctamente el masajeador para ojos sobre los ojos.
- 02 Encienda el dispositivo presionando y manteniendo presionado el botón de encendido durante más de 2 segundos.
Se reproducirá un aviso de voz y el dispositivo se encenderá en el modo predeterminado de Air Pressure + Heat.
- 03 Para cambiar de modo, presione brevemente el botón de encendido una vez.
- 04 El dispositivo se apagará automáticamente después de 15 minutos.
- 05 Para apagar el dispositivo manualmente o reiniciarlo, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos.

3. Cómo usar

■ Modos de masaje

Soothing Mode: Presión de aire A + Compresa caliente + Música 1 ∞_A + 🌡 + 🎵

Cold Compress Mode: Presión de aire B + Música 2 (Almohadilla de gel frío utilizable) ∞_B + 🎵

Hot Compress Mode: Compresa caliente + Música 3 🌡 + 🎵

Sleep Mode: Compresa caliente + Música 4 🌡 + 🎵

Vitality Mode: Presión de aire B + Compresa caliente + Música 5 ∞_B + 🌡 + 🎵

■ Control de música

- Active/desactive la música presionando el botón de encendido dos veces rápidamente durante el uso.

■ Duración de la sesión

- Cada sesión dura 15 minutos.
- Para continuar, mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos para reiniciar el dispositivo.
- Cuando la batería esté baja, un mensaje de voz te notificará. Por favor, recarga el dispositivo para continuar usándolo.

■ Función Bluetooth

- El nombre de Bluetooth de este producto es "HEM-7"
- Empareja el dispositivo con tu aparato durante el primer uso.
- Una vez emparejado, el masajeador de ojos se reconectará automáticamente cuando Bluetooth esté habilitado en tu dispositivo.

Los mensajes de voz incluyen

- "Bluetooth is connected"
- "Bluetooth is disconnected"

3. Cómo usar

■ Mensajes de voz

-Welcome	-Bluetooth connected	-Soothing mode	-Sleep mode
-Music on	-Bluetooth disconnected	-Cold compress mode	-Vitality mode
-Music off	-Massage finished	-Hot compress mode	

■ Cómo usar el COOL GEL PAD

Refrigera el COOL GEL PAD durante 30 minutos.

Luego, engancha las correas a ambos lados del masajeador de ojos y colócalo sobre tus ojos.

Después de usarlo, retira el gel pad y guárdalo a temperatura ambiente.

Precauciones para el COOL GEL PAD

- No pinchar ni ingerir el COOL GEL PAD.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- No usar en el microondas ni lavar con agua.
- No congelar.
- Limpiar con un paño húmedo.

4. Mantenimiento y Almacenaje

■ Almacenaje

- 01 Almacene el masajeador de ojos en un lugar bien ventilado.
- 02 Evite la luz solar directa, la alta humedad o temperaturas extremas.

■ Mantenimiento

- 01 Apague el masajeador y desconecte el cable de carga antes de limpiarlo.
- 02 Use un paño suave y seco para limpiar suavemente la superficie.
- 03 No use agentes de limpieza ni productos químicos agresivos.
- 04 Para las manchas, use un pañuelo ligeramente húmedo para limpiar suavemente el área.
- 05 Después de la limpieza, asegúrese de que el dispositivo esté completamente seco antes de guardarlo o usarlo nuevamente.
- 06 Para el COOL GEL PAD, límpielo suavemente con un paño húmedo.

5. Precauciones de seguridad

- 01 Este producto está destinado solo para uso personal y no está diseñado para reemplazar o servir como dispositivo médico con fines de tratamiento.
- 02 Retire todas las lentes de contacto y accesorios antes de usarlo.
- 03 Cierre los ojos durante el uso. Puede ocurrir un leve desenfoque poco después de su uso. Abra los ojos lentamente después de usarlo.
- 04 No utilice el dispositivo mientras camina o conduce.
- 05 Este producto incluye una función de calor. La temperatura es cercana a la temperatura corporal (99°F) y no está destinada a fines terapéuticos de calor.
- 06 No lo use en bebés ni niños.
- 07 No lo use después de consumir alcohol o mientras duerme.
- 08 No lo use si tiene una cicatriz cerca de los ojos, ha tenido una cirugía ocular o sufre de alguna afección ocular como glaucoma, cataratas o desprendimiento de retina. Consulte a su médico antes de usarlo.
- 09 Este producto está equipado con un temporizador y se apagará automáticamente después de cada sesión. El uso continuo del producto puede tensar sus ojos.
- 10 Detenga el uso inmediatamente si experimenta dolor o incomodidad durante el uso.
- 11 No use este producto en un ambiente de alta temperatura o alta humedad.
- 12 Este no es un dispositivo médico, sino un producto de cuidado personal y no debe usarse con fines de tratamiento.

5. Precauciones de seguridad

■ Precauciones para el COOL GEL PAD

- 01 No pinchar ni ingerir el COOL GEL PAD.
- 02 Mantener fuera del alcance de los niños.
- 03 Almacenar en un lugar fresco y seco.
- 04 No poner el COOL GEL PAD en el microondas ni lavarlo con agua.
- 05 No congelar el COOL GEL PAD.
- 06 Limpiar el COOL GEL PAD con un paño húmedo.

6. Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
No enciende	No hay batería	Cargue el masajeador
	El botón de encendido no se presionó durante suficiente tiempo	Mantenga presionado el botón de encendido durante al menos 3 segundos
La presión de aire es débil	Batería baja	Cargue el masajeador
Ruido fuerte durante el uso	Problema con el motor	Si el ruido aumenta, póngase en contacto con el vendedor
No carga	El cable de carga no está conectado correctamente	Conecte correctamente el cable
	El cable de carga puede estar dañado	Reemplácelo por un cable de carga nuevo

7. Especificaciones técnicas

Producto	Premium Double Cushion Eye Massager	Tamaño	L230xW105xH92 (mm)
Modelo	IFAN-E20H /HEM-7	Peso	278g
USB	Micro USB C-Tipo	Batería	3.7V, 1500mAH
Voltaje	DC5V/1A	Tiempo de funcionamiento	15 minutos
Tiempo de carga	aproximadamente 2-3 horas	Consumo de energía	5W
Producto	COOL GEL PAD HEM-GEL	Tamaño	L300 × W100 × 8 (mm)
Material	Laminado TPU Ice Silk Lycra	Peso	100g

Leggere prima dell'uso

Questo manuale fornisce istruzioni dettagliate sull'uso e la cura del **HubiCare** Premium Double Cushion Eye massager (HEM-7)

Contenuti

1. Introduzione del prodotto
2. Contenuto della confezione e descrizione delle parti
3. Come usare
4. Manutenzione e conservazione
5. Precauzioni di sicurezza
6. Risoluzione dei problemi
7. Specifiche tecniche

1. Introduzione al prodotto

Grazie per aver acquistato il HubiCare Premium Double Cushion Eye Massager. Questo dispositivo è progettato per offrire 15 minuti di rilassamento degli occhi e sollievo dalla fatica visiva attraverso cinque funzioni principali : vibrazione delicata, massaggio a pressione d'aria, compressione termica, musica rilassante e un COOL GEL PAD rimovibile per una terapia rinfrescante. Il cuscinetto oculare a doppio strato garantisce una vestibilità comoda e sicura, mentre il design ultra silenzioso consente un'esperienza tranquilla e piacevole.

Consigliato per

- Persone che usano il computer per periodi prolungati.
- Utenti frequenti di smartphone.
- Chi guida di notte.
- Lettori appassionati.
- Bambini che partecipano a lezioni online tramite computer o laptop.
- Chiunque cerchi rilassamento dopo una lunga giornata.
- Chi ha bisogno di aiuto per addormentarsi comodamente.


Caratteristiche del prodotto

- Cuscinetto oculare a doppio strato
- Funzionamento silenzioso (media ≤ 45 dB)
- 5 modalità funzionali
- Temperatura ottimizzata
- Batteria ricaricabile ad alta capacità
- Massaggio con pressione d'aria
- Massaggio rinfrescante con gel pad rimovibile

2. Contenuto della confezione e descrizione delle parti

- **Contenuto della confezione** | Massaggiatore per occhi, Borsa di stoccaggio, Cavo di ricarica USB Tipo-C, Manuale dell'utente, COOL GEL PAD rimovibile

- **Descrizione delle parti**



- 01 Pulsante di accensione / selezione modalità
- 02 Indicatore Pressione Aria A (Modalità Smart)
- 03 Indicatore musicale
- 04 Indicatore Pressione Aria B (Modalità Dinamica)
- 05 Indicatore di calore
- 06 Porta di ricarica USB Tipo-C
- 07 Indicatore di ricarica
- 08 Cuscinetto oculare a doppio strato

3. Come usare

■ Caricare il dispositivo

- 01 Collega il cavo di ricarica USB Tipo-C alla porta di ricarica situata nella parte inferiore del massaggiatore per occhi.
- 02 L'indicatore di carica diventerà rosso durante la ricarica.
- 03 Quando la ricarica è completa, l'indicatore diventerà blu.
- 04 Scollega il cavo di ricarica una volta completata la ricarica.
(Una carica completa richiede circa 2-3 ore, a seconda della tensione.)
- 05 Il dispositivo non può essere utilizzato durante la ricarica.

- Colori dell'indicatore LED di carica : In carica – Rosso / Completamente carico – Blu
- Nota: Carica completamente il massaggiatore per occhi prima del primo utilizzo.

■ Utilizzare il massaggiatore per occhi

- 01 Indossa correttamente il massaggiatore per occhi sugli occhi.
- 02 Accendi il dispositivo premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione per più di 2 secondi.
Verrà riprodotto un messaggio vocale e il dispositivo si accenderà nel modalità predefinita Air Pressure + Heat.
- 03 Per cambiare modalità, premi brevemente il pulsante di accensione una volta.
- 04 Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti.
- 05 Per spegnere manualmente il dispositivo o riavviarlo, tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.

3. Come usare

■ Modalità di massaggio

Soothing Mode: Pressione dell'aria A + Compressa calda + Musica 1 ∞_A + 🌡 + 🎵

Cold Compress Mode: Pressione dell'aria B + Musica 2 (Cuscinetto gel rinfrescante utilizzabile) ∞_B + 🎵

Hot Compress Mode: Compressa calda + Musica 3 🌡 + 🎵

Sleep Mode: Compressa calda + Musica 4 🌡 + 🎵

Vitality Mode: Pressione dell'aria B + Compressa calda + Musica 5 ∞_B + 🌡 + 🎵

■ Controllo della musica

- Attiva/disattiva la musica premendo rapidamente due volte il pulsante di accensione durante l'uso.

■ Durata della sessione

- Ogni sessione dura 15 minuti.

- Per continuare, tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per riavviare il dispositivo.

- Quando la batteria è scarica, un avviso vocale ti notificherà. Ricarica il dispositivo per continuare ad usarlo.

■ Funzione Bluetooth

- Il nome Bluetooth di questo prodotto è "HEM-7"

- Associalo al tuo dispositivo durante il primo utilizzo.

- Una volta associato, il massaggiatore per gli occhi si ricollegherà automaticamente quando il Bluetooth sarà abilitato sul tuo dispositivo.

I messaggi vocali includono

- "Bluetooth is connected"
- "Bluetooth is disconnected"

3. Come usare

■ Messaggi vocali

-Welcome	-Bluetooth connected	-Soothing mode	-Sleep mode
-Music on	-Bluetooth disconnected	-Cold compress mode	-Vitality mode
-Music off	-Massage finished	-Hot compress mode	

■ Come usare il COOL GEL PAD

Refrigerare il COOL GEL PAD per 30 minuti.

Successivamente, aggancia le cinghie su entrambi i lati del massaggiatore per gli occhi e indossalo sopra gli occhi. Dopo l'uso, rimuovi il gel pad e conservalo a temperatura ambiente.

Avvertenze per il COOL GEL PAD

- Non forare o ingerire il COOL GEL PAD.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto.
- Non mettere nel microonde o lavare con acqua.
- Non congelare.
- Pulire con un panno umido.

4. Manutenzione e Conservazione

■ Conservazione

- 01 Conservare il massaggiatore per gli occhi in un luogo ben ventilato.
- 02 Evitare l'esposizione diretta alla luce solare, all'umidità elevata o a temperature estreme.

■ Manutenzione

- 01 Spegnerne il massaggiatore e scollegare il cavo di ricarica prima di pulirlo.
- 02 Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire delicatamente la superficie.
- 03 Non utilizzare agenti di pulizia o prodotti chimici aggressivi.
- 04 Per le macchie, utilizzare un fazzoletto leggermente umido per pulire delicatamente l'area.
- 05 Dopo la pulizia, assicurarsi che il dispositivo sia completamente asciutto prima di riporlo o utilizzarlo nuovamente.
- 06 Pulire il COOL GEL PAD delicatamente con un panno umido.

5. Precauzioni di sicurezza

- 01 Questo prodotto è destinato esclusivamente per uso personale e non è progettato per sostituire o fungere da dispositivo medico per scopi di trattamento.
- 02 Rimuovere tutte le lenti a contatto e gli accessori prima dell'uso.
- 03 Chiudere gli occhi durante l'uso. Potrebbe verificarsi una leggera sfocatura subito dopo l'uso. Aprire lentamente gli occhi dopo l'uso.
- 04 Non utilizzare il dispositivo mentre si cammina o si guida.
- 05 Questo prodotto include una funzione di riscaldamento. La temperatura è simile a quella corporea (99°F) e non è destinata a scopi terapeutici.
- 06 Non utilizzare su neonati o bambini.
- 07 Non utilizzare dopo aver consumato alcol o durante il sonno.
- 08 Non utilizzare se si ha una cicatrice vicino agli occhi, si è sottoposti a un intervento chirurgico agli occhi o si soffre di malattie oculari come glaucoma, cataratta o distacco della retina. Consultare il medico prima dell'uso.
- 09 Questo prodotto è dotato di un timer e si spegnerà automaticamente dopo ogni sessione. Un uso continuo del prodotto potrebbe affaticare gli occhi.
- 10 Interrompere immediatamente se si avverte dolore o disagio durante l'uso.
- 11 Non utilizzare questo prodotto in ambienti ad alta temperatura o ad alta umidità.
- 12 Questo non è un dispositivo medico, ma un prodotto per la cura personale e non deve essere utilizzato a scopi terapeutici.

5. Precauzioni di sicurezza

■ Precauzioni per il COOL GEL PAD

- 01 Non forare né ingerire il COOL GEL PAD.
- 02 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- 03 Conservare in un luogo fresco e asciutto.
- 04 Non mettere il COOL GEL PAD nel microonde né lavarlo con acqua.
- 05 Non congelare il COOL GEL PAD.
- 06 Pulire il COOL GEL PAD con un panno umido.

6. Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il dispositivo non si accende	Nessuna batteria	Carica il massaggiatore
	Il pulsante di accensione non è stato premuto abbastanza a lungo	Tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 3 secondi
La pressione dell'aria è debole	Batteria scarica	Carica il massaggiatore
Rumore forte durante l'uso	Problema con il motore	Se il rumore aumenta, contatta il venditore
Non si carica	Il cavo di ricarica non è correttamente collegato	Collega correttamente il cavo
	Il cavo di ricarica potrebbe essere danneggiato	Sostituiscilo con un nuovo cavo di ricarica

7. Specifiche tecniche

Prodotto	Premium Double Cushion Eye Massager	Dimensioni	L230xW105xH92 (mm)
Modello	IFAN-E20H /HEM-7	Peso	278g
USB	Micro USB C-type	Batteria	3.7V, 1500mAH
Tensione	DC5V/1A	Tempo di utilizzo	15 minuti
Tempo di ricarica	circa 2-3 ore	Consumo energetico	5W
Prodotto	COOL GEL PAD HEM-GEL	Dimensioni	L300 × W100 × 8 (mm)
Materiale	Laminato TPU Ice Silk Lycra	Peso	100g

Seller : HuBDIC Co.,Ltd.

Address : #5F, 72, Heungan-daero 427beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14059, Rep. of KOREA

Manufacturer : SHEN ZHEN FANR TECHNOLOGY CO.,LIMITED

US Importer : HUBDIC USA INC. Carson, CA 90746, United States of America

Customer Service Center : support@hubdic.com

WEEE-Reg-Nr. DE 13009330

EU	REP
----	-----

eucomply OÜ

Pärnu mnt. 139b - 14

11317 Tallinn Estonia

hello@eucompliancepartner.com

+33757690241

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used exposure condition without restriction.