


Sonata
Sounds & Clear
Wireless My Personal Sound Amplifier

Model No.: ME-700



CONTENT	PAGE
QuickGuide - English	2
QuickGuide - Japan	9
QuickGuide - 中文	17
QuickGuide - 简体中文	24
FCC Statement	31

Inside Package

Personal Sound Amplifier
(Receiver:ME-700R)





Binaural Earphone
(Including: a pair of Large,
Medium, Small ear buds)




USB cable


Wireless Microphone
(Transmitter: ME-700T)




RCA stereo audio adapter



Universal Adapter
(Including US, EU, UK, and AU adapter)



Carry Case



3.5mm stereo audio cable

Specification

Personal Sound Amplifier (Receiver)

Color

White

Max Sound Pressure Level

118±4 dBSPL@2,900Hz

Max Full-on Gain

60±5dB

Size

32.5 mm (L) * 36 mm * (W) *14.9 mm (H)

Weight

12.2g

Operation time

Fully recharge 1 hour; Operating 3 hours.

Binaural Earphone

Wireless Microphone (Transmitter)

Color

Black

Microphone

Omnidirectional

Operating Voltage

3.1~4.2V

Max Line-In Voltage

1.2 V

Size

32.5 mm (L) * 36 mm * (W) *14.9 mm (H)


Weight

12.2g


Operating Time

Fully recharge1 hour ; Operating 3 hours.

Functions



Personal Sound Amplifier (Receiver : ME-700R) - White



Wireless Microphone(Transmitter : ME-700T) - Black

ME-700

Thank you for choosing ME-700 !

Please read this manual guide before using ME-700 to avoid the risk of improper using.


ME-700 is built in Li-ion rechargeable battery.

The battery must be full charged for the first time. In order to extend the battery lifetime effectively, we suggest the product ME-700 should be charged during 5~40 °C.

How To Use

A.Plugging the Earphone into Personal Sound Amplifier (ME-700R).

Please insert earphone into control box.




B.Wearing Earphone

Put the ear buds on your ear.

Mark “L” represents left side.


Mark “R” represents right side.



C.Powering On

Press the “On/Off switch” button for 3 seconds to turn on the Personal Sound Amplifier (ME-700R) and Wireless microphone (ME-700T). When the battery is fully charged, the LED indicator is Green.


※ME-700 could not be turned on if the battery is too low.



D.Mode Switching(Connect/ Disconnect)


Press connect/disconnect button on Personal Sound Amplifier (ME-700R), it will connect automatically. It will be disconnect automatically when you press the same button again. When disconnect, the personal sound amplifier can work individually as sound amplifier devise.

※Notice : When connect, the LED indicator is Blue.




E.Volume Control

Press “+” or “-” to adjust the level of volume.



F.Turning the Power Off


Press the “On/Off switch” button for 3 seconds to power off the ME-700. When power is off, the LED indicator light is off.



How to connect to TV

STEP 1:Checking Accessories


Please take out 3.5mm stereo audio cable (photo1) and RCA stereo audio adapter(photo2) from box, and connect RCA stereo audio adapter with stereo audio cable from 3.5mm port.



STEP 2:RCA stereo audio adapter connects to TV

Connect RCA plugs to Audio out (Right->Red, Left->White) on the television. (photo 3)

※TV volume will be delivered to wireless microphone of ME-700T, and the TV audio still works.



STEP 3:3.5mm stereo audio cable connects to Wireless Microphone

Connect audio cable to the wireless microphone and power on the wireless microphone. (photo 4)

※Check if the LED indicator of wireless microphone is green.




photo 4

STEP 4:Power on the Personal Sound Amplifier.

Turn on the personal sound amplifier (ME-700R) and click the “connect/disconnect” to connect with the wireless microphone (ME-700T). When the LED indicator turns blue, it connects successfully and can start to work.

LED Indicator

The color of LED indicator illustrate the power status of ME-700 :

A. Personal Sound Amplifier (ME-700R)(White)

	Status	Color of LED Indicator
Power On	Disconnection with full charged	Green
	Disconnection with low battery / charging	Green with Blinking Orange
	Connection with full charged	Blue
	Connection with low battery / charging	Blue with Blinking Orange
	Reset	LED Off
Power Off	Not charged	LED Off
	Charging	Orange
	Full charged	Led Off
	Reset/ charging	Orange Flash

B. Wireless Microphone (ME-700T)(Black)

	Status	Color of LED Indicator
Power On	Disconnection with full charged	Green
	Disconnection with low battery / charging	Green with Blinking Orange
	Connection with full charged	Blue
	Connection with low battery / charging	Blue with Blinking Orange
	Reset	LED Off
Power Off	Not charged	LED Off
	Charging	Orange
	Full charged	Led Off
	Reset/ charging	Orange Flash

Trouble Shooting

Please check below items see if any possibilities of malfunction. If you can not find a solution from the following Q&A, please contact the local distributor for customer service

Questions	Answers
1.Can not turn on?	▲ Please check the power status ? ▲ Please make sure to press 3 seconds for turing on?
2.No Voice?	▲ Please make sure the earphone is inserted in the personal sound amplifier (white). ▲ Try to adjust the volume °

Trouble Shooting

Question	Answer
3.Can not connect?	▲ Please check both personal sound amplifier and wireless microphone are powered on. ▲ Please press the “connect/disconnect” button again, and wait for 5 secs. In the connection mode, the LED indicator is blinking blue. The LED indicator is blue when connects successfully. ▲ During the regular connection process, the blue indicator will be blinking. After the connection confirmed, the indicator is blue.
4.High-pitched noises in earphone	▲ Insert ear buds tightly into ear canal or change the different size of ear buds. ▲ Reduce volume or increase the distance between the earphone and the microphone of control box.
5.How to use personal sound amplifier?	▲ Please check the power status of personal sound amplifier (white)? ▲ Please check if it disconnected with wireless microphone. ▲ Please check if the LED indicator is Green.
6.System Reset	▲ Personal Sound Amplifier (White), please press connect button for 10 seconds till it to turn off. Turn on the device, and it will start to run normally. ▲ Wireless Microphone (Black), please press “ reset button” for 10 seconds till it to turn off. Turn on the device, and it will start to run normally. ▲ If still cannot turn on or turn off the product after undergoing the above actions. Please kindly repeat again, or call Merry service phone number for further assistance.

Notice

- ※ This product is not a hearing aid. If you have any hearing problems, please see doctor for advising.
- ※ This symbol indicates that integral electrical equipment must not be treated as household waste. It should be taken to the relevant collection depot for the recycling of electrical and electronics equipment.

Eco-friendly



Warning


- ▲ If you feel uncomfortable or tinnitus, please stopping using this product and having hearing check.
- ▲ Please keep ME-700 away from children and pets. In case children or pets swallow it. If swallows it by accident, please consult a doctor immediately.
- ▲ Do not use ME-700 where it is forbidden to use electronic device.
- ▲ Please keep ME-700 away from fire (high temperature), water(humid environment), or any device generating high voltage of electronics.
- ▲ Please use the AC adapter provided by Merry Electronics to recharge your ME-700.

MERRY ELECTRONICS CO., LTD
 No.22, 23rd Road, Taichung Industrial Park,
 Taichung, 40850 Taiwan, R.O.C.
 Hear@ merry.com.tw
<http://www.merryhealthcare.com/>
 Merry Service Phone Number:+886289132381


Manufacturer
 MERRY ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.
 Merry Ind. Park Hua Rong Rd., DaLang, BaoAn,
 ShenZhen, 518109 China

内容品

整音器 (受信機:ME-700R)



ワイヤレスマイク
(送信機:ME-700T)




両耳イヤホン




普通イヤークピース




穴あきイヤークピース




USBケーブル




AV 端子コード



収納ポーチ



AC アダプタ



3.5mmケーブル

仕様

整音器(受信機:ME-700R)

カラー



最大出力レベル

118±4 dB SPL@2,900Hz

最大音響利得

60±5db

寸法

32.5 mm (高) * 36 mm * (幅) * 14.9 mm (厚)

質量

12.2g

駆動と充電時間

約1時間の充電でフル充電ができて、
最大約3時間使用可能。

両耳イヤホン

ワイヤレスマイク(送信機:ME-700T)

カラー



マイクの指向性

オムニ方向(全指向性)

ダイレクトオーディオ出力

ステレオ

最大出力電圧

1.2 V

寸法

32.5 mm (高) * 36 mm * (幅) * 14.9 mm (厚)

質量


12.2g

駆動と充電時間

約1時間の充電でフル充電ができて、
最大約3時間使用可能。


各部の名前

○ 白色の整音器(受信機)



*風雑音抑制器とは定常音（一定の音で持続的な音）が雑音として認識されてその音を小さくする装置です。

● 黒色のワイヤレスマイク(送信機)



ME-700

このたびはメリーの製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をお読みいただき、安全上のご注意に従い、正しくご使用ください。

この製品は充電式リチウム電池が採用されています。初めて起動する際にはフル充電をしてください。


注意：バッテリー耐用年数を最大限まで引き延ばすために、本体を湿気のない5-40℃の涼しい場所で保管してください。

使い方

A. イヤホンを整音器（白）に差し込む


使用前にイヤホンを本体にしっかりと挿入してください。

* 注意：イヤホン端子の挿入が不十分になると音声が届かない可能性があります。少し力をいれて「カツンッ！」と音が出る感覚で最後まで入れてください。



B. イヤホンをつける

イヤホン表記のRは右耳に、Lは左耳に入れます。




C. 整音器の電源を入れる

電源スイッチを三秒間押し続けます。


バッテリー残量が十分な場合、電源ランプは緑に点灯します。

バッテリー残量が少ない場合、電源の起動ができなくなる可能性があります。



D. ワイヤレスマイクの切り替え


ワイヤレスマイクを使う場合は、「接続キー」をワンタッチして5秒ほど経ちますと2台の機器が自動接続されます。もう一度ワンタッチすると、接続を解除します。その状態では、整音器は単独で集音器として使用できます。



*ワイヤレス接続状態（本体）	青に点灯	接続中
	点滅	接続処理中
	緑に点灯	切断時


E. 音量調節

音声の再生中は、ボリュームボタンを使って音量を調節できます。



F. 電源を切る

電源スイッチを3秒間押し続けます。電源は切れた状態になり、電源ランプは消えます。




テレビ音声を整音器に送信

テレビにワイヤレスマイクをつないで聞けます。

(1)変換コードを作る


3.5mmステレオコード(図1)をAV 端子コード(図2)につなぎます。そのコードは「音声ケーブル」と呼ばれます(図3)。



(2)準備した音声ケーブルをテレビにつなぎます。

音声ケーブルを、テレビの音声入力端子につなぎます(図3)。

※テレビの音声はワイヤレスにて整音器に届けます。整音器をつけていない周りの人でもテレビの音声を聞くことができます。



(3)つないだテレビのケーブルを、ワイヤレスマイク(黒)につなぎます。

(図4)のようにワイヤレスマイクを繋いでから、電源を入れます。

※ ワイヤレスマイクの電源を入れますと、ランプは『緑』に点灯します。




図4

(4)整音器(白)の電源を入れます。

最後に整音器の電源を入れて、「接続キー」をワンタッチします。5秒ほどたちますと2台の機器が自動接続されます。その状態で、テレビの音声をしっかりと整音器で聞くことができます。


* 「接続キー」を押すと、電源ランプで接続状態を示します。

青に点灯	接続中
点滅	接続処理中
緑に点灯	切断時

バッテリーを充電する

電源アダプタを使ってバッテリーを充電します。

- (1) 付属のケーブルとUSB電源アダプタを使って、整音器/ワイヤレスマイクを電源コンセントに接続します。



- (2) バッテリー残量が少なくなると、LEDランプが橙色の点滅で表示されます。
充電中に整音器/ワイヤレスマイクを使用すると橙色の点滅がフル充電まで続きます。
充電完了時、橙色が消えます。
- (3) 充電中に整音器/ワイヤレスマイクを使用しないときは、
充電完了までLEDランプが橙色に点灯します。
充電完了時、LEDランプが消えます。

電源ランプの説明

ランプの色は状態によって変わります。

A. 整音器(受信機・白:ME-700R)

	状態	電源ランプの色
電源オンのとき	単独で利用する。	緑色
	*バッテリーの充電及び残量不足の場合はランプが緑色から橙色の点滅。 充電完了時、橙色が消えます。	
	ワイヤレスマイクと接続処理中	緑と青の点滅
	ワイヤレスマイクと接続中。	青色
	*バッテリーの充電及び残量不足の場合はランプが青色から橙色の点滅。 充電完了時、橙色が消えます。	
	ワイヤレスマイクと切断ときに	青と緑の点滅
電源オフのとき	未充電	なし
	充電中	橙色
	充電完了	なし

B. ワイヤレスマイク(送信機・黒:ME-700T)

	状態	電源ランプの色
電源オンのとき	整音器と切断	緑色
	*バッテリーの充電及び残量不足の場合はランプが緑色から橙色の点滅。 充電完了時、橙色が消えます。	
	整音器接続中	青色
	*バッテリーの充電及び残量不足の場合はランプが青色から橙色の点滅。 充電完了時、橙色が消えます。	
電源オフのとき	未充電	なし
	充電中	橙色
	充電完了	なし

トラブルシューティング

よくある質問	解決方法
1.電源スイッチを押しても反応がない。	▲充電器を接続して、電源ランプは橙色か確認ください。 ▲電源を3秒間押し続けてください。 ▲「設定リセット」を10秒間ほど長押しすると電源が切れます。もう一度電源を入れてください。
2.電源オン状態でも聞こえない	▲イヤホンが正しく、しっかりと挿入されているか確認ください。 ▲音量は適切でしょうか。
3.2台の機器をつなぐことが出来ない(ペアリング)	▲ 2台の機器の電源が入っているか確認ください。 ▲「接続キー」を押してペアリング設定をします。ペアリング設定をした時、LEDランプが数秒間点滅します。点滅しない場合は、「接続キー」をきちんと押していない可能性がありますので、もう一度「接続キー」をお押しください。 ▲ペアリングが完了した時、青いランプが点灯します。青いランプが点灯していない場合は、「接続キー」を10秒間ほど長押しして設定リセットし、改めて最初のステップからもう一度実行してください。
4.イヤホンから大きな雑音が出る	▲イヤピースとイヤホンはぴったり合っているのかチェックしてください。 ▲音量を下げる、またはマイクとイヤホンの距離を離してください。
5. 整音器（白）を単独で使う方法	▲まず、電源が入っているか確認ください。 ▲電源ランプは緑に点灯しているか確認ください。緑に点灯していない時、「接続キー」を押すとLEDランプが数秒間点滅してから緑に点灯します。点灯しない場合は、「接続キー」を10秒間ほど長い押しして設定リセットし、最初のステップからもう一度実行してください。
6. 電源スイッチを押しても切られない。	▲電池の残量が十分かどうかを確認してください。 ▲電源スイッチを3秒間押し続けて確認してください。 ▲上記を実行しても解決しない時は「接続キー」を10秒間ほど長押しして設定リセットしてください。

ご注意

※本製品は少し聞こえにくくなった方の生活を快適にお過ごし頂くためのモノです。

医療機器認定を取得した補聴器ではありません。

※この表示は本機内蔵バッテリーを一般家庭ゴミに捨

てることが出来ないことを表しています。内蔵バッテリー

を処分するときはお住まい自治体のルールに従って処分してください。

回収処分



警告

- ▲ 利用中、耳鳴りなど気分が悪く感じるがありましたら、直ちにご利用を止め、医師に相談してください。
- ▲ 整音器は小さな部品を使用しており、誤飲の可能性があります。幼児やペットの手が届くところには絶対に置かないでください。万一、飲み込んだ場合、直ちに医師に相談してください。
- ▲ 電子機器の利用が制限されている場所ではルールに従い、利用を中止してください。
例：航空機内、病院内など。
- ▲ 製品を高温、多湿の環境、高圧電力装置の近くでは利用しないでください。

製品保証書

▲保証期間は購入日から1年間です。（イヤホンは3ヶ月。電池、イヤピースなどの消耗品を含まず）。

▲型番、製造番号は修理依頼時に必要となります。本保証書をご提示ください。

▲本取扱説明書に従わなかった不適当な使用と判断した時は、保証は適用されません。

ご不明な点は販売店までご連絡ください。

MERRY ELECTRONICS CO., LTD
No.22, 23rd Road, Taichung Industrial Park,
Taichung, 40850 Taiwan, R.O.C.
Hear@merry.com.tw
<http://www.merryhealthcare.com/>
Merry Service Phone Number:+886289132381


Manufacturer
MERRY ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.
Merry Ind. Park Hua Rong Rd., DaLang, BaoAn,
ShenZhen, 518109 China

販売店


購入日：
型番：ME-700
シリアル番号：

功能名稱

個人放大器 (白色 ME-700R)



無線麥克風 (黑色 ME-700T)




ME-700

誠摯地感謝您購買美麗聽輔聽器！

使用輔聽器前請先閱讀本說明書，以避免不當使用造成的風險。
本產品由可充電的鋰電池提供電量。在第一次使用之前，電池必須被充滿電。
為了有效延長電池使用期限，建議在5~40°C範圍內進行充電。

產品包裝內容物



技術規格

個人聲音放大器（接收器:ME-700R）

顏色	白色
最大輸出	118±4 dB SPL@2,900Hz
最大增益	60±5dB
尺寸	(高) 32.5 mm (寬) 36 mm (厚) 14.9 mm
重量	12.2克
	雙耳耳機
操作時間	充飽電約 1小時，可連續使用 3小時。(視實際使用狀況)

無線麥克風（發射器:ME-700T）


顏色	黑色
麥克風	全向性
Line-In最大電壓	1.2 V
工作電壓	3.1V~4.2V
尺寸	(高) 32.5 mm (寬) 36 mm (厚) 14.9 mm
重量	12.2克
操作時間	充飽電約 1小時，可連續使用 3小時。(視實際使用狀況)

使用方法

A. 耳機插入本體


使用前請先將耳機正確插入耳機插孔。

※注意：請確實將耳機插入聲音放大器，
以確保聽得到聲音。



B. 配戴耳機


耳機機殼上標示R的耳機為右耳使用，
標示L的耳機為左耳使用。



C. 開啟電源

請長按聲音放大器(白色 ME-700R)、
無線麥克風(黑色 ME-700T)的電源鍵3秒鐘
以啟動電源，在電力飽足的狀況下，電源
指示燈為綠燈長亮。

※注意：若電量過低可能無法開啟電源。




D. 切換模式(連線/中斷)

輕按聲音放大器(白色 ME-700R)的連線鍵，
即可進行連線。同理要切換模式，再按一下
連線鍵，即可中斷連線。


當中斷連線時，聲音放大器可單獨作為聲音放大使用。

※注意：在連線過程中，藍色指示燈會閃爍，
確定連線狀態後，指示燈為藍色。




E. 微調音量

可透過增音鍵與減音鍵來微調音量。



F. 結束使用，關閉電源

開機狀態下按下【電源切換鍵】3秒鐘可關閉電源。
電源狀態指示燈熄滅。




電視操作說明

操作步驟如下：

(一)檢查配件


請先取出包裝盒內附之『音源線』(圖一)及『AV端子連接線』(圖二)，將音源線接上AV端子3.5mm接頭。



(二)連接電視機

將AV端子連接到電視Audio out(聲音輸出)的右(紅色)、左(白色)聲道上(圖三)。


※電視聲音可傳到ME-700無線麥克風，且電視仍然有聲音給一般人收聽。



(三)連接無線麥克風(黑色 ME-700T)

請將音源線接上無線麥克風(圖四)，並將無線麥克風電源開啟。

※無線麥克風電源開啟後為『綠色』。



(四)打開個人聲音放大器(白色 ME-700R)

接下來打開個人聲音放大器電源開關，輕按一下連線鍵。當燈號為藍色時即表示連線完成，即可開始收音。

電源狀態指示燈說明

A.個人聲音放大器(白色 ME-700R)

	狀態	電源狀態指示燈顏色
開機狀態(電源開啟)	未連線正常電壓/充飽電	綠色
	未連線低電量/充電中	綠色閃橘燈
	連線中正常電壓/充飽電	藍色
	連線中低電量/充電中	藍色閃橘燈
	系統重置(Reset)	熄滅
關機狀態(電源關閉)	未充電	熄滅
	充電中	橘色
	充飽電	熄滅
	系統重置(Reset) (充電中)	橘色閃一次

B.無線麥克風(黑色 ME-700T)

	狀態	電源狀態指示燈顏色
開機狀態(電源開啟)	未連線正常電壓/充飽電	綠色
	未連線低電量/充電中	綠色閃橘燈
	連線中正常電壓/充飽電	藍色
	連線中低電量/充電中	藍色閃橘燈
	系統重置(Reset)	熄滅
關機狀態(電源關閉)	未充電	熄滅
	充電中	橘色
	充飽電	熄滅
	系統重置(Reset) (充電中)	橘色閃一次

問題排除

請先進行下列幾項檢查以排除美麗聽輔聽器損壞的可能性：若經過下述幾項檢查仍無法解決您的美麗聽輔聽器問題，請聯繫最近的銷售商尋求專業服務。

問題	解決
1.無法開關機？	▲請確認美麗聽輔聽器是否有充電？ ▲請確認是否有長按電源鍵3秒鐘？
2.沒有聲音？	▲請確認是否有將耳機確實插入聲音放大器本體(白色)。 ▲請試著調整音量大小。

問題排除

問題	解決
3.無法連線?	▲請確認是否聲音放大器(白色)、無線麥克風 (黑色)都已開機。 ▲請確認是否有確實按壓連線鍵，並等待約5秒鐘。 正常連線過程中，藍色指示燈會閃爍，確定連線狀態後，指示燈為藍色。
4.耳機裡的高音嘯叫聲	▲請檢查耳機耳塞是否有塞緊或換另一種尺寸的耳塞試試。 ▲請調低音量或者增大麥克風與耳機之間的距離。
5.如何單獨使用聲音放大器	▲請確認聲音放大器(白色)是否有電? ▲請確認是否已切換模式?(中斷連線) ▲請確認燈號為綠色。
6.系統重置(Reset)	▲個人聲音放大器(ME-700R)，請長按『連線鍵』(Connect)10秒鐘後關機，再重新開機即可。 ▲無線麥克風(ME-700T)，請長按『Reset鍵』10秒鐘後關機，再重新開機即可。 ▲以上動作如果仍無法開關機，請再重覆一次，或直接洽美律客服專線處理。

注意

- ※本產品非助聽器，若有聽力障礙問題請尋找專業醫師。
- ※內置的電源設備絕不能把它當成平常的生活垃圾。
- 它應該被投放到相應的電子設備或電器回收點。

環保處理




警告

- ▲ 如您有感覺到不舒服或有耳鳴現象，請立即停止使用本產品並諮詢醫生。
- ▲ 請將本產品遠離兒童和寵物，以避免被吞食的風險！
如果不小心誤吞食，請盡快與相關醫護人員聯絡。
- ▲ 在任何避免電子干擾警告標示的區域，例如：飛機上，軍事領域或醫療設備區域等，請關閉本產品以避免任何電子干擾造成的危險，。
- ▲ 請將本產品遠離火源（高溫環境），水（潮濕環境），或任何產生高壓電的裝置。
- ▲ 本產品建議由美律實業股份有限公司推薦的充電配件進行充電。
- ▲ NCC警語：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波設性電機設備之干擾。


美律實業股份有限公司
40850台中市工業區23路22號
hear@merry.com.tw
www.merryhealthcare.com
客服專線：+886 289132381

製造商
MERRY ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.
Merry Ind. Park Hua Rong Rd., DaLang, BaoAn,
ShenZhen, 518109 China


产品包装内容物



个人放大器
(ME-700R)




无线麦克风
(ME-700T)




双耳耳机




耳塞




USB




AV 端子




转接头



充电器



便携盒



音源线

技术规格



个人声音放大器(接收器 ME-700R)

颜色	白色
最大输出	118±4 dB SPL@2,900Hz
最大增益	60±5dB
尺寸	(高) 32.5 mm (宽) 36 mm (厚) 14.9 mm
重量	12.2克
操作时间	充电1小时, 可使用3小时 (视实际使用状况)

无线麦克风 (发射器 ME-700T)

颜色	黑色
麦克风	全向性
Line-In最大电压	3.1V~4.2V
工作电压	1.2 V
尺寸	(高) 32.5 mm (宽) 36 mm (厚) 14.9 mm
重量	12.2克
操作时间	充电1小时, 可使用3小时 (视实际使用状况)

功能名称



无线麦克风
(ME-700T)

ME-700

诚挚地感谢您购买美丽听无线个人数码声音处理器！

使用美丽听无线个人数码声音处理器前请先阅读本说明书，以避免不当使用造成的风险。

本产品由可充电的锂电池提供电量。在第一次使用之前，电池必须被充满电。


为了有效延长电池使用期限，建议在5~40℃范围内进行充电。

使用方法

A. 耳机插入本体


使用前请先将耳机正确插入耳机插孔。

※注意：请确实将耳机插入声音放大器，以确保听得到声音。



B. 配戴耳机


耳机机壳上标示R的耳机为右耳使用，标示L的耳机为左耳使用。



C. 开启电源

请长按声音放大器(白色ME-700R)、无线麦克风(黑色ME-700T)的电源键3秒钟以启动电源，在电力饱足的状况下，电源指示灯为绿灯长亮。


※注意：若电量过低可能无法开启电源。



D. 切换模式(连线/中断)


轻按声音放大器(白色ME-700R)的连线键，即可进行连线。同理要切换模式，再按一下连线键，即可中断连线。当中断连线时，声音放大器可单独作为声音放大使用。

注意：在联机过程中，蓝色指示灯会闪烁，确定联机状态后，指示灯为蓝色。




E. 微调音量

可透过增音键与减音键来微调音量。



F. 结束使用，关闭电源

开机状态下按下【电源切换键】3秒钟可关闭电源。电源状态指示灯熄灭。




电视操作说明

操作步骤如下：

(一) 检查配件


请先取出包装盒内附之『音源线』(图一)及『AV端子连接线』(图二)，将音源线接上AV端子3.5mm接头。




(二) 连接电视机

将AV端子连接到电视Audio out(声音输出)的右(红色)、左(白色)声道上(图三)。

※电视声音可传到ME-700无线麦克风，且电视仍然有声音给一般人收听。



(三) 连接无线麦克风(黑色ME-700T)



图四

(四) 打开个人声音放大器(白色ME-700R)

接下来打开个人声音放大器电源开关，轻按一下连线键。当灯号为蓝色时即表示连线完成，即可开始收音。

电源状态指示灯说明

各种状态下的电源状态指示灯颜色如下表说明：

A. 个人声音放大器(白色 ME-700R)

	状态	电源状态指示灯颜色
开机状态(电源开启)	未连线正常电压/充电电	绿色
	未连线低电量/充电中	绿色闪橘灯
	连线中正常电压/充电电	蓝色
	连线中低电量/充电中	蓝色闪橘灯
	系统重置(Reset)	熄灭
关机状态(电源关闭)	未充电	熄灭
	充电中	橘色
	充电电	熄灭
	系统重置(Reset)(充电中)	橘色闪一次

B. 无线麦克风(黑色ME-700T)

	状态	电源状态指示灯颜色
开机状态(电源开启)	未连线正常电压/充电电	绿色
	未连线低电量/充电中	绿色闪橘灯
	连线中正常电压/充电电	蓝色
	连线中低电量/充电中	蓝色闪橘灯
	系统重置(Reset)	熄灭
关机状态(电源关闭)	未充电	熄灭
	充电中	橘色
	充电电	熄灭
	系统重置(Reset)(充电中)	橘色闪一次

问题排除

请先进行下列几项检查以排除美丽听无线个人数码声音处理器损坏的可能性：
若经过下述几项检查仍无法解决您的美丽听无线个人数码声音处理器问题，
请联系最近的销售商寻求专业服务

问题	解决
1. 无法开关机？	▲请确认美丽听无线个人数码声音处理器是否有充电？ ▲请确认是否有长按电源键3秒钟？
2. 没有声音？	▲请确认是否有将耳机确实插入声音放大器本体(白色)。 ▲请试着调整音量大小。

问题排除

问题	解决
3. 无法连线?	▲请确认是否声音放大器(白色)、无线麦克风(黑色)都已开机。 ▲请确认是否有确实按压联机键, 并等待约5秒钟。正常联机过程中, 蓝色指示灯会闪烁, 确定联机状态后, 指示灯为蓝色。
4. 耳机里的高音啸叫声	▲请检查耳机耳塞是否有塞紧或换另一种尺寸的耳塞试试。 ▲请调低音量或者增大麦克风与耳机之间的距离。
5. 如何单独使用声音放大器?	▲请确认声音放大器(白色)是否有电? ▲请确认是否已切换模式?(中断连线) ▲请确认灯号为绿色。
6. 系统重置(Reset)	▲个人声音放大器(ME-700R), 请长按『联机键』(Connect)10秒钟后关机, 再重新启动即可。 ▲无线麦克风(ME-700R), 请长按『Reset键』(电源键下方)10秒钟后关机, 再开机即可。 ▲以上动作如果仍无法开关机, 请再重复一次, 或直接洽美律客服专线处理。

注意

- ▲本产品非助听器, 若有听力障碍问题请寻找专业医师。
- ▲内置的电源设备绝不能把它当成平常的生活垃圾。它应该被投放到 相应的电子设备或电器回收点。

環保處理



警告

- ▲ 如您有感觉到不舒服或有耳鸣现象, 请立即停止使用本产品并咨询医生。
- ▲ 请将本产品远离儿童和宠物, 以避免被吞食的风险! 如果不小心误吞食, 请尽快与相关医护人员联络。
- ▲ 在任何避免电子干扰警告标示的区域, 例如: 飞机上, 军事领域或医疗设备区域等, 请关闭本产品以避免任何电子干扰造成的危险。
- ▲ 请将本产品远离火源(高温环境), 水(潮湿环境), 或任何产生高压电的装置。
- ▲ 本产品建议由美律实业股份有限公司推荐的充电配件进行充电。

美律实业股份有限公司
40850台中市工业区23路22号
hear@merry.com.tw
www.merryhealthcare.com
客服专线: +886 289132381

制造商
MERRY ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.
Merry Ind. Park Hua Rong Rd., DaLang, BaoAn,
ShenZhen, 518109 China

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:

To assure continued FCC compliance:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee device could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.