

Important Precautions

Please read before use of product.

Beam toothbrushes are safe when used within the safety guidelines. Beam toothbrushes are an electrical appliance and should be handled cautiously especially around children.

Dangers

To lessen the risk of injury or fire:

1. Do not use any power source other than the provided AC/DC adapter.
2. Do not store the charger near bathtubs, toilets, and sinks.
3. Do not attempt to grab or use a charger if it has fallen into the water. Unplug from the outlet immediately.
4. Do not use the brush while bathing.
5. Do not attempt to clean the charger while plugged into an electrical source.
6. Do not attempt to plug the charger into any other voltage other than specifically stated on the product.
7. Do not forcefully plug the charger into the outlet.
8. Do not use a charger if the plug does not easily fit into the outlet.
9. Do not attempt to take apart the charger.

Caution

To lessen the risk of injury or fire:

1. If the brush or charger appears to be damaged in any way, please discontinue use of the product. As further use could result in injury.
2. If the brush is damaged and can no longer be used the battery must be removed from the product before it is discarded. Do not attempt to remove the battery if the brush is not ready to be discarded. Please refer to the battery disassembly below for more information on how to remove the battery.
3. Once the battery has been removed please discard safely.
4. The Beam toothbrush has been specifically designed to clean teeth, gums, and tongue. Do not attempt to use this product in any other way than as previously described.
5. Do not store brush or charger near a heat source.
6. Beam toothbrush is NOT dishwasher safe. Do not attempt to wash this product in the dishwasher.
7. Please refrain from storing or using this product outdoors.
8. Supervision is required for children or people with reduced physical, sensory, or mental capabilities to safely use this product. Without these specific supervision requirements this product could lead to injury.
9. The Beam toothbrush contains a battery that is non-replaceable.

Medical Caution

If you have received any injuries from this product please consult your dental professional.

How to remove and recycle the battery

Please note: This process will fully disable the product and will not be able to be undone. The steps to remove the battery from the brush are listed below.

Steps to remove battery

1. Before you start the removal process please make sure that the brush has no charge left and the battery is completely drained. You can accomplish this by turning the brush on and letting it cycle. Repeat until the battery is drained.
2. Once you have made sure that the battery has been fully drained and the brush has no power you will need to remove the battery from the brush. For this you will need a screwdriver and channel locks.
3. Take the channel locks and place it 1/4 inch away from the bottom of the brush approximately where the beam logo is on the front and proceed to apply pressure with the channel locks. Rotate brush 90° and apply pressure, repeat until cap can be removed.
4. Once the cap is off, then proceed to take the screw driver and pull back on 2 locking tabs inside the bottom of the brush.
5. Take off the brush head and proceed to turn the cap upside down and press it against a table to be able to remove the carrier from the handle. The carrier houses the motor, circuit board, and the battery.
6. Once the carrier is free please push the battery from the back and pop the battery out of the carrier. Twist the battery wires until the wires come loose from the circuit board, watch to make sure the positive and negative wires do not come in contact with one another. Once the battery is free it needs to be properly recycled please read below to learn the proper way to recycle the battery.

How to properly recycle the battery

These batteries can not be thrown away since they contain harmful materials that can be a hazard to the environment. To recycle the battery it will need to be disposed of at your local waste management facility. For more information please ask your local waste management facility for information on how to dispose of the battery.

Setup Guide

Beam Brush Pearl

beam®

Welcome to your new brush

Unlock the full power of the Beam Brush



Included in box:

- 1 Beam Brush handle
- 2 Removable brush heads
- 1 Charging base
- 1 AC/DC charging adaptor

Compatible devices:

- iOS 10+
- Android 5.0+

Using your new Beam Brush

Charge

1. Connect your brush to the charger. The button light pulses white while charging. When the lights turn solid white, your brush is fully charged.
2. When your battery is low, you will receive an audible low battery tone along with a red light indicator that lasts for 10 seconds.
3. We recommend charging your battery for a full 16 hours before the first use. A fully charged battery should provide at least 2 weeks of regular use (2 mins, 2x daily).


Note: Keep the charger in a dry area, and make sure the brush is clean and dry before charging.

Connect to the App

1. Download the Beam on the Apple App Store or Google Play. Sign into your Beam account to get started.
2. Place your brush on the charger. Navigate to the Brush tab and click **“Set up your Beam Brush.”** When the screen indicates it is searching for your brush, press the button on the brush for 3 seconds until the light flashes blue to enter provisioning mode.

Note: You can only pair 1 brush at a time.

3. When the app has discovered your brush, *Beam Brush 3.0*, select it and follow the in-app instructions to finish set-up.
4. Once your brush is connected to the app, you can customize your brushing experience, access your digital insurance card, view claim information and more!



Customize your brush

Picking your brush mode

When turned on, your brush defaults to the standard Clean brushing mode. To switch brushing modes, navigate to the **“Brush Settings”** tab in your Beam app and select **“Brush Modes.”**

Brush Modes


Clean: our standard brushing mode

Whitening: made to combat surface stains (*note: this mode runs for 2 minutes and 30 seconds*)

Sensitive: a softer mode for sensitive gums

Kids: a gentle mode for children’s teeth

Note: Intensity can be adjusted for each mode. Setting changes may take up to 15 seconds after the brush is turned on to update.



Picking brush colors

Pick out your favorite color for your brush light ring in the Brush light settings. You can also adjust the brightness to get your perfect choice.

Brush Indicator Lights

Brushing: solid white

Low Battery: fade to red followed by solid red

Charging 0%-99%: slow white pulse

Fully charged: solid white

Pairing: pulse blue

Pairing Failure: solid red

Pairing Successful: solid white

Firmware Update: blink white and blue



A healthier, happier smile

Taking care of your Beam Brush

Keep it clean. After brushing, rinse the brush head and handle separately, and wipe dry. Never place the Beam brush in the dishwasher or submerge in water. Clean with a damp cloth.

Keep it fresh. Dentists recommend replacing your brush head at least every 90 days with normal use. Using the Beam app, you can track the life of your brush head, simply navigate to the Brush tab. You can order new brush heads via our app or shop.beam.dental.

Brushing tips

1. Brush for two minutes twice a day
2. Brush each quadrant (upper left/right, lower left/right) for 30 seconds.
3. Brush along the gum line
4. Angry gums? Try our Sensitive brush mode to help clean gentle areas.
5. Don't forget to brush the roof of your mouth and tongue.
6. No need to press hard - let the brush do the work!



Need help?

help.beam.dental | (800) 648-1179 | help@beam.dental

Précautions importantes

Veillez lire avant d'utiliser le produit.

La brosse à faisceau est sans danger lorsqu'elle est utilisée dans le respect des consignes de sécurité au sein de ce document. La Beam Brush est un appareil électriqueet doit être manipulé avec prudence, en particulier autour des enfants.

Danger

Pour réduire les risques de blessures ou d'incendie:

- 1. N'utilisez aucune source d'alimentation autre que l'adaptateur secteur fourni.
- 2. Ne rangez pas le chargeur près des baignoires, des toilettes et des éviers.
- 3. N'essayez pas de saisir ou d'utiliser un chargeur s'il est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement de la prise.
- 4. N'utilisez pas la brosse pendant le bain.
- 5. N'essayez pas de nettoyer le chargeur lorsqu'il est branché sur une source électrique.
- 6. N'essayez pas de brancher le chargeur sur un autre tension autre que celle spécifiquement indiquée sur le produit.
- 7. Ne forcez pas pour brancher le chargeur dans la prise.
- 8. N'utilisez pas de chargeur si la fiche ne s'insère pas facilement dans la prise.
- 9. N'essayez pas de démonter le chargeur.

Mise en garde

Pour réduire les risques de blessures ou d'incendie:

- 1. Si la brosse ou le chargeur semble être endommagé de quelque manière que ce soit, veuillez cesser d'utiliser le produit. Une utilisation ultérieure pourrait entraîner des blessures.
- 2. Si la brosse est endommagée et ne peut plus être utilisée, la batterie doit être retirée du produit avant de la jeter. N'essayez pas de retirer la batterie si la brosse n'est pas prête à être jetée. Veuillez vous référer au démontage de la batterie ci-dessous pour plus d'informations sur la façon de retirer la batterie.
- 3. Si la brosse ne s'éteint pas, une réinitialisation sécurisée doit être effectuée. Avec la brosse sur la base de charge, maintenez le bouton de la brosse enfoncé pendant10 secondes jusqu'à ce que le moteur s'arrête et que la LED clignote en blanc. L'état de la LED indique un redémarrage de la brosse.
- 4. Une fois la batterie retirée, veuillez la jeter en toute sécurité.

- 5. La Beam Brush a été spécialement conçue pour nettoyer les dents, les gencives et la langue. N'essayez pas d'utiliser ce produit de toute autre manière que celle décrite précédemment.
- 6. Ne rangez pas la brosse ou le chargeur près d'une source de chaleur.
- 7. La brosse Beam ne va PAS au lave-vaisselle. Ne pas tenter pour laver ce produit au lave-vaisselle.
- 8. Veuillez vous abstenir de stocker ou d'utiliser ce produit à l'extérieur.
- 9. Une surveillance est requise pour les enfants ou les personnes à mobilité réduite capacités physiques, sensorielles ou mentales pour utiliser en toute sécurité ce produit. Sans ces exigences de surveillance spécifiques ce produit pourrait entraîner des blessures.
- 10. La Beam Brush contient une pile non remplaçable.

Attention médicale

Si vous avez été blessé par ce produit, veuillez consulter votre dentiste.

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

En vertu des réglementations d'Industrie Canada, cet émetteur radio ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvés pour l'émetteur par Industrie Canada. Pour réduire les interférences radio potentielles avec d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance rayonnée isotrope équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas supérieure à celle nécessaire pour communication réussie.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Directive 1999/5/CE Déclaration

La déclaration de conformité originale est disponible sur <http://beamtoothbrush.com/CE> Par la présente, Beam Technologies INC, déclare que cette brosse à dents électrique de surveillance de l'utilisation est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Comment retirer et recycler la batterie

Remarque: ce processus désactivera complètement le produit et ne pourra pas être annulé. Les étapes pour retirer la batterie de la brosse sont répertoriées ci-dessous.

Étapes pour retirer la batterie

- 1. Avant de commencer le processus de suppression, assurez-vous que la brosse n'a plus de charge et que la batterie est complètement déchargée. Vous pouvez y parvenir en allumant la brosse et en la laissant tourner. Répétez jusqu'à ce que la batterie soit épuisée.
- 2. Une fois que vous vous êtes assuré que la batterie est complètement déchargée et que la brosse n'est plus alimentée, vous devez retirer la batterie de la brosse. Pour cela, vous aurez besoin d'un tournevis et de verrous de canal.
- 3. Prenez les verrous de canal et placez-les à ¼ de pouce du bas de la brosse, à peu près à l'endroit où se trouve le logo du faisceau sur le devant, puis appliquez une pression avec les verrous de canal. Faites pivoter la brosse de 90° et appliquez une pression, répétez jusqu'à ce que le capuchon puisse être retiré.
- 4. Une fois le capuchon retiré, prenez le tournevis et tirez sur les 2 languettes de verrouillage à l'intérieur du bas de la brosse.
- 5. Retirez la tête de brosse et continuez à retourner le capuchon et appuyez-le contre une table pour pouvoir retirer le support du manche. Le support abrite le moteur, le circuit imprimé et la batterie.
- 6. Une fois que le support est libre, poussez la batterie par l'arrière et sortez la batterie du support. Torsadez les fils de la batterie jusqu'à ce qu'ils se détachent du circuit imprimé. Assurez-vous que les fils positif et négatif n'entrent pas en contact l'un avec l'autre. Une fois que la batterie est libre, elle doit être correctement recyclée. Veuillez lire ci-dessous pour savoir comment recycler correctement la batterie.

Comment recycler correctement la batterie

Ces batteries ne peuvent pas être jetées car elles contiennent des matériaux nocifs qui peuvent constituer un danger pour l'environnement. Pour recycler la batterie, elle devra être mise au rebut dans votre centre local de gestion des déchets. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre centre local de gestion des déchets pour savoir comment vous débarrasser de la batterie.



Guide d'installation

Beam Brosse à dents



Bienvenue dans votre
nouveau pinceau

Libérez toute la puissance de la Beam brosse



Inclus dans la boîte:

Poignée de brosse à faisceau
Têtes de brosse amovibles
Socle de recharge
Adaptateur de charge CA

Appareils compatibles:

iOS 12+
Android 5.0+

Utilisation de votre nouvelle brosse à faisceau

Charger

1. Connectez votre brosse au chargeur. Le voyant du bouton clignote en blanc pendant la charge. Lorsque les lumières deviennent blanches, votre brosse est complètement chargée.
2. Lorsque votre batterie est faible, vous recevrez une tonalité de batterie faible audible ainsi qu'un indicateur lumineux rouge qui dure 10 secondes.
3. **Nous vous recommandons de charger votre batterie pendant 16 heures complètes avant la première utilisation.** Une batterie complètement chargée devrait fournir au moins 2 semaines d'utilisation régulière (2 minutes, 2x par jour).


Remarque: Conservez le chargeur dans un endroit sec et assurez-vous que la brosse est propre et sèche avant le chargement.

Connectez-vous à l'application

1. Téléchargez l'application Beam Dental sur le Apple App Store ou Google Play. S'identifier à votre compte Beam pour commencer.
2. Branchez votre chargeur au mur et placez la brosse sur la base. La brosse l'a lumière clignotera lentement en blanc pour indiquer il charge.
3. Appuyez sur le bouton de la brosse pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu pour entrer en mode de provisionnement.

Remarque : vous ne pouvez coupler qu'une seule brosse par personne

4. Accédez à l'onglet "Profil" et appuyez sur l'option de configurer un nouveau pinceau.
5. Lorsque l'application a découvert Beam Brush 3.0, sélectionnez-le et suivez les instructions dans l'application pour terminer la configuration.
6. Une fois votre brosse connectée au app, vous pouvez personnaliser votre brossage expérience, suivez votre brossage et commencez à gagner des points!



Personnalisez votre pinceau

Choisir votre mode de pinceau

1. Le mode de pinceau par défaut est **Nettoyer**. Pour changer de mode de brossage, accédez à l'onglet "Pinceau" dans votre application Beam, sélectionnez "Paramètres du pinceau" puis "Modes de pinceaux".

Modes de brosse


Propre: notre mode de brossage standard

Blanchiment: fait pour lutter contre la plaque dentaire (*remarque: ce mode dure 2 minutes et 30 secondes*)

Sensitive: un mode plus doux pour les gencives sensibles

Remarque: L'intensité peut être ajustée pour chaque mode.

N'utilisez qu'un seul mode de brosse par session. les modifications peuvent prendre jusqu'à 15 secondes après la le pinceau est activé pour la mise à jour.



Choisir les couleurs du pinceau

Choisissez votre couleur préférée pour le pinceau anneau lumineux dans les "Paramètres d'éclairage de la brosse". Tu peut également régler la luminosité pour obtenir votrechoix parfait.

Voyants de brosse

Brossage: blanc uni ou couleur unie de l'utilisateur

Batterie faible: fondu au rouge suivi par rouge solide

Charge 0% à 90%: impulsion blanche lente

Entièrement chargé: blanc solide

Jumelage: bleu pulsé

Échec de l'appariement: rouge fixe

Appariement réussi: blanc uni

Mise à jour du micrologiciel: clignote en blanc et bleu



Un plus sain, sourire plus heureux

Prendre soin de votre Beam brosse à faisceau

Garde le propre. Après le brossage, rincez la tête de brosse et le manche séparément, puis essuyez. Ne mettez jamais la brosse Beam au lave-vaisselle et ne la plongez jamais dans l'eau. Nettoyer avec un chiffon humide.

Gardez-le frais. Les dentistes recommandent de remplacer votre tête de brosse au moins tous les 90 jours avec une utilisation normale. À l'aide de l'application Beam Dental, vous pouvez suivre la durée de vie de votre tête de brosse, accédez simplement à l'onglet « Brosse ». Vous pouvez commander de nouvelles têtes de brosse via notre application ou shop.beam.dental.

Conseils de brossae

1. Brossez pendant deux minutes deux fois par jour
2. Brossez chaque quadrant (supérieur gauche/droit, inférieur gauche/droit) pendant 30 secondes.
3. Brossez le long de la ligne des gencives
4. Gencives en colère? Essayez **notre** mode pinceau sensible pour vous aider nettoyez-les délicatement.
5. N'oubliez pas de brosser le toit de votre bouche et de votre langue.
6. Pas besoin d'appuyer fort - laissez la brosse faire le travail!



Besoin d'aide?

help.beam.dental | (800) 648-1179 | help@beam.dental

Beam Brush — Instructions for Use

SAVE THESE INSTRUCTIONS. PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.

FCC Statement

This device is equipped with Transmitter Module FCC ID: O7P-4343.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: **(1)** this device may not cause harmful interference, and **(2)** this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The Beam Brush's wireless operation is safe and complies to RF Exposure requirements. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any unauthorized modification to the devices included in this Beam product could void the user's authority to operate the product.

This device with transmitter module has been tested to SAR and complies with FCC exposure requirements for portable devices. SAR testing has been done at a distance of 0mm from the body.

Industry Canada Statement

This device contains Transmitter Module IC: 10147A-4343.

Cet appareil contient le module émetteur IC : 10147A-4343.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: **(1)** this device may not cause interference, and **(2)** this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: **(1)** l'appareil ne doit pas produire de brouillage, **et (2)** l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The Beam Brush's wireless operation is safe and complies to RF Exposure requirements. This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

This device with transmitter module has been tested to SAR and complies with ISED exposure requirements for portable devices. SAR testing has been done at a distance of 0mm from the body.

Cet appareil avec module émetteur a été testé pour le SAR et est conforme aux exigences d'exposition ISED pour les appareils portables. Les tests SAR ont été effectués à une distance de 0mm du corps.