

breo.iDream5

MASSEUR TÊTE & OEIL.

Merci de votre achat de Breo.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et le conserver soigneusement comme la référence future.


MANUEL UTILISATEUR

Contenus

À l'intérieur du paquet	28
Dépliage du produit	29
Opérations	30
Précautions	31
Diagnostic des pannes	32
Stockage	33

À l'intérieur du paquet


Votre masseur inclut une unité principale, adaptateur d'énergie, poche, écouteur, manuel d'utilisateur



28

Dépliage du produit

Unité principale



1. Bouton d'ajustement de la hauteur de la tête du masseur
2. Mode d'interrupteur ON/OFF
3. Affichage Oled
4. Bouton d'ajustement taille
5. Prise de l'écouteur (lente de la carte)
6. Interface d'énergie DC (prise de l'écouteur)
7. Port de chargement (interface USB)
8. Désassemblage du bouton pour l'oreille par

29

Opérations

Préparation

1. Vérifiez si l'unité principale et les accessoires complètes sont complètes.
2. Vérifiez si le pouvoir (puissance) de la batterie (pile) est suffisant.
3. Vérifiez si le chargeur électrique est endommagé.

Chargement

Connexion de chargeur électrique
1. Ouvrez la prise de port d'imputation dans la fin inférieure de la coque arrière;
2. Insérez la prise du chargeur électrique dans l'interface de puissance;
3. Dans le processus d'imputation, l'icône du statut de la batterie est affichée sur l'écran et il arrête d'insérer quand la batterie est entièrement chargée. Note : 1. Le masseur devrait être éteint avant le chargement. Le temps de remplissage est environ 4 heures;
2. N'utilisez pas le masseur pendant l'imputation. Le produit ne s'auto-recharge pas d'opération dans l'imputation; au lieu de ce, il permet l'auto-décharge et s'éteint automatiquement;
3. Veuillez télécharger l'application mobile avant l'utilisation de ce produit pour la première fois;
4. Si vous l'utilisez pour 15 minutes chaque jour, la durée de batterie est environ une semaine.

Port

Opérations

1. Ajustez la distance sur la tête et des deux côtés convenablement et porter l'unité principale.
2. La profondeur dans le sommet peut être ajustée en appuyant le bouton d'Air pressure quand le masseur fonctionne.
3. Séparation de la partie d'oeil : la partie d'oeil arrête l'inflation quand il est enlevé et il gonfle et commence l'opération après l'installation.

Chargement

Au pouvoir de l'état, appuyez sur le BOUTON MARCHÉ/ARRÊT pour l'allumer et les signaux sonnent l'unité principale; le mode par défaut est la pression atmosphérique + la compression chaude + la musique + 15 minutes.

Mode de sélection

Après avoir allumé, appuyez sur le bouton ON/OFF pour passer à un mode masseur

MED	DUR
Pression de l'air	Pression de l'air
Compression chaude	Compression chaude
Musique (supporte le téléchargement)	

30

31

Précautions

1. N'utilisez pas le masseur principal en conduisant.
2. N'utilisez pas le masseur en endroits trop chauds et humides.
3. Vérifiez avant l'utilisation du masseur : Aucune épingle à cheveux, accessoires de cheveux sur votre tête et aucun vers de contact de vêtements.
4. Porter le masseur avant que ne s'allume pour éviter des dégâts de suppression à l'airtag.
5. Le masseur est approprié pour les adultes de 56cm-64cm la circonférence principale.
6. Pour ceux qui souffrent de la lourde inflammation, la stase de sang ou la chirurgie cérébrale, n'utilisez pas le masseur.
7. Pour ceux qui souffrent de la lourde action lente, l'union physique et mentale faible ou la perturbation d'intelligence, l'utilisation dans la surveillance de compagnon et arrêtez d'utiliser immédiatement s'il y a un inconfort.
8. Pour ceux qui souffrent de l'apoplexie, l'hypertension et l'hypotension, s'il y a l'utilisation avec la prudence et consultez et consultez le médecin professionnel et arrêtez d'utiliser immédiatement s'il y a un inconfort.
9. Utilisez l'adaptateur DC5V stabilisé et l'utilisation sans risque.
10. Le produit n'est pas approprié pour le diagnostic, le traitement et d'autres buts commerciaux.
11. Utilisez le coton stérile avec le détergent neutre pour le nettoyage, évitez que l'eau.
12. Le masseur a la fonction chauffante, ceux qui sont insensibles à la température prêteront attention.

32

Diagnostic des pannes

Batterie faible	Raisons possibles	Solutions
Ne peut pas démarrer	Batterie faible	Si oui, chargez l'unité principale
	Batterie faible	Si non vérifiez la connexion ou la câble de chargement
Pression de l'air ou la vibration est très faible	Batterie faible	Chargez la machine

Paramètres techniques

DC	DC5V
Puissance	5W
Environnement idéal	Température : 5°C-40°C Humidité relative : <80% Pression atmosphérique : 960hpa-1060hpa
Dimension	254mm X 210 mm X 242mm
Poids net	1060

Stockage

1. Si la période de stockage dépasse 3 mois, veuillez le vérifier et recharger.
2. Ne le stockez pas à proximité du sol, du mur ou du toit.
3. Le gardez dans une bonne condition de ventilation et dans un lieu loin de rayon direct du soleil et de gaz corrosif.

33

breo.iDream5

Masajeador de cabeza y ojos

Gracias por la compra de Breo

Por favor lee este manual cuidadosamente antes de utilizar y fídelo cuidadosamente para referencia futura.


Manual de instrucciones

Índice

El producto y sus componentes	34
Configuración de funcionamiento	35
Funcionamiento	36
Precauciones de uso	37
Resolución de problemas	38
Almacenamiento	39


El paquete contiene

El embalaje del masajeador incluye la unidad principal, un adaptador de corriente, auriculares de audio, manual de instrucciones



Componentes del producto

Unidad principal



Funcionamiento

Preparación

1. Compruebe si la unidad principal y los accesorios están
2. Compruebe si la carga de la batería es suficiente
3. Compruebe si el adaptador de corriente tiene algún daño

Chargement

- Conectar el adaptador de corriente
1. Abra la conexión del puerto de carga en la parte más baja de la cubierta trasera ;
 2. Introduzca el conector del adaptador de corriente en el interfaz de alimentación ;
 3. Durante el proceso de recarga el icono del estatus de la batería parpadeará en la pantalla, y dejará de parpadear cuando la batería se ha cargado por completo. Nota: 1. El masajeador debe de estar apagado antes de iniciar el proceso de recarga. La carga completa el dispositivo tardará aproximadamente 4 horas ;
 2. No hacer uso del masajeador durante el proceso de recarga (el dispositivo no funciona en modo de carga, se activa la auto-protección y se apaga automáticamente);
 3. Por favor, descargue la APP para móviles antes de hacer uso del dispositivo por primera vez ;
 4. Si hace uso del dispositivo durante 15 minutos al día todos los días, la carga de la batería durará aproximadamente una semana.

Ponerse el dispositivo

1. Ajuste la distancia a la cabeza de ambos lados como corresponde y póngase la unidad principal.

Funcionamiento

2. La profundidad de la parte superior puede ajustarse pulsando el botón de Presión de Aire cuando el masajeador está en funcionamiento.
3. Separación de la parte ocular : La parte de los ojos deja de hincharse cuando se desmonta, y se hincha y empieza a funcionar cuando se vuelve a montar.

Encendido

En modo apagado (power off) pulse el botón de encendido / apagado (ON/OFF) para encenderlo hasta que la unidad principal emite un pitido (el modo de funcionamiento por defecto es presión de aire + compresión caliente + música + 15 minutos).

Selección del Modo de funcionamiento

Una vez encendido el dispositivo, pulse el botón de encendido / apagado (ON/OFF) para pasar de un modo de masaje a otro.

MED	HARD (Fuerte)
Presión de aire	Presión de aire
Compresión caliente	Compresión caliente
Música (soporta descargas)	

Precauciones de uso

1. No hacer uso del masajeador para la cabeza mientras conduzca.
2. No hacer uso del masajeador en lugares con una temperatura elevada o con un elevado grado de humedad.
3. Antes de hacer uso del masajeador asegúrese de no llevar puesto accesorios para el pelo, pinzas, horquillas, pasadores, pinchas, y no llevar lentes de contacto.
4. Por favor, póngase el masajeador adecuadamente según las instrucciones, antes de encenderlo para evitar dañar la bolsa de gas o causar un exceso de presión.
5. El masajeador ha sido diseñado y concebido para ser utilizado por adultos con una circunferencia craneal de 56cm-64cm.
6. Las personas que padecan de hinchazón, inflamación, congestión, o estrés sanguíneo o que hayan sido objeto de cirugía craneal o de neurocirugía no deberían hacer uso de este masajeador.
7. Las personas con problemas de movilidad, con movilidad reducida, o con discapacidades físicas o mentales deberían hacer uso de este masajeador bajo la supervisión de una persona responsable, y deberían dejar inmediatamente de hacer uso del mismo si padecen de algún tipo de molestia o incomodidad.
8. Las personas que hayan padecido apoplejías, que padecan de hipertensión o que tengan la tensión demasiado baja, deberían hacer uso del dispositivo con precaución y consultar con un médico cualificado antes de hacer uso del masajeador y deberían dejar inmediatamente de hacer uso del mismo si padecen de algún tipo de molestia o incomodidad.
9. Use el adaptador de corriente DC5V suministrado con el dispositivo, teniendo en cuenta de las debidas precauciones de seguridad eléctrica.
10. Este masajeador ha sido concebido y desarrollado como artículo de uso doméstico más que para el diagnóstico, el tratamiento o cualquier otro uso comercial.
11. Usar un algodón estéril impregnado de un detergente neutro en vez de agua para la limpieza del dispositivo.
12. El masajeador dispone de una función de calefacción. Las personas insensibles a la temperatura deben de hacer uso del mismo con las debidas precauciones.

Resolución de problemas

Fallo	Posibles causas	Soluciones
Resultado imposible de arrancar el dispositivo	Batería baja	Si es el caso, recargue la unidad principal
	Batería baja	Si no es el caso, compruebe la conexión o el cable de recarga
Presión de aire o vibración de masajeado suaves	Batería baja	Por favor, ponga el dispositivo a cargar

Características técnicas	
DC	DC5V/1A
Corriente / alimentación	5W
Entorno ideal	Temperatura: 5°C-40°C; Humedad relativa: <80%
	Presión atmosférica: 980hpa-1050hpa
Tamaño / Dimensiones	254mm X 210 mm X 242mm
Peso neto	1060g

breo.iDream5

MASSAGGIATORE PER LA TESTA E PER GLI OCCHI

Grazie per aver acquistato Breo.

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo correttamente per riferimento futuro.


MANUALE DELL'UTENTE

Contenuto

Contenuto della confezione	40
Apertura del prodotto	41
Operazioni	42
Precauzioni	43
Risoluzione dei problemi & Parametri tecnici	44
Conservazione	45

Contenuto della confezione

Il massaggiatore include l'unità principale, l'adattatore di alimentazione, l'auricolare, il manuale utente



40

Apertura del prodotto

Unità principale

1. Pulsante per regolare l'altezza della testa del massaggiatore
2. Interruttore On/Off /mode
3. Display OLED
4. Manopola per regolare le dimensioni
5. Jack auricolari (dot scheda)
6. Interfaccia di alimentazione DC (jack auricolari)
7. Porta di ricarica (interfaccia USB)
8. Pulsante di smontaggio per coppia di occhi

41

Operazione

Preparazione

1. Controllare se l'unità principale e gli accessori sono completi
2. Controllare se l'alimentazione della batteria è sufficiente
3. Controllare se l'adattatore di alimentazione è danneggiato

Carica

- Collegare l'adattatore di alimentazione
1. Aprire la spina della porta di carica nell'estremità inferiore della protezione posteriore;
 2. Inserire la spina dell'alimentatore nell'interfaccia di alimentazione;
 3. Durante il processo di carica, l'icona di stato della batteria lampeggia sullo schermo e smette di lampeggiare quando la batteria è completamente carica; Nota: 1. Il massaggiatore deve essere spento prima della carica. Il tempo di ricarica è di circa 4 ore;
 2. Non utilizzare il massaggiatore durante la ricarica (il prodotto non supporta il funzionamento durante la carica ma consente l'auto-protezione e si spegne automaticamente);
 3. Si prega di suonare l'APP mobile prima del primo utilizzo;
 4. Se si utilizza per 15 minuti tutti i giorni, la durata della batteria è di circa una settimana.

Come indossare il dispositivo

1. Regolare in modo appropriato la distanza sulla testa e su entrambi i lati e indossare l'unità principale.

42

Operazione

2. La profondità sulla parte superiore può essere regolata premendo il pulsante della Pressione dell'aria quando il massaggiatore è in funzione.
3. Separazione della parte oculare: la parte oculare smette di gonfiarsi quando è rimossa e si gonfia e inizia a funzionare dopo esser indossata.

Accensione

Quando è spento, premere il pulsante ON/OFF per accenderlo e l'unità principale emette un segnale acustico; la modalità predefinita è pressione dell'aria + compressione calda + musica + 15 m inuti.

Selezione della modalità

Dopo l'accensione, premere il pulsante ON/OFF per regolare la modalità del massaggio.

MED	HARD
Pressione dell'aria	Pressione dell'aria
Compressione calda	Compressione calda
Musica (supporta download)	

43

Precauzioni

1. Non utilizzare il massaggiatore per la testa durante la guida.
2. Non utilizzare il massaggiatore in luoghi troppo caldi e umidi.
3. Controllare prima di utilizzare il massaggiatore che sulla vostra testa non ci sia nessuna molletta, nessun accessorio per capelli e non indossare le lenti a contatto.
4. Indossare il massaggiatore prima dell'accensione per evitare danni da sovrappressione alla base dell'aria.
5. Il massaggiatore è adatto ad adulti con una circonferenza della testa di 56 cm-64 cm.
6. Non utilizzare il massaggiatore se si è affetti da gravi infiammazioni, stasi ematica o si è stati sottoposti a interventi chirurgici al cervello.
7. Coloro che sono affetti da movimenti lenti e pesanti, scarse funzioni fisiche e mentali o disturbi dell'intelligenza utilizzare sotto la supervisione di qualcuno e smettere di utilizzare immediatamente il dispositivo se si prova qualche disagio.
8. Coloro che sono affetti da apoplezia, ipertensione e ipertensione, devono utilizzare con cautela il dispositivo e devono consultare il proprio medico e interrompere immediatamente l'utilizzo in caso di disagio.
9. Utilizzare l'adattatore DC5V stabilizzato e utilizzarlo in modo sicuro.
10. Il prodotto non è adatto per la diagnosi, il trattamento e altri scopi commerciali.
11. Utilizzare del cotone sterile con del detergente neutro per la pulizia, piuttosto che l'acqua.

44

Risoluzione dei problemi

Guasti	Possibili motivi	Soluzioni
Non si avvia	Batteria bassa	Se sì, si prega di caricare l'unità principale
	Batteria bassa	Se no, controllare la connessione del cavo di ricarica
La pressione dell'aria o la vibrazione è troppo	Batteria bassa	Si prega di ricaricare il dispositivo

Parametri tecnici

DC	DC5V±5%
Alimentazione	5W
Ambiente ideale	Temperatura: 5°C-40°C; Umidità relativa: ≤80%; Pressione atmosferica: 860hpa-1060hpa
Dimensioni	254mm X 210 mm X 342mm
Peso netto	1060g

Parametri tecnici

1. Se il periodo di conservazione supera 3 mesi, si prega di controllare e ricaricarlo.
2. Non conservare vicino a pavimento, parete o tetto.
3. Conservare in buone condizioni di ventilazione e lontano da raggi solari diretti e gas corrosivi.

45



breo.iDream5
HEAD & EYE MASSAGER

USER MANUAL

Thank you for purchasing Breo

Please read this manual carefully before using and keep it properly for future reference

Contents

Product function	1
Inside the package	2
Product Deployment	3
Operation	4-5
Precautions	6
Troubleshooting	7

Product function



Point Massage



Heating



Air Pressure




Music

1

Inside the package


Your massager includes main unit, power adapter, earphone, user manual



2

Product Deployment

Main unit



1. Message head height adjust bottom
2. On/off /mode switch
3. OLED display
4. Size adjust Knob
5. Earphone jack
6. DC power interface
7. Disassemble button for eye part

3

Operation

Preparation before use

1. Check if there are missing parts of the package.
2. Make sure the main unit with enough power.
3. Make sure there is no damage of the adaptor.

Charge the unit

1. Open the cover of ⑥ DC power interface. Insert the adaptor.
2. When charging, the battery status on ③ OLED display will flashing when fully charged, it will stop flashing.

Attention

1. Make sure the main unit is power off when charging. Charging time is about 4 hours.
2. Do not use the product when charging. The main unit doesn't work while charging.
3. Download APP for customizing massage.

How to wear

1. Press the button in the middle of ④ Size adjust Knob and wear the main unit.
2. Turn ④ Size adjust Knob to adjust the size to fit your head and eyes.

4

Operation

3. The top side size could be adjusted after machine on.
Short press ① Message head height adjust bottom for shorter the size(maximum 3 times), and long press for higher size.
4. The eye part could be disassembled before you wear the main unit by ⑦ Disassemble button for eye part.

Operation& Mode Selection

Short press ② On/off /mode switch, MED mode will on, Short press ② On/off /mode switch to switch the massage mode.

Operation& Mode Selection

MED	HARD
Air pressure	Air pressure
Heating	Heating
Music	Kneading
15 min	15min

Shutdown

Long press ② On/off /mode switch.

5

Precautions

1. Do not use the head massager when driving.
2. Do not use the massager in places too hot and wet.
3. Check before using the massager: No hairpin, hair accessory on your head and no wear contact lenses.
4. Wear the massager before switch on to avoid overpressure damage to the air bag.
5. The massager is suitable for adults of 56cm-64cm head circumference.
6. For those who suffer from heavy inflammation, blood stasis or brain surgery, do not use the massager.
7. For those who suffer from heavy slow action, poor physical and mental function or disturbance of intelligence, use under the supervision of companion, and stop using immediately if there is any discomfort.
8. For those who suffer from apoplexy, high blood pressure and low blood pressure, please use with caution and consult professional physician, and stop using immediately if there is any discomfort.
9. Use the main blood OCSU adaptor, and use safely.
10. The product is not suitable for diagnosis, treatment and other commercial purposes.
11. Use sterile cotton with neutral detergent for cleaning, rather than water.
12. The massager has heating function, those who are insensitive to temperature shall pay attention.

6

Troubleshooting

If there is any problem when you use the device, please follow the instructions below to check. Do not disassemble or repair the device yourself.

Faults	Possible reasons	Solutions
Unable to boot	Low battery	If yes, please charge the main unit
		If not, check the connection of charging cable
Air pressure or vibration is over low	Low battery	Please charge the machine

Technical parameters

DC	5V/1A
Power	5W
Use environment	Temperature: 5°C-40 °C, Relative Humidity: ≤ 80%, Atmospheric Pressure: 860hpa-1060hpa
Dimension	L254mm*W210 mm*H42mm
Net weight	1075g

Storage

1. If the storage period exceeds 3 months, please check and recharge it.
2. Do not store close to floor, wall or roof.
3. Keep in good ventilation condition and away from direct sunshine and corrosive gases.

7

Vielen Dank für Ihren Einkauf Breo-Produkt.

Lesen Sie bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung durch und speichern Sie die bitte zum nächsten Gebrauch.

DIE BEDIENTUNGSANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

Produktaufgaben	11
Inhaltskombination	12
Inbetriebnahme des Produktes	13
Bedienung	14-16
Vorsichtsmaßnahmen	16
Problemlösung	17

Produktaufgaben



Produktaufgaben



die Heizung



die Luft




Musik

11

Inhaltskombination


Das Set enthält: Massagestab, Ladegerät, Kopfhörer, Bedienungsanleitung



12

Aufbau des Massagegeräts

Haupteinheit



1. Höhenverstellbarkeit für Kopfmassage
2. Schalter Ein/ Aus / Umschalter
3. Led-Anzeige
4. Größenregulation
5. Steckdose
6. Lader
7. Infrarot-Flament für Augen

13

Bedienung

Vorbereitung vor dem Gebrauch

1. Prüfen Sie, ob das Set komplett ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Massagestab ausreichende Stärke hat.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Massagestab nicht beschädigt ist.

Das Laden des Gerätes

1. Öffnen Sie die Abdeckung (B) und schließen Sie das Ladegerät an.
2. Während des Ladens wird Batteriestand auf der Led-Anzeige blinken, nach der vollen Aufladung hört mit blinken auf.

Vorsicht

1. Vergewissern Sie sich, dass der Massagestab während des Ladens ausgeschaltet ist. Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden.
2. Benutzen Sie das Produkt während des Ladens nicht. Der Massagestab funktioniert nicht beim Laden.
3. Laden Sie die Applikation herunter, um die Massagemodi anzupassen.

Wie soll man den Massagestab richtig aufsetzen

1. Drücken Sie den Knopf an der hinteren Seite des Produktes (A) und setzen Sie den Massagestab auf.
2. Mit Knebelgriff zur Größenregulation passen Sie die Größe an.

14

Bedienung

3. Oberer Teil kann man erst nach der Einschaltung des Massagestabes regulieren. Kurzes Drücken (1) ist für Höhenverstellbarkeit/änderung (max 3 Mal) und langes Drücken ist für Größenänderung.
4. Der Teil für Augen soll erst nach der Aussetzung des Massagestabes installiert werden.

Modus-Auswahl

Ein kurzes Drücken (2) Schalter/ Schalter/ Umschalter/ Modus MED (medium) wird eingeschaltet. Um Modus zu ändern, drücken Sie schalter kurz nochmal.

Modi:

Medium	Hard
Gebliße	Gebliße
Aufwärmung	Aufwärmung
Musik	Drücken
15 Minuten	15 Minuten

Ausschalten

Drücken Sie lange den Knopf (2) Schalter/ Schalter/ Umschalter

15

Vorsichtsmaßnahmen

1. Benutzen Sie den Massagestab nicht während der Fahrt
2. Benutzen Sie den Massagestab nicht an der heißen und nassen Stelle
3. Während der Massage sollten Sie keinen Harschmuck, Haarspangen oder Kontaktlinsen haben.
4. Halten Sie den Massagestab in einer Schutzverpackung, um Beschädigung zu vermeiden.
5. Der Massagestab ist für Erwachsene mit einem Kopfumfang von 56 bis 64 cm geeignet.
6. Benutzen Sie den Massagestab nicht, wenn Sie an schweren Entzündungen, Blutsaugung oder Gehirnoperation leiden.
7. Behinderten sollen den Massagestab nur unter der Aufsicht anderer Person benutzen und sofort aufhören, wenn sie sich unwohl fühlen werden.
8. Die Menschen, die an dem Schlaganfall, hohen oder niedrigen Blutdruck leiden, sollen besonders vorsichtig sein und vor dem Gebrauch den Arzt konsultieren.
9. Verwenden Sie den Ladegerät DC5V und verwenden Sie ihn sicher.
10. Das Produkt diagnostiziert und behandelt nicht und ist nicht für kommerzielle Zwecke.
11. Zur Reinigung verwenden Sie saures Wasser die sterile Baumwolle mit einem neutralem Desinfizient.
12. Der Massagestab soll aufwärmen, deshalb beachten Sie das, besonders wenn Sie temperaturempfindlich sind.

Aufbewahrung

1. Wenn Sie den Massagestab länger als 3 Monate aufbewahren, prüfen Sie das Gerät und laden Sie
2. Lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wänden, Decken und Böden
3. Lagern Sie bitte das Gerät in einem gut belüfteten und frei von Produktionsgasen Ort

16

Problemlösung

Wenn Sie Probleme bei der Verwendung dieses Produktes haben, folgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen. Reparieren Sie bitte das Gerät selbst nicht, sondern lassen Sie das für Service.

Mangel	Mögliche Ursache	Die Lösung
Man kann nicht das Gerät einschalten	Der Batteriestand ist niedrig	Laden Sie bitte das Gerät. Prüfen Sie bitte, ob elektronische Leitung oder Ladegerät in Ordnung sind
Der Luftdruck oder Vibrationen sind zu schwach	Der Batteriestand ist niedrig	Laden Sie bitte das Gerät

Technische Daten

DC Kraft	5V 5W
Aufbewahrung	Temperatur: 5°C-40°C, Feuchtigkeit: < 80%, Luftdruck: 860 hpa - 1060 hpa
Abmessung	L254mmxW210 mmxH242mm
Netto-Gewicht	1075g

17

breo.iDream5

HEAD & EYE MASSAGER

Dziękujemy za zakup Breo.

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed użyciem masażera i zachowanie jej.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Spis treści

Funkcje produktu	21
Zawartość pudełka	22
Uruchomienie produktu	23
Obsługa	24-25
Srodki ostrożności	26
Rozwiązywanie problemów	27

Funkcje produktu



Masaż punktowy



Ogrzewanie



powietrze




Muzyka

21

Zawartość pudełka


W skład zestawu wchodzi: masażer, zasilacz, słuchawki, instrukcję obsługi



22

Budowa masażera

Główna jednostka



1. Regulacja wysokości głowy do masażu
2. Włącznik/wyłącznik/przełącznik trybu
3. Wyświetlacz OLED
4. Pokrętko do regulacji rozmiaru
5. Gniazdo słuchawkowe
6. Zasilacz
7. Odkładany element na oczy

23

Obsługa

Przygotowanie przed użyciem

1. Sprawdź, czy w opakowaniu są wszystkie elementy
2. Upewnij się, że masażer ma wystarczającą moc
3. Upewnij się, że masażer nie ma żadnych uszkodzeń

Naladuj urządzenie

1. Uruchóź pierwszy (6) interaktywny zasilenie problem UK, podłącz ładowarkę
2. Podczas ładowania stan baterii na wyświetlaczu OLED (3) zacznie migać, a po pełnym naładowaniu przestanie migać.
3. Połóż aplikację aby dostosować tryby masażu

Uwaga

1. Upewnij się, że masażer jest wyłączony podczas ładowania. Czas ładowania wynosi około 4 godzin.
2. Nie używaj produktu podczas ładowania. Masażer nie działa podczas ładowania.
3. Połóż aplikację aby dostosować tryby masażu

Jak założyć masażer

1. Naciśnij przycisk w środku pokrętki regulacji rozmiaru (4) i załóż masażer.
2. Obróć pokrętkę regulacji rozmiaru (4), aby dopasować rozmiar do twarzy i oczu

24

Obsługa

3. Rozmiar górnej części można regulować po włączeniu masażera. Krótkie naciśnięcie (1) Regulacja wysokości głowy do masażu w celu zmniejszenia rozmiaru (maksymalnie 3 razy) i dłuższego naciśnięcia dla uzyskania większego rozmiaru.
4. Część na oczy powinna zostać zdemontowana przed założeniem masażera przez (7) przycisk do demontażu części na oczy

Wybór działania i trybu

Krótkie naciśnięcie (2) Włącznik/Wyłącznik/przełącznik trybu, tryb MED będzie włączony. Krótkie naciśnięcie (2) Włącznik/Wyłącznik/przełącznik trybu, aby przełączyć tryb masażu.

Wybór działania i trybu

Medium	Hard
Nadmuch powietrza	Nadmuch powietrza
Ogrzewanie	Ogrzewanie
Muzyka	Ugniotanie
15 minut	15 minut

Wyłączanie

Przytrzymaj długi przycisk (2) Włącznik/Wyłącznik/przełącznik trybu

25

Srodki ostrożności.

1. Nie korzystaj z masażu głowy podczas jazdy
2. Nie używaj masażera do miejsc na głowie lub mokrych
3. Sprawdzaj przed użyciem masażera czy nie masz zabitych spineków do włosów, okularów do włosów lub soczewek kontaktowych
4. Przechowuj masażer w opakowaniu ochronnym, aby uniknąć jego uszkodzenia.
5. Masażer jest odpowiedni dla osób dorosłych o obwodzie głowy 58 cm-64 cm.
6. Osoby, które cierpią na ciężkie zapalenie, zostają krwi lub operacji nie mogą korzystać z masażera.
7. Osoby niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej powinny używać masażera pod nadzorem osoby towarzyszącej i przestać używać natychmiast, jeśli wystąpi jakikolwiek dyskomfort.
8. W przypadku osób cierpiących na apopleksję, wysokie ciśnienie krwi i niskie ciśnienie krwi, należy zachować szczególną ostrożność i skonsultować się z lekarzem i natychmiast przestać stosowania masażera jeśli wystąpi jakikolwiek dyskomfort.
9. Uży ładowarki o napięciu DC5V i używaj go bezpiecznie zamiast wody
10. Produkt nie nadaje się do diagnostyki, leczenia i do innych celów komercyjnych
11. Używaj jadowitej bawelny z neutralnym detergentem do czyszczenia zamiast wody
12. Masażer ma funkcję ogrzewania, należy zwracać uwagę na osoby niewrażliwe na temperaturę

Przechowywanie

1. Jeśli magazynujesz masażer dłużej niż 3 miesiące, proszę go sprawdzić i naładować.
2. Nie przechowywać w pobliżu ścian, sufitów i podłogi
3. Przechowuj w miejscu dobrze wentylowanym i pozbawionym gwałtownych wstrząsów

26

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpią jakikolwiek problemy podczas korzystania z urządzenia, sprawdź poniższe instrukcje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, najlepiej oddaj go do wyspecjalizowanego serwisu.

Usterki	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Nie można uruchomić	Niski poziom baterii	Proszę naładować masażer
Ciepłota powietrza lub wibracje są zbyt niskie	Niski poziom baterii	Należy sprawdzić czy przewód ładowczy jest podłączony właściwie lub czy nie jest uszkodzony. Proszę naładować masażer

Parametry techniczne

DC	5V ~
Moc	5W
Warunki przechowywania	Temperatura: 5°C-40°C, Wilgotność: < 80%, ciśnienie atmosferyczne: 860 hPa-1060 hPa
Wymiary	L254mmxW210 mmxG42mm
Waga netto	1075g

27



· This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

· **The statements should be displayed in the user manual :**
changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Product name: breo iDream 5S

Model No.: idream 5s

Voltage : 5V --- 1A

Power : 5W

Net Weight : 960g

Dimensions : L254×W210×H242mm

FCC ID: PXUIDREAM5S