

- Product
- Concerned Models

Neuroband
Dreem3, Dreem3SB

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Size	One Size Fits All Adjustable with S, M, L Rear Spacers	Connectivity	Bluetooth 4.0 Low Energy Bluetooth Classic Wifi b/g/n "Pogo" charging pins
Weight	130g	Audio	Bone Conductor system
Dimension	Head perimeter 540mm to 620mm	Interface	Volume buttons RGB LED indicator
Input Rate	5V d.c., 1A	Languages	French English
Battery	520mAh - Up to 12 hours	Materials	Hypoallergenic ABS Soft fabric
Charging time	3h30		
Sensors	EEG sensors x 6 Accelerometer Heart Rate Monitor Sonometer		
Compatibility	Operating system: iOS 11 and more recent; Android 5 and more recent		

GETTING STARTED

To get started with your Neuroband, please download the app dreem.com/app
Need Help? support.dreem.com

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Operating temperature:	59F to 95F, 15°C to 35°C
Storage temperature:	32F to 95F, 0°C to 35°C
Maximum operating Altitude:	6561ft, 2000m

FUNCTION	FREQUENCY	EQUIVALENT ISOTROPIC RADIATED POWER (EIRP)
Wifi	2402- 2480 Mhz	15 dBm
Bluetooth	2402-2480 Mhz	9 dBm

BATTERY INSTRUCTIONS AND DISPOSAL GUIDELINES

This product uses a non-serviceable, rechargeable battery, which should last the duration of a product's warranty period under normal use. Please do NOT attempt to change the battery yourself.

Disposal Guidelines

- Do not dispose of your product with other household waste. You must consult and comply with all local laws and regulations for the proper disposal of batteries and electronic devices in your local area.
- If there are no local laws concerning electronic waste disposal, place your product (and its battery) in a waste bin for electronic devices.
- Batteries may not be disposed of in municipal waste streams and require separate collection.

BATTERY SAFETY PRECAUTION

- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas
- Battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Battery storage temperature for a long time:

- within 1 month: -5 ~+45°C 65±20%RH
- within 3 month: -5 ~+35°C 65±20%RH
- within 6 month: 0 ~+35°C 65±20%RH

Extreme operating temperature for battery:

- Charge: 15 ~ 45°C Discharge: 10 ~ 60°C

Operation altitude for battery:

- Operating 0 to 2,000 m
- Storage 0 to 2,000 m

PRODUCT SURFACE CLEANING

If it appears that some small residues are deposited on the surface of the electrodes or of the headband, please clean gently with a piece of cloth or a cotton swab. Do not use detergents or cleaning gels, which might degrade the surface of the electrodes.

LIMITED WARRANTY AND PRODUCT LIABILITY

Dreem warrants to the original purchaser that your Dreem product shall be free from defects in material and workmanship for two (2) years.

Except where prohibited by applicable law, this warranty is nontransferable and is limited to the original purchaser and the country in which the product was purchased. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, including a longer warranty duration that may vary under local laws.

How to start: The first thing to do if you think you have a warranty claim is to visit dreem.com where you will find a wide range of Support and FAQ pages with valuable technical assistance.

If you do not find a solution on our website, please contact support@dreem.com where we will be happy to address your questions directly.

Remedies: Dreem's entire liability and your exclusive remedy for any breach of this limited warranty shall be, at Dreem's option: 1 to repair or replace the product, or 2 to refund the price paid, provided that the product is returned with a copy of the sales receipt or dated itemized receipt. Shipping and handling charges may apply except where prohibited by applicable law. Dreem may therefore, at its option, replace your product, offer to provide a functionally equivalent product, or repair any product with new, refurbished or used parts as long as such parts are in compliance with the product's technical specifications. Any replacement product will be warranted for the remainder of the original limited warranty period or thirty (30) days whichever is longer, or for any additional period of time that may be applicable in your jurisdiction.

This limited warranty does not cover problems or damage resulting from 1 accident, abuse, misapplication, or any unauthorized repair, modification or disassembly; 2 improper operation or maintenance, usage not in accordance with product instructions or connection to improper voltage supply; 3 use of consumables not supplied by Dreem except where such restriction is prohibited by applicable law; 4 lost parts that were originally supplied with the Dreem product; 5 normal wear and tear.

This limited warranty does not, under any circumstances, cover the replacement of or reimbursement for any electronic device or personal property that is not a Dreem product. Limitation of Liability: Dreem SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PROFITS, REVENUE OR DATA (WHETHER DIRECT OR INDIRECT) OR COMMERCIAL LOSS FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR YOUR PRODUCT EVEN IF Dreem HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some jurisdictions do not allow the exclusion

or limitation of special indirect, incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

National Statutory Rights: Consumers have legal rights under applicable national legislation governing the sale of consumer goods. Such rights are not affected by the Warranties in this Limited Warranty.

No Other Warranties: No Dreem dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Warranty Periods: the product is guaranteed two (2) years after the purchase.

DISCLAIMER AND VENUE

"Your use of the Dreem headband and accompanying mobile application is governed by our Terms of Use. By using the Dreem headband, you consent to our Terms of Use. For more information, please visit <https://dreem.com/en/terms.html>. We also collect and use certain information about you in accordance with the terms of our Privacy Policy, which you consent to by using the Dreem headband. For more information, please visit <https://dreem.com/en/privacy.html>. For our Sales and Refund Policy, please visit: <https://dreem.com/en/sales.html>"

HEALTH AND SAFETY

Dreem is not a medical device.

- Do not use this device if you are under 13 years of age.
- Do not use this device if you have ever experienced any neurological disorder.
- Do not use this device to diagnose, prevent, or treat sleep disorders. Do not use this device if you are pregnant.
- The product should not be placed on an individual's body in locations other than as directed.
- Do not place your product on open wounds, sores or rashes, or over swollen, red, infected or inflamed areas and skin irritations. If any skin irritation occurs in using your product, you should stop using your product immediately.
- Do not use your product if the Dreem headband has been damaged or altered.
- Do not use any attachments and accessories for your product which are not approved by Dreem.

Physical Symptoms: In rare cases, some people experience seizure or blackouts due to exposure to flashing lights and patterns created by the display of certain applications on mobile or other such similar devices. If you

have experienced any of these symptoms, or have experienced any nausea, involuntary movements, tingling, numbness or vision issues while using these types of applications or devices in the past, you should consult with your doctor before using the product or any similar applications, and should immediately cease all such use of your product or any similar applications should the symptoms recur. In any event, you should avoid prolonged use of your product or any similar applications to minimize any possible discomfort or fatigue, including any muscle, joint or eye strain. IF YOU EXPERIENCE ADVERSE SYMPTOMS OR REACTIONS AS A RESULT OF YOUR USE OF YOUR PRODUCT, YOU SHOULD IMMEDIATELY STOP USING YOUR PRODUCT AND CONSULT WITH YOUR PHYSICIAN. IN AN EMERGENCY, YOU SHOULD CONTACT YOUR LOCAL POLICE, FIRE OR EMERGENCY MEDICAL PERSONNEL.

Environmental Instructions and Warnings

- Your product is suitable for a home environment. Set up your product in accordance with Dreem's Quick Start Guide and place your product in a stable location to avoid falling, which may cause product damage or bodily injury.
- Do not use your product near water, including in or near the bath, shower, sauna, or swimming pool.
- Do not use your product near heat sources (including without limitation radiators, heater, stoves, open flames such as lighted candles, or heat producing devices, such as audio amplifiers or televisions).
- Do not, under any circumstances, modify or attempt to modify your product's power supply. If the plug does not fit into your AC outlet, you must have a certified electrician replace your AC outlet before you may use your product.
- Unplug your product during lightning storms or when it is not being used for long periods of time.
- Clean your product using only a damp cloth.
- Do not immerse your product in liquid of any kind.
- Do not place your product in a dishwasher, microwave, washing machine or dryer.
- Do not use any other power supply with your product.

REGULATORY NOTICES

USA: Federal Communications Commission (FCC) Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1 This device may not cause harmful interference, and 2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The equipment has been tested and found

to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement: This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard for wireless device employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.

*Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Warning: Where shielded interface cables or accessories have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to

ensure compliance with FCC. Changes or modifications to product not expressly approved by Dreem could void your right to use or operate your product.

Canada: Industry Canada (IC) statement
This device meets the IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

IC Notice to Users in accordance with the current RSS GEN:
This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference, and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radiation Exposure Statement: The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual.

The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

European Union Simplified EU Declaration of Conformity
Hereby, Dreem declares that Dreem is in compliance with directive 2014/53/EU and other relevant provisions. The full EU declaration is available on www.dreem.com.



Energy star compliance statement
Dreem meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Reducing energy consumption saves money and helps conserve valuable resources. For more information about ENERGY STAR, go to www.energystar.gov

CONTACT INFORMATION

Please contact Dreem with any questions or comments at:
Mail: support@dreem.com

Dreem SAS
34 Boulevard des Italiens 75009, Paris
Manufacturer: Dreem SAS
EU importer: Dreem SAS, 34 Boulevard des Italiens, 75009 Paris
Copyright © 2020 Dreem, SAS.
The Dreem and Dreem Logos, and other Dreem and Dreem marks, are owned exclusively by Dreem. All other trademarks are the property of their respective owners.

- Produit
- Modèles concernés

Neuroband
Dreem3, Dreem3SB

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Taille	Unique, Ajustable avec écarteurs arrière de tailles S, M, L	Connectivité	Bluetooth 4.0 Low Energy Bluetooth Classic Wifi b/g/n Pins de chargement de type "pogo"
Poids	130g		
Dimension	Périmètre crânien 540mm - 620mm		
Alimentation	5V d.c., 1A	Audio	Conduction osseuse
Batterie	520mAh - Jusqu'à 12 heures	Interface	Boutons volume indicateur RVB LED
Temps de chargement	3h30	Langues	Français Anglais
Capteurs	6 électrodes EEG Accéléromètre Capteur de fréquence cardiaque Sonomètre	Composants	ABS Hypoallergénique Textile doux
Compatibilité	Système d'exploitation: iOS 11 et plus récent, ou Android 5 et plus récent		

MISE EN MARCHÉ

Pour commencer à utiliser votre bandeau, veuillez télécharger l'application dreem.com/app
Besoin d'aide ? support.dreem.com

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :	59°F à 95°F, 15°C à 35°C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE :	32°F à 95°F, 0°C à 35°C
ALTITUDE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT :	6561 ft, 2000m

FOCTION	FRÉQUENCE	PUISSANCE ISOTROPE RAYONNÉE ÉQUIVALENTE (EIRP)
Wi-Fi	2402- 2480 Mhz	15 dBm
Bluetooth	2402-2480 Mhz	9 dBm

INSTRUCTIONS DE BATTERIE ET CONSIGNES DE RECYCLAGE

Ce produit utilise pour son fonctionnement une batterie rechargeable et non- réparable, qui doit fonctionner tout au long de la période de garantie du produit dans des conditions normales d'utilisation. N'essayez PAS de la remplacer vous- même.

Consignes de recyclage

- Ne jetez pas votre produit avec vos déchets ménagers. Vous devez vous référer aux lois de votre pays et aux règlements locaux de votre région concernant le recyclage des batteries et des produits électroniques.
- Si aucune loi ni règlement ne concerne dans votre région le recyclage des produits électroniques, jetez le produit et sa batterie dans une poubelle réservée aux produits électroniques.
- La batterie ne doit PAS être jetée dans une poubelle municipale et requiert un traitement spécialisé.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX BATTERIES :

- Ne pas remplacer une batterie par un type incorrect qui peut contourner un dispositif de protection (par ex. dans le cas de certains types de batteries au lithium).
- Jeter une batterie dans un feu ou un four chaud, l'écraser ou la couper mécaniquement, peuvent provoquer une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement à la température extrêmement élevée peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Exposer une batterie sous une pression extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable..

- Température de stockage de la batterie :
 - Dans les 1 mois: 5 ~ +45°C 65±20%RH
 - Dans les 3 mois: -5 ~ +35°C; 65±20%RH
 - Dans les 6 mois: 0 ~ +35°C 65±20%RH

- Température extrême pour le fonctionnement de la batterie :
 - Charge: 15 ~ 45°C Décharge: 10 ~ 60°C
 - Fonctionnement en altitude de la batterie :
 - Operating 0 to 2,000 m
 - Storage 0 to 2,000 m

NETTOYAGE DU BANDEAU

Si vous remarquez que des poussières ou des résidus se sont déposés à la surface des électrodes ou du bandeau, nettoyez à l'aide d'un chiffon doux ou d'un morceau de coton humidifié avec de l'eau froide ou chaude. N'utilisez aucun détergent ou produit nettoyant, sous peine d'endommager la surface des électrodes. GARANTIE LIMITÉE ET RESPONSABILITÉ DU PRODUIT

Dans les limites du cadre prévu par la loi, cette garantie n'est pas transférable, est limitée à l'acheteur initial et n'est pas valide dans un autre pays que celui dans lequel le produit a été acheté.

La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques, notamment une extension de la période de garantie, qui peuvent varier d'un pays à l'autre. Comment démarrer : La première chose à faire si vous pensez réaliser une réclamation de garantie est de visiter support.dreem.com, où vous trouverez des articles de support et un accès à une assistance technique. Si vous ne trouvez pas de solution sur notre site Internet, vous pouvez contacter support@dreem.com.

Nous serons heureux de répondre directement à vos questions. Recours : en cas de rupture de garantie, l'intégralité de la responsabilité de Dreem et votre recours exclusif consisteront, à la discrétion de Dreem : 1 à réparer ou remplacer le matériel, ou 2 à rembourser le prix d'achat, sous réserve que le produit soit renvoyé à Dreem accompagné d'une copie du justificatif d'achat ou du reçu détaillé et daté. Dans les limites du cadre prévu par la loi, il se peut que des frais d'expédition et d'administration vous soient facturés. Dreem peut, à sa convenance, remplacer votre produit, proposer de vous fournir un produit aux fonctionnalités équivalentes ou de réparer un produit en utilisant du matériel remis à neuf ou des pièces d'occasion ou reconditionnées dès lors que ces pièces sont en conformité avec les caractéristiques techniques du produit. Tout produit remplacé sera garanti jusqu'à l'échéance de la garantie d'origine ou pour une durée de trente (30) jours, selon la période la plus longue, ou pour toute durée applicable dans votre juridiction.

Dans les limites du cadre prévu par la loi, cette garantie ne couvre pas les problèmes ou dommages dus 1 à un accident, à un mauvais traitement, à

- une utilisation inappropriée, ou à des réparations, modifications ou démontages non autorisés; 2 à une utilisation ou un entretien inappropriés, à une utilisation non conforme aux instructions relatives au produit ou à une alimentation électrique inadéquate; 3 à l'utilisation d'accessoires non certifiés par Dreem dans les limites du cadre prévu par la loi; 4 à la perte des pièces initialement fournies avec le produit Dreem; 5 à usure normale.

La garantie limitée ne couvre en aucun cas le remplacement ou le remboursement de dispositif électronique ou propriété personnelle d'une autre marque que Dreem.

Limites de responsabilité
Dreem NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF QUEL QU'IL SOIT, Y COMPRIS ET SANS QUE CETTE ÉNUMÉRATION SOIT LIMITATIVE, LES DOMMAGES ENTRAÎNÉS

PAR LA PERTE DE BÉNÉFICES, DE REVENUS OU DE DONNÉES (DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT), OU LES PRÉJUDICES COMMERCIAUX EN CAS DE NON- RESPECT DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE DE CE PRODUIT, MÊME SI Dreem A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages particuliers, indirects, accessoires ou consécutifs ; il est donc possible que la limitation ou l'exclusion susmentionnée ne s'applique pas à votre cas. Droits statutaires nationaux : les consommateurs disposent de droits légaux dans le cadre de la législation nationale applicable qui régit la vente des biens de consommation. Ces droits ne sont pas affectés par les garanties énoncées dans la présente Garantie limitée. Aucune autre garantie : aucun distributeur, agent ou employé de Dreem n'est autorisé à effectuer des modifications, des extensions ou des ajouts dans cette garantie. Durée de garantie : le produit est garantie deux (2) ans après l'achat.

LÉGAL

"L'utilisation que vous faites du bandeau Dreem et de l'application mobile l'accompagnant est gouvernée par nos Conditions Générales d'Utilisation. En utilisant le bandeau Dreem, vous acceptez sans réserve les Conditions Générales d'Utilisation de Dreem. Pour plus d'information, veuillez consulter la page <https://dreem.com/en/terms.html>. Nous collectons et utilisons également certaines informations vous concernant en accord avec notre Politique de Confidentialité. Pour plus d'information, veuillez consulter la page <https://dreem.com/fr/privacy.html> Pour nos Conditions Générales de Vente, veuillez consulter : <https://dreem.com/fr/sales.html>."

SÉCURITÉ ET SANTÉ

Dreem n'est pas un dispositif médical. N'utilisez pas le produit si vous avez moins de 13 ans. N'utilisez pas le produit si vous êtes enceinte. N'utilisez pas le produit si vous avez déjà été victime de troubles neurologiques. N'utilisez pas le produit pour diagnostiquer, prévenir ou traiter les pathologies du sommeil. Dreem n'est pas un dispositif médical. Le produit ne doit pas être placé sur une autre région du corps que celle à laquelle il est destiné. N'utilisez pas le produit sur une blessure ouverte, une éruption cutanée ou une région inflammatoire, ni sur une peau gonflée, rouge, irritée ou infectée. Si vous constatez une irritation durant l'utilisation du produit, cessez son utilisation immédiatement. N'utilisez pas le produit s'il a été endommagé ou altéré. N'utilisez pas d'accessoires ou appareils complémentaires autre que ceux fournis par Dreem. N'utilisez pas le produit lorsque celui-ci est en cours de chargement. EFFETS INDESIRABLES dans de très rares cas, il a été observé que des personnes étaient

victimées de malaises ou de crises d'épilepsies lorsqu'elles étaient exposées à des lumières brillantes, scintillantes ou des motifs produits par des applications sur mobile ou des produits similaires. Si vous avez déjà été victime d'un de ces symptômes, et/ou de nausées, mouvements involontaires, fourmillements, pertes de sensations ou troubles de la vision pendant l'utilisation de produits ou d'applications similaires dans le passé, nous vous conseillons fortement de consulter votre médecin avant d'utiliser votre bandeau Dreem ou tout autre produit similaire et d'en cesser immédiatement l'utilisation si jamais de tels symptômes venaient à se manifester de nouveau. Dans tous les cas, évitez une utilisation prolongée du produit ou de toute application similaire pour minimiser une éventuelle sensation d'inconfort ou de fatigue, y compris aux niveaux articulaire, musculaire et visuel. SI VOUS EXPÉRIMENTEZ DES SYMPTÔMES OU RÉACTIONS SUITE À L'UTILISATION DU PRODUIT, CESSEZ SON UTILISATION IMMÉDIATEMENT ET CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN. EN CAS D'URGENCE, COMPOSEZ LE 15 OU LE 18 POUR CONTACTER LES SECOURS. Instructions d'utilisation et avertissements Le produit est destiné à un usage domestique. Configurez le produit en accord avec le Guide de Démontage Rapide fourni dans l'emballage et posez votre bandeau dans un environnement stable, afin d'éviter une chute qui pourrait l'endommager. N'utilisez pas le produit à proximité de l'eau, notamment d'une baignoire, d'un sauna ou d'une piscine. N'utilisez pas votre produit à proximité d'une source de chaleur (incluant notamment, mais sans limitation, les radiateurs, les ventilations d'air chaud, les fours et cuisinières, les flammes nues telles que les bougies allumées, ainsi que les appareils produisant de la chaleur comme les amplificateurs audio ou les téléviseurs). N'essayez en aucune circonstance de modifier ou remplacer l'alimentation électrique de votre produit. Si la prise d'alimentation ne correspond pas à votre prise secteur, faites appel à un électricien certifié pour remplacer votre prise secteur avant de pouvoir utiliser votre produit. Débranchez le produit en cas d'orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée. Ne placez pas le produit dans une machine à laver, un lave-vaisselle ou un micro- onde ou un sèche-linge N'utilisez pas le produit avec une autre source d'alimentation que celle fournie par Dreem.

États-Unis Déclaration à la Commission fédérale des Communications (FCC) Ce produit a été testé et déclaré conforme à la section 15 du règlement de la FCC. L'opération est soumise à deux conditions : 1. Cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable 2. Il doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant entraîner un mauvais fonctionnement. Cet équipement a été testé

et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de la classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégrader de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas du brouillage. Si cet équipement entraîne un brouillage préjudiciable à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiable en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes : en orientant l'antenne réceptrice différemment ou en la changeant de place, en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur. en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur. en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté. Déclaration d'exposition aux radiations Le produit remplit les conditions d'exposition aux ondes radio. Le produit est conçu et fabriqué pour ne pas excéder les limites d'expositions aux radiofréquences (RF) définies par la Commission Fédérale des Communications (FCC) du gouvernement américain. L'exposition standard pour les appareils sans fil utilise une unité de mesure identifiée comme l'indice de débit d'absorption spécifique ou DAS, dont la limite fixée par la FCC est de 1,6W/kg. *Les tests pour le DAS sont conduits en utilisant des positions opérationnelles standards acceptées par la FCC avec l'appareil transmettant à son niveau de puissance maximum certifié et à toutes



Déclaration de conformité Energy Star - Dreem répond aux normes ENERGY STAR sur l'efficacité énergétique. Réduire la consommation d'énergie économise de l'argent et aide à conserver des ressources précieuses. Pour plus d'informations sur ENERGY STAR, rendez-vous sur www.energystar.gov

INFORMATIONS DE CONTACT

N'hésitez pas à contacter Dreem pour toute question ou commentaire à propos de cette notice d'utilisation. Email : support@dreem.com

Dreem SAS
34 Boulevard des Italiens, 75009 Paris
Fabricant: Dreem SAS
Importateur EU: Dreem SAS, 34 Boulevard des Italiens, 75009 Paris
Copyright © 2020 Dreem, SAS.
Le logo Dreem ainsi que toute les autres marques Dreem appartiennent exclusivement à Dreem. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs ayants droit respectifs.