






































Smart Ring USER MANUAL  -1-	Directory English1~7 German8~15 French16~23 Italian24~31 Spanish32~39 Japanese40~47 Chinese48~55 -1-	Component Description  Transparent Resin Oxygen/Heart Rate Sensor Charging port Test Status Indicator Packing List  -2-	Power On Connect the charging cable to power on the smart ring  -3-	Connection APP 1.Search and download LuckRing APP, or scan the QR code on the right to select the appropriate APP version to download. 2.Open the app and follow the instructions to match the ring.   -4-	Lighting status The red light flashes when charging and turns off when fully charged The green light flashes during the heart rate test and the red light flashes during the blood oxygen test  -5-	Wearing style Wear the ring on your own suitable finger, choose a comfortable size and wear it on the index finger, middle finger, and ring finger to better monitor the data  Oxygen/Heart Rate Sensor Wear the sensor on the inside of your finger Heart rate and blood oxygen measurements are more accurate -6-	Note Before using and operating the device, please read and follow the following precautions to ensure optimal device performance and avoid dangerous or illegal situations. In daily use, please choose a suitable size for your fingers, avoiding wear it too tightly, keep the dry contact area of the ring, and wipe it in time when it comes into water. If have symptoms such as redness and swelling appeared in the contact area, please stop using immediately and consult the doctor. Secure Please keep the charging cable and device in a dry environment when charging. Do not touch the charging cable with wet hands and avoid it being immersed in liquids such as water! Do not disassemble or modify the battery, insert foreign objects, or immerse it in water or other liquids to avoid causing battery leakage, overheating, fire, or explosion. Do not drop, squeeze, or puncture the battery. Avoid the battery causing the big external pressure, which can cause internal short circuits and overheating issues.  -7-
--	--	--	--	---	--	---	---






Smart Ring BENUTZERHANDBUCH  -8-	Verzeichnis English1~7 Deutsch8~15 Französisch16~23 Italienisch24~31 Spanisch32~39 Japanisch40~47 Chinesisch48~55 -9-	Komponentenbeschreibung  Transparentes Harz Sauerstoff-/Herzfrequenzsensor Ladeanschluss Teststatusanzeige Packliste  -10-	Einschalten Schließen Sie das Ladekabel an, um den Smart Ring einzuschalten  -11-	Verbindung zur APP 1. Suchen und laden Sie die LuckRing-APP herunter oder scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um die entsprechende APP-Version herunterzuladen. 2. Öffnen Sie die App und befolgen Sie die Anweisungen, um den Ring zu verbinden.   -12-	Status der Beleuchtung Das rote Licht blinkt beim Laden und erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist. Das grüne Licht clignote während des Herzfrequenztests und das rote Licht blinkt während des Blutsauerstofftests.  -13-	Tragestil Tragen Sie den Ring an Ihrem eigenen passenden Finger, wählen Sie eine bequeme Größe und tragen Sie ihn am Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger, um die Daten besser zu überwachen.  Oxygen-/Herzfrequenzsensor Tragen Sie den Sensor auf der Innenseite Ihres Fingers. Die Herzfrequenz- und Blutsauerstoffmessungen sind genauer. -14-	Hinweis Bevor Sie das Gerät verwenden und bedienen, lesen Sie bitte und befolgen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um eine optimale Geräteleistung sicherzustellen und gefährliche oder rechtswidrige Situationen zu vermeiden. Im täglichen Gebrauch wählen Sie bitte eine geeignete Größe für Ihre Finger, vermeiden Sie es, es zu eng anzulegen, halten Sie den trockenen Kontaktbereich des Rings und wischen Sie ihn bei Kontakt mit Wasser rechtzeitig ab. Wenn Symptome wie Rötung und Schwellung im Kontaktbereich auftreten, hören Sie bitte sofort auf, es zu verwenden, und konsultieren Sie den Arzt. Sicherheit Bitte halten Sie das Ladekabel und das Gerät beim Laden in einer trockenen Umgebung. Berühren Sie das Ladekabel nicht mit nassen Händen und vermeiden Sie, dass es in Flüssigkeiten wie Wasser eingetaucht wird. Bitte zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht, stecken Sie keine Fremdkörper ein oder tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um ein Auslaufen, Überhitzen, Feuer oder eine Explosion zu vermeiden. Lassen Sie den Akku nicht fallen, quetschen Sie ihn nicht zusammen oder durchstoßen Sie ihn nicht. Vermeiden Sie, dass der Akku einem großen äußeren Druck ausgesetzt wird, der interne Kurzschlüsse und Überhitzungsprobleme verursachen kann.  -15-
---	---	---	--	--	--	--	--

Smart Ring MANUEL DE L'UTILISATEUR  -16-	Répertoire Anglais1~7 Allemand8~15 Français16~23 Italien24~31 Espagnol32~39 Japonais40~47 Chinois48~55 -17-	Description des composants  Résine transparente Capteur d'oxygène/fréquence cardiaque Port de chargement Indicateur d'état du test Liste d'emballage  -18-	Mise sous tension Connectez le câble de chargement pour allumer la bague intelligente  -19-	Connexion APP 1. Recherchez et téléchargez l'application LuckRing, ou scannez le code QR sur la droite pour sélectionner la version appropriée de l'application à télécharger. 2. Ouvrez l'application et suivez les instructions pour associer la bague.   -20-	Statut lumineux La lumière rouge clignote pendant la charge et s'éteint une fois complètement chargée La lumière verte clignote pendant le test de fréquence cardiaque et la lumière rouge clignote pendant le test d'oxygène dans le sang  -21-	Style de port Portez la bague sur votre doigt approprié, choisissez une taille confortable et portez-la à l'index, au majeur et à l'annulaire pour mieux surveiller les données  Capteur d'oxygène/fréquence cardiaque Portez le capteur à l'intérieur de votre doigt Les mesures de fréquence cardiaque et d'oxygène dans le sang sont plus précises -22-	Remarque Avant d'utiliser et de faire fonctionner l'appareil, veuillez lire et suivre les précautions suivantes pour garantir des performances optimales de l'appareil et éviter des situations dangereuses ou illégales. En utilisation quotidienne, veuillez choisir une taille appropriée pour vos doigts, éviter de le porter trop serré, garder la zone de contact sèche de la bague et l'essuyer le temps en cas de contact avec de l'eau. Si des symptômes tels que des rougeurs et un gonflement apparaissent dans la zone de contact, veuillez cesser immédiatement d'utiliser et consulter un médecin. Sécurité Veuillez conserver le câble de chargement et l'appareil dans un environnement sec lors de la charge. Ne touchez pas le câble de chargement avec des mains mouillées et évitez qu'il ne soit immergé dans des liquides tels que l'eau. Ne démontez pas ou ne modifiez pas la batterie, n'insérez pas d'objets étrangers et ne l'immergez pas dans l'eau ou d'autres liquides pour éviter les fuites, la surchauffe, l'incendie ou l'explosion. Ne laissez pas tomber, écrasiez ou percez la batterie. Évitez que la batterie ne subisse une forte pression externe, ce qui peut entraîner des courts-circuits internes et des problèmes de surchauffe.  -23-
--	---	--	---	--	--	---	---

Smart Ring MANUALE DELL'UTENTE  -24-	Indice Inglese1~7 Tedesco8~15 Francese16~23 Italiano24~31 Spagnolo32~39 Giapponese40~47 Cinese48~55 -25-	Descrizione dei componenti  Resina trasparente Sensore di ossigeno / frequenza cardiaca Porta di ricarica Indicatore dello stato del test Elenco dei componenti  -26-	Accensione Collegare il cavo di ricarica per accendere l'anello intelligente  -27-	Connessione APP 1. Cerca e scarica l'APP LuckRing, o scansiona il codice QR sulla destra per selezionare la versione dell'APP appropriata da scaricare. 2. Apri l'app e segui le istruzioni per abbinare l'anello.   -28-	Stato dell'illuminazione La luce rossa lampeggia durante la ricarica e si spegne quando è completamente carica La luce verde lampeggia durante il test della frequenza cardiaca e la luce rossa lampeggia durante il test dell'ossigeno nel sangue  -29-	Stile di indossamento Indossa l'anello sul dito adatto a te, scegli una taglia comoda e indossalo sull'indice, medio e anulare per monitorare meglio i dati  Sensore di ossigeno / frequenza cardiaca Indossa il sensore all'interno del dito Le misurazioni della frequenza cardiaca e dell'ossigeno nel sangue sono più accurate -30-	Nota Prima di utilizzare e manipolare il dispositivo, leggere e seguire le seguenti precauzioni per garantire prestazioni ottimali del dispositivo e evitare situazioni pericolose o illegali. Nell'uso quotidiano, scegliere una taglia adatta per le dita, evitando di indossare troppo stretto, mantenere l'area di contatto asciutta dell'anello e pulirla tempestivamente in caso di contatto con l'acqua. Se compaiono sintomi come rossore e gonfiore nell'area di contatto, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico. Sicurezza Si prega di mantenere il cavo di ricarica e il dispositivo in un ambiente asciutto durante la ricarica. Non toccare il cavo di ricarica con le mani bagnate e evitare che venga immerso in liquidi come l'acqua. Non smontare o modificare la batteria, inserire oggetti estranei o immergerla in acqua o altri liquidi per evitare perdite, surriscaldamento, incendi o esplosioni della batteria. Non far cadere, schiacciare o forare la batteria. Evitare che la batteria subisca una forte pressione esterna, che può causare cortocircuiti interni e problemi di surriscaldamento.  -31-
---	--	--	---	--	---	---	--

Smart Ring MANUAL DEL USUARIO  -32-	Índice Inglés1~7 Alemán8~15 Francés16~23 Italiano24~31 Español32~39 Japonés40~47 Chino48~55 -33-	Descripción de los componentes  Resina transparente Sensor de oxígeno/frecuencia cardíaca Puerto de carga Indicador de estado de prueba Lista de embalaje  -34-	Encendido Conecte el cable de carga para encender el anillo inteligente  -35-	Conexión de la APP 1. Busque y descargue la aplicación LuckRing, o escanee el código QR a la derecha para seleccionar la versión de la APP adecuada para descargar. 2. Abra la aplicación y siga las instrucciones para emparejar el anillo.   -36-	Estado de iluminación La luz roja parpadeara durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada La luz verde parpadeara durante la prueba de frecuencia cardíaca y la luz roja parpadeara durante la prueba de oxígeno en la sangre  -37-	Estilo de uso Use el anillo en su dedo adecuado, elija un tamaño cómodo y úselo en el dedo índice, medio y anular para monitorear mejor los datos  Sensor de oxígeno/frecuencia cardíaca Use el sensor en el lado interior de su dedo Las mediciones de frecuencia cardíaca y oxígeno en la sangre son más precisas -38-	Nota Antes de usar y operar el dispositivo, lee y siga las siguientes precauciones para garantizar un rendimiento óptimo del dispositivo y evitar situaciones peligrosas o ilegales. En el uso diario, elija un tamaño adecuado para sus dedos, evite usarlo demasiado apretado, mantenga la zona de contacto del anillo seca y límpiela a tiempo cuando entre en contacto con agua. Si aparecen síntomas como enrojecimiento e hinchazón en la zona de contacto, deje de usarlo inmediatamente y consulte al médico. Seguro Mantenga el cable de carga y el dispositivo en un entorno seco durante la carga. No toque el cable de carga con las manos mojadas y evite que se sumerja en líquidos como agua. No desmonte ni modifique la batería, inserte objetos extraños, o sumérjala en agua u otros líquidos para evitar que se produzcan fugas de batería, sobrecalentamiento, incendios o explosiones. No deje caer, apriete ni perfora la batería. Evite que la batería reciba una gran presión externa, lo que puede causar cortocircuitos internos y problemas de calentamiento.  -39-
--	--	--	--	--	---	--	---

Smart Ring ユーザーマニュアル  -40-	目次 英語1~7 ドイツ語8~15 フランス語16~23 イタリア語24~31 スペイン語32~39 日本語40~47 ちゅうごくご48~55 -41-	部品の説明  透明樹脂 酸素/心拍センサー 充電ポート テスト状態インジケータ 梱包リスト  -42-	電源を入れる スマートリングの電源を入れるために充電ケーブルを接続します  -43-	接続アプリ 1.「Luckringアプリ」を検索してダウンロードするか、右側のQRコードをスキャンして適切なアプリバージョンをダウンロードします。 2.アプリを開き、指示に従ってリングとペアリングします。   -44-	点灯状態 赤い光が点滅して充電中であり、充電が完了すると消灯します 心拍数のテスト中は緑色の光が点滅し、酸素を測定すると赤い光が点滅します  -45-	装着スタイル 指将戒指佩戴在自己适宜的手指上，选择舒适尺寸 リングを適切な指に装着し、快適なサイズを選択して、インデックス指、中指、薬指に装着してデータをより正確に監視します  酸素/心拍センサー センサーを指の内側に装着します 心拍数と酸素濃度の測定がより正確になります -46-	注意 デバイスを使用および運用する前に、最適なデバイス性能を確保し、危険または違法な状況とを避けるために、以下の注意事項をお読みください。 日常生活では、指に適したサイズを選択してください。リングの乾燥した接触面を確保し、水に触れた場合はすぐに拭き取ってください。接触面に手みや指の皮膚の症状が現れた場合は、すぐに使用を中止して医師に相談してください。 セキュリティ 充電時には、充電ケーブルとデバイスを乾燥した環境に保管してください。濡ったまま充電ケーブルに触れたり、水などの液体に浸けたりしないでください。 バッテリーを分解したり改造したり、異物を挿入したり、水やその他の液体に濡らしたりしないでください。バッテリーが過熱、過熱、火災、爆発を引き起こすのを避けるために注意してください。 バッテリーを落としたり、押しつぶしたり、刺したりしないでください。バッテリーに大きな外部圧力が加わると、内部でショートや過熱の問題が発生する恐れがあります。  -47-
---	--	--	---	--	--	---	--

智能戒指 使用说明书  -48-	目录 英語1~7 德语8~15 法语16~23 意大利语24~31 西班牙语32~39 日语40~47 中文48~55 -49-	组件说明  透明树脂内托 血氧/心率传感器 磁吸充电口 测试状态指示灯 包装清单  -50-	开机 充电线连接至戒指灯光闪烁即为开机  -51-	连接APP 1.搜索下载 LuckRing APP, 或扫描右二维码并选择适合的APP版本下载 2.打开软件并根据提示配对戒指   -52-	灯光状态 充电时红灯闪烁，充满时灯光关闭 心率测试时绿灯闪烁，血氧测试时红灯闪烁  -53-	佩戴方式 将戒指佩戴在自己适宜的手指上，选择舒适尺寸 日常使用中请选择适合自己手指的尺寸，避免佩戴过紧，请保持戒指接触部位的干燥，遇水后请及时擦干。如接触部位出现红肿等症状时，请立即停止使用，并咨询医生。  心率、血氧传感器 请将传感器佩戴在手指内侧 心率、血氧测量结果更准确 -54-	注意事项 在使用和操作设备之前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况。 日常使用中请选择适合自己手指的尺寸，避免佩戴过紧，请保持戒指接触部位的干燥，遇水后请及时擦干。如接触部位出现红肿等症状时，请立即停止使用，并咨询医生。 安全 充电时请保持充电线和设备处在干燥的环境中，请勿使用湿手触摸充电器，请勿将充电器或设备浸入水中，请勿将设备放入水中，以免引起电池漏液、过热、起火或爆炸。 请勿跌落、挤压或穿刺电池，避免电池遭受外部太大的压力，从而导致电池内部短路和过热。  -55-
---	--	---	--	---	---	---	--

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.